




Οδηγός μέτρησης για τη διασταύρωση και την πλάκα στήριξης του Powerpack

Απόσταση μεταξύ των ακραίων βραχιόνων (ίντσες)	Απόσταση μεταξύ των ακραίων βραχιόνων (cm)	με εγκάρσια μπάρα στήριξης	κωδικός εξαρτήματος
8-12"	20-30cm	μικρού μήκους	1252403 (RS15)
11-15"	28-38cm	μεσαία κοντή έκδοση	1251311
13-18"	33-45cm	τυπικό μέγεθος	1251312
16-23"	40-58cm	μεγάλο μήκος	1251313
17-24"	43-61cm	βαρέως τύπου	1251314
Απόσταση από τα άκρα στήριξης έως το δάπεδο (ίντσες)	Απόσταση από τα άκρα στήριξης έως το δάπεδο (εκ.)	Drop Plate Type τύπος με χαμηλωμένη βάση/πλάκα	Κωδικός εξαρτήματος
Below 5"	Below 12.7cm	50/75mm (θέση ανύψωσης)	1251303
5"	12.7cm	50/75mm (θέση ανύψωσης)	1251303
5.5"	14cm	50/75mm (θέση ανύψωσης)	1251303
6"	15.2cm	50/75mm (θέση ανύψωσης)	1251303
6.5"	16.5cm	50/75mm (θέση ανύψωσης)	1251303
7"	17.8cm	50/75mm (θέση χαμηλώματος)	1251303
7.5"	19.1cm	50/75mm (θέση χαμηλώματος)	1251303
8"	20.3cm	50/75mm (θέση χαμηλώματος)	1251303
8.5"	21.6cm	50/75mm (θέση χαμηλώματος)	1251303
9"	22.9cm	50/75mm (θέση χαμηλώματος)	1251303
9.5"	24.1cm	50/75mm (θέση χαμηλώματος)	1251303
10"	25.4cm	100mm (θέση χαμηλώματος)	1251304
10.5"	26.7cm	100mm (θέση χαμηλώματος)	1251304
11"	27.9cm	100mm (θέση χαμηλώματος)	1251304
11.5"	29.2cm	100mm (drop) (θέση χαμηλώματος)	1251304
12"	30.5cm	100mm (drop) (θέση χαμηλώματος)	1251304

Βασικός οδηγός μέτρησης:



1) Πόσο φαρδύ είναι το αμαξίδιο (μέτρηση A);

Αν είναι 16"–18" (ίντσες), όπως στο 80% των αμαξιδίων, τότε συνήθως χρειάζεστε την κανονική (standard) εγκάρσια μπάρα.

Αν είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο, τότε θα χρειαστείτε μια κοντή (short) ή μακριά (long) εκδοχή..

2) Πόσο ψηλά είναι το πλαίσιο από το δάπεδο (μέτρηση B);

Όταν το γνωρίζετε αυτό, θα ξέρετε ποια από τις «πλάκες χαμηλώματος (drop plates)» μας χρειάζεστε, ώστε το Powerpack να βρίσκεται στην ιδανική του θέση.

