

UPSEE

Η συσκευή κινητικότητας αλλάζει τη ζωή των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Το Ursee είναι μια όρθια συσκευή κινητικότητας που έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει στα παιδιά με κινητική δυσλειτουργία να στέκονται και να κινούνται με τη βοήθεια ενός ενήλικα. Μερικοί ήταν σε θέση να σταθεί και να αγκαλιάσει το μικρό αδελφό ή την αδελφή τους για πρώτη φορά. Μερικοί χαιρετούσαν τους γείτονες στην πρώτη τους βόλτα κατά μήκος του δρόμου τους. Και κάποιοι διέσχισαν την παιδική χαρά χέρι-χέρι με τον καλύτερό τους φίλο για πρώτη φορά.

Είναι απλά μικρά βήματα - αλλά σημαίνουν τον κόσμο για κάποιον.

Πίνακας περιεχομένων

01 Προβλεπόμενη χρήση

02 Δήλωση συμμόρφωσης

03 Όροι Εγγύησης

04 Πληροφορίες για την ασφάλεια

05 Πληροφορίες καθαρισμού και φροντίδας

06 Καθημερινή επιθεώρηση και συντήρηση προϊόντων

07 Επανεκδοση προϊόντων Firefly

08 Συντήρηση προϊόντων

09 Οδηγίες χρήσης:

5.1 Αξιολόγηση και συνταγή

5.2 Φοράτε το Ursee σας

5.3 Αφαίρεση του Ursee

5.4 Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ursee σας

10 Τεχνικός πίνακας

11 Συχνές Ερωτήσεις

ΤΜΗΜΑ 1. Προβλεπόμενη χρήση

Το Ursee είναι μια όρθια συσκευή κινητικότητας που επιτρέπει ένα ενήλικας για να διευκολύνει τη στάση και το περπάτημα για μικρά παιδιά από περίπου 1 έτος έως 8 ετών, που δεν μπορούν σταθείτε ή περπατήστε ανεξάρτητα. Το UrSee είναι μια συσκευή που αποδίδεται σε γονέα / ενήλικα και παιδί.

Αποτελείται από 3 μέρη: Ζώνη ενηλίκων (1 μέγεθος) 24 "- 42", διπλό

Σανδάλι (2 επιλογές μεγέθους αν και διατίθενται σύμφωνα με επιλεγμένη ζώνη παιδιού) και ζώνη παιδιού (4 επιλογές μεγέθους XSmall, Small, Medium & Large). Ο μέγιστος χρήστης το βάρος είναι XS - 15kg / 33lbs, Small - 15kg / 33lbs, Μεσαίο 20Kg / 44lbs και Large, 25kg / 55lbs.

Συνιστούμε να πραγματοποιείται καθημερινά ο ενήλικας χρήστης επιθεωρήσεις προϊόντων (σύμφωνα με την Ενότητα 6 αυτού του Χρήστη Εγχειρίδιο) για την ασφαλή χρήση του προϊόντος. Τζέιμς Λέκι Η Design Ltd δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη εάν το προϊόν χρησιμοποιείται εκτός της προβλεπόμενης ασφαλούς χρήσης του. Σε περίπτωση αμφιβολίας

επικοινωνήστε με τις Υπηρεσίες Πελατών Firefly στο Ηνωμένο Βασίλειο 0800 318265 ή ROI 1800 626020.

ΤΜΗΜΑ 2. Δήλωση συμμόρφωσης

James Leckey Design Ltd, ως κατασκευαστής με σόλα ευθύνη για τη μάρκα Firefly, δηλώνει ότι το Ursee συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κατευθυντήριων γραμμών 93/42 / ΕΟΚ και EN12182 Τεχνικά βοηθήματα για άτομα με ειδικές ανάγκες, Γενικά Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής.

ΤΜΗΜΑ 3. Όροι Εγγύησης

UK / ROI: Τα αγαθά μπορούν να επιστραφούν σε εμάς για επισκευή εγγύησης ή αντικατάσταση έως και 12 μήνες από την παραλαβή. Μόλις εσύ επικοινωνήστε μαζί μας θα κανονίσουμε τη συλλογή των εμπορευμάτων στο δικό μας έξοδα και, μόλις επιστραφούν σε εμάς, θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε τα προϊόντα σας και να τα επιστρέψουμε σε εσάς εντός 14 ημερών. Σε όλα περιπτώσεις, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει το τα εμπορεύματα που επιστρέφονται συσκευάζονται κατάλληλα, κατά προτίμηση σε την αρχική συσκευασία.

Διεθνείς πελάτες: Τα αγαθά μπορούν να επιστραφούν σε εμάς για επισκευή ή αντικατάσταση εγγύησης έως και 12 μήνες από παραλαβή. Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε ένα αναγνωριστικό αναφοράς περίπτωσης

σύμφωνα με τη διαδικασία Διεθνών Επιστροφών. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για το κόστος επιστροφής των εμπορευμάτων. Μια φορά επιστρέψαμε σε εμάς θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε τα προϊόντα σας και επιστρέψτε τα σε εσάς εντός 14 ημερών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει τα εμπορεύματα που επιστρέφονται συσκευάζονται κατάλληλα, κατά προτίμηση σε την αρχική συσκευασία.

ΤΜΗΜΑ 4: Πληροφορίες για την ασφάλεια

1. Πάντα να διαβάζετε πλήρως τις οδηγίες χρήστη πριν από τη χρήση.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι καλά στερεωμένα πριν από τη χρήση.
3. Μην τροποποιείτε το Ursee και μην χρησιμοποιείτε άλλα συστατικά
Τα στοιχεία εγκεκριμένα από το Firefly με το Ursee σας ανά πάσα στιγμή.
4. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να σας θέσει ή / και το παιδί σας κινδυνεύει.
5. Το Ursee πρέπει να φυλάσσεται προσεκτικά και δεν πρέπει να είναι χρησιμοποιείται εάν κάποια εξαρτήματα είναι ελαττωματικά.
6. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε ρυθμίσεις θέσης και βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες, οι βίδες Velcro και οι πρέσες είναι πλήρως στερεωμένες ενώ καθισμένος. Μην κάνετε προσαρμογές σε αυτές τις στιγμές στέκεται με το παιδί σας.
7. Το Ursee συμμορφώνεται με τους κανονισμούς πυρασφάλειας στο σύμφωνα με το EN1021-1. Ωστόσο, το προϊόν πρέπει να είναι μακριά από γυμνές φλόγες.
8. Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν σύμφωνα με την ενότητα 6 αυτού του εγχειριδίου χρήστη. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Μεταφέρω πραγματοποιεί ελέγχους συντήρησης σε τακτική βάση για να διασφαλίζει το δικό σας το προϊόν είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας.
9. Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με την ασφαλή χρήση του Ursee ή εάν τυχόν ανταλλακτικά πρέπει να αποτύχουν, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν αμέσως και επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση Πελατών Firefly στο UK 0800 318265 ή ROI 1800 626020.

10. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ενηλίκων είναι φορεμένη γύρω από τους γοφούς.
Η χρήση της ζώνης γύρω από τη μέση μπορεί να προκαλέσει πίεση στην πλάτη.

11. Τα προτεινόμενα παπούτσια κατά τη χρήση του Ursee είναι εκπαιδευτές (πάνινα παπούτσια) για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας.
Παπούτσια με τακούνια, μεγάλες μπότες, σανδάλια ή παντόφλες δεν πρέπει να φορεθεί

12. Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις ιμάντες σύνδεσης στη ζώνη των ενηλίκων σας επεκτείνονται πριν συνδέσετε το λουρί του παιδιού σας και όρθιος. Χαλαρώστε ξανά τους ιμάντες πριν καθίσετε κάτω με το παιδί σας.

13. Μην σφίγγετε υπερβολικά τους ιμάντες, καθώς αυτό θα προκαλέσει παιδί να κρεμάσει στο λουρί, θέτοντας σε κίνδυνο την πλάτη πίεση ή απώλεια ισορροπίας.

14. Μην πιέζετε την κίνηση - θα μπορούσατε να βλάψετε το παιδί σας. Κατ' αρχάς, το Ursee πρέπει να χρησιμοποιείται ως πλήρες κιτ (ζώνη για παιδιά, ζώνη και σανδάλια ενηλίκων) για την παροχή μέγιστο επίπεδο υποστήριξης, λειτουργίας και σταθερότητας.

Το πρόγραμμα θεραπείας Ursee μπορεί να χρησιμοποιηθεί βαθμολογήστε τις δραστηριότητες που η Ursee χρησιμοποιείται για να διευκολύνει συμμετοχή σε. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την αφαίρεση των σανδάλια ώστε, για παράδειγμα, να επιτευχθεί ο στόχος κινητικότητας 3γ.

Εάν δεν είστε καθόλου σίγουροι, συμβουλευτείτε τον θεραπευτή σας συμβουλές ειδικά για το παιδί σας και τη χρήση του Ursee.

ΤΜΗΜΑ 5: Πληροφορίες καθαρισμού και φροντίδας

Παιδική ζώνη και ζώνη ενηλίκων:

- Η ταπετσαρία μπορεί να τοποθετηθεί στο πλυντήριο αφού αφαιρέσετε τους ιμάντες, τις πόρτες και τους συνδετήρες. Κατάστημα αυτά σε ασφαλές μέρος και μακριά από παιδιά.

- Η χρώση πρέπει να απομακρύνεται το συντομότερο δυνατό με απορροφητικό πανί, πετσέτες ή σφουγγάρι. Τακτική σαπούνη και

Το ζεστό νερό σφουγγάρι είναι αποτελεσματικό για συνηθισμένο λεκέ και

μικρές διαρροές. Προσέξτε να μην κορεστεί το ύφασμα ως αυτό θα προκαλέσει την εξάπλωση του λεκέ.

- Τα αντισηπτικά καθαριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα επίμονοι λεκέδες. Αυτά μπορεί να απαιτούν ασφαλή διαλύτη όπως το ισοπροπυλικό αλκοόλ ή το ορυκτό αλκοόλ. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα καθαρισμού αφαιρούνται πλήρως.

- Μην λεύκαντε το προϊόν

- Ενώ συνιστάται το στέγνωμα της γραμμής, το λουρί παιδιού / η ζώνη ενηλίκων μπορεί να στεγνώσει σε χαμηλή θερμοκρασία

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ζεστό σίδερο στο λουρί για παιδιά

- Μην στεγνώνετε στεγνά την ζώνη παιδιού ή τη ζώνη ενηλίκων

Διπλά σανδάλια

- Τα σανδάλια πρέπει να καθαρίζονται μόνο με ένα υγρό πανί

- Ελέγξτε το πέλμα στη σόλα για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα φράξει με βρωμιά

- Ελέγξτε το Velcro σε ιμάντες για να βεβαιωθείτε ότι δεν λειτουργεί βλάβη από βρωμιά ή υπερβολικό χνούδι

Τα σανδάλια δεν πρέπει να πλένονται μηχανικά

ΤΜΗΜΑ 6: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Συνιστούμε να γίνονται διάφοροι έλεγχοι του Ursee

πριν από τη χρήση για να διασφαλιστεί ότι το προϊόν είναι ασφαλές.

Οι προτεινόμενοι έλεγχοι αναλύονται παρακάτω:

- Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες και τα κουμπιά είναι στη θέση τους και ασφαλή

- Ελέγξτε όλες τις ταπετσαρίες για τυχόν σημάδια φθοράς

Velcro ταινίες

- Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι ιμάντες / ιμάντες είναι ασφαλείς και ότι υπάρχουν χωρίς σημάδια φθοράς

Εάν έχετε αμφιβολίες για την ασφαλή χρήση του

Προϊόν Firefly ή εάν κάποια εξαρτήματα πρέπει να αποτύχουν, σταματήστε

χρησιμοποιώντας το προϊόν και επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες πελατών μας τμήμα το συντομότερο δυνατό.

ΤΜΗΜΑ 7. Επανεκδοση προϊόντων Firefly

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει καθαριστεί καλά σύμφωνα με την ενότητα 5 αυτού του εγχειριδίου. Εξασφαλίστε ένα αντίγραφο του εγχειριδίου χρήστη παρέχεται με το προϊόν. Εάν υπάρχει αμφιβολία για τη συνεχή ασφαλή χρήση του προϊόντος Firefly ή Αν κάποια εξαρτήματα αποτύχουν, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας το συντομότερο δυνατή στο UK 0800 318265 ή ROI 1800 626020.

ΤΜΗΜΑ 8. Συντήρηση προϊόντων

Η συντήρηση όλων των προϊόντων Firefly πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από τεχνικά ικανά άτομα που έχουν εκπαιδευμένο στη χρήση του προϊόντος. Αυτή η υπηρεσία είναι δωρεάν χρεώστε εντός της περιόδου εγγύησης που αναλαμβάνει το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για την κατάλληλη προβλεπόμενη χρήση. Εάν το προϊόν πέφτει εκτός της περιόδου εγγύησης, οι επισκευές θα γίνουν επιβαρυνόμενος. Ίσως χρειαστεί να επιστρέψουμε το προϊόν στην Firefly για περαιτέρω επιθεώρηση που ενδέχεται να επιβαρύνεται με μικρή χρέωση για μεταφορά. Για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την υπηρεσία επικοινωνήστε με το Ομάδα εξυπηρέτησης πελατών Firefly στο Ηνωμένο Βασίλειο 0800 318265 ή ROI 1800 626020

Φοράτε το Upsee σας

ΒΗΜΑ 1^ο

Ζώνη ενηλίκων

Πρέπει να βάζετε πρώτα τη ζώνη του ισχίου σας. Τοποθετήστε τη ζώνη γύρω από τους γοφούς σας - περίπου 2 "κάτω από το δικό σας μέση με την κορυφή του τριγωνικού στηρίγματος πλάτης προς τα πάνω.

Η φθορά της ζώνης γύρω από τη μέση σας μπορεί να προκαλέσει πίσω πίεση.

- Κλιπ μαζί και τραβήξτε τους δύο δακτυλίους D μακριά η κεντρική πόρπη για να σφίξετε τη ζώνη εξασφαλίζοντας την το πλέγμα δεν γίνεται στριμμένο.

Η ζώνη σας πρέπει να είναι αρκετά σφιχτή έτσι ώστε το το βάρος του παιδιού σας δεν το τραβάει προς τα κάτω τα ισχία σας.

ΒΗΜΑ 2^ο

Παιδικό λουρί

- Το λουρί γιλέκου τοποθετείται πιο εύκολα τοποθετώντας το επίπεδη και τοποθετώντας το παιδί σας μέσα στην πλάτη του:

- Τοποθετήστε το Ursee σε μια άνετη επιφάνεια, ανοίγοντας τις πόρπες στους ώμους και κέντρο;

- Ξαπλώστε το παιδί σας πάνω από την πλεξούδα, ταιριάζουν με τη λεκάνη, το στήθος και τους μασχάλες τους το γιλέκο.

- Ο κάτω ιμάντας στην πλεξούδα είναι ο μεγαλύτερος σημαντικό να φτάσετε στο σωστό μέρος - πρέπει να είναι άνετα γύρω από τη λεκάνη του παιδιού σας. Σε προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, ως γενικός οδηγός, το κάτω άκρο της ζώνης γιλέκου πρέπει να βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κορυφή των ποδιών του παιδιού σας. Το χαμηλότερο ο ιμάντας πρέπει να βρίσκεται κάτω από τα μπροστινά πυελικά οστά αναλόγως (α).

- Μόλις η λεκάνη ευθυγραμμιστεί, τοποθετήστε το παιδί σας τα χέρια στην πλεξούδα, κλείστε το κάλυμμα τον ώμο χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια για να ρυθμίσετε, και στερεώστε τις πόρπες.

Προσέξτε να μην τραβήξετε την πλεξούδα

τη λεκάνη κατά τη στερέωση των ώμων.

- Στερεώστε την κεντρική λωρίδα Velcro έτσι ώστε να ταιριάζει

σταθερά γύρω από το παιδί σας και ασφαλή με

πόρπες, σφίγγοντας τους ιμάντες όπως απαιτείται, και

δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο χαμηλότερο.

- Περάστε τους ιμάντες ποδιών μεταξύ των ποδιών του παιδιού σας

και στις πόρπες στο μπροστινό μέρος.

Προσέξτε για να βεβαιωθείτε ότι το εσωτερικό πόδι καλύπτει

βρίσκεται στο εσωτερικό του ποδιού / βουβωνικής ηλικίας του παιδιού σας

περιοχή. Σφίξτε τους ιμάντες επαρκώς

αποτρέψτε το γιλέκο να ανεβαίνει όταν το παιδί σας

σηκώνεται

ΒΗΜΑ 3^ο

Διπλό σανδάλι

Ο ενήλικος πρέπει να τοποθετήσει τα πόδια του στο μεγάλο

πρώτα σανδάλια.

Εάν τα πόδια σας είναι μικρότερα από το σανδάλι, τοποθετήστε το

τα δάχτυλά σας μπροστά. Εάν τα πόδια σας είναι μεγαλύτερα

από το σανδάλι, στοχεύστε στη μεσαία θέση.

- Ασφαλίστε τα πόδια σας σφιχτά χρησιμοποιώντας τα τρία Velcro

ιμάντες. Παρέχονται ιμάντες επέκτασης εάν χρειάζεται.

- Καθίστε σε ένα скаμνί / καρέκλα ενώ υποστηρίζετε το δικό σας

παιδί να «πέρκα» στην άκρη του καθίσματος μεταξύ

τα πόδια σας - τα πόδια τους πρέπει να είναι στο πάτωμα.

- Τοποθετήστε τα πόδια του παιδιού σας στα μικρά σανδάλια

και χρησιμοποιήστε τους τρεις ιμάντες Velcro για στερέωση

γύρω από τα πόδια του παιδιού σας.

Τα παπούτσια πρέπει πάντα να φοράτε εσείς και εσείς

παιδί όταν χρησιμοποιείτε το Ursee. Συνιστάται

παπούτσια για ενήλικες είναι εκπαιδευτές / πάνινα παπούτσια. Τα δικά σου το παιδί πρέπει να φοράει αθλητικά παπούτσια, παπούτσια με κλειστά δάκτυλα ή ορθοπεδικά παπούτσια. Νάρθηκες / Μπορεί να φορεθούν AFO με το Ursee. Παπούτσια με τακούνια, μεγάλες μπότες, σανδάλια ή παντόφλες δεν φοριέται για λόγους ασφάλειας και σταθερότητας. Οι δοκιμές μας έδειξαν ότι βρίσκουν οι περισσότεροι ενήλικες είναι πιο εύκολο και πιο διαισθητικό να τοποθετήσουν τα πόδια τους πρώτα στο διπλό σανδάλι. Ωστόσο, μερικά ευκολότερο να βάλουν πρώτα τα πόδια του παιδιού τους. Οι παραπάνω οδηγίες αφορούν πρώτα τα πόδια των ενηλίκων. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται πρακτική και μπορείτε χρειάζεστε πρόσθετη βοήθεια για να στερεώσετε το ιμάντες στην αρχή

ΑΦΑΙΡΕΣΗ UPSEE

ΒΗΜΑ 4ο

Σύνδεση του παιδικού καλωδίου με η ζώνη ενηλίκων

Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις ιμάντες σύνδεσης στον ενήλικα σας η ζώνη επεκτείνεται πριν από την προσάρτηση στο παιδική ζώνη.

- Συνδέστε τους γκρι ιμάντες στη ζώνη των ενηλίκων σας με τις αντίστοιχες γκρι αγκράφες στο κάτω μέρος της ζώνης του παιδιού σας.

- Συνδέστε τους μαύρους ιμάντες στη ζώνη των ενηλίκων σας στις αντίστοιχες μαύρες δεμένες πόρπες στο ώμο της ζώνης του παιδιού σας.

Ως τελικός έλεγχος εξασφαλίστε πόρπες, Velcro και

τα μπουλόνια τύπου έχουν στερεωθεί με ασφάλεια στο παρελθόν

όρθιος - μην κάνετε περαιτέρω

προσαρμογές σε αυτές μόλις σταθείτε. Αν εσύ

πρέπει να κάνετε περαιτέρω προσαρμογές

πόρτες, Velcro ή πείροι, παραμένουν καθισμένοι.

- Σηκωθείτε αργά.

Ίσως χρειαστεί να δώσετε στο παιδί σας επιπλέον

υποστήριξη (από εσάς ή έναν βοηθό που κατέχει

σε αυτά), μέχρι να συνδεθούν οι ιμάντες

σφίγγονται. Το παιδί σας μπορεί να πέσει μπροστά

ενώ οι ιμάντες σύνδεσης είναι ακόμα σε αυτούς

εκτεταμένη θέση.

- Ρυθμίστε ομοιόμορφα τους ιμάντες σύνδεσης - μερικοί

οι άνθρωποι το βρίσκουν πιο εύκολο να κάνουν τη μία πλευρά στο ένα

χρόνος. Οι ιμάντες της πυέλου του παιδιού σας (γκρι) πρέπει να είναι

προσαρμόστηκε πρώτα καθώς αυτά κρατούν το παιδί σας στο

σωστό ύψος στάσης. Στη συνέχεια ρυθμίστε το μαύρο

ιμάντες ώμου για να διατηρήσει τον κορμό του παιδιού σας

σε όρθια θέση. Βγάλτε το πλεόνασμα του ιμάντα

ο τρόπος για να αποφευχθεί η πτώση.

Λεπτός συντονισμός των ιμάντων σύνδεσης της πυέλου

(γκρι): Οι πυελικοί ιμάντες πρέπει να σφίγγονται

μόνο όσο χρειάζεται για να διατηρηθεί

η λεκάνη του παιδιού στο υψηλότερο επίπεδο ενώ

επιτρέποντας στο παιδί να φέρει την πλειοψηφία των

το δικό του βάρος. Δεν προορίζετε

να αντέξει το βάρος του παιδιού μέσω του

ιμάντες σύνδεσης. Για να βρείτε τη σωστή ένταση,

ίσως χρειαστεί να τα χαλαρώσετε και να τα σφίξετε

λουριά λίγο κοιτάζοντας προς τα κάτω σας
την πυελική θέση του παιδιού ή χρησιμοποιώντας έναν καθρέφτη.
Αφού αρχίσετε να περπατάτε ίσως χρειαστεί
ρυθμίστε ξανά τους ιμάντες σύνδεσης ως
υπάρχει μια τακτοποίηση της πλεξούδας και
ιμάντες που εμφανίζονται τα πρώτα λεπτά
του περπατήματος.

Λεπτός συντονισμός των ιμάντων σύνδεσης των ώμων
(μαύρο): Οι ιμάντες ώμου προορίζονται
για να υποστηρίξει τον κορμό του παιδιού για να το διασφαλίσει
δεν ταλαντεύεται προς τα εμπρός / προς τα πίσω ή από
διπλα διπλα. Οι ιμάντες ώμου δεν είναι
προορίζεται να φέρει το βάρος του παιδιού όπως στο α
λουρί ανάρτησης. «Ρύθμιση» του ώμου
Οι ιμάντες απαιτούν σύσφιξη και επιμήκυνση
αυτά τα λουριά μέχρι να βρείτε το σωστό επίπεδο
υποστήριξη όπου ο κορμός υποστηρίζεται χωρίς
αναστολή του παιδιού από τους ώμους του.

Αφού αρχίσετε να περπατάτε ίσως χρειαστεί
αναπροσαρμόστε πάλι καθώς υπάρχει μια διευθέτηση του
λουρι και ιμάντες που εμφανίζονται κατά την πρώτη
λίγα λεπτά με τα πόδια
Θυμηθείτε - μην σφίγγετε υπερβολικά τους ιμάντες
καθώς αυτό θα κάνει το παιδί να κολλήσει στο
καλωδίωση, θέτοντάς σας τον κίνδυνο της πίεσης στην πλάτη
ή απώλεια ισορροπίας
Η κοινή λογική καθοδήγηση για την αφαίρεση του
Το Ursee είναι να αντιστρέψετε τα βήματα που κάνατε για να το βάλετε
επί. Ωστόσο, τα στάδια και οι προειδοποιήσεις ασφαλείας είναι

επισημαίνεται παρακάτω.

Βεβαιωθείτε ότι οι τέσσερις ιμάντες σύνδεσης στο δικό σας
Η ζώνη των ενηλίκων εκτείνεται ξανά πριν από τη συνεδρίαση
κάτω. Κινδυνεύετε να κάμψετε το παιδί σας προς τα πίσω
σε μια άβολη γωνία εάν δεν το κάνετε

Αυτό. Θυμηθείτε να δώσετε επιπλέον υποστήριξη
το παιδί σας μόλις χαλαρώσουν οι ιμάντες.

- Καθίστε αργά, στηρίζοντας το παιδί σας στο
Ίδια στιγμή.

- Καθοδηγήστε το κάτω μέρος του παιδιού σας προς το κάθισμα
"Πέρκα" σε αυτό

- Αφαιρέστε και τους τέσσερις ιμάντες σύνδεσης από το δικό σας
λουρί παιδιού (δύο γκρι στους ώμους και
δύο μαύρα στο κάτω μέρος της πλάτης).

- Ξεβιδώστε τα πόδια σας από τα διπλά σανδάλια
τα πόδια του παιδιού σας (μπορείτε να πάρετε τα πόδια του παιδιού σας
πρώτα αν αυτό σας φαίνεται πιο εύκολο).

- Ξαπλώστε το παιδί σας σε μια άνετη επιφάνεια.

- Ξεβιδώστε τα στηρίγματα ποδιών από τις μπροστινές πόρπες
και περάστε τους ιμάντες στα πόδια του παιδιού σας
η πλάτη.

- Ξεβιδώστε τις πόρπες και το Velcro στο μπροστινό μέρος του
λουρί και αφαιρέστε το από το παιδί σας σαν
γλέκο.

Εάν τα χέρια του παιδιού σας δεν έχουν αρκετά
κίνηση για να επιτρέψει στην πλεξούδα να γλιστρήσει
εύκολα, αναιρέστε το κλιπ ώμου και πατήστε
καρφιά.

- Αφαιρέστε τη ζώνη ενηλίκων σας.

- Αποθηκεύστε προσεκτικά όλα τα κομμάτια για το επόμενο περιπέτεια!

Σας συνιστούμε να μεγιστοποιήσετε το διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, αποθηκεύετε το δικό σας παιδική ζώνη Ursee επίπεδη. Αναδιπλούμενες αιτίες ζάρωμα στη δομή στήριξης του υλικό επένδυσης.

Η ερυθρότητα στο δέρμα του παιδιού σας μπορεί να είναι ορατή και αναμένεται σε σημεία που φέρουν βάρος.

Εάν όμως αυτή η ερυθρότητα παραμένει, παρακαλώ ελέγξτε τη ρύθμιση του προϊόντος για να το διασφαλίσετε δεν είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Ursee σας

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Ursee βεβαιωθείτε ότι όλα οι πόρτες και τα μπουλόνια τύπου ασφαρίζονται και ελέγξτε Velcro ταινίες για οποιοδήποτε σημάδι ζημιάς, φθοράς ή σχίσιμο. Εάν υπάρχουν σημάδια ζημιάς, μην το κάνετε χρησιμοποιήστε τις υπηρεσίες πελατών του προϊόντος και του τηλεφώνου για συμβουλή.

Το Ursee είναι μια υπέροχη προσθήκη στη θεραπεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο για συμπλήρωση υπάρχοντα προγράμματα στάσης και πεζοπορίας.

Η επιτυχία του Ursee θα προέλθει από το κίνητρο του παιδιού σας να σταθεί, καθώς και εσάς παρέχοντας το σωστό ποσό προσαρμογής και υποστήριξη για να επιτρέψει στο παιδί σας να φέρει βάρος και ξεκινήστε την κίνηση καθώς είναι σε θέση.

Μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος για εσάς και το παιδί σας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε το Ursee και πρέπει

μην περιμένετε να μετακινηθεί το παιδί σας στο Ursee

αμέσως - μπορεί να μπορούν να υποστηρίξουν μόνο

οι ίδιοι για πολύ μικρό χρονικό διάστημα στην αρχή.

Το Πρόγραμμα Θεραπείας Ursee παρέχει ένα χρήσιμο

βήμα προς βήμα οδηγός για το πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο

από το Ursee σας.

Όταν χρησιμοποιείτε το Ursee για πρώτη φορά, δοκιμάστε να σταθείτε

με το παιδί σας, για παράδειγμα σε ένα τραπέζι, και αφήστε το

χρησιμοποιούν τα χέρια τους για να παίξουν με παιχνίδια, να καθαρίσουν το

επιτραπέζια, παίξτε με αδέρφια κλπ.

Το παιδί σας θα πρέπει να μπορεί να φέρει το δικό του

βάρος, ακόμη και για πολύ μικρές περιόδους. Εάν το παιδί σας

απλά "κολλάει", δεν παίρνουν τα περισσότερα

από το Ursee τους. Βγάλτε το παιδί σας και δοκιμάστε

ξανά αργότερα - μην αποθαρρύνεστε αν έχετε

για να το επαναλάβετε για λίγο - μπορεί να χρειαστεί λίγο

συνηθίζω.

Εάν το παιδί σας μπορεί να φέρει το δικό του βάρος

και σταθείτε στο Ursee, μπορείτε να δοκιμάσετε απλά

μετατόπιση βάρους χρησιμοποιώντας απαλή πλευρά-προς-πλευρά

ταλαντευόμενη κίνηση.

Όταν το παιδί σας μπορεί να αντέξει το δικό του βάρος,

μπορείτε να τους ενθαρρύνετε να κάνουν βήματα ανυψώνοντας

ένα από τα πόδια σας ελαφρώς. Εάν το παιδί σας είναι έτοιμο,

θα είστε σε θέση να τους αισθανθείτε να αναλαμβάνουν το

κίνηση - αφήστε αυτό να συμβεί και βήμα

μαζί τους καθώς είναι σε θέση, καθοδηγώντας τα πόδια τους

όπως απαιτείται. Για να αξιοποιήσετε στο έπακρο το Ursee

πρέπει να συγκρίνετε αυτήν τη διαδικασία με τη μάθηση

μια ρουτίνα χορού με το παιδί σας. Μπορείς
Και οι δύο το βρίσκουν λίγο περίεργο στην αρχή και μπορεί
ενισχύστε την αυτοπεποίθησή σας να είστε κοντά σε έναν τοίχο
πρόσθετη υποστήριξη.

Θα βρείτε επίσης ότι βοηθά να περπατήσετε με τα πόδια σας
πλατύτερα από το συνηθισμένο, έτσι ώστε τα πόδια του παιδιού σας
είναι μια κανονική απόσταση - αυτό αποτρέπει
τα πόδια του παιδιού σας ψαλιδίζουν και σας κάνουν να νιώθετε
πιο σταθερός.

Θα πρέπει να προσέξετε ποιο πόδι το παιδί σας
προτιμά να ξεκινήσει, καθώς και το φυσικό τους βήμα
μήκος και ταχύτητα κίνησης. Ποια κατεύθυνση
θέλουν να μετακινηθούν; Κοιτάξτε πού είναι
δείχνει / κοιτάζει / αγγίζει. Χρησιμοποιώντας το Ursee
να κάνει ό, τι θέλει να κάνει το παιδί σας θα κρατήσει
κίνητρα

Μην πιέζετε την κίνηση, τα μεγαλύτερα βήματα ή
ταχύτητα - θα μπορούσατε να βλάψετε το παιδί σας.
Ακολουθώντας τα παραπάνω βήματα θα περιορίσετε το
την πιθανότητα να μην πιάσετε την προσοχή σας
γνωρίζοντας ποια κατεύθυνση θέλει το παιδί σας
να πάτε, προκαλώντας την απώλεια του υπολοίπου σας. Με
μαθαίνοντας τις κινήσεις / σήματα από το δικό σας
παιδί θα είναι λιγότερο πιθανό να σας πάρει
έκπληξη εάν το παιδί σας αλλάξει κατεύθυνση ή
ξαφνικά ξεκινά ή σταματά.

Όταν αρχίζετε να χρησιμοποιείτε το Ursee, χρησιμοποιήστε το για
δραστηριότητες αναψυχής που κάθε παιδί θα απολάμβανε
πράξη. Ένα από τα πρώτα γνωστικά παιδιά

μάθετε είναι αιτία και αποτέλεσμα. Αγαπούν το χειρισμό αντικείμενα για να δουν τι κάνουν! Προσπαθήστε να εμπλέξετε το δικό σας μέλη της οικογένειας ή φίλοι σε δραστηριότητες ενθαρρύνουν την οικογενειακή συμμετοχή.

Το Πρόγραμμα Θεραπείας Ursee θα σας προσφέρει με μια λίστα δραστηριοτήτων που μπορείτε να επιλέξετε να κάνετε όταν χρησιμοποιείτε το Ursee. Αυτά μπορούν να βρεθούν στο σελίδες 50-54.

Καθώς το παιδί σας αναπτύσσεται και γίνεται όλο και περισσότερο με αυτοπεποίθηση στο Ursee μπορείτε να δοκιμάσετε πιο προχωρημένους δραστηριότητες - θυμηθείτε να μιλήσετε με τον θεραπευτή σας Βεβαιωθείτε ότι η πρόοδος στις δραστηριότητες είναι κατάλληλη για το παιδί σου.

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Ursee στο Συχνά Ερωτήσεις.

Τεχνικές πληροφορίες

Για σταθερότητα και ασφάλεια, τα μεγέθη σανδαλιών αυτόματα ταιριάζει με την παιδική ζώνη επιλεγμένο μέγεθος. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ελέγξτε τη σελίδα Συχνές ερωτήσεις μας στο Διαδίκτυο www.fireflyfriends.com

- Το βρεφικό σαντάλι αποστέλλεται αυτόματα με το Χ Μικρό παιδικό λουρί
- Το τυπικό παιδικό σαντάλι αποστέλλεται αυτόματα με μικρό - μεγάλο παιδικό λουρί
- Σαντάλι για ενήλικες και στις δύο επιλογές θα ταιριάζει

Θεραπεία και το Ursee

1.1 Ποια είναι τα οφέλη του Ursee over

άλλα βοηθήματα κινητικότητας;

Ενώ εξαρτάται από την ικανότητα του παιδιού σας, το Ursee μπορεί να προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα βοηθήματα κινητικότητας. Παρέχει τη δυνατότητα βάρους που φέρει τα κάτω άκρα τα οποία μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τις ικανότητές σας παιδί. Το Ursee επιτρέπει ενεργή υποβοηθούμενη κίνηση ώστε το παιδί σας να μπορεί να σταθεί και να πατήσει στο μέγιστο της δυνατότητάς τους με το ελάχιστο επίπεδο βοήθειας που παρέχετε από εσάς. Επειδή μπορείτε να νιώσετε τις κινήσεις του παιδιού σας μέσω του διπλού σανδαλιού, το Ursee σας επιτρέπει για παροχή βοήθειας στο βήμα, όπως απαιτείται. Επάνω παρέχει τη δυνατότητα κρουαζιέρας (κίνηση) πλάγια κατά μήκος των επίπλων). Ο τύπος υποστήριξης παρέχεται από το Ursee σημαίνει ότι το παιδί τα χέρια είναι ελεύθερα να παίζουν, ενώ δίνουν στο παιδί το πιθανότητα επίτευξης απαγωγής ισχίου (χωριστά πόδια) και ενεργά ενεργά μυς του κορμού σε όρθια θέση. Ενθαρρύνοντας το παιχνίδι μέσω της χρήσης του Ursee θα κάνει το παιδί πιο παρακινημένο να χρησιμοποιήσει το προϊόν. Και φυσικά προσθήκη στο κλινικό και αναπτυξιακές ευκαιρίες, το Ursee είναι ελαφρύ και φορητό. Επιτρέπει στους γονείς για να βοηθήσουν το παιδί τους να βιώσει όρθια στάση, να περπατήσει και να εκπληρώσει τη φυσική τους δυνατότητα μέσω της οικογενειακής συμμετοχής

1.2 Χρησιμοποιείτε τη θεραπεία Ursee, παίζετε ή αθλητείτε;

Το Ursee είναι δυναμικά και τα τρία! Παιδιά

μπορεί να αποκτήσει τα θεραπευτικά οφέλη του υποστηριζόμενου να στέκεστε και να περπατάτε ενώ παίζουν και συμμετέχουν σε αθλητικές και οικογενειακές δραστηριότητες.

Δείτε τις Οδηγίες Χρήσης και τη Θεραπεία Ursee

Πρόγραμμα για περισσότερες ιδέες σχετικά με το πώς να το κάνετε χρησιμοποιήστε το Ursee σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους

1.3 Πρέπει το παιδί μου να φοράει νάρθηκες / τιράντες

ενώ χρησιμοποιείτε το Ursee;

Ναι, αν τα φοράτε συνήθως για δραστηριότητες που φέρουν βάρος. Εάν δεν είστε σίγουροι, ελέγξτε

ποια νάρθηκα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της φυσικής

συνεδρίες θεραπείας. Για τα κάτω άκρα, νάρθηκες στον αστράγαλο

(AFOs) μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος των γονάτων

κλειδώνοντας πίσω σε υπερέκταση. Εάν τα γόνατα είναι

ακόμα κλειδωμένο πίσω όταν φοράει νάρθηκες στον αστράγαλο

προσπαθήστε να σταθείτε προς τα κάτω σε μια πολύ ήπια πλαγιά

ενώ χρησιμοποιείτε το Ursee. Αυτό πρέπει να ενθαρρύνει

κάμψη γόνατος (κάμψη). Επιπλέον, κάτω άκρο

οι γκέτες μπορούν να βοηθήσουν να κρατήσουν τα γόνατα ίσια.

Για τα άνω άκρα - οι γκέτες των βραχιόνων μπορούν να βοηθήσουν

κρατώντας τους αγκώνες ίσους και ενεργοποιήστε το παιδί σας

για να κρατάτε τη λαβή ενός τροχοφόρου παιχνιδιού.

1.4 Το Ursee αντικαθιστά το φυσικό

θεραπεία?

Το Ursee είναι μια προσθήκη στη φυσιοθεραπεία.

Είναι σημαντικό να συνεχίσει το παιδί σας

ρουτίνα φυσικής θεραπείας τους. Συνιστούμε

ότι ενημερώνετε τον φυσιοθεραπευτή του παιδιού σας

ότι χρησιμοποιείτε το Ursee. Μπορείτε επίσης

επιθυμείτε να ζητήσετε συμβουλές πριν από την αγορά του

Επανεξέταση από τον θεράποντα του παιδιού σας.

Ασφάλεια και το Ursee

2.1 Η πλάτη μου πονάει όταν χρησιμοποιώ το

Ursee - τι πρέπει να κάνω;

Η σωστή χρήση του Ursee δεν πρέπει να είναι

άβολα για εσάς ή το παιδί σας. Αν εσύ

νιώσετε πόνο πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Ursee.

Εάν ο πόνος σας επιμένει, συμβουλευτείτε το γιατρό σας.

Πριν προσπαθήσετε ξανά με το Ursee,

ελέγξτε τα εξής:

ένα. Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας δεν είναι πολύ ψηλό σε σχέση

στο ύψος σας - διαβάστε την ενότητα 9.1

(Αξιολόγηση και συνταγή) του

Οδηγίες χρήστη για περαιτέρω καθοδήγηση.

σι. Βεβαιωθείτε ότι η ζώνη των ενηλίκων σας δεν είναι πολύ ψηλή

τη μέση σας - βεβαιωθείτε ότι η ζώνη στηρίζεται κάτω

κάτω στους γοφούς σας - διαβάστε την ενότητα

9.2 (Βάζοντας το Ursee) του Χρήστη σας

Οδηγίες;

ντο. Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να κουραστεί πολύ

μπορεί να μην είναι σε θέση να υποστηρίξει τη δική τους

βάρος - δεν πρέπει να αφήσετε το παιδί σας να σταματήσει

τη ζώνη σου. Περιορίστε τη χρήση του Ursee από το

το χρονικό διάστημα που το παιδί σας μπορεί να είναι ενεργό

και συμμετέχοντας σε όρθιο βάρος.

Μην συνεχίσετε τη χρήση του Ursee έως ότου είστε

χωρίς πόνο και υποθέτοντας ότι παρατηρείτε το

παραπάνω σημεία, μπορείτε να αρχίσετε να δημιουργείτε σιγά σιγά

την ανοχή σας.

2.2 Νιώθω ασταθής χρησιμοποιώντας το Ursee - βοήθεια!

Ελέγξτε το ύψος του παιδιού σε σύγκριση με το ενήλικας που χρησιμοποιεί το Ursee είναι εντός ασφαλών ορίων (παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα 9.1 (Αξιολόγηση και συνταγή) των οδηγιών χρήστη ή των σελίδων 8 και 9 του προγράμματος θεραπείας Ursee) - το παιδί οι ώμοι δεν πρέπει να είναι ψηλότεροι από τους ενήλικες ομφαλός. Ελέγξτε ότι το στομάχι του ενήλικα δεν είναι σπρώξει το παιδί πολύ μπροστά ώστε να είναι ανίκανος να σηκωθεί ευθεία. Εάν ναι, το Ursee είναι δεν είναι κατάλληλο για χρήση από αυτόν τον ενήλικα.

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το Ursee σε ένα οικείο περιβάλλον για σύντομα χρονικά διαστήματα και συσσώρευση εμπιστοσύνη με εμπειρία. Σταθείτε με το πόδια πιο μακριά, πάρτε ευρύτερα βήματα από εσάς κανονικά, και να έχει κάποιον άλλο παρουσιάστε ή χρησιμοποιήστε το διάδρομο ή το περιβάλλον σας όπου υπάρχει ένας τοίχος για να λάβετε επιπλέον υποστήριξη από εάν το χρειάζεστε. Με την ησυχία σου και μην βιαστείτε.

Εάν αισθάνεστε ότι δεν μπορείτε να γίνετε σταθεροί, σας προτείνουμε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Ursee.

2.3 Υπάρχει ένα νεαρό αγόρι στο μπροστινό μέρος

το πρόγραμμα θεραπείας Ursee. Μπορεί να τα μεγαλύτερα παιδιά χρησιμοποιούν το Ursee με το δικό τους νεότερος αδελφός ή αδελφή;

Το Ursee έχει σχεδιαστεί για χρήση με ενήλικα (άνω των 18 ετών). Αυτό συμβαίνει επειδή νεότεροι

τα παιδιά συνεχίζουν να αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν, και ως εκ τούτου η χρήση του Ursee μπορεί επίσης να τεθεί μεγάλη πίεση στη σπονδυλική τους στήλη. Σπάνια

Ωστόσο, παιδιά κάτω των 18 ετών

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το προϊόν με τον αδερφό τους (και με επίβλεψη από ενήλικα), αρκεί

το παιδί είναι ακόμα κάτω από το κοιλιά του.

Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν σημαντικό ρόλο

παρακινώντας τους μικρούς αδελφούς ή τις αδελφές τους να

απολαύστε παιχνίδια δράσης, χορό, παιχνίδια με μπάλα,

παιχνίδι επιτραπέζιων κορυφών κ.λπ.

2.4 Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Ursee σε σκαλοπάτια ή σκάλες;

Η χρήση του Ursee σε σκαλοπάτια ή σκάλες

θα θέσει σημαντικά ζητήματα ασφάλειας και είναι

δεν συνιστάται.

Ωστόσο, επιτρέποντας στο παιδί να σταθεί

εναλλακτικά πόδια σε χαμηλό βήμα μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη

μυϊκή δραστηριότητα (συστολή) γύρω από

κορμός και λεκάνη - αυτό ονομάζεται στάσιμο βήμα

και είναι χρήσιμο για παιδιά με χαμηλό τόνο στη δουλειά

προς βελτιωμένη σταθερότητα ισχίου και κορμού

Χρησιμοποιώντας το Ursee

Εάν το παιδί παρουσιάζει ασυμμετρία σε στάση,

μπορείτε να δοκιμάσετε το βήμα όρθιο τοποθετώντας το ισχυρότερο

πόδι σε ένα βήμα και μετά ακολουθώντας με το πιο αδύναμο

πόδι. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία για να επιστρέψετε στο

βήμα. Αυτό θα ενθαρρύνει ένα στοιχείο βάρους

φέρει το πιο αδύναμο πόδι.

3.1 Το παιδί μου γίνεται υπερβολικά διεγερτικό όταν

χρησιμοποιώντας το Ursee. Είναι ΕΝΤΑΞΕΙ αυτο?

Ναί! Είναι εντάξει για το παιδί σας, αλλά πρέπει να είστε

προσέξτε ότι τυχόν απρόβλεπτες κινήσεις από

δεν σας προκαλούν να χάσετε το υπόλοιπό σας. Αν

το παιδί σας είναι πολύ ενθουσιώδες και δραστήριο, αρχίστε να το χρησιμοποιείτε

το Ursee σε στάση μόνο, προτού προχωρήσετε

στο περπάτημα όπου έχετε έναν τοίχο, καναπέ ή

χειρολισθήρα για υποστήριξη.

Όταν το παιδί σας γίνει ήρεμο και προσαρμοσμένο

στο Ursee, δοκιμάστε να περπατήσετε μαζί, πιέζοντας α

τροχοφόρο παιχνίδι ή μετακίνηση στο ρυθμό της μουσικής ή

ένα τραγούδι.

3.2 Το παιδί μου φοβάται να σταθεί. Μπορεί το

Βοήθεια;

Εάν το παιδί σας φοβάται να είναι όρθιο ή να περπατά,

βεβαιωθείτε ότι αισθάνονται όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς

στον καναπέ και χρησιμοποιώντας το Ursee σε ένα οικείο

αρχικά περιβάλλον. Κρατήστε το παιδί σας μέσα

στενή επαφή μαζί σας για ένα αίσθημα ασφάλειας,

και χρησιμοποιήστε περισπασμούς όπως να παίζετε αγαπημένα παιχνίδια

με αδέρφια ή αδελφές ή παρακολουθώντας μια αγαπημένη τηλεόραση

πρόγραμμα. Μπορείτε να προχωρήσετε σε ένα ευρύτερο φάσμα

δραστηριοτήτων καθώς το παιδί σας κερδίζει αυτοπεποίθηση.

3.3 Πόσο καιρό πρέπει να χρησιμοποιώ το Ursee για καθένα

συνεδρία?

Όταν χρησιμοποιείτε το Ursee για πρώτη φορά, περιμένετε

2 - 5 λεπτά ανάλογα με το βάρος του παιδιού σας

φέρουσα ικανότητα. Διατηρήστε τις αρχικές σας συνεδρίες σύντομες.

Εάν το παιδί σας είναι ευτυχισμένο στο Ursee, θα το κάνει είναι πιο πιθανό να αποδεχτείτε αυτήν τη νέα εμπειρία του να στέκεστε και να περπατάτε.

Μπορείτε να αυξήσετε το χρονικό διάστημα στο Επανεξέταση καθώς το παιδί σας αρχίζει να απολαμβάνει να είναι μέσα του και γίνεστε πιο άνετοι. Θυμάμαι

να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το Ursee εάν εσείς ή το παιδί σας βιώνετε οποιαδήποτε δυσφορία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε βαθμολογήστε τη δραστηριότητα και τη διάρκεια του χρόνου σας

το παιδί ξοδεύει στο Ursee χρησιμοποιώντας το

Αξιολόγηση ΧΑΡ στη Θεραπεία Ursee

Πρόγραμμα. Δείτε σελίδες 15–20.

3.4 Πόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να χρησιμοποιώ το Ursee;

Αυτό εξαρτάται από το τι θέλετε να πετύχετε.

Εάν ο στόχος σας για το παιδί σας είναι απλώς να βιώσετε υποβοήθησε να στέκεται και να περπατήσει, τότε το

Το Ursee μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο συχνά όσο το παιδί σας απολαμβάνει αυτές τις εναλλακτικές θέσεις.

Εάν το παιδί σας έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί

δεξιότητες στάσης και βημάτων κατά τη χρήση του

Ursee, στη συνέχεια μια καθημερινή ρουτίνα χρησιμοποιώντας το Ursee

μπορεί να είναι χρήσιμο. Ανατρέξτε στη Θεραπεία Ursee

Πρόγραμμα για περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με αυτό.

Στις σελίδες 33–39 η αξιολόγηση του ΧΑΡ

σας βοηθά να καθοδηγήσετε πώς να ελέγξετε το δικό σας

πρόοδο του παιδιού και αύξηση ή μείωση του

το χρονικό διάστημα που αφιερώνεται στο Ursee ανάλογα.

3.5 Πώς ξέρω πόσο σφιχτό να τραβήξω το

συνδέσεις ιμάντες;

Για να επιτρέψετε στο παιδί σας να είναι εξίσου ενεργό

όσο το δυνατόν περισσότερο σε δραστηριότητες που φέρουν βάρος ενώ

διασφαλίζοντας την ασφάλεια και των δύο, υπάρχει ένα

Διαδικασία «fine tuning» που πρέπει να ακολουθήσετε

από κοινού. Προτείνουμε τα ακόλουθα

κατευθυντήριες γραμμές για τον «καλό συντονισμό» του ισχίου

και ιμάντες ώμου:

3.6 Τι δραστηριότητες πρέπει να κάνουμε στο

Επάνω;

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μερικοί γενικοί

Οι προτάσεις περιλαμβάνουν:

- Παίξτε σε στάση στον καναπέ ή στο χαμηλό τραπέζι

- Κρουαζιέρα σε καναπέ

- Το παθητικό βήμα προχωρά σε ενεργό υποβοηθούμενο

βαδίζοντας

- Βήμα όρθιο (δείτε τις συχνές ερωτήσεις σχετικά με τα βήματα και

σκάλες) για να αποκτήσετε δραστηριότητα γύρω από περιοχές κορμού / πυέλου

- Σπρώχνοντας ένα τροχοφόρο παιχνίδι

- Παιχνίδια που περιλαμβάνουν παιχνίδια μπάλας, τραγούδια δράσης κ.λπ.

Ωστόσο, υπάρχει ένα ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων

διαθέσιμο για να διαλέξετε στη θεραπεία Ursee

Πρόγραμμα στις σελίδες 50-54.

3.7 Το παιδί μου «κολλάει» στο Ursee.

Τι πρέπει να κάνω?

Αυτό δείχνει ότι το παιδί σας δεν φέρει βάρος

μέσω των ποδιών τους. Μπορεί να υπάρχουν πολλά

λόγοι για αυτό:

ένα. Αρχικά, ελέγξτε τη συναρμολόγηση του Ursee στο
ιμάντες πρόσδεσης και πόδι και σύνδεση
ιμάντες για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αρκετή υποστήριξη
κρατήστε τα πόδια του παιδιού σας σχεδόν σε ίσια θέση
θέση. Οι ιμάντες πρέπει να είναι επαρκώς
ασφαλές για να υποστηρίξει τον κορμό του παιδιού σας σε ένα
όρθια θέση, αλλά όχι τόσο πολύ που το
το παιδί είναι σε αναστολή.

σι. Το παιδί σας είναι κουρασμένο. Βγάλτε τα από
Επίσκεψη για ξεκούραση.

ντο. Το παιδί σας δεν είναι ακόμη σε θέση να φέρει βάρος
μέσω των ποδιών τους. Μπορείτε να αρχίσετε να αναπτύσσετε
την ανοχή τους - δείτε την ενότητα

«Η ανάπτυξη του παιδιού μου και το Ursee» για
περαιτέρω καθοδήγηση.

ρε. Το παιδί σας είναι ικανό να φέρει βάρος αλλά
δεν έχει κίνητρα προς το παρόν. Αναζητήστε ένα
κατάλληλη δραστηριότητα που θα σας βοηθήσει να τονώσετε
παιδί να είναι ενεργό.

3.8 Το άνω σώμα του παιδιού μου κλίνει προς τα εμπρός.

Γιατί;

Εάν το παιδί σας κλίνει προς τα εμπρός, κάτι δεν είναι
προσαρμοστέ σωστά. Υπάρχουν τέσσερις δυνατότητες:

ένα. Οι ιμάντες ώμου χρειάζονται λεπτό συντονισμό - δείτε
ενότητα 9.2. Πώς ξέρω πόσο σφιχτό να τραβάω

οι ιμάντες σύνδεσης;

σι. Η πλεξούδα δεν τοποθετείται άνετα γύρω από το
παιδικό κορμό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στο
πυελικός ιμάντας (χαμηλότερος στη ζώνη).

ντο. Τα πόδια του παιδιού δεν συγκρατούνται με ασφάλεια μέσα
τα σανδάλια - σφίξτε τους ιμάντες.
ρε. Δεν ταιριάζει καλά για να απολαύσετε το
Επανεξέταση με το παιδί σας. Είτε το στομάχι σας
πιέζει το παιδί προς τα εμπρός ή το παιδί
οι ώμοι είναι πάνω από τον ομφαλό σας έτσι ώστε το
ο ώμος του παιδιού δεν μπορεί να υποστηριχθεί καλά
από τη ζώνη του ισχίου σας. Και στις δύο περιπτώσεις, θα το κάνετε
να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Ursee με το παιδί σας.
Έχετε την επιλογή να βρείτε άλλο κατάλληλο
ενήλικας για να απολαύσετε το Ursee με το παιδί σας.

3.9 Το παιδί μου δεν θέλει να περπατήσει στο

Επάνω. Τι πρέπει να κάνω?

Βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι άνετο και προσαρμόζεται
το Ursee εάν είναι απαραίτητο. Διακόψτε τη χρήση εάν /
συνεχίζει να δείχνει σημάδια δυσφορίας.

Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε το Ursee μόνο για όρθια στάση για να παίξετε
σε ένα οικείο περιβάλλον και διασφαλίστε το
οι διαθέσιμες δραστηριότητες κατά τη χρήση του Ursee είναι
ευχάριστο π.χ. αγαπημένα παιχνίδια, μουσικά παιχνίδια,
φίλοι / αδέρφια. Πηγαίνετε στο ρυθμό του παιδιού σας και
μην τον αναγκάζετε να μετακινηθεί στο Ursee.

Αφήστε το για λίγο και προσπαθήστε ξανά - θα το κάνουν
τελικά να το κολλήσεις

3.10 Θα γίνει ανεπιθύμητη η κλήρωση του Ursee

προσοχή στην αναπηρία του παιδιού μου;

Αυτή είναι μια πολύ ευαίσθητη ερώτηση, και μια
είναι δύσκολο να απαντηθεί. Οι γονείς που έχουμε
συνεργάστηκε με βρήκαν ότι η πλεξούδα φαίνεται

σαν ένα δροσερό γιλέκο και το διπλό σανδάλι είναι διακριτικό, επομένως δεν είναι άμεσα προφανές ότι το παιδί τους χρησιμοποιεί το Ursee. Ωστόσο, το πιο σημαντικό πράγμα για αυτούς ήταν τις ευκαιρίες για οικογενειακή συμμετοχή που αισθάνονται ότι ξεπερνούν τα πάντα. Ενώ χρησιμοποιώντας το Ursee μπορεί να τραβήξει την προσοχή, είναι για ένα θετικός και ενθαρρυντικός λόγος. Παρ 'όλα αυτά, αν δεν αισθάνεστε άνετα με αυτό, το Ursee μπορεί να χρησιμοποιηθεί εξίσου επιτυχώς εντός του απόρρητο του σπιτιού ή του κήπου / πίσω αυλής σας.

Η ανάπτυξη του παιδιού μου και το Ursee

4.1 Ελπίζω ότι το παιδί μου θα επιτύχει ανεξάρτητο ορθοστασία. Η χρήση του Ursee θα βοηθήσει; Το Ursee έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει στο παιδί σας να το κάνει πρόοδος στις μόνιμες ικανότητές του. Εάν το παιδί σας έχει δυνατότητα προόδου, το Ursee παρέχει το ευκαιρία για απόπειρα ανύψωσης βάρους τα πόδια τους και να ξεκινήσουν να περπατούν. Ένα παιδί με μικρή ικανότητα να αντέχουν το βάρος στα πόδια τους εξακολουθείτε να βιώνετε το Ursee. Ωστόσο, για να βοηθήσετε με την όρθια θέση ευεργετικό να επιστρέψετε και να εξασκηθείτε στο κτίριο μπλοκ που οδηγούν σε αυτά τα πιο δύσκολα θέσεις, όπως γονατιστή και σέρνεται. Οι δυνατότητες κάθε παιδιού είναι διαφορετικές και είμαστε

αδυνατεί να προβλέψει τι μπορεί να επιτύχει το παιδί σας.

Η πρόοδος του παιδιού σας μπορεί να παρακολουθείται χρησιμοποιώντας

την αξιολόγηση MAP (στη θεραπεία Ursee

Πρόγραμμα), το οποίο θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι

στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί σας και σε τι

εργάζονται προς.

4.2 Πώς μπορεί το παιδί μου να σημειώσει πρόοδο

χρησιμοποιώντας το Ursee;

Γενικά, η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί όταν

ένα παιδί συμμετέχει πιο ενεργά στο

δραστηριότητα στάσης ή / και περπατήματος. Είναι σημαντικό

ότι εάν το παιδί σας αρχίσει να ξεκινά να φέρει βάρος

ή / και να περπατήσετε, τους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν το δικό τους

δική σας ικανότητα προσαρμόζοντας το επίπεδο υποστήριξης

δίνεται από τον Ursee και τους επιτρέπει επίσης

προχωρήστε με το βήμα.

Προσέξτε να μην κάνετε τους μάντες σύνδεσης

πολύ χαλαρό - αυτό θα επιτρέψει στο παιδί σας να ταλαντεύεται

στο Ursee, το οποίο θα μπορούσε να σας κάνει ασταθή.

Το ύψος της προόδου ποικίλλει από παιδί σε παιδί

παιδί - μερικά πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από άλλα.

Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα τα παιδιά

θα επωφεληθεί από την εμπειρία της δυναμικής

στέκονται με τον γονέα τους, και αυτό μπορεί να είναι

το μέγιστο δυναμικό του παιδιού σας σε αυτό το στάδιο

την ανάπτυξή τους

4.1 Ελπίζω ότι το παιδί μου θα επιτύχει ανεξάρτητο

ορθοστασία. Η χρήση του Ursee θα βοηθήσει;

Το Ursee έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει στο παιδί σας να το κάνει

πρόοδος στις μόνιμες ικανότητές του. Εάν το παιδί σας έχει δυνατότητα προόδου, το Ursee παρέχει το ευκαιρία για απόπειρα ανύψωσης βάρους τα πόδια τους και να ξεκινήσουν να περπατούν. Ένα παιδί με μικρή ικανότητα να αντέχουν το βάρος στα πόδια τους εξακολουθείτε να βιώνετε το Ursee. Ωστόσο, για να βοηθήσετε με την όρθια θέση ευεργετικό να επιστρέψετε και να εξασκηθείτε στο κτίριο μπλοκ που οδηγούν σε αυτά τα πιο δύσκολα θέσεις, όπως γονατιστή και σέρνεται. Οι δυνατότητες κάθε παιδιού είναι διαφορετικές και είμαστε αδυνατεί να προβλέψει τι μπορεί να επιτύχει το παιδί σας. Η πρόοδος του παιδιού σας μπορεί να παρακολουθείται χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση MAP (στη θεραπεία Ursee Πρόγραμμα), το οποίο θα σας βοηθήσει να αποφασίσετε τι στάδιο στο οποίο βρίσκεται το παιδί σας και σε τι εργάζονται προς.

4.2 Πώς μπορεί το παιδί μου να σημειώσει πρόοδο χρησιμοποιώντας το Ursee;

Γενικά, η πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί όταν ένα παιδί συμμετέχει πιο ενεργά στο δραστηριότητα στάσης ή / και περπατήματος. Είναι σημαντικό ότι εάν το παιδί σας αρχίσει να ξεκινά να φέρει βάρος ή / και να περπατήσετε, τους επιτρέπετε να χρησιμοποιούν το δικό τους δική σας ικανότητα προσαρμόζοντας το επίπεδο υποστήριξης δίνεται από τον Ursee και τους επιτρέπει επίσης προχωρήστε με το βήμα.

Προσέξτε να μην κάνετε τους μάντες σύνδεσης πολύ χαλαρό - αυτό θα επιτρέψει στο παιδί σας να ταλαντεύεται

στο Ursee, το οποίο θα μπορούσε να σας κάνει ασταθή.

Το ύψος της προόδου ποικίλλει από παιδί σε παιδί
παιδί - μερικά πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα από άλλα.
Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα τα παιδιά
θα επωφεληθεί από την εμπειρία της δυναμικής
στέκονται με τον γονέα τους, και αυτό μπορεί να είναι
το μέγιστο δυναμικό του παιδιού σας σε αυτό το στάδιο
την ανάπτυξή τους

4.5 Το παιδί μου είναι ασύμμετρο. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το
Επάνω;

Ένα παιδί με οποιοδήποτε βαθμό ασυμμετρίας μπορεί
επωφεληθείτε από τη χρήση του Ursee με την προϋπόθεση ότι
επίπεδο ανώμαλου μυϊκού τόνου κατά μήκος περισσότερο
η πληγείσα πλευρά δεν είναι άκαμπτη ή πολύ ανθεκτική
κίνηση (βλ. επίσης ερώτηση 4.4). Περισσότερο
η πληγείσα πλευρά πρέπει επίσης να έχει επαρκή εύρος κίνησης στο πόδι για
επίτευξη α

όρθια θέση. Μόλις σε όρθια θέση,
πλαγίως μετατοπίζεται πάνω από την πιο πληγείσα πλευρά
επιτύχετε επιμήκυνση αυτής της πλευράς και μετά
μείωση του μυϊκού τόνου. Όσο για ένα παιδί με
γενικευμένος υψηλός μυϊκός τόνος, που ταλαντεύεται από το πλάι
πλάγια όρθια μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των ανώμαλων
μυϊκός τόνος.

Εάν το παιδί σας έχει μικρή διαφορά μήκους ποδιού, το κάνει
θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά το Ursee
με συνηθισμένα παπούτσια. Ωστόσο, σας προτείνουμε
ότι ελέγχετε με τον θεραπευτή σας, και εάν αυτοί
Φοράτε κανονικά ένα παπούτσι ανύψωσης για άλλη στάση ή
δραστηριότητες περπατήματος, πρέπει να το κάνουν κατά τη χρήση

το Ursee.

4.6 Το παιδί μου έχει μειωμένο έλεγχο κεφαλής. Μπορώ χρησιμοποιεί το Ursee;

Η χρήση του Ursee δίνει στο παιδί σας τη δυνατότητα αναπτύξετε τον έλεγχο του κεφαλιού επειδή το όρθιο Η θέση διευκολύνει την ενεργό επέκταση του λαιμού και ανελκυστήρας κεφαλής. Προσπαθήστε να μετακινήσετε τους ώμους του παιδιού σας πίσω ελαφρώς για να ενθαρρύνει την περαιτέρω ανύψωση του κεφαλιού.

Από την όρθια θέση, ενθαρρύνετε το παιδί σας να σηκώσει το κεφάλι της χρησιμοποιώντας το παιχνίδι για να κινητοποιηθεί προς τα πάνω

παρακολούθηση των ματιών και επακόλουθη ανύψωση κεφαλής. Μπορείτε Βοηθήστε στη διευκόλυνση της ανύψωσης του κεφαλιού είτε ανυψώνοντας το παιδί

τα χέρια μέχρι να παίξουν ή να ξεκουραστούν σε μια επιφάνεια στον ώμο ύψος. Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να τοποθετήσετε το παιδί χέρια, παλάμες επίπεδες, με ίσους αγκώνες, ενάντια ένα μεγάλο καθρέφτη στο ύψος των ώμων, έτσι ώστε μπορούν να δουν τον εαυτό τους.

Εάν το παιδί σας δεν είναι σε θέση να σηκώσει το κεφάλι του ακολουθώντας οι παραπάνω προτάσεις μπορεί να σας βοηθήσουν να ανασηκώσετε το κεφάλι του παιδιού σας για να του επιτρέψει να δει γύρω την ενώ στεκόταν στο Ursee. Προσπαθήστε να υποστηρίξετε το κεφάλι του παιδιού σας με το ένα χέρι στην κορυφή της το κεφάλι και ο άλλος την υποστηρίζει στο πηγούνι της για να επιτύχει έναν μακρύ ίσιο λαιμό αντί να υπερβάλει τον λαιμό της

4.7 Το παιδί μου έχει προβλήματα όρασης.

Μπορεί να χρησιμοποιήσει το Ursee;

Ναί. Το Ursee παρέχει έναν ασφαλή τρόπο στάσης

και βήμα για ένα παιδί με προβλήματα όρασης.

Η στενή σύνδεσή σας με το παιδί σας του δίνει ένα αίσθημα ασφάλειας και ασφάλειας. Καθώς καθοδηγείτε το παιδί σας με ασφάλεια στο βήμα, με το δικό σας και τα χέρια του ελεύθερα να εξερευνήσουν το περιβάλλον σας μαζί, ενισχύετε την ανάπτυξη του δικού σας αισθητηριακή και αντιληπτική επίγνωση του παιδιού.