

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

VER1.0C2

ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ ΔΑΚΤΥΛΟΥ



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Ο κορεσμός του οξυγόνου στο αίμα είναι το ποσοστό επί τοις εκατό της χωρητικότητας οξυαιμοσφαιρίνης (HbO₂), ενωμένης με οξυγόνο, επί της συνολικής συνδυασμένης χωρητικότητας αιμοσφαιρίνης οξυαιμοσφαιρίνης στο αίμα. Δηλαδή είναι συνέντιμα της οξυαιμοσφαιρίνης στο αίμα. Είναι μια πολύ σπουδαία οικολογική παράμετρος για το αναπνευστικό και το κυκλοφορικό σύστημα. Πολλές αναπνευστικές παθήσεις μπορούν να προκαλέσουν μείωση του κορεσμού του οξυγόνου στο ανθρώπινο αίμα. Επιπλέον, οι ακόλουθοι παράγοντες μπορούν επίσης να οδηγήσουν σε προβλήματα στην παροχή οξυγόνου, ώστε ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης στο ανθρώπινο σώμα να έχει χαμηλή τιμή: Αυτόματη οργανική ρυθμιστική δυσλειτουργία προκαλούμενη από χορήγηση αναισθησίας, Έντονο μετεγχειρητικό τραύμα, πηλγές που προκλήθηκαν από ορισμένες ιατρικές εξετάσεις κλπ. Στην περίπτωση ασθενειών όπως ελαφρύς πονοκέφαλος, αδιαθεσία, έμετος κλπ. μπορεί να συμβεί σε ασθενείς και να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τον κορεσμό αιμοσφαιρίνης του ασθενούς έγκαιρα έτσι ώστε οι γιατροί να εντοπίζουν τυχόν προβλήματα έγκαιρα. Το δακτυλικό παλμικό οξύμετρο έχει τα πλεονεκτήματα να είναι μικρό σε όγκο, χαμηλό σε κατανάλωση ισχύος, εύκολο στη χρήση και φορητό. Το μόνο απαραίτητο είναι ο ασθενής να τοποθετηθεί ένα από τα δάκτυλα του στον ακροδακτυλικό φωτοηλεκτρικό αισθητήρα και η οθόνη αμέσως θα εμφανίσει την μετρηθείσα τιμή του κορεσμού αιμοσφαιρίνης. Κλινικά πειράματα έχουν αποδείξει ότι το οξύμετρο είναι ακριβές και οι μετρήσεις του έχουν επαναληψιμότητα.

ΑΡΧΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Η αρχή λειτουργίας του οξύμετρου είναι η εξής: Μια εμπειρική φόρμουλα επεξεργασίας δεδομένων είναι εγκατεστημένη χρησιμοποιώντας τον νόμο Lambert Beer συμφώνως με τα χαρακτηριστικά απορρόφησης φάσματος της αναγομένης αιμοσφαιρίνης (Rb) και οξυαιμοσφαιρίνης (O₂Hb) στις ζώνες αίχλης και αιγής του υπέρυθρου. Η αρχή λειτουργίας της συσκευής είναι η τεχνολογία της φωτοηλεκτρικής επιθεώρησης της αιμοσφαιρίνης υιοθετείται σε συμφωνία με την τεχνολογία σάρωσης και καταγραφής του παλμού κορεσμού, έτσι ώστε δυο δέσμες διαφορετικού μήκους κύματος φωτός (600 nm αίχλης & 940 nm αιγής υπέρυθρου φωτός) να μπορούν να εστιαστούν στο άκρο του ανθρώπινου νυχιού δια του αντιστοίχου σφινκτήρα του δακτυλικού τύπου αισθητήρα. Μετά, το μετρημένο σήμα μπορεί να ληφθεί από ένα φωτοευαίσθητο στοιχείο. η αποκριθείσα πληροφορία θα εμφανιστεί σε δυο ομάδες led δια σε ηλεκτρονικά κυκλώματα και μικροεπεξεργαστή.

Διάγραμμα της αρχής λειτουργίας

1. Εκπομπή Ερυθρής και Υπέρυθρης ακτίνας
2. Δέκτης Ερυθρής και Υπέρυθρης ακτίνας



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Μην χρησιμοποιείτε το παλμικό οξύμετρο σε περιβάλλον Μαγνητικού Ή αζονικού Τομογράφου.
2. Μην χρησιμοποιείτε το παλμικό οξύμετρο σε περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητοι συναγερμίοι. Η συσκευή δεν έχει συναγερμίοι.
3. Κίνδυνος Έκρηξης: Μην χρησιμοποιείτε το παλμικό οξύμετρο σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες.
4. Το παλμικό οξύμετρο προορίζεται μόνο ως επιπρόσθετο μέσο για την αξιολόγηση του ασθενούς. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους αξιολόγησης κλινικών ενδείξεων και συμπτωμάτων.
5. Ελέγχεται την θέση εφαρμογής του παλμικού οξύμετρου συχνά ώστε να καθορίσετε την θέση του αισθητήρα και του κυκλώματος και της ευαισθησίας του δέρματος του ασθενή.
6. Μην τεντώνετε την συνδετική ταινία ενώ εφαρμόζετε τον αισθητήρα του παλμικού οξύμετρου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανακρίβεις ενδείξεις ή φλύκταινες στο δέρμα.
7. Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο.
8. Το παλμικό οξύμετρο δεν έχει συναγερμίοι για τον κορεσμό του οξυγόνου, δεν προορίζεται για συνεχή παρακολούθηση, όπως υποδεικνύεται από το σύμβολο.
9. Παρατεταμένη χρήση ή η κατάσταση του ασθενή μπορεί να απαιτεί αλλαγή της θέσης του αισθητήρα περιοδικά. Αλλάξτε την θέση του αισθητήρα και ελέγξτε την ακεραιότητα του δέρματος, την κατάσταση του κυκλοφορικού και επιδιορθώστε την ευθυγράμμιση τουλάχιστον κάθε 4 ώρες.
10. Ανακρίβεις μετρήσεις μπορεί να προκληθούν από αυτόκαυστα απολυμαντικά οξειδίου του αιθυλενίου, ή η εμβάπτιση των αισθητήρων σε υγρό μπορεί να προκαλέσει ανακρίβεις ενδείξεις.
11. Σημαντικά επίπεδα δυσλειτουργικών αιμοσφαιρινών (όπως καρβοξυλοαιμοσφαιρίνες ή μεθυλοαιμοσφαιρίνες)
12. Ενδοαγγειακές χρωστικές ουσίες όπως ινδοκυανό πράσινο ή μπλε του μεθυλενίου
13. Οι μετρήσεις του κορεσμού του οξυγόνου μπορεί να επηρεαστούν δυσμενώς υπό την παρουσία έντονου ατμοσφαιρικού φωτός. Σφραγίστε την περιοχή του αισθητήρα (με μια χειρουργική πετσέτα, ή απευθείας ηλιακό φως, για παράδειγμα) εάν είναι απαραίτητο.
14. Υπερβολική κίνηση του ασθενή
15. Φλεβικός παλμός
16. Τοποθέτηση ενός αισθητήρα σε ένα άκρο με περιχειρίδα πιεσόμετρου, αρτηριακό καθετήρα ή ενδοαγγειακή γραμμή.
17. Ο ασθενής έχει υπόταση, σοβαρή αγγειοσυστολή, σοβαρή αναιμία, ή υποθερμία
18. Ο ασθενής έχει καρδιακή προσβολή ή σε σκ.
19. Βερνίκια νυχιών ή ψεύτικα νύχια μπορεί να προκαλούν ανακρίβεις ενδείξεις κορεσμού του οξυγόνου.

Ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς και οδηγίες ανακύκλωσης σχετικά με την απόρριψη ή την ανακύκλωση της συσκευής και των εξαρτημάτων αυτής, συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Η λειτουργία του προϊόντος είναι απλή και εύκολη
2. Το προϊόν είναι μικρό σε όγκο, ελαφρύ σε βάρος (συνολικό βάρος είναι περίπου 50 γραμμάρια συμπεριλαμβανομένων των μπαταριών) και βολικό στη μεταφορά.
3. Η κατανάλωση ισχύος από το προϊόν είναι μικρή και οι αρχικά συμπεριληφθείσες μπαταρίες AAA μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνεχώς για 30 ώρες.
4. Προειδοποίηση χαμηλής τάσης εμφανίζεται στην οθόνη όταν είναι τόσο χαμηλή ώστε η φυσιολογική λειτουργία του οξύμετρου να επηρεάζεται.
5. Το προϊόν θα σβήσει αυτόματα όταν κανένα σήμα δεν είναι στο προϊόν για περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα.


Πεδίο εφαρμογής προϊόντος

Το δακτυλικό οξύμετρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρήσει τον κορεσμό της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης και τον χτύπο της καρδιάς μέσω του δακτύλου. Το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση στην οικογένεια, το νοσοκομείο (συμπεριλαμβανομένης κλινικής χρήσης για αναισθησία, παιδιατρική, εντατική κλπ.) συλλόγους οξυγόνου, κοινωνικές ιατρικές οργανώσεις, σωματική φροντίδα στα αθλήματα (μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε πριν είτε μετά από τα αθλήματα-χρήση κατά τη διάρκεια των αθλημάτων δε συνίσταται). Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για συνεχή παρακολούθηση των ασθενών.

Οδηγίες χρήσεως

1. Τοποθετήστε δυο AAA μπαταρίες στην θήκη μπαταρίας πριν κλείσετε το καπάκι.
2. Πιέστε το σφινκτήρα όπως στο διάγραμμα.
3. Τοποθετήστε ένα από τα δάκτυλα στη λαστική οπή του οξύμετρου (είναι καλύτερο να τοποθετείτε το δάκτυλο τελείως μέσα) πριν αφήστε το σφινκτήρα.
4. Πιέστε μια φορά τον διακόπτη στον μπροστινό πίνακα.
5. Είναι καλύτερα το δάκτυλο σας να μην τρέμει κατά τη χρήση του οξύμετρου. Ομοίως το ανθρώπινο σώμα δεν πρέπει να βρίσκεται σε κατάσταση κίνησης.
6. Διαβάστε τις ενδείξεις από την οθόνη.
7. Έξι τρόποι απεικόνισης

Αφού ενεργοποιήσετε το οξύμετρο, κάθε φορά που πατάτε τον διακόπτη ενεργοποίησης, το οξύμετρο θα μεταβαίνει σε άλλο τρόπο απεικόνισης, υπάρχουν έξι τρόποι απεικόνισης όπως φαίνονται παρακάτω:



Όταν πιέζετε το πλήκτρο ενεργοποίησης συνεχόμενα (για πάνω από 1 δευτερόλεπτο), η φωτεινότητα του οξύμετρου θα αλλάξει κατά βαθμίδες, υπάρχουν 10 επίπεδα φωτεινότητας –το αρχικό επίπεδο είναι το επίπεδο 4.


Δήλωση: Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε καθαρό οινόπνευμα για να καθαρίσετε το λαστικό που αγγίζει το δάκτυλο μέσα στο οξύμετρο και καθαρίστε το δάκτυλο που θα χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση χρησιμοποιώντας καθαρό οινόπνευμα πριν και μετά κάθε εξέταση. (Το λάστικο μέσα στο οξύμετρο είναι κατάλληλο για ιατρική χρήση είναι μη τοξικό και μη βλαβερό για το ανθρώπινο δέρμα).

Όταν το δάκτυλο σας είναι τοποθετημένο μέσα στο οξύμετρο, η επιφάνεια του νυχιού σας πρέπει να είναι προς τα εμπρός!

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- a) Διακοπής ανοίγματος
- b) Ένδειξη χαμηλής τάσης
- c) Παλμοί καρδιάς
- d) Κορεσμός Οξυγόνου SPO₂
- e) Ραβδόγραμμα παλμών καρδιάς
- f) Κυματομορφή SPO₂

Το ύψος του καρδιακού ραβδόγραμματος δείχνει την ένταση των παλμών.




ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. Κορδόνι κρεμάσματος
2. Δυο μπαταρίες AAA
3. Οδηγίες χρήσεως

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

1. Τοποθετήστε τις δυο AAA μπαταρίες μέσα στην θήκη για μπαταρίες με σωστή πολικότητα
2. Ωθήστε το κάλυμμα των μπαταριών οριζόντια όπως το βέλος που φαίνεται παρακάτω: Σημειώσεις: οι πολικότητες των μπαταριών πρέπει να είναι σωστά εγκατεστημένες. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στη συσκευή. Παρακαλούμε τοποθετείτε ή αφαιρείτε τις μπαταρίες με τη σωστή σειρά, διαφορετικά είναι πιθανό να καταστραφεί το υποστρώμα της συσκευής. Παρακαλούμε αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το οξύμετρο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΔΟΝΙΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΑΤΟΣ

1. Περάστε το λεπτό άκρο του κορδονιού μέσω της οπής.
2. Περάστε το χοντρό άκρο του κορδονιού μέσα στο ήδη περασμένο λεπτό άκρο πριν το τραβήξετε σφιχτά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες έγκαιρα όταν ανάψει η ένδειξη χαμηλής τάσης.
2. Καθαρίστε την επιφάνεια του ακροδάκτυλου του οξύμετρου πριν το χρησιμοποιήσετε για μετρήσεις σε ασθενείς.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες μέσα από τη θήκη εάν το οξύμετρο δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Είναι καλύτερο να διατηρείτε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι -20~55°C και η υγρασία 0~93%.
5. Προσοχή! προτείνεται η συσκευή να αποθηκεύεται πάντα σε ξηρό περιβάλλον. Ένα υγρό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει το χρόνο ζωής του προϊόντος ακόμη και να το βλάψει.
6. Παρακαλούμε ακολουθείτε τους τοπικούς νόμους σχετικά με τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΠΑΛΜΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ

1. Ο λειτουργικός δείκτης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στην ακρίβεια του οξύμετρου.
2. Ο Δείκτης 2 ο οποίος είναι κατασκευασμένος από την εταιρεία Biotek είναι ένας λειτουργικός δείκτης. Θέστε το Tech στο 1, το R curve στο 2, έπειτα ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει την συγκεκριμένη καμπύλη βαθμονόμησης για τη μέτρηση του οξύμετρου.
3. Οι μέθοδοι δοκιμών που χρησιμοποιήθηκαν για να καθιερωθεί η ακρίβεια του κορεσμού του οξυγόνου είναι κλινικές δοκιμές.

ΔΗΛΩΣΗ

Η Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (ΗΜΣ) αυτού του προϊόντος συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60601-1-2. Τα υλικά με τα οποία ο ασθενής μπορεί να έρθει σε επαφή είναι μη τοξικά δεν έχουν επίδραση στους ιστούς, σύμφωνα με το ISO10993-1,-5,-10.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Τύπος οθόνης: οθόνη OLED
2. SpO₂:
Εύρος μετρήσεων: 70-99%
Ακρίβεια: +/- 2% στο επίπεδο του 80-99%, +/- 3% στο επίπεδο του 70-79%
3. Καρδιακός Ρυθμός:
Εύρος μετρήσεων: 30-235 BPM
Ακρίβεια: +/- 2% BPM ή +/- 2% (μεγαλύτερο)
Ένταση Παλμού: Ένδειξη Ραβδόγραμματος
Κατανάλωση Ενέργειας: Λιγότερο από 40mA
Ένδειξη χαμηλής ισχύος:
Χρόνος ζωής μπαταριών:
2 AAA 1.5V, 600mAh αλκαλικές μπαταρίες μπορούν να λειτουργούν συνεχόμενα έως 30 ώρες
4. Διαστάσεις:
Μήκος: 58mm
Πλάτος: 32mm
Ύψος: 34mm
Βάρος: 50g (συμπεριλαμβανομένων των 2 μπαταριών AAA)
5. Περιβαλλοντικές προϋποθέσεις:
Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5 - 40°C
Θερμοκρασία Αποθήκευσης: -20 - 55°C
Θερμοκρασία ατμόσφαιρας: 0 ~ 80% σε λειτουργία
0 ~ 93% σε αποθήκευση
7. Δήλωση: Η ΗΜΣ αυτού του προϊόντος συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC60601-1-2.
8. Η απόδοση των μετρήσεων σε κατάσταση χαμηλής αιμάτωσης: απαιτείται ο εξοπλισμός δοκιμών (ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΟΚΙΜΩΝ BIO-TEK για παλμικό οξύμετρο) η κυματομορφή του παλμού είναι διαθέσιμο χωρίς αποτυχία όταν η εξομοίωση του πλάτους της κυματομορφής του παλμού είναι στο 0.6%.

ΟΔΗΓΙΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ- ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οδηγία και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Το Παλμικό Οξύμετρο προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον όπως καθορίζεται παρακάτω. Ο πελάτης του χρήστη του Παλμικού Οξύμετρου πρέπει να εξασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιου είδους περιβάλλον.

Δοκιμή Εκπομπής	Συμβατότητα	Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Οδηγία
Εκπομπή CISPR 11 RF	Ομάδα 1	Το Παλμικό Οξύμετρο χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την εσωτερική του λειτουργία. Επομένως, οι εκπομπές του RF είναι χαμηλές και είναι ατιθάνα να προκαλέσουν παρεμβολές σε παραπλήσιο ηλεκτρονικό εξοπλισμό.
Εκπομπή CISPR 11 RF	Κλάση B	Το Παλμικό Οξύμετρο είναι κατάλληλο για χρήση σε όλες τις εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων οικιακών εγκαταστάσεων και όσους συνδέονται άμεσα με το δημόσιο δίκτυο παροχής χαμηλής τάσης το οποίο τροφοδοτεί κτίρια τα οποία χρησιμοποιούνται για οικιακού σκοπούς.

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

Προβλήματα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο κορεσμός του οξυγόνου ή οι παλμοί δεν εμφανίζονται κανονικά	1. Το δάκτυλο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά 2. Η τιμή οξυαιμοσφαιρίνης του ασθενούς είναι πολύ χαμηλή για να μετρηθεί σωστά	1. Ξαναπροσπαθήστε εισάγοντας το δάκτυλο σωστά 2. Προσπαθήστε μερικές φορές ακόμα. Εάν βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας του οξύμετρου, παρακαλούμε επισκεφτείτε ένα νοσοκομείο έγκαιρα για ακριβή διάγνωση
Ο κορεσμός του οξυγόνου ή οι παλμοί εμφανίζονται ασταθώς	1. το δάκτυλο δεν έχει εισαχθεί αρκετά βαθιά 2. το δάκτυλο τρέμει ή το σώμα του ασθενούς κινείται	1. Ξαναπροσπαθήστε εισάγοντας το δάκτυλο σωστά 2. Δοκιμάστε να μην κινείστε.
το οξύμετρο δεν ανάβει	1. η ισχύς των μπαταριών ίσως είναι ανεπαρκής ή οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί τελείως 2. οι μπαταρίες έχουν εγκατασταθεί λανθασμένα 3. το οξύμετρο έχει υποστεί βλάβη	1. παρακαλούμε αντικαταστήστε τις μπαταρίες 2. παρακαλούμε εισάγετε σωστά τις μπαταρίες. 3. παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό εξουσιοδοτημένο σέρβις
οι λυχνίες ενδείξεων σβήνουν ξαφνικά	1. το προϊόν σβήνει αυτόματα όταν κανένα σήμα δεν ανιχνεύεται περισσότερο από 8 δευτερόλεπτα. 2. η ισχύς των μπαταριών έχει αρχίσει να καθίσταται ανεπαρκής	1. φυσιολογικό 2. αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
"Error 3" ή "Error 4" εμφανίζεται στην οθόνη	1. Χαμηλή ισχύς 2. Ο πομπός είναι σφραγισμένος ή έχει βλάβη μαζί με τον σπασμένο συνδετήρα. 3. Μηχανικό λάθος τοποθέτηση του πομπού 4. Βλάβη στο κύκλωμα AMP	1. Βάλτε νέες μπαταρίες 2. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα service 3. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα service 4. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κατάστημα service

ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Symbol	Definition
	Ο τύπος της συσκευής είναι BF
	παρακαλούμε αναφερθείτε στις οδηγίες χρήσεως πριν την χρήση
SpO ₂ %	κορεσμός αιμοσφαιρίνης
BPM	παλμοί ή σφυγμοί (ανά λεπτό)
	ένδειξη χαμηλής τάσης
	Δεν υπάρχει Συναγερμός SpO ₂
	Διακόπτης Ενεργοποίησης
SN	σειριακός αριθμός