

# NANO C



## Το ελαφρύ & στιβαρό αναπηρικό αμαξίδιο από ανθρακόνημα.

Το NANO C είναι το νέο μέλος της οικογένειας NANO κατασκευασμένο από σκελετό και εξαρτήματα Carbon. Όπως και στα αγωνιστικά της F1, ο "monocoque" σχεδιασμός του σκελετού του από Carbon (ανθρακόνημα) συμβάλλει σημαντικά στην στιβαρότητα και στην κορυφαία απόδοση οδήγησης.

Πλήρως εξοπλισμένο με τροχούς ζυγίζει μόλις 7,5Kg και συμπεριλαμβάνει στον στάνταρ εξοπλισμό του σκελετό, πλάτη, πλαϊνά και πλάκα βάσης από Carbon !



### Πλεονεκτήματα του NANO X

- Κατασκευάζεται από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Αναδιπλούμενος σκελετός με εμφάνιση ανοιχτού πλαισίου.
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους και κλίση καθίσματος.
- Διακριτική και παράλληλα ανθεκτική διπλή χιαστή με κουμπώματα ασφαλείας.
- Διατίθεται σε 17 διαφορετικά χρώματα και με πληθώρα επιλογών για να το εξατομικεύσετε.

Συνολικό πλάτος	Πλάτος καθίσματος + 160mm
Συνολικό ύψος	Πίσω ύψος + ύψος πλάτης
Πλάτος καθίσματος	380 / 400 / 420 / 440
Βάθος καθίσματος	380 / 400 / 420 / 440 / 460
Πίσω ύψος καθίσματος	360 έως 510
Εμπρός ύψος καθίσματος	450 έως 530
Υψος πλάτης (μεταβλητό)	250 έως 400
Κλίση πλάτης καθίσματος	-5 / 0 / 5 / 10
Μήκος αμαξιδίου με υποπόδιο	800 - 982
Μέγιστο Βάρος Χρήστη	100 Kg
Βάρος αμαξιδίου με τροχούς	7,5 Kg
Βάρος αμαξιδίου χωρίς τροχούς	5 Kg

