

Φορητός Συμπυκνωτής Οξυγόνου Παλμικής Ροής

MOBIAK[®]
MEDICAL • GASES • FIREFIGHTING est 1977

Ροή Οξυγόνου:
Παλμική
0-6 Settings
(200-1200ml)

Κωδ. 0815770

Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

- Ροή Οξυγόνου:
Παλμική 0-6 Settings (200-1200ml)
- Καθαρότητα Οξυγόνου (%): 90-96
- Επίπεδο Θορύβου: 42 dB(A)
- Διαστάσεις: 11,5×15,8×25,5cm
- Καθαρό Βάρος: 2,2Kg

Εγγύηση:


- 3 χρόνια στην συσκευή
- 1 χρόνο σε στήλες ζεολίθου και μπαταρία

Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Ρινικό
- Τροφοδοτικό ρεύματος
- Τροφοδοτικό αυτοκίνητου
- Καλώδιο τροφοδοσίας
- Τσάντα μεταφοράς
- Εγχειρίδιο χρήστη



Ανταλλακτικά/Αξεσουάρ



Κωδ.: 0815774
Φίλτρο



Κωδ.: 0815775
Τροφοδοτικό
Ρεύματος



Κωδ.: 0815776
Τροφοδοτικό
Αυτοκινήτου



Κωδ.: 0815777
Εξωτερική
Μπαταρία



Κωδ.: 0815778
Φορτιστής
Εξωτερικής
Μπαταρίας



Κωδ.: 0815779
Τσάντα
Μεταφοράς

Πίνακας απεικόνισης Όγκων (ml) ανά ρύθμιση και αναπνευστικό ρυθμό

Όγκος παλμού (mL)	Ρύθμιση (200-1200ml)					
	1	2	3	4	5	6
Αναπνευστικός ρυθμός (BPM)						
15	13	26	40	53	66	80
20	10	20	30	40	50	60
25	8	16	24	32	40	48
30	7	13	20	26	33	40
35	6	11	17	22	28	34
40	6	10	15	20	25	30
Συνολικός όγκος ανά λεπτό (ml)	200	400	600	800	1000	1200

Ρύθμιση	Αυτονομία (σε ώρες)	
	Εσωτερική Μπαταρία	Εξωτερική Μπαταρία*
1	6:10	6:10
2	4:20	4:30
3	3:10	3:10
4	2:30	2:30
5	1:48	2:00
6	1:30	1:40

*Χρόνος φόρτισης 3:30 ώρες
** Με την εξωτερική μπαταρία 0815777, ο χρόνος λειτουργίας διπλασιάζεται.



www.mobiak.com



mobiakcaresales@mobiak.com | medicalexports@mobiak.com