



ROLLING RAMP Portable Wheelchair Ramp  
Portable Wheelchair Ramp



Product List

Art No	Technical Datas																Includes		
	Inner Width		Total Length		Outer Width		Folded Dimensions ( wlxh)		Weight		Max Load		Side Border Outer Height		Side Border Inner Height		Section Qty	Access Profiles Qty	Support Feet Qty
	cm	inch	cm	inch	cm	inch	cm	inch	kg	lbs	kg	lbs	cm	inch	cm	inch			
RR9080	90	35,4	80	31,5	94	37	30x35x97	12x14x38	7,0	15,4	340	750	6	2,4	3,5	1,4	3	2	-
RR9100	90	35,4	100	39,4	94	37	35x35x97	14x14x38	8,7	19,1	340	750	6	2,4	3,5	1,4	4	2	-
RR9120	90	35,4	120	47,2	94	37	35x35x97	14x14x38	10,4	22,9	340	750	6	2,4	3,5	1,4	5	2	-
RR9140	90	35,4	140	55,1	94	37	35x40x97	14x16x38	12,1	26,6	340	750	6	2,4	3,5	1,4	6	2	-
RR9160	90	35,4	160	63,0	94	37	40x40x97	16x16x38	13,8	30,4	340	750	6	2,4	3,5	1,4	7	2	-
RR9180	90	35,4	180	70,9	94	37	40x45x97	16x18x38	15,5	34,1	340	750	6	2,4	3,5	1,4	8	2	-
RR9200	90	35,4	200	78,7	94	37	45x45x97	18x18x38	17,2	37,8	340	750	6	2,4	3,5	1,4	9	2	-
RR9220	90	35,4	220	86,6	94	37	45x45x97	18x18x38	18,9	41,6	340	750	6	2,4	3,5	1,4	10	2	-
RR9240	90	35,4	240	94,5	94	37	45x50x97	18x20x38	20,6	45,3	340	750	6	2,4	3,5	1,4	11	2	1
RR9260	90	35,4	260	102,4	94	37	50x50x97	20x20x38	22,3	49,1	340	750	6	2,4	3,5	1,4	12	2	1
RR9280	90	35,4	280	110,2	94	37	50x55x97	20x22x38	24,0	52,8	340	750	6	2,4	3,5	1,4	13	2	1
RR9300	90	35,4	300	118,1	94	37	55x55x97	22x22x38	25,7	56,5	340	750	6	2,4	3,5	1,4	14	2	1
RR9320	90	35,4	320	126,0	94	37	55x60x97	22x24x38	27,4	60,3	340	750	6	2,4	3,5	1,4	15	2	1
RR9340	90	35,4	340	133,9	94	37	60x60x97	24x24x38	29,1	64,0	340	750	6	2,4	3,5	1,4	16	2	1
RR9360	90	35,4	360	141,7	94	37	60x60x97	24x24x38	30,8	67,8	340	750	6	2,4	3,5	1,4	17	2	1
RR9380	90	35,4	380	149,6	94	37	60x65x97	24x26x38	32,5	71,5	340	750	6	2,4	3,5	1,4	18	2	1
RR9400	90	35,4	400	157,5	94	37	60x65x97	24x26x38	34,2	75,2	340	750	6	2,4	3,5	1,4	19	2	2
RR9420	90	35,4	420	165,4	94	37	65x70x97	26x28x38	35,9	79,0	340	750	6	2,4	3,5	1,4	20	2	2
RR9440	90	35,4	440	173,2	94	37	65x70x97	26x28x38	37,6	82,7	340	750	6	2,4	3,5	1,4	21	2	2
RR9460	90	35,4	460	181,1	94	37	70x70x97	28x28x38	39,3	86,5	340	750	6	2,4	3,5	1,4	22	2	2
RR9480	90	35,4	480	189,0	94	37	70x75x97	28x30x38	41,0	90,2	340	750	6	2,4	3,5	1,4	23	2	2
RR9500	90	35,4	500	196,9	94	37	75x75x97	30x30x38	42,7	93,9	340	750	6	2,4	3,5	1,4	24	2	3
RR9520	90	35,4	520	204,7	94	37	75x75x97	30x30x38	44,4	97,7	340	750	6	2,4	3,5	1,4	25	2	3
RR9540	90	35,4	540	212,6	94	37	75x80x97	30x32x38	46,1	101,4	340	750	6	2,4	3,5	1,4	26	2	3
RR9560	90	35,4	560	220,5	94	37	80x80x97	32x32x38	47,8	105,2	340	750	6	2,4	3,5	1,4	27	2	3
RR9580	90	35,4	580	228,3	94	37	80x80x97	32x32x38	49,5	108,9	340	750	6	2,4	3,5	1,4	28	2	3
RR9600	90	35,4	600	236,2	94	37	85x85x97	34x34x38	51,2	112,6	340	750	6	2,4	3,5	1,4	29	2	3
RR9620	90	35,4	620	244,1	94	37	85x85x97	34x34x38	52,9	116,4	340	750	6	2,4	3,5	1,4	30	2	3
RR9640	90	35,4	640	252,0	94	37	90x85x97	36x34x38	54,6	120,1	340	750	6	2,4	3,5	1,4	31	2	3
RR9660	90	35,4	660	259,8	94	37	90x85x97	36x34x38	56,3	123,9	340	750	6	2,4	3,5	1,4	32	2	4
RR9680	90	35,4	680	267,7	94	37	90x90x97	36x36x38	58,0	127,6	340	750	6	2,4	3,5	1,4	33	2	4
RR9700	90	35,4	700	275,6	94	37	90x90x97	36x36x38	59,7	131,3	340	750	6	2,4	3,5	1,4	34	2	4
RR9720	90	35,4	720	283,5	94	37	95x90x97	38x36x38	61,4	135,1	340	750	6	2,4	3,5	1,4	35	2	4
RR9740	90	35,4	740	291,3	94	37	95x90x97	38x36x38	63,1	138,8	340	750	6	2,4	3,5	1,4	36	2	4
RR9760	90	35,4	760	299,2	94	37	95x95x97	38x38x38	64,8	142,6	340	750	6	2,4	3,5	1,4	37	2	4
RR9780	90	35,4	780	307,1	94	37	95x95x97	38x38x38	66,5	146,3	340	750	6	2,4	3,5	1,4	38	2	4
RR9800	90	35,4	800	315,0	94	37	95x100x97	38x40x38	68,2	150,0	340	750	6	2,4	3,5	1,4	39	2	4
RR9820	90	35,4	820	322,8	94	37	95x100x97	38x40x38	69,9	153,8	340	750	6	2,4	3,5	1,4	40	2	4
RR9840	90	35,4	840	330,7	94	37	100x100x97	40x40x38	71,6	157,5	340	750	6	2,4	3,5	1,4	41	2	5
RR9860	90	35,4	860	338,6	94	37	100x100x97	40x40x38	73,3	161,3	340	750	6	2,4	3,5	1,4	42	2	5
RR9880	90	35,4	880	346,5	94	37	105x100x97	42x40x38	75,0	165,0	340	750	6	2,4	3,5	1,4	43	2	5
RR9900	90	35,4	900	354,3	94	37	105x100x97	42x40x38	76,7	168,7	340	750	6	2,4	3,5	1,4	44	2	5
RR9920	90	35,4	920	362,2	94	37	105x105x97	42x42x38	78,4	172,5	340	750	6	2,4	3,5	1,4	45	2	5
RR9940	90	35,4	940	370,1	94	37	110x105x97	44x42x38	80,1	176,2	340	750	6	2,4	3,5	1,4	46	2	5
RR9960	90	35,4	960	378,0	94	37	110x110x97	44x44x38	81,8	180,0	340	750	6	2,4	3,5	1,4	47	2	5
RR9980	90	35,4	980	385,8	94	37	115x115x97	46x46x38	83,5	183,7	340	750	6	2,4	3,5	1,4	48	2	5
RR91000	90	35,4	1000	393,7	94	37	115x115x97	46x46x38	85,2	187,4	340	750	6	2,4	3,5	1,4	49	2	5

Ramps longer than 240cm are used with folding & millimetric height adjustable support feet.