

# ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

## 8F-10 ΜΟΝΗΣ ΕΞΟΔΟΥ



- Υπενθύμιση αλλαγής φίλτρου: 100 ώρες
- Ρύθμιση ροής: 1-10L/min
- Συμπύκνωση O<sub>2</sub>: 95.5%-87%
- Μέγιστη πίεση εξόδου: 100kPa
- Επίπεδο θορύβου: 55dB(A)
- Κατανάλωση: 700VA
- Ελάχιστος χρόνος χρήσης: 30λεπτά



## ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μοντέλο	QTN (PCS/CTN)	N.W (KG)	Διαστάσεις (cm)
8F-10 μονής εξόδου	1	23.5	41×37.5×66.8