

Cod. **T5012P**

COD.ISO 12.24.09.015  
CND Y122409  
RDM 2077168



**T5012P**



Batteria / Battery

48V 12A



Motore / Motor

700W



Ruota / Wheel

16"



Peso senza batteria  
Weight without battery

13 Kg

- Grande comfort di marcia grazie ad un'apposita progettazione
- Comandi ottici e sonori direttamente dal manubrio
- Cruise control e retromarcia di serie
- Soft start
- Settaggio personalizzabile della macchina
- Bracci di aggancio richiudibili
- Attacchi in lega leggera anodizzata con morsetto universale anti-graffio adatto ad ogni tipo di tubolare della carrozzina
- Inserimento rapido ed intuitivo dei bracci di aggancio con battuta di fine corsa pre-registrabile e sicurezza elettronica di serie per l'arresto macchina in caso di emergenza
- Sicurezza meccanica opzionale anti-sgancio accidentale
- Cover in ABS personalizzabile

- Great ride comfort thanks to a special design
- Optical and sound controls directly from the handlebars
- Cruise control and reverse gear as standard
- Soft start
- Customizable machine setting
- Closable hooking arms
- Anodized light alloy attachments with universal clamp anti-scratch suitable for any type of wheelchair tubular
- Quick and intuitive insertion of the hooking arms with pre-adjustable end run stop and electronic safety standard for machine stop in case of emergency
- Optional mechanical safety against accidental release
- Customizable ABS cover

Caratteristiche tecniche / Technical features:	
Struttura / Structure	acciaio verniciato / painted steel
Motorizzazione / Motorization	700 W
Pneumatici / Tires	a scelta in base all'utilizzo / selectable tires based on use
Freni / Brakes	doppio meccanico / mechanical double
Manubri / Handlebars	a scelta tra 4 modelli / to be chosen among 4 models
Display / Display	multifunzione retroilluminato / backlit multi-function
Velocità massima / Maximum speed	programmabile / programmable
Cover / Cover	personalizzabile (opzionale) / customizable cover (optional)