



Με νέο σχεδιασμό καθίσματος και σκελετού για τέλεια οδηγική συμπεριφορά!

Άλλη μια φορά η γερμανική MEYRA καινοτομεί με ένα ακόμη ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου. Το MC2 ενδείκνυται τόσο για εσωτερικούς όσο και για εξωτερικούς χώρους. Στα μεγάλα του ατού συμπεριλαμβάνεται η **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος**.

Επιπλέον διαθέτει πολλές επιλογές ώστε να καλύψει τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες.

Τα δυνατά σημεία του MC 2

- Ρύθμιση πλάτους καθίσματος με τηλεσκοπικό μηχανισμό από 43 έως 55cm.
- Ρύθμιση βάρους καθίσματος από 40 έως 56cm.
- Τροχοί με ζάντες αλουμινίου 10" μπροστά
- Τροχοί με ζάντες αλουμινίου 14" πίσω
- Χειροκίνητη ρύθμιση κλίσης πλάτης.
- Κινητήρες made in Germany.

Χρώμα σκελετού: Marrakesh Brown

Χρώμα τροχών : Γκρι

Χρώμα ταπετσαρίας καθίσματος: Μαύρο



Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη γωνία καθίσματος από -2° έως +26°

Φώτα LED εμπρός και πίσω



Προσθαιρούμενα, διαιρούμενα και ρυθμιζόμενα υποπόδια



Χειριστήριο R-NET με έγχρωμη οθόνη LCD




Περιστρεφόμενη βάση χειριστηρίου ρυθμιζόμενη κατά μήκος και ύψος



Σχάρα αποσκευών



Εργονομικό κάθισμα «ERGO»



Ζώνη ασφαλείας



Αποσπώμενο και ρυθμιζόμενο πλαϊνό με μαλακό υποβραχιόνιο.



Εύκολη πρόσβαση στις μπαταρίες

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	380 - 650	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	mm	70
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	400-560 / 400-560 / 500 / 480-530	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	mm	840
ΥΨΟΣ ΠΛΑΤΗΣ	mm	450-500 / 530-570 / 640 / 640	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	Kg	100
ΜΗΚΟΣ ΚΝΗΜΗΣ	mm	280-430 / 350-500 / 350-500 / 350-500	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	Kg	160
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	mm	240-350 / 180-290 / 140-250 / 180-290	ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΗΣ	Kg	320
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	mm	430-530 / 500-600 / 560-650 / 580-680	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	Kg	10
ΜΗΚΟΣ(χωρίς υποπόδια)	mm	830	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	Km/h	10
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	mm	1130	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	W	2 x 300
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	mm	580 (12"τροχός)-620 (14"τροχός)	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ (2 τεμάχια)		50Ah (20h)
ΥΨΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ	mm	930-1130	ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ	A	6
ΜΗΚΟΣ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟ	mm	830	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές συνθήκες)	Km	35
ΥΨΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ	mm	570	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	μοίρες / %	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ		260x70 (10")	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	μοίρες	-2° έως +26°
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ		356x75 (14")	ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	μοίρες	-10° έως +30°

Χρώματα



Matt black
Structure
CODE 207




Sun yellow
CODE 214



Magic blue
CODE 186



Red metallic
CODE 227



Lemon reflex
CODE 180



Polar white
CODE 212

