



Φόρμα παραγγελίας

PROTEGO

Πολυλειτουργικό αναπηρικό αμαξίδιο

Εταιρεία:

Πελάτης:

Ημερομηνία:

☐ Βασική τιμή: **Protego χωρίς ταμπούρα φρένα**

☐ Βασική τιμή: **Protego με ταμπούρα φρένα ▲**

Μέγιστη αντοχή 130 kg

▼ Παρακαλώ σημειώστε!

Κάθισμα	€
Πλάτος καθίσματος σε mm ☐ 390 - 415 ☐ 440 - 465 ☐ 490 - 515	○
Ύψος καθίσματος μπροστά: 430 mm, χωρίς μαξιλάρι	●
Βάθος καθίσματος Ρυθμιζόμενο από 420 έως 480 mm	●
Ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος 0–15°	●
☐ Μαξιλάρι απαγωγής σκελών - Κωδικός παραγγελίας 1531915000	▲
Ταπετσαρία καθίσματος Dartex, γκρι ανθρακί	●
Πλάτη	
Στήριξη πλάτης με εργονομικό σχεδιασμό και πλευρική υποστήριξη	●
Ύψος πλάτης 580–640 mm	●
Ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης 0–44°	●
Στήριγμα κορμού Αναδιπλούμενο Τεμάχιο ☐ Αριστερό 1531911000 ☐ Δεξί 1531910000	▲
Βάση στήριξης πλευρικού στηρίγματος κορμού Τεμάχιο Κωδικός παραγγελίας 1531914000	
Πλάτη ρυθμιζόμενη με σύστημα ιμάντων	●
Ταπετσαρία πλάτης Dartex, γκρι ανθρακί	●
Αनुψούμενη και αφαιρούμενη χειρολαβή	●
Πλαϊνά προστατευτικά πάνελ	
Πλαϊνά προστατευτικά ρυθμιζόμενα καθ' ύψος και κατά βάθος, αποσπώμενα, με επενδύσεις στηριγμάτων βραχιόνων από ύφασμα Dartex.	●
Στήριγμα βραχίονα για άτομα με ημιπληγία ☐ Αριστερό ☐ Δεξί Stück Κωδικός παραγγελίας 1520803000	▲
Στήριγμα ποδιών	
Ανουψούμενο στήριγμα ποδιών με ρυθμιζόμενη κλίση και μήκος	●
Πρόσθιο στήριγμα κνήμης	●
Οπίσθιο στήριγμα κνήμης	●
Ανεξάρτητα υποπόδια με ρυθμιζόμενη κλίση	●

▼ Παρακαλώ σημειώστε!

Ελαστικά	€
Πίσω τροχοί 24" × 1 3/8" από πολυουρεθάνη (PU), με άξονα ταχείας ασφαλίστης.	●
Μπροστινοί τροχοί 7" × 45 mm από πολυουρεθάνη (PU)	●
☐ Προστατευτικά ακτίνων τροχών, διαφανή, 24" Κωδικός παραγγελίας 9800054000 Ζεύγος	▲
Φρένα τροχών	
Φρένο τροχού με μοχλό γόνατος Ενεργοποίηση με πίεση προς τα εμπρός	●
☐ Προέκταση μοχλού φρένου τροχού Κωδικός παραγγελίας 0009677000 Τεμάχιο	▲
Αξεσουάρ	
☐ Ηλεκτροκίνητο βοήθημα ώθησης Togo, συμπεριλαμβανομένου του σετ τοποθέτησης Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος χρήστη 125 kg Κωδικός παραγγελίας 8010000000	
☐ Βοήθημα τοποθέτησης για προσαρμογή Κωδικός παραγγελίας 8010199000	▲
Βοήθημα ανάκλισης	●
☐ Ζώνη ασφαλείας Κωδικός παραγγελίας 9800012000	▲
Δίσκος θεραπείας	
☐ Πλάτος καθίσματος (S) 370–430 mm Κωδικός παραγγελίας 9800006000	
☐ Πλάτος καθίσματος (L) 430–490 mm Κωδικός παραγγελίας 9800007000	▲
☐ Πλάτος καθίσματος (XL) 490–560 mm Κωδικός παραγγελίας 9800008000	
☐ Δίσκος θεραπείας Hemi Κωδικός παραγγελίας 9800002000	
Παθητικός φωτισμός	●
Χρώμα σκελετού	
Ασημί	●