



## Το εισαγωγικό μοντέλο για Μπάσκετ και Αθλητισμό!

Θέλετε να ασχοληθείτε με το μπάσκετ ή άλλο άθλημα και χρειάζεστε ένα αθλητικό αναπηρικό αμαξίδιο για αρχή;

Το CLUB SPORT είναι το εισαγωγικό μοντέλο της RGK κατάλληλο για μπάσκετ, τένις, ράγκμπι και οποιοδήποτε άλλο άθλημα.

Ένα οικονομικό αναπηρικό αμαξίδιο πολλών αθλημάτων συμβατό με οποιοδήποτε αθλητικό γήπεδο. Η γκάμα των διαθέσιμων μεγεθών και προσαρμογών του το καθιστούν ιδανικό για ατομική χρήση αλλά και για αθλητικούς συλλόγους και σχολεία.



## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Διαμορφώσιμα μεγέθη.
- Κατάλληλο για πολλάπλά αθλήματα: Μπάσκετ, Τένις, Ράγκμπι κ.τ.λ.
- Ιδανικό για συλλόγους ή σχολεία.
- Σκελετός από υλικό chrome moly.
- Βάρος αμαξιδίου από 11,8 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.
- 4 διαφορετικά ύψη καθίσματος.



## Χαρακτηριστικά

- 4x πλάτος καθίσματος.
- 4x μεγέθη τροχών.
- Ρυθμιζόμενη ταπετσαρία στο κάθισμα και στην πλάτη (μαύρο χρώμα).
- Ρυθμιζόμενο ύψος πλάτης 250-300mm (ανά 25mm).
- Ρυθμιζόμενο κέντρο βάρους.
- Κλίση γωνίας camber 18°
- Πλευρικά προστατευτικά από αλουμίνιο.
- Προσθαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Υποπόδιο με ρύθμιση ύψους, γωνίας και μήκους.
- Διάσταση μικρών τροχών: 72mm.
- Στεφάνες από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
- Ελαστικά Kenda.
- Ιμάντες γάμπας και ποδιού.
- Ποικιλία χρωμάτων του σκελετού.

