



## Αναμφίβολα το πιο προηγμένο αναπηρικό αμαξίδιο για μπάσκετ.

Το ELITE εξελίχθηκε με πολλές δοκιμές για πάνω από 3 δεκαετίες και συγκεντρώνει όλες τις καινοτομίες.

Ο ελαφρύς και αξιόπιστος σκελετός του σχεδιάζεται εξ ολοκλήρου από τις μετρήσεις του σώματος σας ώστε να επιτευχθεί η τέλεια εφαρμογή και η απόλυτη απόκριση.

Με το ELITE θα έχετε την μέγιστη απόδοση που μπορεί να σας προσφέρει ένα αμαξίδιο κατά την διάρκεια του αγώνα... σε κάθε αγώνα!

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζεται στις διαστάσεις του σώματος σου.
- Ενδείκνυται για επαγγελματίες αλλά και για ημι-επαγγελματίες παίκτες.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Στιβαρός ίσιος κεντρικός άξονας με διάμετρο 45mm.
- Βάρος αμαξιδίου από 9,2 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.





## Επιδόσεις

- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
- Κατάλληλα ρυθμισμένη θέση καθίσματος ανάλογα με τον τύπο του αγώνα/παιχνιδιού σας.
- Τέλεια κλίση τροχών για ελαχιστοποίηση της τριβής και καλό κράτημα.
- Υψηλής ακρίβειας ρουλεμάν «Bones Red» για μέγιστη ενέργεια.
- Ροδάκια χαμηλής τριβής που μαζεύουν λιγότερη βρομιά.
- Ελαστικά «Kenda Kaliente» για την υπέρτατη απόδοση μέσα στο γήπεδο.

## Δύναμη

- Κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Άκαμπτος σκελετός δοκιμασμένος από το 2011.
- Ενισχυμένες «περιοχές πρόσκρουσης» για την αποφυγή ζημιών κατά την διάρκεια του αγώνα.
- Κατά παραγγελία διατίθεται και σκελετός βαρέως τύπου.

## Εργονομία

- Ποικιλία εργονομικών επιλογών για την πλάτη ώστε να έχετε την μέγιστη άνεση και ισορροπία.
- Εργονομικό κάθισμα που αγκαλιάζει την λεκάνη και παρέχει την βέλτιστη ισορροπία.
- Κωνικό κάθισμα, εμπρός-V ή ασύμμετρος σχεδιασμός πλαισίου για εξαιρετική απόκριση.

## Τεχνολογία "Airtech Sport"

- Υλικό που «αναπνέει» για να σας κρατάει δροσερό.
- Ρυθμιζόμενοι ιμάντες για καλύτερη τοποθέτηση και στήριξη.
- Ελαφρύ και ανθεκτικό υλικό με ενισχυμένα πτερύγια από kevlar.

## Δεσίματα

- Ιμάντες τύπου ζώνης «RACHET» ή με Velcro που σας κρατούν ασφαλείς στο αμαξίδιο.
- Οι ιμάντες γάμπας και ποδιού συμπεριλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό.
- Διατίθεται κατά παραγγελία ιμάντες μέσης για επιπλέον στήριξη.
- Επιλογή για σταθερά ή ρυθμιζόμενα δεσίματα.

## Επιλογές σκελετού

- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση άξονα.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη θέση υποποδιού.
- Μονό ή διπλό αντιανατρεπτικό.
- Σταθερό ή αφαιρούμενο αντιανατρεπτικό.
- Σταθερή ή ρυθμιζόμενη καθ' ύψος πλάτη.
- Σταθερά ή αφαιρούμενα πλευρικά προστατευτικά.
- Ποικιλία σχεδίων των εμπρός φτερών.

## Εξατομίκευση

- Επιλέξτε από γυαλισμένο, βουρτσισμένο, ακατέργαστο ή βαμμένο αλουμίνιο.
- Επιλέξτε ένα χρώμα τόνου που ταιριάζει στο στυλ σας.
- Προσθέστε το λογότυπο της ομάδας σας στην πλάτη.

