

AVANTI PRO

1.735

HMV-Nr. 18.50.03.0204



Belastbar bis 135 kg



MEYRA®



PRO-Design



Einzigartige Bremse mit extrem geringen Betätigungskräften



Spurtreu



Individuelle Fahrwerksanpassung

Just like a pro!

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Kompatibilität zum MEYRA-Baukasten
- Sicherheit der Ersatzteilversorgung durch flächendeckende Fachhändlerstruktur
- Hohe Variabilität ohne Teiletausch

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Feinstufige Anpassungsmöglichkeiten
- 2 Rahmenlängen ermöglichen eine sehr gute proportionale Zuordnung
- Therapeutisch bewährtes Zubehör in ausgeprägter Vielfalt
- Ausstattung an persönliche Bedürfnisse anpassbar, auch bei sich verändernden Krankheitsbildern
- Durchgehender Rahmen mit integrierten Beinstützen
- Umfangreiches Baukastensystem

EINSATZBEREICH

- Adaptivrollstuhl für den universellen Alltagsinsatz
- Langzeitversorgung mit hohem Anpassbedarf
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder
- Für Querschnittversorgungen
- Personengewicht bis 135 kg und bis Sitzbreite 580 mm

BESTELLUNG

KOSTENVORANSCHLAG

SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.:
Lieferanschrift:
Kommission / Bemerkungen:

MEYRA®

HMV-Nr.
18.50.03.0204



Zugelassenes Benutzergewicht
135 kg

Bestellmenge:

AVANTI PRO 1.735

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

1.728,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden.
Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.



Technische Daten

	352 RAHMEN STANDARD	353 RAHMEN LANG		
Sitzbreite	360 - 580	360 - 580	Personengewicht	135
Breite fahrbereit	SB + 190 (mit Seitenteil CODE 100 SB +180)		Min. Leergewicht	ab 11
Breite gefaltet	280		Zul. Gesamtgewicht	ab 146
Sitztiefe	350 - 430	460 - 500	Transportgewicht	8,5
Sitzhöhe vorne / hinten	440 - 520 / 420 - 520	440 - 520 / 420 - 520	Antriebsrad	610 (24")
Gesamthöhe	920	920	Sitzneigung	0° - 10°
Rückenhöhe	340 - 440	340 - 440		
Armlehnenhöhe (CODE 81)	200 - 290	200 - 290		
Länge mit Fußstütze*	870 - 960	925 - 1015		

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen ± 10 mm

* abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld. Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

00 Rahmenform (Rahmenlänge)

Der AVANTI PRO ist in 2 Rahmenlängen erhältlich. Die Rahmenlänge ist abhängig von der Auswahl Ihrer Sitztiefe und wird automatisch konfiguriert. Die Rahmenform garantiert bei allen Rahmenlängen maximale Beinfreiheit und optimalen Transfer über den Stand.

	CODE	BEZEICHNUNG	ST	EURO €
<input type="checkbox"/>	352	Rahmen Standard	350 - 430 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	353	Rahmen lang	460 - 500 mm	192,00
<input type="checkbox"/>	903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen bei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten		39,00

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

01 Sitzbreite (SB)

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	36	SB 360 mm	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	38	SB 380 mm	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	40	SB 400 mm	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	342	SB 420 mm	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	344	SB 440 mm	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	46	SB 460 mm	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	48	SB 480 mm Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353		0,00
<input type="checkbox"/>	350	SB 500 mm Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353	18.99.99.2002	112,00
<input type="checkbox"/>	53	SB 530 mm Mit Alu-Doppelkreuzstrebe	352 und 353	18.99.99.2002	198,00
<input type="checkbox"/>	358	SB 580 mm Alu-Doppelkreuzstrebe, nur mit Schieb- stange CODE 814 und Fußstütze CODE 54	352 und 353	18.99.99.2002	244,00
<input type="checkbox"/>	4541	SB 360 - 460 mm Alu-Doppelkreuzstrebe, empfohlen bei Ver- wendung von Zusatzantrieben oder hohen Beanspruchungen	352 und 353		244,00

02 Sitztiefe (ST)

	CODE	BEZEICHNUNG	RAHMEN CODE	EURO €
<input type="checkbox"/>	610	ST 350 mm	352 , nur für SB 360 - 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	368	ST 380 mm	352 , nur für SB 360 - 460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	615	ST 400 mm	352	0,00
<input type="checkbox"/>	788	ST 430 mm	352	0,00
<input type="checkbox"/>	619	ST 460 mm	353	0,00
<input type="checkbox"/>	787	ST 480 mm	353	0,00
<input type="checkbox"/>	792	ST 500 mm	353	0,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

03 Sitzhöhe vorne (VSH) in Kombination mit Lenkrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Lenkradgrößen in mm

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 80 mm!

Ø LENKRAD	440	450	460	470	480	490	500	510	520
Ø 125 Vollgummi CODE 325	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Ø 142 Soft-Vollgummi CODE 154		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 180 pannensicher CODE 161				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Durch Wahl der VSH wird automatisch ein Standardlenklauftrad konfiguriert. Optional wählen Sie bitte Xtrends Lenklaufträder in nachfolgender Tabelle.

Lenklaufträder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELGE	BEREIFUNG	Ø X B	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Silber	Vollgummi	125 x 32 mm	18.99.99.0401	176,00

04 Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 70 mm!

	420	435	445	460	470	480	495	505	520
Ø 24 x 1"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ø 24 x 1 3/8"		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

05 Antriebsräder in Kombination mit Sitzhöhe

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	651	Standard-Rad silber, inkl. Steckachse (Paar)	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	2651	Standard-Rad schwarz, inkl. Steckachse (Paar) nicht i.V.m. CODE 706 Trommelbremse	24"		0,00
<input type="checkbox"/>	848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"	18.99.99.0404	106,00
<input type="checkbox"/>	695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 und Trommelbremse CODE 706	24"	18.99.99.0404	186,00
<input type="checkbox"/>	752	"Light"-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz, nicht i.V.m. 3°-Radsturz CODE 907. (Paar). Empfohlen bis 90 kg Nutzergewicht!	24"		308,00

Wählen Sie dazu Ihren Greifreifen in Kategorie 08 und die Bereifung in Kategorie 09. Bitte Bereifungsbreite beachten! Optional wählen Sie bitte Xtrends Antriebsräder inkl. Greifreifen und Bereifung anstatt der Antriebsräder CODE 651, 848 oder 695.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Antriebsräder Xtrends

	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	566,00
<input type="checkbox"/>	688	1068713	Black Light inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Alu-Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	566,00
<input type="checkbox"/>	688	<input type="checkbox"/> blau 1081354 <input type="checkbox"/> rot 1081356 <input type="checkbox"/> gold 1081355	Neues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig	24 x 1"		566,00

Antriebsradoptionen

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	880	60 mm Radstandverlängerung	18.99.99.0409	118,00

Radsturz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	907	3°-Radsturz, nicht in Verbindung mit Trommelbremse CODE 706 und/oder Radstandverlängerung CODE 880	18.99.99.0999	30,00

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung)

Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmittle (siehe beiliegende Informationen)

Position	A	B	C	D
Auswahl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

07 Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

	CODE	BEZEICHNUNG	Ø	Ø	Ø	Ø	EURO €
<input type="checkbox"/>	486	Luftbereifung mit Rillenprofil	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	0,00
<input type="checkbox"/>	395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar			24 x 1"		29,50
<input type="checkbox"/>	902	PU-Bereifung, pannensicher, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	22 x 1"	22 x 1 3/8"	24 x 1"	24 x 1 3/8"	0,00
<input type="checkbox"/>	897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, pannengeschützt, 10 bar	22 x 1"		24 x 1"		74,00
<input type="checkbox"/>	363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannengeschützt, 9 bar			24 x 1"		98,00

Bereifungsbreite in Kombination mit Antriebsrädern beachten! Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

Hinweis: Reifen bestehen aus einer Gummimischung, die auf einigen Untergründen bleibende oder schwer entfernbare Spuren hinterlassen können (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

08 Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 494	Aluminium, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 493	Edelstahl glänzend poliert	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 871	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Breifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706	24" x 1"	824,00
<input type="checkbox"/> 168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker, inklusive Greifreifenabstand weit CODE 693	24"	18.99.99.0904 352,00
<input type="checkbox"/> 166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz, nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	24"	18.99.99.0901 118,00
<input type="checkbox"/> 692	Greifenreifenabstand eng	24"	0,00
<input type="checkbox"/> 693	Greifreifenabstand 25 weit	24"	48,50
<input type="checkbox"/> 849	Curve L, Aluminium schwarz gepulvert, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Standard-Rad CODE 651 und 2651		320,00
<input type="checkbox"/> 850	Curve L Tetra Grip, antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraplegiker geeignet, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695 und Standard-Rad CODE 651 und 2651		404,00
<input type="checkbox"/> 853	GEKKO, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi-Lippe, ergonomisches Greifreifenprofil, H 31 mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Standard-Rad CODE 651 und 2651		536,00

Gesamtbreite Greifreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

09 Sitzgurt (Sitzgurt Standard serienmäßig) / Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 247	Sitzgurtdurchhang nachspannbar		78,00
<input type="checkbox"/> 560	Sitzkissen , Trevira CS 30 mm	18.99.99.0102	46,00
<input type="checkbox"/> 561	Sitzkissen , Trevira CS 60 mm	18.99.99.0102	46,00

10 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 651	Druckbremse für Fahrer		0,00
<input type="checkbox"/> 650/60	Einhanddruckbremse links (inkl. Bremshebel lang, abklappbar), nicht i.V.m. CODE 100 und CODE 748	18.99.99.0099	236,00
<input type="checkbox"/> 650/74	Einhanddruckbremse rechts (inkl. Bremshebel lang, abklappbar), nicht i.V.m. CODE 100 und CODE 748	18.99.99.0099	236,00
<input type="checkbox"/> 681	Bremshebelverlängerung, abklappbar	18.99.99.0504	42,00
<input type="checkbox"/> 680/706	Druckbremse für Fahrer und Trommelbremse für Begleitperson	18.99.99.0502	312,00
<input type="checkbox"/> 986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		38,00
<input type="checkbox"/> 73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert. Nur i.V.m. CODE 100		299,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

11 Rückengurthöhe (RH)

	CODE	BEZEICHNUNG	HÖHE	EURO €
<input type="checkbox"/>	434/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	340 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	436/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	360 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	438/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	380 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	635/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	400 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	442/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	420 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	444/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar	440 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	2046/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	460 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	634/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	480 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	637/575	Rückengurt, über Klettbander anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	500 mm	0,00
<input type="checkbox"/>	983/575	teleskopierbare Rückenhöhereinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettbander anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	350 - 410 mm	132,00
<input type="checkbox"/>	984/575	teleskopierbare Rückenhöhereinstellung in 4 Schritten à 15 mm, Rückengurt über Klettbander anpassbar, nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502	400 - 460 mm	132,00

12 Rückenlehnenwinkel

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	621	Rücken ohne Lumbalknick	0,00
<input type="checkbox"/>	622	Rücken mit Lumbalknick	0,00
<input type="checkbox"/>	29	Rücken, winkeleinstellbar ab Sitzfläche +- 10° in 5° Schritten, ab Rückenhöhe 380 mm. Nicht i.V.m. Lumbalknick CODE 622	226,00

Rückenlehnenoptionen

	CODE	KOMPATIBEL MIT CODE...	621	622	502	HMV-NR	EURO€
<input type="checkbox"/>	410	Schiebegriffe lang	●	●			0,00
<input type="checkbox"/>	413	Schiebegriffe kurz, nicht in Verbindung mit Schiebestange CODE 814 Nicht i.V.m. Trommelbremse CODE 706	●	●		18.99.99.0908	0,00
<input type="checkbox"/>	502	Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 170 mm stufenlos höhenverstellbar	●	●		18.99.99.0908	226,00
<input type="checkbox"/>	814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung. Nur i.V.m. Schiebegriff lang CODE 410	●	●	●	18.99.99.0907	118,00
<input type="checkbox"/>	238	Stabilisierungsbügel für den Rücken, mitfaltend. Nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 502. Empfohlen ab SB 460!	●	●		18.99.99.0907	118,00
<input type="checkbox"/>	913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar, nur i.V.m. Schiebestange CODE 814	●	●	●	18.99.99.0999	322,00
<input type="checkbox"/>	2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 300 - 400 mm					248,00
<input type="checkbox"/>	2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 400 - 500 mm					262,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

13 Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung
7 = platzsparend einschwenkbar

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	7	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 21	Seitenteil verstärkt, über Druckknopf höhenverstellbare Armlehne, extra lang, therapietischtauglich		●	●	●	●		●	18.99.99.0201	452,00
<input type="checkbox"/> 81	Seitenteil inkl. Armlehnen höhenverstellbar, kurz, therapietischtauglich		●	●	●	●		●	18.99.99.0201	238,00
<input type="checkbox"/> 748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) inkl. 45 mm Radüberdeckung. Nicht i.V.m. Einhanddruckbremse CODE 650	●					●		18.99.99.0201	360,00
<input type="checkbox"/> 100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage, nicht i.V.m. Einhanddruckbremse CODE 650	●					●		18.99.99.0299	194,00
<input type="checkbox"/> 98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage und 50 mm Radüberdeckung									312,00

14 Beinstützen und Fußstützen

CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/> 54	Fußstütze durchgehend, 60 mm tiefenverstellbar (in 4 Stufen) in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar	150 mm	380 - 520	18.99.99.0302	280,00
<input type="checkbox"/> 87	Fußstütze durchgehend, hochklappbar, 15 mm tiefenverstellbar, in Rahmenfarbe, höhen- und winkelverstellbar, bis SB 480 mm	100 mm	380 - 520	18.99.99.0301	242,00
<input type="checkbox"/> 4312	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (ab Sitzbreite 360 mm)				395,00
<input type="checkbox"/> 4313	LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (ab Sitzbreite 360 mm)				345,00

Gewünschte USL in mm (gemessen ohne Sitzkissen)

Werkseitige Einstellung der Unterschenkelänge je nach Codierung von 380 - 520 mm möglich

Fußstützen Zubehör

<input type="checkbox"/> 359	Wadengurt				0,00
------------------------------	-----------	--	--	--	------

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

15 Rahmenfarben

	CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
<input type="checkbox"/>	130	Titangrau	0,00
<input type="checkbox"/>	206	Mattschwarz	0,00
<input type="checkbox"/>	212	Polarweiß	0,00
<input type="checkbox"/>	216	Tiefschwarz	0,00
<input type="checkbox"/>	224	Blaumetallic	0,00
<input type="checkbox"/>	227	Redmetallic	0,00
<input type="checkbox"/>	4919	Silverline	0,00
<input type="checkbox"/>	4040	Downtown Grey	99,00
<input type="checkbox"/>	4041	Magicblue Matt	99,00
<input type="checkbox"/>	4042	Blaumetallic Matt	99,00
<input type="checkbox"/>	4044	Redmetallic Matt	99,00

Weitere Rahmenfarben sind gegen Aufpreis auf Anfrage möglich! Siehe Farbenpalette in der Katalogeinleitung.

	CODE	BEZEICHNUNG	GEWÜNSCHTE RAHMENFARBE	
<input type="checkbox"/>	2205	Lenkgabel und Varioblock in Wahlfarbe. Nicht i.V.m Hemi-Lenkgabel CODE 173/4906	<input type="text"/>	202,00

16 Rückengurtfarben

<input type="checkbox"/>	287	Tiefschwarz, Polyester	0,00
<input type="checkbox"/>	292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz (nur für Rücken möglich)	128,00

17 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

	CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO €
<input type="checkbox"/>	489	Transparent	18.99.99.0999	160,00

Stützrollen

<input type="checkbox"/>	728	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar	18.99.99.0408	274,00
<input type="checkbox"/>	729	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	137,00
<input type="checkbox"/>	730	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	137,00
<input type="checkbox"/>	712	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, links montiert, nur i.V.m. CODE 4930 Auftrittrohr		73,00
<input type="checkbox"/>	713	1 Stützrolle, einsteckbar, abnehmbar, rechts montiert, nur i.V.m. CODE 4931 Auftrittrohr		73,00
<input type="checkbox"/>	691	Stützrollen, einsteckbar, abnehmbar (Paar), nur i.V.m. CODE 309 Auftrittrohre		146,00

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Auftrittrohr

<input type="checkbox"/>	309	Auftrittrohre (1 Paar)	18.99.99.0999	104,00
<input type="checkbox"/>	4930	1 Auftrittrohr, links montiert	18.99.99.0999	52,00
<input type="checkbox"/>	4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert	18.99.99.0999	32,00

Therapietische nur in Verbindung mit Seitenteil CODE 21 und 81

<input type="checkbox"/>	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, verstellbar von 380 - 580 mm Sitzbreite	18.99.99.0801	214,00
<input type="checkbox"/>	930	Therapietisch für Selbstfahrer , aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, mit Aufkantung vorn. AB SB 380 mm möglich	18.99.99.0801	268,00

Achtung: Bei 24"-Rädern und einer hinteren Sitzhöhe kleiner als 470 mm ergibt sich beim Einsatz vom Therapietisch CODE 929/CODE 930 eine Einschränkung bei der Armlehnenhöhe.

Sonstiges Zubehör

<input type="checkbox"/>	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	63,00
<input type="checkbox"/>	970	Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr	18.99.99.0999	34,00
<input type="checkbox"/>	819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0999	15,00
<input type="checkbox"/>	912	Luftpumpe mit Halterung	18.99.99.0999	42,00
<input type="checkbox"/>	936	Rutschbrett aus Kunststoff zum Umsetzen	18.99.99.0999	76,00
<input type="checkbox"/>	951	Zubehörnetz	18.99.99.0999	12,00
<input type="checkbox"/>	679	Faltfixierung		19,00

* Informationen zu Ergo Seat Pro Pelotten siehe separates Bestellblatt.

Xtrends Zubehör

<input type="checkbox"/>	261519300	X-TREME Rucksack		53,00
<input type="checkbox"/>	261519600	Rädertasche „BLACK WHEEL CASE“, passend für max. 2 x 24" Räder bzw. je 1 x 25" oder 26" Rad	18.99.99.0999	114,00
<input type="checkbox"/>	1074231	Rädertasche „MEYRA ACTIVE“, passend für max. 3 x 28" Räder		162,00
<input type="checkbox"/>	206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	31,50

Datum:

Unterschrift:

Stand: 03.02.2020

BENUTZERDATEN


Vorname*:	<input type="text"/>
Name*:	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>
PLZ:	<input type="text"/>
Ort*:	<input type="text"/>
Land:	<input type="text"/>
Geburts*tag*:	<input type="text"/>
Diagnose -1-:	<input type="text"/>
Diagnose -2-:	<input type="text"/>
Telefon :	<input type="text"/>
Handy :	<input type="text"/>
E-Mail:	<input type="text"/>
Auftragsnummer :	<input type="text"/>

*Pflichteingabefelder!

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	<input type="text"/>
2) Sitzbreite* :	<input type="text"/>
3) Brustbreite :	<input type="text"/>
4) Brusttiefe :	<input type="text"/>
5) Ellenbogenhöhe :	<input type="text"/>
6) Achselhöhe :	<input type="text"/>
7) Rückenhöhe :	<input type="text"/>
8) Kopfhöhe :	<input type="text"/>
9) Unterarmlänge :	<input type="text"/>
10) USL*:	<input type="text"/>
Körpergröße*:	<input type="text"/>
Gewicht (kg)*:	<input type="text"/>



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

.....
Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

.....
Datum/Unterschrift des Fachhändlers

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0

Firmendaten

Ansprechpartner:
.....
Kundennummer bei MEYRA:
.....

Telefon:
.....
Fax:
.....
Mobil:
.....
E-Mail:
.....

Firma:
.....
Adresse:
.....

Eingangsdatum*:
.....
Antragsnummer*:
.....

*Wird von MEYRA ausgefüllt

Produkt

Modell-Nr.:
.....

Produktname.:
.....

Beschreibung der Individualisierung (Angaben bitte so genau wie möglich definieren: Krankheitsbild, Besonderheiten etc.):

Skizzen / Bilder (Ergänzende Skizzen können Sie gerne separat der Mail oder dem Fax beifügen):

Bitte erstellen Sie mir ein unverbindliches Angebot:


Datum

Unterschrift Fachhändler



03

CODE 325




03

Artikel 1072386




07

CODE 154



07

CODE 161




07

CODE 651




07

CODE 848




07

CODE 695




07

Artikel 1068705



07

Artikel 1068712



07

Artikel 1068713



08

CODE 849



08

CODE 850



08

CODE 853



12

CODE 814



12

CODE 238



13

CODE 21



13

CODE 81



13

CODE 748




13

CODE 100



14

CODE 54



14

CODE 87

06 Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

FAHRERTYP	PASSIV	MITTEL		AKTIV
Position	A	B	C	D
Distanz * in mm	25	40	55	70

* Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm

08 Gesamtbreite in mm mit Greifreifenabstand eng

SITZBREITE	360	380	400	430	460	480	500	530	580
mit 0° Radsturz (mm)	560	580	600	630	660	680	700	730	780
mit 3° Radsturz (mm)	610	630	650	680	710	730	750	780	830
Faltmaß bei 0° Radsturz					280				
Faltmaß bei 3° Radsturz					330				

Gesamtbreite in mm mit Trommelbremse und 0° Radsturz

Fahrbereit	SB + 210
Faltmaß	300

1. ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH

1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.

1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.

1.3. Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

2.1. Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.

2.2. Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.

2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.

2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von 2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich an uns zurückzusenden.

3. PREISE

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

3.2. Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.

3.3. Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.

3.4. Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.

3.5. Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachanteil von 9,50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

4.1. Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEYRA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.

4.2. Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.

4.4. Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.

4.5. Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

4.6. Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

5.1. In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.

5.2. Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

5.3. Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.

5.4. Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.

5.5. Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen die Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfanges vom Vertrag zurückzutreten.

5.6. Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

6.1. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.

6.2. Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

6.3. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

6.4. Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.

6.5. Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Rechtsverhältnis beruht.

6.6. Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

7.1. Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.

7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Pfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.

7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.

7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.

7.5. Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.

7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.

7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG

8.1. Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.

8.2. In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.

8.3. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

8.4. Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt.

8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhaft Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.

8.7. Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist 1 Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neukaufpreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT

10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist, ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effizienten Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

11. HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anforderung ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferschein- oder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren angenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen.

12B.3. Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
- Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten.

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten.

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDENES RECHT, SALVATORISCHE KLAUSEL

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.