
SMART ^F

2.360

HMV-Nr. 18.50.03.0228







Fließender Übergang vom Vorderrahmen zum Sitz



Innovative Light-Bremse schwenkbar aus Aluminium



Individuell einstellbares Fahrwerk



Optimiertes Faltsystem mit geringem Faltmaß

New Active Line

WIRTSCHAFTLICHKEIT

- Dauerversorgung mit Anpassmöglichkeiten an Funktionsveränderungen reduziert Folgekosten
- Umfangreiche Serienausstattung minimiert den Bedarf an teuren Sonderanfertigungen
- Geringster Verschleiß durch die Integralbauweise des Rahmens und die Qualität der Anbaukomponenten

THERAPEUTISCHER NUTZEN

- Die optimale Leichtläufigkeit und das geringe Eigengewicht unterstützen die Unabhängigkeit des Benutzers
- Anpassbar an Funktionsveränderungen und individuelle Bedürfnisse des Anwenders durch feinstufige Einstellung von Rückenteil, Sitz und Fahrwerk
- Umfangreiches Ausstattungssortiment für Langzeitnutzer
- Kompakt sitzen, fahren und transportieren durch den optimierten Rahmen
- Sitz- und Rückengurt anpassbar, Rückenhöhen individuell einstellbar
- Optimierte Fahreigenschaften: leichter, sportlicher, kipp- und drehfreudiger

EINSATZBEREICH


- Bei Dauer- und Langzeitversorgungen
- Für Querschnittversorgungen
- Sehr gute Eignung für viele Krankheitsbilder, auch für schwerer Betroffene
- Anwender ohne Funktionen der unteren Extremitäten (seitlicher Transfer, Antrieb über die Greifreifen)
- Für sehr aktive Rollstuhlfahrer, Handbiker und Vielreisende

○ BESTELLUNG ○ KOSTENVORANSCHLAG ○ SONDERANFERTIGUNG

Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: 05733 922 9311 Kundenservice: 05733 922 311

Rechnungsanschrift / Kunden-Nr.: Lieferanschrift: Kommission / Bemerkungen:





Bestellmenge:

SMART ^F 2.360

(Preis für Grundmodell, ohne Seitenteile, ohne Beinstützen)

2.198,00 €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer! Gültig vom 01.01.2020 – 31.12.2020. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie auf www.meyra.de/AGB finden. Informationen zum Messverfahren finden Sie unter www.meyra.de/messverfahren.



Technische Daten

Sitzbreite	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520
Breite fahrbereit	500	510	540	560	580	600	620	640	660	680	700
Breite gefaltet		280 bei 0° Radsturz bzw. 330 bei 3° Radsturz									
Sitztiefe		380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500									
Sitzhöhe vorne / hinten	440 bis 530 / 400 bis 530										
Gesamthöhe	Sitzhöhe hinten + Rückenhöhe										
Rückenhöhe	variabel von 250 bis 500 + 25 mm										
Armlehnenhöhe	ca. 170 - 245										
Länge mit Fußstütze	880 - 1.030 (abhängig von Rahmenlänge, Radgröße und Achsposition)										

Personengewicht	150
Leergewicht	ab 9,5
Zul. Gesamtgewicht	159,5
Transportgewicht	7,4
Antriebsrad	600 (24")
Antriebsrad	635 (25")
Antriebsrad	660 (26")

Maße in mm, Gewichte in kg, Räder in Zoll, Maßtoleranzen \pm 10 mm

Achtung!

Beim Transport in öffentlichen Verkehrsmitteln (z.B. Zug) können die Abmessungen des Rollstuhles über den Richtwerten der Transportunternehmen liegen. Bitte erkundigen Sie sich im Vorfeld.

Bei der Verwendung von Zusatzantrieben, darf das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden.

		Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an
--	--	---

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rahmenform (Rahmenlänge)

CODE	BEZEICHNUNG	ST IN MM	GL IN MM	EURO€
351	Rahmen kurz	380 - 420	880 - 950	0,00
352	Rahmen mittel	440 - 460	920 - 990	0,00
353	Rahmen lang	480 - 500	960 - 1.030	0,00

Beachten und bestimmen Sie Ihre Sitztiefe in Kategorie 02!

Rahmenform (Rahmenwinkel und Rahmeneinzug)

 CODE	BEZEICHNUNG		EURO €
346	Standardvorderrahmen	79°	0,00
347	Kompaktvorderrahmen, nur i.V.m. Rahmeneinzug CODE 4950	86°	0,00
4950	Mit Rahmeneinzug, (10 mm je Seite)		0,00
4959	Ohne Rahmeneinzug		0,00
992	•	vendig bei Auswahl Seitenteil CODE 81 und 84 in Kombination mit Rollstuhles verbreitert sich um 20 mm) bei Kombination mit Trommel-	99,00
903	Verstärkte Lenkradgabeln, empfohlen b	ei Verwendung von Zusatzantrieben und höheren Nutzergewichten	39,00

Hinweis: Bei Verwendung vom CODE 347 Kompaktvorderrahmen muss die Sitzhöhendifferenz VSH zu HSH min. 20 mm betragen.

Sitzbreite (SB)

 CODE	BEZEICHNUNG	EURO€
32	SB 320 mm	0,00
34	SB 340 mm	0,00
36	SB 360 mm	0,00
38	SB 380 mm	0,00
40	SB 400 mm	0,00
342	SB 420 mm	0,00
344	SB 440 mm	0,00
46	SB 460 mm	0,00
48	SB 480 mm	0,00
350	SB 500 mm	112,00
952	SB 520 mm	112,00

			n l in den Kästchen an 1 Sie keine andere Ausw	vahl treffen, liefe	ern wir grun	dsätzlich in der St	andard-Au	sführung aus.		HMV-Nr. 1	8.50.03.0228
02	Sitztiefo	e (ST) Sitzg	urt nachspani	nbar							
	CODE	BEZEICHN	UNG			1	RAHMEN	CODE			EURO€
	368	ST 380 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	51				0,00
	615	ST 400 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	51				0,00
	784	ST 420 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	51				0,00
	618	ST 440 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	52				0,00
	619	ST 460 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	52				0,00
	787	ST 480 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	53				0,00
	792	ST 500 mm	inkl. Utensil	ientasche un	ter dem Si	itzgurt 3	53				0,00
VSH	hendifferen	z zwischen vord	sschte Sitzhöhe durch lerer und hinterer Sitz 440 450								
) Vollgummi										
	Vollgummi										
Ø 142	Soft-Vollgu	mmi C 327									
Durch V	Vahl der VSH w	vird automatisch e	ein Standardlenklaufrac	l konfiguriert. O	ptional wäh	llen Sie bitte Xtrei	nds Lenklau	ıfräder in nach	nfolgender Ta	belle.	
	Lenklau	ıfräder Xtro	ends								
	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	FELG	iΕ	BEREIFUNG	a Ø X	В	НМ	V-NR	EURO€
	689	1068963	Lightwheel (Paar)	Kunst	estoff	Vollgummi transparent / farbig	/ 100:	x 23 mm	18.99	9.99.0499	79,00
	689	1072385	Lenkrad (Paar)	Alu Si	lber	Vollgummi	100 :	x 32 mm	18.99	9.99.0401	176,00
	689	1072386	Lenkrad (Paar)	Alu Si	lber	Vollgummi	125 >	x 32 mm	18.99	9.99.0401	176,00
	689	silber schwarz	nkrad (Paar) 1081340 z 1081341 1081342 1081343 1081344			Vollgummi	100 :	x 32 mm			222,00
	689	Frog legs Le	nkrad (Paar) 1081345 z 1081346 1081347 1081348			Vollgummi	125 >	⟨ 32 mm			222,00

1081349

04	Sitzkissen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO€
560	Sitzkissen 30 mm	18.99.99.0102	120,00
562	Flauschstreifen auf Sitzgurt		20,00

Sitzhöhe hinten (HSH) in Kombination mit Antriebsrad (ohne Sitzkissen)

Horizontale Spalten = Sitzhöhen in mm Vertikale Zeilen = Ø Antriebsrad

Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Sitzhöhe durch Auswahl einer möglichen Kombination aus Sitzhöhe und Radgröße. Die maximal zulässige Sitzhöhendifferenz zwischen vorderer und hinterer Sitzhöhe beträgt 100 mm! 25" und 26" siehe Xtrends Antriebsräder

(Mögliche Sitzhöhen bei 3°-Radsturz CODE 447 i.V.m Trommelbremse CODE 706)

	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530
Ø 24 x 1"																	
Ø 24 x 1 _{3/8"}																	
Ø 25 x 1"																	
Ø 26 x 1"																	

Antriebsradposition horizontal (Schwerpunkteinstellung) bestimmen

FAHRERTYP		AKTIV		MIT	TEL	PASSIV		
Position	1	2	3	4	5	6	7	
Distanz * in mm	100	90	80	70	60	50	40	

^{*} Messverfahren: Mitte Rückenrohr bis Achsmitte in mm

Antriebsräder in Kombination mit Sitzhöhe

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
651	Standard-Rad, inkl. Stechachse (Paar)	24"		0,00
2651	Standard-Rad schwarz, inkl. Steckachse (Paar) nicht i.V.m. CODE 706 Trommelbremse	24"		000
848	SILVERDESIGN mit Radialspeichung und Hochflanschnabe inkl. Steckachse (Paar)	24"		106,00
695	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz (Paar) Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise! Nicht in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 und Trommelbremse CODE 706	24"	18.99.99.0404	186,00
752	"Light"-Rad inkl. Schwalbe RightRun Light Bereifung und Alu-Greifring schwarz, nur i.V.m. 0°-Radsturz CODE 423. (Paar) Empfohlen bis 90 kg Nutzergewicht!	24"		308,00

	Bitte kreuze	en Sie Ihre Auswahl in	den Kästchen an			
	Standard-A	usführung: Sollten Sie	ekeine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführu	ing aus.		
	Antriel	bsräder Xtren	ds			
	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
	688	blau 1081354 rot 1081356	Neues Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Schwalbe ONE Bereifung, Nabe, Felge und Greifreifen farbig	24 x 1"		566,00
	688	1068705	Six-Star inkl. 8 bar Hochdruckbereifung und Alu- Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	566,00
	688	1068707	CROSS-Rad inkl. Alu-Felge und Grob-Stollenberei- fung und Edelstahl-Greifring (Paar)	24 x 1,75"	18.99.99.0404	394,00
	688	1073641	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Tetra-Greifring (Paar) Auf Anfrage weiße oder orange Speichen möglich!	24 x 1"	18.99.99.0499	902,00
	Antrio	bsräder Xtren	ds			
	CODE	ARTIKEL	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO€
	688	1085185	Spinergy Carbon Antriebsrad, Speichen schwarz inkl. Schwalbe One Bereifung und Edelstahl Greifreifen	24 x 1"		848,00
	688	1073640	Spinergy-Rad 12 Speichen schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar) Auf Anfrage weiße oder orange Speichen möglich!	24 x 1"	18.99.99.0499	774,00
	688	1068713	Black Light inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Alu- Greifring (Paar)	24 x 1"	18.99.99.0499	566,00
	688	1075478 25 x 1" 1075479 26 x 1"	Aktiv-Rad mit Radialspeichung, Hochflanschnabe, Hohlkammerfelge (Jumbofelge) in schwarz, inkl. Schwalbe Marathon Plus Evolution und Edelstahl-Greifring (Paar). Empfohlen ab 100 kg Nutzergewicht oder bei dynamischer Fahrweise!	25 x 1" 26 x 1"		570,00
Diese t	rendigen Räd	ler liefern wir paarweis	e. Abweichende Ausstattung der Xtrends-Räder auf Anfrage möglich.			
		bsradoptioner gelung für Tet				
	CODE	BEZEICHNUN	IG		HMV-NR	EURO€
	697		ür Tetraplegiker, erleichtert das Abnehmen des Antriebrades ebsräder CODE 848 und 695, empfohlen in Verbindung mit 3°-Rads	turz CODE	18.99.99.0999	202,00
	Radstu		16			
	CODE	BEZEICHNUN				0.00
	423	0°-Radsturz (Sp		wante- Co. I	äla onu	0,00
	447	3°-kadsturz (Sp	our einstellbar) Verbindung mit Trommelbremse CODE 706 eingesch	irankte Sitzh	ionenvarianz	30,00

	Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen ar

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Greifreifen und Greifreifenoptionen (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
445	Titan, mit 6 Haltern, nur in Verbindung mit Aktiv-Rad CODE 695	24"	18.99.99.0902	308,00
493	Edelstahl glänzend poliert	24"		0,00
494	Aluminium , nicht i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695	24"		0,00
168	Optigripp-Spezialgreifreifen für Tetraplegiker	24"	18.99.99.0904	352,00
166	Greifreifenüberzug aus Silikon, glatt, schwarz , nicht i.V.m. Aktivrad CODE 695	24"	18.99.99.0901	118,00
692	Greifenreifenabstand eng	24"		0,00
693	Greifenreifenabstand weit	24"		0,00
849	Curve L, Aluminium schwarz gepulvert, ergonomisches Greifreife 695 und Spinergy-Rad Art-Nr. 1073641, 1073640 und Standard-Ra	•		320,00
850	Curve L Tetra Grip antirutsch-beschichtet, Aluminium, für Tetraple profil, H 31 mm, nur i.V. m Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad CODE 651 und 2651		_	404,00
853	GEKKO, Aluminium schwarz gepulvert mit wechselbarer Gummi- mm, nur i.V.m. Aktiv-Rad CODE 695 und Spinergy-Rad Art-Nr. 107: und 2651			536,00
871*	Doppelgreifreifen für Sitzbreiten bis 480 mm Nur in Verbindung mit PU-Bereifung CODE 902 Nicht in Verbindung mit Trommelbremsen CODE 706	24"		824,00

^{*} nicht für sehr aktive Nutzung geeignet

Gesamtbreite Greifreifenabstand siehe beiliegende Informationen.

Bereifung (Nicht kombinierbar mit Xtrends Räder)

CODE	BEZEICHNUNG	Ø	HMV-NR	EURO €
496	Luftbereifung 8 bar	24 x 1"		0,00
486	Luftbereifung 4 bar	24 x 13/8"		0,00
395	Maxxis VN Master Alpha Protect Bereifung schwarz, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1"		29,50
902	PU-Bereifung, pannensicher, nicht i.V.m. Aktiv- Rad CODE 695	24 x 1"		0,00
897	Schwalbe Marathon Plus Evolution Bereifung, pannengeschützt, 10 bar	24 x 1"	18.99.99.0499	74,00
363	Schwalbe ONE Bereifung, profillos, pannenge- schützt, 9 bar	24 x 1"		98,00

Siehe Kategorie 05 Sitzhöhe in Kombination mit Antriebsrad.

 $Hin weis: Reifen \ bestehen \ aus \ einer \ Gummimischung, \ die \ auf \ einigen \ Untergründen \ bleiben \ der \ schwer \ entfern bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ Spuren \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ entfern \ bare \ schwer \ entfern \ bare \ schwer \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ schwer \ entfern \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \ schwer \ entfern \ hinterlassen \ können \ der \ schwer \$ (z. B. Kunststoff-, Holz- oder Parkettfußböden, Teppiche, Auslegeware).

Für Schäden durch Abrieb an den Untergründen können wir keine Haftung übernehmen.

	n an	n Kästch	in den	Auswahl ii	Sie Ihre	Bitte kreuzen	
--	------	----------	--------	------------	----------	---------------	--

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

09 Bremsen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO€
305	Druckbremse für Fahrer		0,00
2595	"Light" Druckbremse aus Aluminium, wegschwenkbar, nicht in Verbindung mit Seitenteil CODE 748/ CODE 81 / 84		124,00
305/706	Trommelbremse für Begleiter Nur in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 412 bzw. CODE 502 Es wird Radüberdeckung CODE 98 empfohlen. Nicht möglich bei HSH 400 / 480 mm	18.99.99.0502	312,00
986	Bremshebelverlängerung aufsteckbar		38,00
73	Seitenteilbremse, Bremse im Kleiderschutz integriert. Nur i.V.m. CODE 100		299,00

10 Rückengurthöhe (RH)

CODE	RH	BEZEICHNUNG	EURO€
620	250 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
626	300 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
631	350 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
632	400 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
633	450 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00
637	500 mm	Rückengurt, über Klettbänder anpassbar nachträglich einstellbar + 25 mm	0,00

11 Rückenlehne (Standard 90° zum Sitz)

CODE	BEZEICHNUNG	EURO €
410	Rücken mit Schiebegriff kurz	0,00
412	Rücken mit Schiebegriff lang	62,00
411	Rücken ohne Schiebegriff. Mit Lumbalknick CODE 622 erst ab RH 300 mm möglich	0,00
140	Schiebegriff im Rückenrohr integriert, bis 100 mm stufenlos höhenverstellbar. Nicht i.v.m Lumbalknick CODE 622 und Trommelbremse CODE 706	268,00
141	Schiebegriffe, abschwenkbar, nur i.V.m. Rücken ohne Lumbalknick CODE 621	174,00
502	Rücken mit Schiebegriff, am Rückenrohr montiert, bis 150 mm stufenlos höhenverstellbar Nicht i.V.m. Schiebegriff CODE 140 / 141. Lumbalknick CODE 622 erst ab RH 300 mm möglich	236,00
2032	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, klein, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 300 - 400 mm	248,00
2021	ErgoSeat Pro Thoraxpelotten, groß, Paar. Empfohlen bei Rückenhöhen 400 - 500 mm	262,00

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rückenlehnenoptionen

CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO€
29	Rücken, winkeleinstellbar ab Sitzfläche, +/- 15° in 5° Schritten, nachträglich verstell- bar. Nur i.V.m. Schiebegriff CODE 410 / 412. Nicht i.V.m Lumbalknick CODE 622		226,00
621	Rücken ohne Lumbalknick		0,00
622	Rücken mit Lumbalknick		0,00
814	Schiebestange querliegend, stabilisiert den Rücken bei höherer Belastung, nicht in Verbindung mit Schiebegriffe CODE 141. Empfohlen ab SB 460!		118,00
913	Kopfstütze, 300 mm stufenlos höhenverstellbar, nur i.V.m. Schiebestange CODE 814	18.99.99.0999	322,00

Seitenteile und Armlehnen

Beachten Sie die gekennzeichneten Funktionseigenschaften!

1 = fest verschraubt 2 = hochschwenkbar 3 = abnehmbar 4 = verriegelbar 5 = Armlehne höhenverstellbar 6 = mit Radüberdeckung

CODE	BEZEICHNUNG	1	2	3	4	5	6	HMV-NR	EURO€
100	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage	•					•		206,00
81	Seitenteil, Armlehne kurz, höhenverstellbar mit Einhandbedienung. Ab HSH 450 mm möglich		•	•	•	•		18.99.99.0299	308,00
84	Seitenteil, Armlehne lang, höhenverstellbar mit Einhandbedienung. Ab HSH 440 mm möglich		•	•	•	•		18.99.99.0299	308,00
302	"Light" Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe. Ab HSH 430 mm möglich	•							164,00
748	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage inkl. höhenverstellbarer Armlehne (verschraubt) Ab HSH 440mm möglich.	•				•	•		458,00
783	Seitenteil aus Carbon	•					•		398,00
98	Seitenteil aus Aluminium in Rahmenfarbe mit Kälteschutzeinlage und 50 mm Radüberdeckung	•					•		312,00
24	Seitenteilbügel abschwenkbar, nur .i.V.m. CODE 98, 100, 783 oder ohne Seitenteil.								199,00

CODE BEZEICHNUNG "Light" Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar, Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 340 - 500 mm, mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 360 - 520 mm Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar 808 Einzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 123/54 bar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör CODE BEZEICHNUNG TIEFE USL HMV-NR	Beinsti	itzen und Fußstützen				
selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar, Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 340 - 500 mm, mit Rahmeneinzug CODE 4950 ab SB 360 - 520 mm Fußstütze durchgehend aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar Finzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO€
be hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar Einzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	311/97	selbstmitfaltend, höhen- und winkelverstellbar, Ohne Rahmeneinzug CODE 4959 ab SB 340 - 500 mm, mit Rahmen-	100 mm	360- 480		318,00
bar, höhen- und winkelverstellbar Einzelfußplatten aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	312		100 mm	360 - 480		308,00
tiefen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 Fußstütze durchgehend aus Aluminium in Rahmenfarbe, hochklappbar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	315		150 mm	360- 480		266,00
123/54 bar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug CODE 4959 LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	808		150 mm	360 - 480	18.99.99.0303	258,00
in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380 mm) LED Fußstütze inkl. Fahr- und Rücklicht aus stabilem Aluminiumprofil in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	123/54	bar, höhen- und winkelverstellbar. Nur i.V. ohne Rahmeneinzug	150 mm	300 - 380		354,00
in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950 ab SB 380) Fußstützen Zubehör	4312	in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar inkl. Bluetooth Modul (mit CODE 4959 ab SB 360 mm, mit CODE 4950				395,00
	4313	in Rahmenfarbe durchgehend höhen-, tiefen- und winkelverstellbar				345,00
CODE BEZEICHNUNG TIEFE USL HMV-NR	Fußstü	tzen Zubehör				
	CODE	BEZEICHNUNG	TIEFE	USL	HMV-NR	EURO€
Fußstütze nach außen wegschwenkbar. Funktionserweiterung für 663 Fußstütze CODE 312 40 - 48 18.99.99.030	663			40 - 48	18.99.99.0301	118,00
359 Wadengurt	359	Wadengurt				0,00

CODE **BEZEICHNUNG** CODE **BEZEICHNUNG** 130 206 Mattschwarz 0,00 Titangrau 183 Silbermetallic 224 Blaumetallic 0,00 186 Magicblue 227 Redmetallic 0,00

 188
 Blackstar
 4023
 Signalweiß
 0,00

 216
 Tiefschwarz
 0,00

			۱		
	١	١	۱	į	
				ŀ	
ř	۱	۱	۱	۱	۱
ŀ					
L	ı				
		Ī		Ī	
ř	۱				
١		i	١		

Bitte kreuzen Sie Ihre Auswahl in den Kästchen an

Standard-Ausführung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.

Rahmenfarbe

CODE	BEZEICHNUNG	CODE	BEZEICHNUNG	
4040	Downtowngrey	4044	Redmetallic Matt	99,00
4041	Magicblue Matt	4045	Signalweiß Matt	99,00
4042	Blaumetallic Matt	4046	Greenmetallic Matt	99,00
4043	Braunmetallic Matt	4047	Lilametallic Matt	99,00

15 Rückengurtfarben (Sitzgurt immer schwarz)

 CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO€
235	Trevira schwarz	18.99.99.0999	0,00
292	Netzgewebe, atmungsaktiv, schwarz	18.99.99.0999	128,00
296	Netzgewebe, atmungsaktiv, rot	18.99.99.0999	120,00

2 Zubehörartikel rund um den Rollstuhl Hand- und Speichenschutz

 CODE	BEZEICHNUNG	HMV-NR	EURO€
489	Transparent	18.99.99.0999	160,00

Stützrollen

691	Stützrollen, 1 Paar, wegschwenkbar (empfohlen) Nicht in Verbindung mit Auftrittrohr CODE 309	18.99.99.0408	274,00
712	1 Stützrolle, wegschwenkbar, links montiert	18.99.99.0408	137,00
713	1 Stützrolle, wegschwenkbar, rechts montiert	18.99.99.0408	137,00

HMV-Nr 18 50 03 0228

_			HIVIV-INT. 18	.50.03.022
		ie Ihre Auswahl in den Kästchen an ihrung: Sollten Sie keine andere Auswahl treffen, liefern wir grundsätzlich in der Standard-Ausführung aus.		
		3		
	Sonstiges	s Zubehör		
	309	Auftrittrohr (1 Paar)		104,00
	4930	1 Auftrittrohr, links montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/712 und Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0999	54,00
	4931	1 Auftrittrohr, rechts montiert, nicht i.V.m. Stützrollen CODE 691/713 und Rangierrollen CODE 746	18.99.99.0999	54,00
	746	1 Paar Rangierrollen, z.B. für enge Räumlichkeiten oder im Flugzeug Nicht i.V.m. Auftrittrohr CODE 309 oder Stützrollen CODE 691/712/713 ab HSH 420 mm		236,00
	833	Haltegurt mit Schloss	18.99.99.0905	63,00
	970	Gehhilfenhalter i.V.m. Auftrittrohr	18.99.99.0999	34,00
	819	Passive Beleuchtung	18.99.99.0949	15,00
	205542100	Handkompressor	18.99.99.0999	91,00
	951	Zubehörnetz		12,00
	929	Therapietisch aus Kunststoff, transparent, einstellbar von 380 - 480 mm Sitzbreite Nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	18.99.99.0801	214,00
	930	Therapietisch für Selbstfahrer, aus Kunststoff, transparent, zum Aufschieben für definierte Sitzbreite, nur i.V.m. Seitenteil CODE 84	18.99.99.0801	268,00
	679	Faltfixierung		19,00
	Xtrends 2	Zubehör		
\neg	261519300	X-TREME Rucksack		53,00
	261519600	Rädertasche "BLACK WHEEL CASE", passend für max. 2 x 24" Räder bzw. je 1 x 25" oder 26" Rad	18.99.99.0999	114,00
	1074231	Rädertasche "MEYRA ACTIVE", passend für max. 3 x 28" Räder		162,00
	206964600	3M Speichenreflektoren	18.99.99.0999	31,50
(om	mentare z	ur Bestellung:		
	atum:	Unterschrift:	Stand: 03.02.	2020


BENUTZERDATEN

Vorname:*	
Name*:	
Straße:	
PLZ:	
Ort*:	
Land:	
Geburtstag*:	
Diagnose -1-:	
Diagnose -2-:	
Telefon:	
Handy:	
E-Mail:	
Auftragsnummer:	

ANATOMISCHE MASSE (IN MM):

Zur Bestimmung siehe Skizzen in den beiliegenden Informationen!

1) Sitztiefe* :	
2) Sitzbreite* :	
3) Brustbreite :	
4) Brusttiefe :	
5) Ellenbogenhöhe :	
6) Achselhöhe :	
7) Rückenhöhe :	
8) Kopfhöhe :	
9) Unterarmlänge :	
10) USL*:	
Körpergröße*:	
Gewicht (kg)*:	



Grundsätzlich sind alle Sitzmaße ohne Sitzkissen gemessen!

Hiermit bestätige ich, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Ich bin damit einverstanden, dass die von mir gemachten Angaben/Daten und die von mir gefertigten Bilder/Videos an die MEYRA GmbH (Meyra-Ring 2, D-32689 Kalletal) und den Fachhandel zwecks Vertragsdurchführung/Herstellung des Produkts weitergegeben werden.

Datum/Unterschrift

Hiermit wird bestätigt, dass alle Angaben vollständig und richtig erfasst wurden.

Datum/Unterschrift des Fachhändlers

^{*}Pflichteingabefelder!

PRODUKTINDIVIDUALISIERUNG



Ausgefülltes Bestellformular bitte faxen an: +49 (0)5733 922 9311 Kundenservice: +49 (0)5733 922 0


Firmendaten				
Ansprechpartner:		Firma:		
Kundennummer bei MI	EYRA:	Adresse:		
Telefon:				
Fax:		Eingangsdatum*:		
Mobil:		Antragsnummer*:		
E-Mail:		*Wird von MEYRA ausgefüllt		
Produkt		·		
Modell-Nr.:		Produktname.:		
Skizzen / Bilder (Ergän:	izende Skizzen können Sie gerne separat	t der Mail oder dem Fax beifügen):		
Bitte erstellen Sie mir ein unve	erbindliches Angebot:			
 Datum	Unterschrift Fachhändler			
Dutulli	OTTECTS CHITTET ACHITALIUICI			

MEYRA GmbH Meyra-Ring 2 | 32689 Kalletal-Kalldorf | Tel +49 (0)5733 922 0 | Fax +49 (0)5733 922 9311 | info@meyra.de | www.meyra.de

CODE 748

CODE 312

HMV-Nr. 18.50.03.0228



CODE 311/97

1. ALLGEMEINES - GELTUNGSBEREICH

- 1.1. Die nachstehenden Liefer- und Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma MEYRA GmbH gelten für alle mit den Kunden des Unternehmens geschlossenen Verträge. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden, auch ohne gesonderte neue Vereinbarung.
- 1.2. Der Kunde erkennt die AGB der MEYRA GmbH für den vorliegenden Vertrag und auch für alle zukünftigen Verträge als verbindlich an. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden keine Anwendung. Derartige Geschäftsbedingungen verpflichten die MEYRA GmbH nicht, auch wenn diesen im Einzelfall nicht noch einmal ausdrücklich widersprochen wird.
- **1.3.** Diese Bedingungen gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer (§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

2. ANGEBOT, VERTRAGSSCHLUSS

- **2.1.** Angebote der MEYRA GmbH sind freibleibend und nicht verbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet werden.
- **2.2.** Bestellungen oder Aufträge des Kunden kann die MEYRA GmbH innerhalb von 14 Tagen nach Zugang durch eine Angebotsbestätigung in Textform annehmen.
- 2.3. Der Vertrag kommt durch die Angebotsbestätigung in Textform zustande; dies gilt auch für jegliche Änderungen oder Zusätze der Aufträge.
 2.4. An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Kunden überlassenen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot des Kunden nicht innerhalb der Frist von

3. PREISE

an uns zurückzusenden.

3.1. Die Preise werden ausschließlich in EURO berechnet. Sämtliche Preise sind Nettopreise. Die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlichen Höhe ist zusätzlich zu entrichten.

2.2. annehmen, sind diese Unterlagen unverzüglich

- **3.2.** Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise ab Werk ausschließlich Verpackung und Verladung. Kosten der Verpackung und Verladung werden gesondert in Rechnung gestellt.
- **3.3.** Soweit Listenpreise zugrunde gelegt werden, gilt die zur Zeit der Auftragserteilung gültige Preisliste. Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen. Erhöhen sich danach bis zur Fertigstellung die Löhne oder die Materialkosten, so sind wir berechtigt, den Preis angemessen entsprechend den Kostensteigerungen zu erhöhen. Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn die Preiserhöhung den Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung nicht nur unerheblich übersteigt.
- **3.4.** Bei Anschlussaufträgen ist die MEYRA GmbH nicht an die Preise aus einem vorhergehenden Vertrag gebunden.
- **3.5.** Sollte der Bestellwert unterhalb einer Grenze von 150,00 € Nettowarenwert liegen, so wird ein Mindermengenzuschlag inklusive Frachtanteil von 9.50 € erhoben.

4. VERSAND, GEFAHRÜBERGANG

- **4.1.** Erfüllungsort für Lieferungen ist der Sitz der MEY-RA GmbH, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart worden ist.
- **4.2.** Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über, sobald die Ware (auch Teillieferungen) dem zur Ausführung des Versandes

- bestimmten Dritten übergeben worden ist. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

 4.3. Sollten Ansprüche wegen Transportschäden oder Verlusten gegenüber der MEYRA GmbH geltend gemacht werden, so hat der Kunde den Schaden auf den Frachtdokumenten zu vermerken oder bei Verlusten eine Protokollaufnahme unverzüglich zu veranlassen und uns dies innerhalb einer Woche anzuzeigen.
- **4.4.** Eine Versicherung gegen Transportschäden wird nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Kunden abgeschlossen.
- **4.5.** Bei Verzögerungen der Übergabe oder des Versandes die der Kunde zu vertreten hat, geht die Gefahr mit Anzeige der Versandbereitschaft auf den Kunden über.
- **4.6.** Liegen keine besonderen Weisungen des Kunden vor, erfolgt die Wahl des Transportweges und –mittels durch die MEYRA GmbH, ohne Gewährleistung und Haftung für die billigste und schnellste Versandart.

5. LIEFERZEIT, LIEFERUMFANG

- **5.1.** In Aussicht gestellte Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten, es sei denn, es ist ausdrücklich ein bestimmter Termin schriftlich festgelegt worden.
- **5.2.** Haben die Parteien eine Lieferfrist vereinbart, so beginnt diese mit dem Datum der Auftragsbestätigung zu laufen. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- **5.3.** Die Einhaltung vereinbarter Liefer- und Leistungstermine setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Kunden beizubringender Unterlagen sowie die rechtzeitige Erteilung aller erforderlichen Auskünfte und die Erfüllung aller sonstigen Verpflichtungen durch den Kunden voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen.
- **5.4.** Die MEYRA GmbH haftet nicht für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt oder sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen (z.B. Streik, Betriebsstörungen, nicht rechtzeitige Eigenbelieferung, Transportverzögerungen, ungünstige Witterungsverhältnisse etc.), die sie nicht zu vertreten hat. Die Lieferfrist verlängert sich um die Dauer des von der MEYRA GmbH nicht zu vertretenden, vorübergehenden Leistungshindernisses zuzüglich einer angemessenen Wiederaufnahmefrist.
- **5.5.** Überschreiten die sich daraus ergebenden Verzögerungen den Zeitraum von sechs Wochen, so sind beide Vertragspartner berechtigt, hinsichtlich des betroffenen Leistungsumfangs vom Vertrag zurückzutzeten.
- **5.6.** Die MEYRA GmbH ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, die Lieferung der restlichen Waren sichergestellt ist und dem Kunden dadurch keine Mehrkosten entstehen.

6. ZAHLUNG

- **6.1.** Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Rechnung vollständig auf eines der von uns angegebenen Bankkonten zu zahlen. Handelt es sich bei der Rechnung nicht um eine Ersatzteil-Lieferung oder um eine Reparaturrechnung, ist der Kunde bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungszugang zum Abzug von 2 % Skonto berechtigt.
- **6.2.** Schecks und Wechsel nehmen wir nur nach ausdrücklicher Vereinbarung entgegen. Die Annahme erfolgt erfüllungshalber. Rechnungskorrekturen über Schecks und Wechsel stehen unter Vorbehalt der Einlösung. Wertstellungen erfolgen an dem Tag, an dem wir über den Gegenwert endgültig verfügen.

- **6.3.** Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, sind die ausstehenden Beträge mit 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.
- **6.4.** Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so werden alle anderen Forderungen, die auf demselben Rechtsverhältnis beruhen, sofort zur Zahlung fällig, ohne dass es einer gesonderten Mitteilung bedarf.
- **6.5.** Dem Kunden steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem aleichen Vertragsverhältnis beruht.
- **6.6.** Die MEYRA GmbH ist berechtigt, ihre Forderungen aus Lieferungen und Leistungen abzutreten.

7. EIGENTUMSVORBEHALT

- **7.1.** Die von der MEYRA GmbH gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher, auch künftig entstehender Forderungen gegen den Kunden im Eigentum der MEYRA GmbH.
- 7.2. Der Kunde darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb veräußern. Zu anderen Verfügungen, insbesondere zu Sicherungsübereignungen und Verpfändungen, ist er nicht berechtigt. Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware (einschließlich sonstiger Forderungen wie Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung) werden bereits jetzt an die MEYRA GmbH sicherungshalber abgetreten. Die MEYRA GmbH nimmt die Abtretung an. Der Kunde ist zur Einziehung der abgetretenen Forderung berechtigt, solange er seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die Einziehungsermächtigung zu widerrufen.
- 7.3. Wird die Vorbehaltsware durch den Kunden verarbeitet, so ist hiermit vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung der MEYRA GmbH als Herstellerin erfolgt und diese unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus oder im Zusammenhang mit Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der gelieferten Waren – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Sofern die MEYRA GmbH ihr Eigentum durch Verbindung oder Vermischung verliert oder sie im Fall der Verarbeitung nicht Eigentümerin des Liefergegenstands werden sollte, so übereignet der Kunde an die MEYRA GmbH hiermit im Vorhinein einen dem anteiligen Wert des Liefergegenstandes entsprechenden Miteigentumsanteil an der einheitlichen Sache. Die MEYRA GmbH nimmt das Angebot hiermit an. Die Übergabe wird ersetzt durch unentgeltliche Verwahrung.
- 7.4. Der Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware mitzuteilen und die zur Geltendmachung unserer Rechte erforderlichen Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhändigen. Gleichzeitig hat der Kunde den Dritten auf das Eigentum der MEYRA GmbH unaufgefordert hinzuweisen. Daraus entstehende Kosten hat der Kunde zu tragen.
- **7.5.** Die MEYRA GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des Kunden freizugeben, als sie den Wert der zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigen. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt der MEYRA GmbH.
- 7.6. Für den Fall eines den Kunden betreffenden Insolvenzantrages untersagen wir schon jetzt die Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Vorbehaltsware und widerrufen unsere Einziehungsermächtigung hinsichtlich der an uns abgetretenen Forderungen.
- 7.7. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind

wir berechtigt, die sofortige Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen.

8. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG

- **8.1.** Der Kunde hat die gelieferten Waren unverzüglich nach Lieferung zu untersuchen. Soweit es sich um offensichtliche Mängel handelt oder um Mängel, die bei einer gründlichen Untersuchung gefunden worden wären, hat der Kunde Reklamationen innerhalb einer Woche nach Erhalt der Lieferung schriftlich bei uns anzuzeigen. Nach Ablauf dieser Frist ist für diese Mängel jede Haftung ausgeschlossen. Für verborgene Mängel bestehen Gewährleistungsansprüche nur, wenn sie uns innerhalb einer Woche nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden.
- **8.2.** In Fällen mangelhafter Lieferung steht uns das Recht zu, nach eigener Wahl die mangelhafte Sache nachzubessern oder durch eine mangelfreie Neulieferung zu ersetzen. Der Kunde ist verpflichtet, uns die mangelhafte Sache zur Prüfung und Nachbesserung frei Haus zur Verfügung zu stellen. Misslingt die Nachbesserung oder Nachlieferung, wird sie nicht in angemessener Frist erbracht oder durch uns abgelehnt, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Einer Fristsetzung bedarf es in den Fällen nicht, in denen dieses nach dem Gesetz nicht erforderlich ist.
- **8.3.** Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall aber hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
- **8.4.** Von den vorstehenden Regelungen wird eine etwaige Garantie, die wir gegenüber dem ersten Verwender der Rehabilitationsmittel übernehmen, nicht berührt
- nicht berunrt.

 8.5. Von der Gewährleistung ausgenommen ist der funktionsbedingte Verschleiß aller von uns gelieferten Artikel, Baugruppen, Batterien und Ersatzteilen sowie die ungeeignete oder unsachgemäße Lagerung, Verwendung oder Behandlung der Waren.

 8.6. Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere auf Schadensersatz statt der Leistung und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechts-
- und auf Ersatz eines sonstigen unmittelbaren oder mittelbaren Schadens – einschließlich Begleit- oder Folgeschadens, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die MEYRA GmbH einen Rechts- oder Sachmangel arglistig verschwiegen hat oder der Schaden auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht oder eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt. Als wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Im Falle leicht fahrlässig verursachter Sach- und Vermögensschäden ist die Ersatzpflicht der MEYRA GmbH jedoch der Höhe nach auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Ausgeschlossen sind des Weiteren nicht Körper- und/oder Gesundheitsschäden, die durch eine schuldhafte Pflichtverletzung der MEYRA GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen entstanden sind.
- **8.7.** Unberührt bleibt eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

9. VERJÄHRUNG

Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln verjähren in zwei Jahren ab Übergabe/Ablieferung der Ware an den Kunden. Für Austauschgeräte und Reparaturen beträgt die Verjährungsfrist Jahr ab Übergabe/ Ablieferung der Ware an den Kunden. Hiervon ausgenommen sind Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung von Leben,

Körper oder Gesundheit und/oder Schadensersatzansprüche aufgrund von grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachten Schäden durch die MEYRA GmbH oder ihrer Erfüllungsgehilfen. Insoweit gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

9.1. AUSTAUSCHGERÄTESERVICE

Unabhängig von der Gewährleistung bietet die MEYRA GmbH den Kunden an, defekte Geräte gegen generalüberholte Geräte auszutauschen. Für diese im Austausch angebotenen Geräte gelten die nachfolgenden Bestimmungen:

- Austauschgeräte sind generalüberholt und technisch in Ordnung.
- Das defekte Gerät muss innerhalb von 15 Werktagen an die MEYRA GmbH kostenfrei zurückgeschickt werden. Das zurückgeschickte Gerät geht in unser Eigentum über.
- Erhalten wir das Gerät nicht zurück, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät 95% vom Neuverkaufspreis.
- Das zurückgeschickte Gerät muss dem gelieferten Austauschgerät in Typ und Ausführung entsprechen. Zudem muss das Gerät wiederverwendbar sein und darf nur dem normalen Gebrauch entsprechende Abnutzungsspuren aufweisen.
- Die Beurteilung, ob das zurückgeschickte Gerät die vorgenannten Bedingungen erfüllt, obliegt der MEYRA GmbH. Sollten die Bedingungen nicht erfüllt sein, berechnen wir für das gelieferte Austauschgerät ebenfalls den oben genannten Betrag abzüglich des Restwertes des zurückgeschickten Geräts.

10. GEWÄHRLEISTUNG DER PRODUKTSICHERHEIT 10.1. PRODUKTRÜCKRUF

Soweit aufgrund eines Mangels der gelieferten Ware oder aufgrund bestehender gesetzlicher Verpflichtungen ein Produktrückruf erforderlich ist. ist der Kunde zur Mitwirkung bei der Durchführung des Produktrückrufes verpflichtet, um einen effiziente Durchführung des Produktrückrufes zu ermöglichen. Der Kunde ist insbesondere verpflichtet, die MEYRA GmbH im Falle eines notwendigen Produktrückrufes über den Verbleib der Liefergegenstände in der weiteren Lieferkette bis zum Endkunden zu informieren. Dazu muss der Kunde laufend eine geeignete Dokumentation über den Verbleib der Waren führen und diese auf Verlangen der MEYRA GmbH zur Verfügung stellen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmten Mitwirkungsverpflichtungen zur Sicherstellung der Durchführung eines effizienten Produktrückrufes auch dem Wiederverkäufer vertraglich aufzuerlegen.

10.2. Der Kunde ist verpflichtet, Endkunden in Handhabung und Gebrauch der gelieferten Produkte durch geschultes Fachpersonal einweisen zu lassen. Soweit der Kunde Wiederverkäufer mit der gelieferten Ware beliefert, ist der Kunde verpflichtet, dem Wiederverkäufer die hier bestimmte Einweisungspflicht in Handhabung und Gebrauch des gelieferten Produktes vertraglich aufzuerlegen.

HAFTUNG BEI KONSTRUKTIVEN VERÄNDERUNGEN

Es ist zu beachten, dass bei MY INDIVIDUAL verschärfte gesetzliche Bestimmungen gelten. Konstruktive Veränderungen von MEYRA GmbH-Artikeln durch den Kunden oder einem von ihm beauftragten Dritten sind nur zulässig, wenn sie den sicherheitstechnischen Erfordernissen entsprechen und zuvor unsere Geschäftsleitung schriftlich ihr Einverständnis erklärt hat. Zu diesem Zweck ist uns auf Anfordern ein verändertes Modell nebst Konstruktionszeichnung zur Verfügung zu stellen. Werden konstruktive Veränderungen ohne schriftliches Einverständnis unserer Geschäftsleitung vorgenommen und entstehen Dritten aufgrund der Veränderungen Schäden, für die

wir im Außenverhältnis einzustehen haben, so ist der Kunde verpflichtet, uns im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen des Dritten freizustellen.

12A. WARENRÜCKSENDUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN UND BAUGRUPPEN

Warenrücksendungen ohne beigefügte Lieferscheinoder Rechnungskopie werden nicht zurückgenommen. Warenrücksendungen (originalverpackt und absolut neuwertig) werden mit 80 % des Netto-Warenwertes gutgeschrieben. Von der Rücknahme ausgeschlossen sind Artikel, deren Lieferung älter als 3 Monate ist, MY INDIVIDUAL, Hygieneartikel, gebrauchte bzw. gefüllte Batterien und Artikel unter € 100,00 Netto-Warenwert. Des Weiteren ausgenommen sind individuell gefertigte Rollstühle (z.B.: Kinder- und Adaptiv-Rollstühle). Das Transportrisiko trägt der Versender. Fallen bei genehmigten Rücksendungen Reinigungs- und/oder Desinfektionskosten an, so werden diese mit einer Kostenpauschale von mindestens 79 € netto berechnet

12B. AUFTRAGSSTORNIERUNGEN VON FERTIGPRODUKTEN

12B.1. Auftragsstornierungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung durch die MEYRA GmbH sind nicht möglich.

12B.2. Stornierungen müssen schriftlich erfolgen. **12B.3.** Ist eine Zustimmung zum Storno von fertigen, auslieferungsfähigen Produkten erfolgt, dann gilt folgendes:

- Reha-Artikel werden voll gutgeschrieben.
 Rollstühle im Sonderbau sowie Sport-Rollstühle werden grundsätzlich nicht zurückgenommen.
- Bei Stornierung von Adaptiv-Rollstühlen wird ein Kostenanteil von 20 % des Nettowarenwertes einbehalten

Die Stornogebühr für Elektro-Rollstühle und Scooter beträgt 5 %. Für Standard- bzw. Leichtgewichtrollstühle werden 10 % Stornogebühr berechnet.

12C. RÜCKNAHME / ENTSORGUNG

Unsere Preise verstehen sich ausschließlich der Kosten für die Rücknahme und Entsorgung von kompletten Altgeräten anderer Nutzer als private Haushalte. Auf Wunsch organisieren wir gegen Erstattung der anfallenden Kosten die Rücknahme und Wiederverwertung / Entsorgung auch solcher Geräte, soweit sie von uns vertrieben wurden. Rücksendungen ohne vorher vereinbarte Zustimmung von der MEYRA GmbH sind nicht möglich.

13. VERWENDUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Wir sind berechtigt, personenbezogene Daten des Kunden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung, zu speichern und unternehmensintern zu verarbeiten

14. GERICHTSSTAND, ANZUWENDENDES

Recht, salvatorische Klausel

14.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, ist der Geschäftssitz der MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf Erfüllungsort.

14.2. Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten bestimmt sich der Gerichtsstand nach unserem Firmensitz in Kalletal-Kalldorf. Wir sind zudem berechtigt, den Kunden auch an seinem Gerichtsstand zu verklagen.

14.3. Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

14.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.