

COMPATIBILITY LIST

FIAB F7950 Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **120 cm**

PHILIPS

- Heartstream ForeRunner AED
- HeartStart FR AED
- HeartStart FR2 AED, FR2+ AED
- HeartStart FR3 AED *
- HeartStart 4000 **
- HeartStart XL **, XLT **
- HeartStart MRx **
- HeartStart XL+ **
- Efficia DFM100 **
- HeartStart Intrepid

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



*Electrodes will operate with device for therapy, but cannot be left attached while FR3 is in standby mode or while turned off due to self-test activity of the device.
 *Τα ηλεκτρόδια θα λειτουργούν με τη συσκευή για θεραπεία, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα όσο το FR3 βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή ενώ είναι απενεργοποιημένο λόγω της δραστηριότητας αυτοελέγχου της συσκευής.

**With hands-free pad cables M3508A or 989803197111
 **Με καλώδια hands-free M3508A ή 989803197111

FIAB F7950W Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **120 cm**

PHILIPS

- Heartstream ForeRunner AED
- HeartStart FR AED
- HeartStart FR2 AED, FR2+ AED
- HeartStart FR3 AED *
- HeartStart 4000 **
- HeartStart XL **, XLT **
- HeartStart MRx **
- HeartStart XL+ **
- HeartStart Intrepid

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



*Electrodes will operate with device for therapy, but cannot be left attached while FR3 is in standby mode or while turned off due to self-test activity of the device.
 *Τα ηλεκτρόδια θα λειτουργούν με τη συσκευή για θεραπεία, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα όσο το FR3 βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή ενώ είναι απενεργοποιημένο λόγω της δραστηριότητας αυτοελέγχου της συσκευής.

**With hands-free pad cables M3508A or 989803197111
 **Με καλώδια hands-free M3508A ή 989803197111

FIAB F7956 Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **200 cm**

Schiller

- FRED EASY
- FRED EASY LIFE
- DEFIGARD DG 4000
- DEFIGARD DG 5000
- DEFIGARD DG 6002

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Cardiac Science

- POWERHEART AED - 9200series
- POWERHEART AED G3 - 9300 series (G3 / G3 PLUS / G3 PRO)
- FIRSTSAVE AED G3 9300 series

Ge

- RESPONDER AED
- RESPONDER AED PRO

FIAB F7967 Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **200 cm**

Schiller

- FRED easyport, FRED easyport plus
- F7967 F7967P
- F7967W F7967PW
- DEFIGARD HD-7, DEFIGARD Touch 7
- ARGUS PRO LifeCare 1 & 2
- CARDIOVIT AT-101 Easy

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



PHILIPS

- TEMPUS LS

FIAB F7952 Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **120 cm**

Stryker Physio-Control

- LIFEPAK 9 con/with QUICK-COMBO ADAPTER*
- LIFEPAK 10*
- LIFEPAK 12*
- LIFEPAK 15*
- LIFEPAK 20*
- LIFEPAK 20E*

Bexen Cardio

- REANIBEX-200
- REANIBEX-300
- REANIBEX-500
- REANIBEX-700
- REANIBEX-800

Cardioline

- ELIFE 700

Comen

- S5
- S8

Mindray

- BENEHEART D1 (Public / Pro) #
- BENEHEART S&C series #
- BENEHEART D3
- BENEHEART D6
- BENEHEART D30
- BENEHEART D60

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Acoresmed

- A102
- A112
- A104
- A114

*Electrodes will operate with device for therapy, but cannot be left attached while FR3 is in standby mode or while turned off due to self-test activity of the device.
 *Τα ηλεκτρόδια θα λειτουργούν με τη συσκευή για θεραπεία, αλλά δεν μπορούν να παραμείνουν συνδεδεμένα όσο το FR3 βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής ή ενώ είναι απενεργοποιημένο λόγω της δραστηριότητας αυτοελέγχου της συσκευής.

**With hands-free pad cables M3508A or 989803197111
 **Με καλώδια hands-free M3508A ή 989803197111

FIAB F7952P Pediatric Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **120 cm**

Stryker Physio-Control

- LIFEPAK 9 con/with QUICK-COMBO ADAPTER*
- LIFEPAK 10*
- LIFEPAK 12*
- LIFEPAK 15*
- LIFEPAK 20*
- LIFEPAK 20E*

Bexen Cardio

- REANIBEX-70*
- REANIBEX-800*

Cardioline

- ELIFE 700*

Comen

- S5
- S8

Mindray

- BENEHEART D1 (Public / Pro) #
- BENEHEART S&C series #
- BENEHEART D3
- BENEHEART D6
- BENEHEART D30
- BENEHEART D60

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Acoresmed

- A102
- A112
- A104
- A114

*Do not use with fully automatic defibrillators. (AED); the pediatric function and/or the energy delivered must be set manually according to the instructions of the specific defibrillator.
 *Μην το χρησιμοποιείτε με πλήρως αυτόματους απινιδωτές (AED).
 Η παιδιατρική λειτουργία ή/και η παρεχόμενη ενέργεια πρέπει να ρυθμίζονται χειροκίνητα σύμφωνα με τις οδηγίες του συγκεκριμένου απινιδωτή.

FIAB F7955 Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **120 cm**

Nihon Kohden

- Cardioline TEC-22xx series with cable JC-755V
- Cardioline TEC-55xx series with cable JC-755V
- Cardioline TEC-56xx series with cable K342A (JC-855V)
- Cardioline TEC-7531 with cable JC-755V
- Cardioline TEC-76xx series with cable JC-755V
- Cardioline TEC-77xx series with cable JC-755V
- Cardioline TEC-8251 with cable JC-755V

Welch Allyn

- AED-10 (paediatric adapter Welch Allyn 002173-U)
- AED-20 (paediatric adapter Welch Allyn 002174-U)
- PIC-30, PIC-40, PIC-50

Artema

- CARDIOAID 360B
- CARDIOAID 200B
- CARDIOAID 200
- CARDIOAID 100
- CARDIOAID XL+
- CARDIOAID XL

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Dräger

- CARDIOLOG 2000

MRL

- LITE
- LIFEQUEST

FIAB F7987W Adult Radiopaque

Cable length / Μήκος Καλωδίου | **120 cm**

Zoll Medical Corp

- AED PLUS
- AED PRO
- ZOLL AED 3 - AED 3 BLS
- R Series (#)
- X Series (*)

CONNECTOR TYPE
 ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



Manufactured by FIAB,
 a trusted European producer of medical devices,
 these pads ensure optimal conductivity and patient safety
 when used with compatible automated external defibrillators (AEDs)
 and defibrillation monitors.

Distributor: Bournas Medicals, 18, Seneka str., Kifissia, 14564
 Athens - Greece, tel.: +30 210 2622 568,
 info@bournas-medicals.gr | www.bournas-medicals.gr