

Absender

Versandadresse

☐ siehe Absender

☐ Bestellung

☐ Kostenvoranschlag

Besteller: _____

Telefon: _____

MADE IN GERMANY

CRASH TESTED ISO 7173-12

Com.: _____

Grundpreis 2790,- €


Preise gültig ab 01.01.2026
(bis auf Widerruf)

Tourer

Fahrgestell für Sitzschalen

Grundausstattung:

- Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
- Schiebebogen, winkelverstellbar, höhenverstellbar und abklappbar



- Lenkräder
- Antriebsräder mit Trommelbremse

*Όλες οι αναγραφόμενες τιμές
δεν περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα και Φ.Π.Α

Hilfsmittelnummern:

Tourer mit 12" oder 16"-Räder 26.99.01.1049

Tourer mit 20", 22" oder 24" Antriebsräder mit Greifring 26.99.01.1061

Belastbarkeit bis 120kg

Benutzergewicht + Sitzschale: _____ kg

maximale
Schalenbreite

Grundmaße

Rahmen	Rahmenrohr	Sitzrahmenbreite B	Rahmenbreite vorne A	Rahmenbreite hinten C	Breite zwischen Räder D	Gesamtbreite E
Rahmen Gr. 0 ☐ Code U4400	25mm	26 cm	45 cm	32 cm	37,5 cm 40,5cm*	55,5 cm 47cm*
Rahmen Gr. 1 ☐ Code U4401	25mm	32 cm	51 cm	38 cm	43,5 cm 46,5cm*	61,5 cm 53m*
Rahmen * Gr. 2 ☐ Code U4402	25mm	38 cm	57 cm	44 cm	49,5 cm 52,5cm*	67,5 cm 59cm*
Rahmen * Gr. 3 ☐ Code U4403	25mm	44 cm	63 cm	50 cm	55,5 cm 58,5cm*	73,5 cm 65cm*

* Hinweis: für Größe 2 und 3 empfehlen wir den Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für die Sitzkantelung zu wählen (siehe CODE U4408) !!!

* ohne Radabdeckung und ohne Sturz

* Breite mit 12" Rad

Technische Daten

Kippwinkel Sitz

- ☐ -8° bis 30°
☐ 0° bis 35°
☐ 10° bis 45°

min. Sitzhöhe

45 cm

Neigung Rücken mit Gasdruckfeder

90 bis 120°

bzgl. Sitzrahmen (Trapezadapter +2cm)

Sitz um 8cm höhenverstellbar


Gewicht:

- ab 11 kg (ohne Antriebsräder)
ab 15 kg (mit Antriebsräder 24")


H Gesamthöhe: 95 - 120cm*

L Gesamtlänge: 80 - 90cm

T Sitztiefe: 33 - 40cm



* je nach Handbogen-/Rückenwinkel und Radgröße



Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend

☐ 	25 RAL9010 reinweiß	☐ 	53 cassis	☐ 	45 RAL6018 gelbgrün met.	☐ 	63 platin met.
☐ 	24 RAL1028 melonengelb	☐ 	59 atlanticblau met.	☐ 	60 mojitogrün met.	☐ 	23 RAL9005 tiefschwarz
☐ 	27 mandarin met.	☐ 	16 RAL5002 ultramarinblau	☐ 	19 silbermetallisch		
☐ 	06 domantrot	☐ 	17 dormantblau	☐ 	46 RAL 9023 peridunkelgrau		
☐ 	40 rotmetallisch	☐ 	64 petrolgrün met.				

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

☐ 	79 edelweiß matt	☐ 	75 petrolgrün met. satiniert	☐ 	77 silbermetallisch satiniert
☐ 	66 mandarin met. satiniert	☐ 	73 gelbgrün met. satiniert	☐ 	78 platin met. satiniert
☐ 	67 verkehrsrot satiniert	☐ 	74 mojitogrün met. satiniert	☐ 	58 satinschwarz
☐ 	71 atlanticblau met. satiniert				
☐ 	70 ultramarinblau satiniert				

met. = metallisiert

Edition Duo-Color

Edition "Duo-Color"

Farbe 1: _____

Farbe 2: _____

- Rahmen
- Rückengestell
- Rückenbügel oben / Handbogen oben
- Sitzplatte
- Sitzquerbügel
- Fußbrett Flach-Profil (U2422 / U2423 / U 2425 / U2426) *
- Fußbretthalter (bei U2425 / U2426)

- Radabdeckung Alu / Kleiderschutz (U4476)
- Lenkradgabel + Deckel **
- Intarsien / Rahmenblenden ***
- Greifring-Alu / -Edelstahl ****

- * nur in Kombination mit CODE U2424
- ** nur in Kombination mit CODE U2498
- *** nur in Kombination mit CODE U2495
- **** nur in Kombination mit CODE 0000169 oder 0000169E




Code U2405



MP 118,- €





Rahmenezubehör

Armlehnen



Ankippbügel ☐ rechts ☐ links  Code U2411 Stück 94,- €	Kippsicherung mit Adapter ☐ rechts ☐ links  Code U2412 Stück 152,- €	Armlehnenhalter mit Ampolster am Rückenrohr befestigt  (Ampolster hochschwenkbar) Code U2446 ☐ Paar 296,- €	Armlehnen höhenverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale  ☐ Amp. lang ☐ Amp. kurz Code U2448 (Selbstmontage an Sitzschale) Paar 234,- €	Armlehnen kurz höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale  Code U2447 (Selbstmontage an Sitzschale) ☐ Paar 286,- €
--	---	--	---	---

Notizen

Fußbrett




Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel (Lamellen) verstellbar  Code U2420	Fußbrett durchgehend Kniewinkel mit Zahnsegmente, verstellbar  Code U2421	Fußbrett winkleinstellbar zusätzliches Gelenk für Fußwinkel einstellbar (für Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel CODE U2420 u. U2421)  Code U2428	Fußbrett hochklappbar Fußwinkel für Fußbrett hochklappbar (für Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel CODE U2420 und U2421)  Code U2429 nicht in Kombination mit CODE U2428	Spastikerverriegelung für Fußbrett U2429 hochklappbar (nur in Kombination mit CODE U2429 möglich) Code U2429S	
☐ Stück 296,- €	☐ Stück 348,- €	☐ Stück MP 116,- €	☐ Stück MP 182,- €	☐ Set MP 75,- €	

Fußbrett




Fußbrett durchgehend Flach-Profil schwarz mit Zahnsegment-Kniewinkel  Code U2422	Fersenkante für Fußbrett durchgehend (schwarz) für CODE U2422  Code U2422F	Fußbrett geteilt Flach-Profil schwarz mit Zahnsegment-Kniewinkel  Code U2423	Fersenkante für Fußbrett geteilt (schwarz) für CODE U2423  Code U2423F	Wadenplatten (Polster) Fußbrett geteilt für CODE U2423 Code U7023 ☐ Paar 172,- € Fußbrett durchgehend für CODE U2422 Code U7022	Fußbrett farbig: für Fußbrett Flach-Profil für CODE U2422, U2423, U2425 oder CODE U2426 Farbe: _____ Code U2424 (Siehe Farben von Seite 2)
☐ Stück 356,- €	☐ Stück 148,- €	☐ Paar 432,- €	☐ Paar 159,- €	☐ Stück 156,- €	☐ MP 85,- €

Fußbrett

Rücken




Fußbrett geteilt mit FB-Halter abnehmbar, Flach-Profil schwarz ab Größe 0  Code U2425	Fußbrett geteilt mit FB-Halter abnehmbar und hochschwenkbar, Flach-Profil schwarz ab Größe 1  Code U2426	Aufnahme höhenverstellbar für Fußbretthalter  Code U2427	Rücken mit Handbogen höhenverstellbar, winkelverstellbar und abklappbar (mit 2 einzelnen Bremsgriffen) ☐ Handbogen U-Form bei Größe 2 = standard ☐ Handbogen Trapezform bei Größe 1 = standard ☒ Code U2440 Rückenwinkel: Rückenneigung stufenlos fest einstellbar 90° - 120° (ohne Gasdruckfeder) 	Rücken mit einzelnen Schiebegriffen, höhenverstellbar  Code U2440-S	
☐ Paar 412,- €	☐ Paar 612,- €	☐ Paar MP 302,- €	Standard		☐ Stück MP 298,- €

Rücken



Rückenwinkel mit Gasdruckfeder stufenlos von 90°-120° einstellbar Code U2441	Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschalenrücken  Code U2442	Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschalenrücken und winkelverstellbarem Halter  Code U2443	Rückenführung PD mittig mit Führung für Sitzschalen mit einem physiologischem Drehpunkt  Code U2444	Kopfstützenaufnahme für Rückenführung mit PD mittig nur in Kombination mit Code U2444 Code U2444KH	
☐ St. MP 132,- €	☐ Stück 282,- €	☐ Stück 299,- €	☐ Stück 342,- €	☐ St. 96,- €	

Sitz


Adapter

Sitzplatte Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfeder Sitztiefe von 33 bis 40cm einstellbar Code U2430	Sitzplatte lang (+10) Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfeder Sitztiefe +10cm von 43 bis 50cm einstellbar Code U2435	Trapezadapter für Sitzschale 2-teilig  Code U2431	Trapezadapteroberteil Kunststoff (an Sitzschale)  Code U2432	Trapezadapter-unterteil Alu (am Untergestell)  Code U2433	HC-Trapezadapter für Sitzschale, 2-teilig Ober- und Unterteil aus Alu  Code U2439	Sitz-Rahmen mit 2-Gasdruckfedern für Sitzkantelung ## Sonderoption ## (ab 90kg empfohlen) für Größe 2 und 3 Code U4408
Standard	☐ St. MP 219,- €	☐ Satz 324,- €	☐ Stück 137,- €	☐ Stück 191,- €	☐ Satz 424,- €	☐ Satz MP 552,- €

Antriebsrad

Antriebsräder mit Trommelbremse, schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Greifring Alu schwarz, Steckachse, schwarze Luft-Bereifung SENTINEL (mit Bedienung für Begleitperson) ☐ 12" Code U4461S ohne Greifringe / nur 0° Radsturz möglich ☐ 16"x1 3/4 Code U4465S ohne Greifringe SENTINEL ☐ 20"x1 Code U4462S ☐ 22"x1 Code U4463S ☐ 24"x1 Code U4464S	Antriebsräder mit Trommelbremse, schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Greifring Alu schwarz, Steckachse, pannensichere Bereifung (Bedienung für Begleitperson) ☐ 20"x1 Code U4467S ☐ 22"x1 Code U4468S ☐ 24"x1 Code U4469S	Radsturz ☐ 0° standard ☐ 4°	Radabdeckung aus Kunststoff (mit Halterung und Verstärkungsplatten)  ☐ 20" Code U4475 ☐ 22" / 24" Code U4479	Radabdeckung ALU Kleiderschutz rund farbig beschichtet (mit Halterung)  für Antriebsrad 20", 22" oder 24" Code U4476
Standard			Paar 264,- €	☐ Paar 369,- €




Antriebsrad

Speichenschutz transparent  ☐ 20" Code U4470 ☐ 22" Code U4471 ☐ 24" Code U4472	Greifringüberzug schwarz  ☐ 20" Code U4494 ☐ 22" Code U4495 ☐ 24" Code U4496	Radstandsverlängerung (um 10cm) für 16" / 20" / 22" / 24" nur mit 0°-Sturz möglich Code U4477 Kombination mit Ankippbügel nicht möglich !!	Intarsien aus Metall farbig pulverbeschichtet (in den Rahmen geclipst) Farbe: _____ (Siehe Farben von Seite 2)  Code U2495 Kombination mit Feststellbremse Code U4492 bei 12" nicht möglich !!!	
Paar 180,- €	Paar 138,- €	☐ Paar 219,- €	☐ Set 319,- €	

Lenkrad

Lenkrad mit Design-Alu-Gabel und Schraubachse ☐ 140mm schwarz soft (Vollg.) Code U2481S ☐ 140mm graue soft (Vollg.) Code U2481 ☐ 6" PU soft schwarze Bereifung Code U2484P ☐ 6" Vollgummi graue Bereifung Code U2484 ☐ 6" luftbereift graue Bereifung Code U2483 ☐ 7" Vollgummi schwarze Bereifung Code U2485S ☐ 7" Vollgummi graue Bereifung Code U2485	Design-Alu-Gabel und Schraubachse 6" Soft-Lenkrad Vollgummi schwarze Soft-Bereifung schwarze Kunststofffelge Code U2488	Alu-Gabel schräg und Schraubachse 8" PU Lenkrad schwarz schwarze Bereifung schwarze Kunststofffelge Code U4488 - nur in Kombination mit 22" oder 24" - Sitzhöhe um 2,5cm höher	Design-Alu-Gabeln farbig pulverbeschichtet Farbe: _____ _____ (Siehe Farben von Seite 2) Code U2498
Standard	☐ Paar MP 76,- €	☐ Paar MP 99,- €	☐ Paar MP 102,- €

Bremse

Feststellbremse für Antriebsrad für 20", 22" oder 24"  Code U4491 für 12" und 16"  Code U4492 Kombination mit Code U2495 bei 12", 20", 22" & 24" nicht möglich	Bremshebelverlängerung abklappbar  Code U4478	Zubehörbox (Behälter aus Alu, schwarz pulverbeschichtet)  Code U2490	Befestigungsbügel für die Zubehörbox  Code U2491
Paar MP 174,- €	☐ Paar 84,- €	☐ Stück 598,- €	☐ Stück 110,- €

Rückhaltesystem für Transport im KFZ

Rückhaltesystem mit Ösen zum Transport des Untergestells im Auto nach ISO 7176-19 (Montagesatz für Untergestell) (ohne Beckengurt und ohne Schlosszungen) Die Ösen eignen sich zum Schlaufen der Retraktorgurte oder zum Verwenden eines Hakensystems  Code U4499 Zusätzlich benötigen Sie einen verlängerten Beckengurt und die passenden Retraktoren vom Fachhandel. ☐ Satz nicht rabattfähig !! Nettopreis 272,- €	Beckengurt für Rückhaltesystem U4499 für den Anbau an die Retraktorgurte Beckengurt zur Verbindung der Person mit den Retraktorgurten Code U4498 ☐ Stück Netto 98,- €	Kraftknotensystem zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Untergestell und Montage an das Untergestell mit integriertem Beckengurt  Code U4497 ☐ Satz 895,- €
---	---	---

Tourer

Zubehör

Trike

Trekkingvorbau als
Lenk- und Schiebehilfe



Tourer

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe

Haken-
verschluss



Belastung bis **60kg** Gr. 0/1
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

CODE U2496

Sonder-Halterung Tourer seitlich am Rahmen
mit Hakenverschluss
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg** Gr. 2/3
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

CODE U2497

Hinweise:

- Kombination TRIKE mit Kraftknoten ist möglich !!
- Kombination TRIKE mit Intarsien ist möglich !!

☐ Stück

718,- €

☐ Stück

804,- €

TRIKE Farbe Rahmen

Edition "....-Color"


Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)	TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1) - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel Code 9908	Edition "Duo-Color" Farbe 1: _____ (Lenkradgabel) Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr) Code 9909		Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf Code 9909F
ohne Aufpreis	☐ MP 136,- €	☐ MP 146,- €		☐ Stück MP 156,- €

Tourer

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe

Schnellspanner
(Klammer)



Belastung bis **60kg**
(Untergestell inkl. Zuladung)
für Größe 0 und Größe 1

CODE U24991

Sonder-Halterung am Rahmen für
Schnellspanner (Klammer)
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge / Träger mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg**
(Untergestell inkl. Zuladung)
für Größe 2 und Größe 3

CODE U24992

☐ Stück

728,- €

☐ Stück

814,- €

Notizen

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2421-18

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expresssendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und -nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschuß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen – unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.