

BATEC MINI 2



Μίνι σε μέγεθος... Μεγάλο σε επιδόσεις!

Το BATEC MINI 2 σχεδιάστηκε ώστε να είναι μικρό, χωρίς να χάνει τίποτε από την ποιότητα και αξιοπιστία των μεγαλύτερων σε μέγεθος BATEC. Έρχεται με σάνταρ στοιχεία νέας γενιάς που θα βελτιώσουν και θα σε βοηθήσουν να απολαύσεις την κινητικότητά σου. Άλλο ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι διαθέτει και όπισθεν.

Το απλό αναδιπλούμενο σύστημα του το καθιστά εύκολο να το μεταφέρετε ή να το τοποθετήσετε σε μικρούς χώρους.

Η επανάσταση στην κινητικότητά σου σε εξωτερικούς χώρους, χωρίς να χρειάζεται να παραιτηθείς από τα πλεονεκτήματα της χρήσης του αμαξιδίου σου!



2πλος φορτιστής USB.



Μπαταρία Ιόντων λιθίου.



Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών.



Κόρνα



LED φωτισμός πίσω.




LED φωτισμός 100 lumens μπροστά.




Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χρώμα	
Μέγιστη ταχύτητα	20 Km/h
Αυτονομία	40 Km (280Wh) 52 Km (522 Wh)
Κινητήρας	600W - 350RPM
Όπισθεν	NAI
Επιλογή μπαταρίας	280Wh / 522Wh
Φορτιστής	Ταχυφορτιστής 4A
Σκελετός	Αλουμινίου 7005 T6
Φρένα	Mechanical Avid BB5 brakes
Τροχός	12"
Ελαστικό	Ultra-grip Maxxis
Ζάντα	Ενισχυμένη Αλουμινίου
Στάνταρτ εξοπλισμός	Εμπρός LED φωτισμός 100 lumens
	Οπίσθιος LED φωτισμός
	Οθόνη LCD πολλαπλών λειτουργιών
	Φορτιστής USB (2 Θύρες)
Βάρος (χωρίς μπαταρίες/βαρίδια)	15,6 Kg

MEDIDAS DESPLEGADO



MEDIDAS PLEGADO



BATEC MINI 2 HEMI & QUAD

Το BATEC MINI 2 HEMI είναι η έκδοση για άτομα με ημιπληγία ενώ το BATEC MINI 2 QUAD είναι η έκδοση για άτομα με τετραπληγία.

Ο έλεγχος του γκαζιού, του φρένου και των άλλων χειριστηρίων έχει υλοποιηθεί να γίνεται με εύκολο τρόπο, χωρίς μανέτες.