

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Ορθοστάτης πέλματος μέγιστου ελέγχου

0058.3.1.2.610



- Ελέγχει τον πρηνισμό σε πόδια με υποτονία
- Μέγιστη διαθέσιμη συγκράτηση που χωράει απόλυτα μέσα στο παπούτσι
- Για ασθενείς με πλήρως διορθώσιμα πόδια αλλά με επίπεδες καμάρες

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Νάρθηκας ανάπαυσης

0058.3.1.2.611



- Ακριβής σταθεροποίηση σε μη περπατητικούς ασθενείς
- Μαλακότερο πλαστικό που ενισχύει τη μακροχρόνια άνεση
- Κατάλληλο για υποστηριζόμενη ορθοστασία και μετακίνηση

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Ελεύθερη πελματιαία κάμψη,

Ελεύθερη ραχιαία κάμψη

0058.3.1.2.612



- Συγκρατεί έντονο πρηνισμό / υπτιασμό, υπερτονία ή υποτονία
- Επιτρέπει την ελεύθερη πελματιαία και ραχιαία κάμψη
- Ιδανικό για βρέφη που από τις δραστηριότητες στο πάτωμα προβαίνουν σε ορθοστασία και βάρδιση

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Αποκλεισμός πελματιαίας κάμψης,

Ελεύθερη ραχιαία κάμψη

0058.3.1.2.613



- Συγκρατεί τη βάδιση στις μύτες των ποδιών, έντονη υπερέκταση γόνατος, με ισχυρά μοντέλα στερέωσης
- Αποκλείει πελματιαία κάμψη ενώ επιτρέπει την ραχιαία
- Για νεότερους, μικρότερους ασθενείς που αρχίζουν να στέκονται και να περπατούν

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Με αντίσταση στην πελματιαία κάμψη

0058.3.1.2.614



- Ελέγχει το διαλείπον βήδισμα με τα δάχτυλα των ποδιών / ήπια υπερέκταση του γόνατος
- Προσφέρει περιμετρικά ευέλικτη σταθεροποίηση
- Επιτρέπει την ώθηση σε δραστήριους ασθενείς

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Με βοηθητική ραχιαία κάμψη

0058.3.1.2.615



- Βοηθά τη θέση του αστραγάλου κατά τη φάση της αιώρησης
- Ήπια δράση ελαστικότητας
- Ιδανικό για ασθενείς με αδύναμη ραχιαία κάμψη αλλά επαρκή θέση του ποδιού

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Με αντίδραση δαπέδου

0058.3.1.2.616



- Για σκύψιμο λόγω υπερβολικής ραχιαίας κάμψης
- Ενισχύει την έκταση του ισχίου και του γόνατος, για πιο ορθή στάση σώματος
- Ιδανικό για τακτική βάρδια, προγράμματα ορθοστασίας

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Με αρθρωτή αντίδραση δαπέδου

0058.3.1.2.617



- Για σκύψιμο λόγω υπερβολικής ραχιαίας κάμψης
- Οι αρθρώσεις επιτρέπουν την ενεργό πελματιαία κάμψη
- Ιδανικό για τακτική βάρδια

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Διπλής λειτουργίας

Αντίσταση στην πελματιαία κάμψη,

Ελεύθερη ραχιαία κάμψη

0058.3.1.2.618



- Συγκρατεί τη διαλείπουσα βάρδια στις μύτες των ποδιών / ήπια υπερέκταση του γόνατος
- Σχεδιασμένο, αποτελούμενο από 2 τμήματα, που δημιουργούν ισχυρή αντίσταση στην πελματιαία κάμψη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα ραχιαίας κάμψης
- Κατάλληλο για πολύ δραστήριους ασθενείς

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Αποκλεισμός πελματιαίας

Κάμψης με άρθρωση

0058.3.1.2.619



- Ελέγχει το βήδισμα στις μύτες των ποδιών, έντονη υπερέκταση του γόνατος, με ισχυρά μοτίβα στερέωσης
- Οι αρθρώσεις παρέχουν εύκολη ραχιαία κάμψη κατά τη βήδιση
- Ιδανικό για δραστήρια άτομα

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Με έντονη ραχιαία κάμψη

Αντίσταση στη διακοπή πελματιαίας κάμψης

0058.3.1.2.620



- Ελέγχει το σκύψιμο λόγω υπερβολικής ραχιαίας κάμψης
- Ο τρόπος περιέλιξης της κατασκευής παρέχει προστασία έναντι του κάθετου αστραγάλου
- Εξαιρετικά ανθεκτικό στήριγμα για μεγαλύτερους και πιο ώριμους ασθενείς

Δυναμικός κνημοποδικός κηδεμόνας

Με ρυθμιζόμενη κάμψη

0058.3.1.2.621



- Νάρθηκας κάμψης / σταθεροποίησης βήδισης για την αύξηση του εύρους της ραχιαίας κάμψης
- Εύκολη και απλή εφαρμογή
- Κατάλληλο για άτομα με απώλεια εύρους κίνησης λόγω υπερτονίας