

MAMALU



(Η φωτογραφία περιέχει αξεσουάρ
τα οποία πωλούνται χωριστά)

Μοντέρνο και πρακτικό με μοναδικό σχεδιασμό.

Το MAMALU είναι ένα καροτσάκι που δημιουργήθηκε για τους νεότερους χρήστες και λειτουργεί τέλεια σε όλες τις συνθήκες. Η κατασκευή του βασίζεται σε ένα ελαφρύ και ανθεκτικό σκελετό που διπλώνει εύκολα, γρήγορα (σε σχήμα ομπρέλας) και διευκολύνει την μεταφορά.

Το MAMALU μεγαλώνει μαζί με το παιδί σας λόγω του μεγάλου εύρους ρυθμίσεων που διαθέτει. Το προσκέφαλο και οι ζώνες ασφαλείας 5 σημείων μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη, το κάθισμα έχει ρυθμιζόμενο βάθος και υπάρχουν τρία επίπεδα ρύθμισης ύψους του υποπόδιου. Τα ανεξάρτητα αμορτισέρ και οι περιστρεφόμενοι τροχοί κάνουν το MAMALU εξαιρετικά ευέλικτο ώστε να ευχαριστηθείτε τις βόλτες σας με άνεση και ασφάλεια.

Χαρακτηριστικά

- Ελαφρύς και ανθεκτικός σκελετός
- Πτυσσόμενο. Διπλώνει γρήγορα σε σχήμα ομπρέλας.
- Ρυθμιζόμενο υποπόδιο.
- Ζώνη ασφαλείας 5 σημείων με πολλαπλές ρυθμίσεις.
- Ρύθμιση βάθους καθίσματος.
- Τροχοί πίσω με αμορτισέρ και ανεξάρτητα φρένα.
- Τροχοί εμπρός με αμορτισέρ και κλείδωμα κατεύθυνσης.

Ακολουθεί την ανάπτυξη του παιδιού.






ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

			SIZE 1
W	Ενδεικτικό ύψος χρήστη	[cm]	90-130
A	Πλάτος καθίσματος *	[cm]	32-38
L	Βάθος καθίσματος	[cm]	22, 28
C1	Υψος πλάτης	[cm]	60
C	Υψος προσκέφαλου	[cm]	40-55
E	Πλάτος πλάτης*	[cm]	32-38
F	Μήκος κνήμης	[cm]	18, 24, 35
	Υψος χειρολαβών συνοδού	[cm]	114
X	Κλίση πλάτης ως προς το κάθισμα	[°]	95
Y	Κλίση καθίσματος	[°]	25
	Μέγιστο βάρος χρήστη	[kg]	35



*Τα παιϊνά μαξιλάρια σθένωσης στενεύουν το πλάτος στα 32 εκατοστά

			SIZE 1
Πλάτος	[cm]	55	
Πλάτος διπλωμένο	[cm]	28	
Μήκος	[cm]	102	
Μήκος διπλωμένο	[cm]	130	
Υψος	[cm]	118	
Υψος διπλωμένο	[cm]	33	
Βάρος αμαξιδίου	[kg]	10,8	

