



**Βαλβίδα Μόνιμου Ουροκαθετήρα
Ugocatheter Valve®**

Βαλβίδα Μόνιμου Ουροκαθετήρα Ugocatheter Valve®



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη **βαλβίδα καθετήρα Ugocatheter valve** είτε με μόνιμο ουρηθρικό είτε με υπερηβικό καθετήρα.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν:

- **Μοχλό ασφαλείας** για την αποτροπή τυχαίου ανοίγματος, εξασφαλίζοντας επιπλέον ασφάλεια και σιγουριά.
- **Κλιμακωτό σύνδεσμο** γενικής χρήσης για ασφαλή εφαρμογή σε όλους τους τύπους υλικών καθετήρα.
- **Λαβή μοχλού** με δυνατότητα **περιστροφής 180°** για εύκολο χειρισμό με το ένα χέρι
- **Συσκευασία που ανοίγει εύκολα**, επιτρέποντας την ασφαλή χρήση σε αποστειρωμένους χώρους.



- Ανθεκτική κατασκευή από υψηλής ποιότητας, **ανθεκτικό ιατρικό PVC**, κατάλληλο για χρήση έως και επτά (7) ημερών.
- **Εργονομικός σχεδιασμός** χωρίς αιχμηρές ακμές, για ευκολία στον χειρισμό και μειωμένο κίνδυνο τραυματισμού του δέρματος.
- **Μαλακός σωλήνας σιλικόνης** για σύνδεση με ουροσυλλέκτη νυκτός ή σάκο ποδιού.



** Η βαλβίδα καθετήρα δεν είναι κατάλληλη για όλους.*

Οι νοσηλευτές μας είναι στη διάθεσή σας για να αξιολογήσουν αν η χρήση βαλβίδας καθετήρα θα ήταν ωφέλιμη για εσάς.



Ιατροτεχνολογικά Προϊοντά

Σχολείου 6, ΤΚ 56533, Θεσσαλονίκη

+ (30) 2314 008 960 | info@urocare.gr | urocare.gr