




**Κλιπ Συγκράτησης  
Καθετήρα Urofix Gentle®**



## **Κλιπ Συγκράτησης Καθετήρα Ugofix Gentle®**

Το κλιπ συγκράτησης καθετήρα Ugofix Gentle® είναι ένα μη αποστειρωμένο ιατροτεχνολογικό προϊόν συγκράτησης με βάση τη σιλικόνη, το οποίο χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση ενός μόνιμου ουροκαθετήρα δύο οδών (Folley 2way) στο σημείο διαχωρισμού του καθετήρα.

Το Ugofix Gentle® διαθέτει περιστρεφόμενο κλιπ προσαρμοσμένο σε επίθεμα γέλης σιλικόνης με δυνατότητα επανακόλλησης. Το περιστρεφόμενο κλιπ συγκρατεί τον καθετήρα σε απόσταση από το δέρμα και περιστρέφεται, επιτρέποντας στον καθετήρα να κινείται φυσικά ακολουθώντας την κίνηση του σώματος. Το επίθεμα γέλης σιλικόνης εφαρμόζεται στο δέρμα, παρέχοντας ήπια πρόσφυση.




- Σταθεροποιεί καθετήρες μεγέθους από 8CH έως 20CH.
- Ο περιστρεφόμενος συνδετήρας επιτρέπει στον καθετήρα να ακολουθεί την κίνηση του σώματος.
- Εύκολη τοποθέτηση και αφαίρεση.
- Για συνεχή χρήση έως και 7 ημέρες.



**ufofix.**<sup>TM</sup>  
gentle

REF **3004**



3004-IFU-Nov24-V10.0

### Ιατροτεχνολογικά Προϊοντά

Σχολείου 6, ΤΚ 56533, Θεσσαλονίκη

+(30) 2314 008 960 | [info@urocare.gr](mailto:info@urocare.gr) | [urocare.gr](http://urocare.gr)