

Absender

Versandadresse siehe Absender

Com.:

- Bestellung
- Kostenvoranschlag

Besteller: _____

Telefon: _____



Grundpreis 2650,- €

Preise gültig ab 01.01.2024
(bis auf Widerruf)

F1

Fahrgestell für Sitzschalen

Grundausrüstung:

- Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
- Schiebebogen, winkelverstellbar, höhenverstellbar und abklappbar
- Lenkräder
- Antriebräder mit Trommelbremse (und Sturz)

Hilfsmittelnummern:

F1 mit 12"-Räder	26.99.01.1023
F1 mit Antriebräder und Greifring	26.99.01.1057

Belastbarkeit bis 120kg

Benutzergewicht + Sitzschale: _____ kg

Grundmaße						
Rahmen	Rahmenrohr	Sitzrahmenbreite B	Rahmenbreite vorne A	Rahmenbreite hinten C	Breite zwischen Räder D	Gesamtbreite E
Rahmen Gr. 0 <input type="checkbox"/> Code U700	30mm	26 cm	45 cm	34 cm	37,5 cm 40,5cm*	55,5 cm 52cm*
Rahmen Gr. 1 <input type="checkbox"/> Code U701	30mm	32 cm	51 cm	40 cm	43,5 cm 46,5cm*	61,5 cm 58cm*
Rahmen * Gr. 2 <input type="checkbox"/> Code U702	30mm	38 cm	57 cm	46 cm	49,5 cm 52,5cm*	67,5 cm 64cm*
Rahmen * Gr. 3 <input type="checkbox"/> Code U703	30mm	44 cm	63 cm	52 cm	55,5 cm 58,5cm*	73,5 cm 70cm*

* Hinweis: für Größe 2 und 3 empfehlen wir den Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für die Sitzkantlung zu wählen (siehe CODE U708) !!!

* ohne Radabdeckung und ohne Sturz

* Breite mit 12" Rad

Technische Daten

<p>Kippwinkel Sitz</p> <p><input type="checkbox"/> -10 bis 30°</p> <p><input type="checkbox"/> -2 bis 35°</p>	<p>min. Sitzhöhe mit Antriebsrad</p> <p>12" u. 20" 42 cm</p> <p>22" 43 cm</p> <p>24" 44 cm</p> <p>bzgl. Sitzrahmen (Trapezadapter +2cm)</p> <p>Sitz um 9cm höhenverstellbar</p>	<p>H Gesamthöhe: 95 - 105cm*</p> <p>L Gesamtlänge: 79,5 - 92cm</p> <p>T Sitztiefe: Größe 0 = 32cm Größe 1-3 = 35cm</p>	
<p>Neigung Rücken mit Gasdruckfeder</p> <p>90 bis 120°</p>			
<p>Gewicht:</p> <p>ab 12 kg (ohne Antriebsräder)</p> <p>ab 16 kg (mit Antriebsräder 24")</p>		<p>* je nach Handbogen-/Rückenwinkel und Radgröße</p>	

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2420-36

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

glänzend

<input type="checkbox"/>  25 RAL9010 reinweiß	<input type="checkbox"/>  53 cassis glanz	<input type="checkbox"/>  45 RAL6018 gelbgrün met.	<input type="checkbox"/>  63 platin met.
<input type="checkbox"/>  24 RAL1028 melonengelb	<input type="checkbox"/>  59 atlanticblau	<input type="checkbox"/>  60 mojito grün	<input type="checkbox"/>  23 RAL9005 tiefschwarz
<input type="checkbox"/>  27 mandarin met.	<input type="checkbox"/>  16 RAL5002 ultramarinblau	<input type="checkbox"/>  19 silbermetalllic	
<input type="checkbox"/>  06 dormantrot	<input type="checkbox"/>  17 dormantblau	<input type="checkbox"/>  46 RAL 9023 peridunkelgrau	
<input type="checkbox"/>  40 rotmetallic	<input type="checkbox"/>  64 petrolgrün met.		

met. = metallisiert

Farbe Rahmen

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

matt / satiniert

<input type="checkbox"/>  76 reinweiß satiniert	<input type="checkbox"/>  75 petrolgrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  77 silbermetalllic satiniert
<input type="checkbox"/>  66 mandarin met. satiniert	<input type="checkbox"/>  73 gelbgrün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  78 platin met. satiniert
<input type="checkbox"/>  67 verkehrsrot satiniert	<input type="checkbox"/>  74 mojito grün met. satiniert	<input type="checkbox"/>  22 RAL9011 schwarz matt
<input type="checkbox"/>  71 atlanticblau satiniert		<input type="checkbox"/>  58 satinschwarz
<input type="checkbox"/>  70 ultramarinblau satiniert		

met. = metallisiert

Edition Duo-Color

Edition "Duo-Color"

Farbe 1: _____ Farbe 2: _____

- Sitzrahmen
- Fußbretthalter
- Fußbrett

- Rahmen
- Gasfederquerstange
- Rücken unten
- Handbogen oben

Code U705








MP 95,- €

Notizen

Rahmenezubehör

Armlehnen

<p>Ankippbügel mit Adapter</p>  <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Code U711</p>	<p>Kippsicherung mit Adapter</p>  <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Code U712</p>	<p>Armlehnenhalter mit Armpolster am Rückenrohr befestigt</p>  <p>(Armpolster hochschwenkbar)</p> <p>Code U746</p>	<p>Armlehnen höhenverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale</p>  <p><input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz</p> <p>Code U748 (Selbstmontage an Sitzschale)</p>	<p>Armlehnen kurz höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale</p>  <p>Code U747 (Selbstmontage an Sitzschale)</p>
<input type="checkbox"/> Stück 87,- €	<input type="checkbox"/> Stück 144,- €	<input type="checkbox"/> Paar 284,- €	<input type="checkbox"/> Paar 221,- €	<input type="checkbox"/> Paar 271,- €

VD2420-36

Fußbrett mit Kniewinkel

<p>Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel verstellbar</p> <p>Fußbrett mit Fersenkante</p> <p>Code U722</p>	<p>Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel mit Zahnsegmente, verstellbar</p> <p>Fußbrett mit Fersenkante</p> <p>Code U721</p>	<p>FB winkeleinstellbar zusätzliches Gelenk für Fußwinkel winkeleinstellbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U722 oder U721)</p> <p>Code U728</p>	<p>FB hochklappbar Fußwinkel für FB hochklappbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U722 oder U721)</p> <p>Fußbrett ohne Fersenkante ab Größe 1</p> <p>Code U725 (nicht in Kombination mit CODE U728)</p>	
<input type="checkbox"/> Stück 284,- €	<input type="checkbox"/> Stück 338,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 110,- €	<input type="checkbox"/> Stück MP 171,- €	

Fußbrett mit Kniewinkel

<p>Fußbrett durchgehend Flach-Profil Zahnsegment-Kniewinkel</p> <p>Code U7025</p>	<p>Fußbrett geteilt Flach-Profil Zahnsegment-Kniewinkel</p> <p>Code U7026</p>	<p>Fersenkante Fußbrett geteilt für CODE U7026</p> <p>Code U7028</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 152,- €</p> <p>Fußbrett durchgehend für CODE U7025</p> <p>Code U7027</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 140,- €</p>	<p>Wadenplatten (Polster) Fußbrett geteilt für CODE U7026</p> <p>Code U7023</p> <p><input type="checkbox"/> Paar 164,- €</p> <p>Fußbrett durchgehend für CODE U7025, U721 oder U722</p> <p>Code U7022</p> <p><input type="checkbox"/> Stück 148,- €</p>	<p>Spastikerverriegelung für Fußbrett hochklappbar</p> <p>für CODE U725 CODE U7025 CODE U7026</p> <p>Code U725S</p> <p><input type="checkbox"/> MP 68,- €</p>
<input type="checkbox"/> Stück 348,- €	<input type="checkbox"/> Paar 418,- €	<input type="checkbox"/> Stück 140,- €	<input type="checkbox"/> Stück 148,- €	<input type="checkbox"/> MP 68,- €

Fußbrett am Sitzrohr

<p>Fußbrett Alu-Profil durchgehend, mit Fußbretthalter am Sitzrohr winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar</p> <p>ab Größe 1</p> <p>Code U726</p> <p>*Hinweis: nur bei höherer Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder)</p>	<p>Fußbretthalter am Sitzrohr hochschwenkbar, nur in Kombination mit CODE U726 oder U727</p> <p>zusätzliches Zahnsegment</p> <p>Code U729</p>	<p>Spastikerverriegelung für Fußbrett</p> <p>durchgehend für CODE U726</p> <p>Code U724</p> <p>geteilt für CODE U727</p> <p>Code U723</p>	<p>Fußbrett Alu-Profil geteilt, mit Fußbretthalter am Sitzrohr winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar</p> <p>ab Größe 1</p> <p>Code U727</p> <p>*Hinweis: nur bei höherer Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder)</p>	
<input type="checkbox"/> Stück 354,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 186,- €	<input type="checkbox"/> MP 84,- €	<input type="checkbox"/> MP 149,- €	<input type="checkbox"/> Paar 378,- €

Rücken

<p>Rücken mit Handbogen höhenverstellbar, winkelverstellbar und abklappbar</p> <p><input type="checkbox"/> Handbogen U-Form (standard) <input type="checkbox"/> Handbogen Trapezform (In Komb. mit U741 nicht möglich)</p> <p>Code U741 (standard) <input type="checkbox"/> mit Einhandbremsgriff</p> <p>Code U744 <input type="checkbox"/> ohne Einhandbremsgriff (2 einzelne Bremsgriffe)</p> <p>Rückenwinkel: Code U719 <input checked="" type="checkbox"/> Gasdruckfeder</p>	<p>Rücken mit einzelnen Schiebegriffen, höhenverstellbar (2 einzelne Bremsgriffe)</p> <p>Code U741-S</p>	<p>Rückenrohre 10cm höher</p> <p><input type="checkbox"/> Code U745</p>	<p>Rückenführung mittig mit Gabelkopf für Sitzschale</p> <p>Code U742</p>	<p>Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschale</p> <p>verstellbarem Halter</p> <p>Code U742R mit Code U741-S nicht möglich!</p> <p>Code U742RW mit Code U741-S nicht möglich!</p>	<p>Rückenneigung fest einstellbar, ohne Gasdruckfeder-verstellung</p> <p><input type="checkbox"/> Code U743</p>	
Standard		MP 110,- €	<input type="checkbox"/> St. 260,- €	<input type="checkbox"/> St. 268,- €	<input type="checkbox"/> St. 292,- €	ohne MP


Adapter

Sitz

<p>Trapezadapter für Sitzschale 2-teilig</p> <p>Code U731</p>	<p>Trapezadapter-oberteil Kunststoff (an Sitzschale)</p> <p>Code U732</p>	<p>Trapezadapter-unterteil Alu (am Untergestell)</p> <p>Code U733</p>	<p>HC-Trapezadapter für Sitzschale, 2-teilig Ober- und Unterteil aus Alu</p> <p>Code U739</p>	<p>Sitz 10cm länger Sitzrahmen lang (nach vorne)</p> <p>45cm</p> <p>Code U734</p>	<p>Sitzverlängerung 7cm (nach hinten) Nicht bei Scalamobil</p> <p>42cm</p> <p>Code U735</p>	<p>Sitz-Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für Sitzkantung</p> <p>## Sonderoption ## (ab 90kg empfohlen)</p> <p>für Größe 2 und 3</p> <p>Code U708</p>
<input type="checkbox"/> Satz 310,- €	<input type="checkbox"/> Stück 130,- €	<input type="checkbox"/> Stück 182,- €	<input type="checkbox"/> Satz 406,- €	<input type="checkbox"/> Satz MP 208,- €	<input type="checkbox"/> Satz MP 174,- €	<input type="checkbox"/> Satz MP 538,- €

Fußbrett abschenbar vom Rollstuhl SPRINT im Sonderbau möglich !!

VD2420-36

Antriebsrad					
Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und luftbereift (mit Bedienung für Begleitperson) <input type="checkbox"/> 12 Zoll Code U761 ohne Greifringe / mit Schraubachse <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U762 nur mit 140mm Lenkrad möglich <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U763 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U764	Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und pannensicherer Bereifung (mit Bedienung für Begleitperson) <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U767 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U768 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U769	Radsturz für Antriebsrad 20", 22" u. 24" <input type="checkbox"/> 0° standard <input type="checkbox"/> 4° * <input type="checkbox"/> 7° * * nicht bei: - Antriebsrad 20" - Halterung für Scalamobil - Radstandsverlängerung	Radabdeckung aus Kunststoff (mit Halterung und Verstärkungsplatten)  (für Antriebsrad 20", 22" oder 24") Code U779	Radabdeckung Alu Kleiderschutz rund farbig beschichtet (mit Halterung)  Code U776	Radabdeckung aus PC-Carbon (Kleiderschutz mit Halterung) (für Antriebsrad OFF-ROAD 24")  Code U776PC
Standard			<input type="checkbox"/> Paar 250,- €	<input type="checkbox"/> Paar 352,- €	<input type="checkbox"/> Paar 298,- €

Antriebsrad					
SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U7602 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U7604 nur in Kombination mit Antriebsrad CODE U783, U764, U768 oder U789	"Black Edition" Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und schwarzer Bereifung Marathon Plus Evolution <input type="checkbox"/> 22"x1 luft Code U763S <input type="checkbox"/> 24"x1 luft Code U764S	Speichenschutz transparent  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U770 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U771 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U772	Greifringüberzug schwarz  <input type="checkbox"/> 20" Code U5094 <input type="checkbox"/> 22" Code U795 <input type="checkbox"/> 24" Code U796	Radstandsverlängerung um 9cm (In Kombination mit Scalamobil nicht möglich) Code U777	
<input type="checkbox"/> Paar MP 98,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 104,- €	<input type="checkbox"/> Paar 172,- €	<input type="checkbox"/> Paar 132,- €	<input type="checkbox"/> Paar 174,- €	

Antriebsrad		Zubehör		
Antriebsrad 24" mit OFF-ROAD-Bereifung (mit Sonderfelgengröße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz anstatt die normalen Antriebsräder -> nur in Kombination mit U764 !!! <input type="checkbox"/> OFF ROAD 24" x 1,75 (47-507) Mountainbike Profil Code U759 Hinweis: nur mit 0° Radsturz möglich !!	Antriebsrad OFF-ROAD 24" zusätzlich (Sonderfelgengröße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz und mit Steckachse zusätzlich zu den normalen Antriebsrädern 24" (als Wechselräder) <input type="checkbox"/> Code U759BA OFF ROAD 24" x 1,75 (47-507) Mountainbike Profil Hinweis: nur mit 0° Radsturz möglich !!	Kraftknotensystem zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Untergestell und Montage an das Untergestell 		
<input type="checkbox"/> Paar MP 318,- €	<input type="checkbox"/> Paar 740,- €	Kraftknoten standard <input type="checkbox"/> Code U7091	Kraftknoten bei Scalamobil / Viamobil <input type="checkbox"/> Code U7091V	Kraftknoten bei 12" mit Radstandsverlängerung <input type="checkbox"/> Code U7091H
		Hinweis: Kombination mit E-Fix oder E-Motion nicht möglich !!!		
		<input type="checkbox"/> Satz nicht rabattfähig !!	Nettopreis 450,- €	

* 6 Zoll oder 7 Zoll nicht bei 20" und 22" Antriebsrad

Lenkrad		Zubehör		Bremsen	
Lenkrad mit Schraubachse <input type="checkbox"/> 140mm schwarz soft (Vg.) Code U781S <input type="checkbox"/> 140mm grau soft (Vg.) Code U781 <input type="checkbox"/> 6 Zoll schwarz soft PU* Code U784P <input type="checkbox"/> 6 Zoll grau Vollgummi* Code U784 <input type="checkbox"/> 6 Zoll grau luftbereift* Code U783 <input type="checkbox"/> 7 Zoll grau luftbereift* Code U782 <input type="checkbox"/> 7 Zoll grau Vollgummi* Code U788	Halterung für Scalamobil nur bei 24"-Antriebsrädern # ab Größe 1 Code U709 Kombination mit Radstandsverlängerung Sitzverlängerung 7cm nach hinten, Kippsicherung oder Ankippbügel, nicht möglich !!	Feststellbremse für Antriebsrad  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U791 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U792 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U793	Bremshebelverlängerung, abklappbar  Code U778		
Standard		<input type="checkbox"/> Satz 306,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 162,- €	<input type="checkbox"/> Paar 76,- €	

Hinweise
Achtung: Scalamobil-Anbau: Radstandsverlängerung, Ankippbügel, Kippsicherung oder Sitzverlängerung 7cm nach hinten <u>nicht</u> möglich !!! Scalamobil-Anbau: bei Rahmen Größe 0 <u>nicht</u> möglich !!!

VD2420-36

F1

Zubehör

Trike

Trekkingvorbau als
Lenk- und Schiebehilfe



F1

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe

Haken-
verschluss



Sonder-Halterung F1 seitlich am Rahmen
mit Hakenverschluss
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **60kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

CODE U7991

Belastung bis **90kg**
(Rollstuhl inkl. Zuladung)

CODE U7992

 Stück

566,- €

 Stück

698,- €

TRIKE Farbe Rahmen Edition "...-Color"

<p>Hinweis: die TRIKE-Rahmenteile sind aus Aluminium (roh - gebürstet)</p>	<p>TRIKE-Rahmenteile farbig pulverbeschichtet</p> <p>Farbe : Rahmenfarbe (siehe Seite 1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rahmenrohre rechts / links - Querrohr - Lenkradgabel <p>Code 9908</p>	<p>Edition "Duo-Color"</p> <p>Farbe 1: _____ (Lenkradgabel)</p> <p>Farbe 2: _____ (Rahmenrohre rechts / links, Querrohr)</p> <p>Code 9909</p>	<p>Lenkradgabel mit Feststeller für Geradeauslauf</p> <p>Code 9909F</p>
	<p>ohne Aufpreis</p> <input type="checkbox"/> <p>MP 128,- €</p>	<input type="checkbox"/> <p>MP 138,- €</p>	<input type="checkbox"/> Stück

F1

Zubehör

Trekkingvorbau **TRIKE**
als Lenk- und Schiebehilfe

Schnellspanner
(Klammer)



Belastung bis **60kg**
(Untergestell inkl. Zuladung)
für Größe 0 und Größe 1

CODE U7995

Sonder-Halterung am Rahmen für
Schnellspanner (Klammer)
Lenkrad 10x2" schwarz mit Alu-Gabel
Gestänge / Träger mit Zahnsegment
mit Rampe als Montagehilfe

Belastung bis **90kg**
(Untergestell inkl. Zuladung)
für Größe 2 und Größe 3

CODE U7996

 Stück

572,- €

 Stück

708,- €

Bemerkung

Notizen

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

VD2420-36

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.