




Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ
Ορθοπεδικός σας!

Κατάλογος με Προϊόντα & Υποσυστήματα





Πάνω από
100
ΧΡΟΝΙΑ

Ορθοπεδικός σας!

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ
ΚΥΨΙΔΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 1919



Μεταφορά

Η Guldmann ειδικεύεται στην παροχή ασφαλών, άνετων και αποδοτικών λύσεων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, όπου απαιτείται η ανύψωση, η μετακίνηση και η τοποθέτηση των ατόμων, καθώς και η κινητοποίησή τους και η αποκατάστασή τους.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι οι φροντιστές θα έχουν περισσότερο χρόνο να αφιερώσουν στην εξαιρετικά σημαντική προσωπική φροντίδα. Αυτό το επιτυγχάνουμε δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πραγματοποιούν όλες τις εργασίες ανύψωσης και μετακίνησης με τον πιο απλοποιημένο και αποδοτικό τρόπο σε κάθε στάδιο.

Και το κάνουμε αυτό με τρόπους που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων. Σε αυτόν τον εξειδικευμένο τομέα, η εμπειρία μετράει πραγματικά. Η Guldmann έχει τελειοποιήσει μια ολοκληρωμένη, αρθρωτή σειρά λύσεων ανύψωσης και μετακίνησης, αξιοποιώντας περισσότερα από ένα τέταρτο του αιώνα εμπειρίας στην προμήθεια προϊόντων βοηθητικής τεχνολογίας, σχεδιασμένων για να βοηθούν τους ανθρώπους να ζήσουν τη ζωή τους στο έπακρο.

Η προσέγγιση της Guldmann

Αναπτύσσουμε και κατασκευάζουμε μια ευρεία γκάμα προϊόντων που λαμβάνουν υπόψη τόσο το εργασιακό περιβάλλον του φροντιστή όσο και την προσωπική άνεση και ασφάλεια του χρήστη. Βοηθάμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιλέξουν τις λύσεις, τα προϊόντα και τα στοιχεία που ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες τους.



Θεραπεία


Τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζονται και να χρησιμοποιούνται με ποικίλους τρόπους, επιτρέποντάς μας να σας προσφέρουμε μια ολοκληρωμένη λύση, σχεδιασμένη να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες σας, αλλά και να είναι πλήρως εναρμονισμένη με τις λειτουργικές απαιτήσεις του μέλλοντος.

Παρέχουμε εργαλεία ανάλυσης και εξειδικευμένες συμβουλές για να διασφαλίσουμε τη λήψη μιας τεκμηριωμένης απόφασης. Συνεργαζόμαστε με αρχιτέκτονες, συμβούλους μηχανικούς και εργολάβους – καθώς και με όλα τα άλλα επαγγέλματα που εμπλέκονται – για να διασφαλίσουμε ότι οι λύσεις που επιλέγονται μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά τόσο σε νέες όσο και σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Βοηθάμε επίσης τους πελάτες μας διασφαλίζοντας την ορθή εγκατάσταση αυτών των λύσεων. Διοργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν τους φροντιστές να επιλέξουν τις βέλτιστες λύσεις για τις ειδικές ανάγκες τους και τους εκπαιδεύουμε στη χρήση του συστήματος με τον ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο τρόπο.

Εστιάζουμε στη δημιουργία περισσότερου «χρόνου για φροντίδα» σε σχέση με τις απαιτήσεις ανύψωσης και μετακίνησης σε όλο το φάσμα των περιβαλλόντων υγειονομικής περίθαλψης. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν υποστήριξη, εκπαίδευση, εγκατάσταση και συντήρηση.

Time to care



Υποσύστημα Γερανίου GH3





reddot design award
honourable mention 2009



1

GH3

Μονάδα ανύψωσης. Εύχρηστη, εξαιρετικά ισχυρή και γρήγορη μονάδα ανύψωσης για μόνιμη εγκατάσταση. Ικανότητα ανύψωσης 200 ή 250 kg

2



GH3+

Μονάδα ανύψωσης παρόμοια με την GH3, αλλά με επιπλέον επιλογές όπως ενσωματωμένη ζυγαριά, σύστημα διαχείρισης CareLift και παρακολούθησης συντήρησης, καθώς και ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα ανύψωσης. Ικανότητα ανύψωσης 200, 250, 275, 300, 350, 375 ή 400 kg.
Βλ. πίνακα στη σελίδα 16

3



GH3/GH3+ με κινητήρα

Για την οριζόντια κίνηση της μονάδας ανύψωσης στο σιδηροτροχιακό σύστημα, τα μοντέλα GH3 και GH3+ διατίθενται με κινητήρα. Μπορούν να λειτουργούν με το τυπικό χειριστήριο (με καλώδιο) ή με το προαιρετικό τηλεχειριστήριο υπέρυθρων (IR).
Βλ. πίνακα στη σελίδα 16

4



GH3 Twin

Μονάδα ανύψωσης βαρέως τύπου με διπλό ιμάντα ανύψωσης. Ικανότητα ανύψωσης 250, 375 ή 500 kg.
Βλ. πίνακα στη σελίδα 16

Σύστημα ανύψωσης οροφής Προαιρετικές μονάδες για το GH3+



5

Διαχείριση CareLift
Ενότητα CLM – βασική
 Παρέχει αξιόπιστα δεδομένα σχετικά με τον αριθμό και τους τύπους των ανυψώσεων κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης περιόδου. Τα δεδομένα αυτά διατίθενται ως αρχείο υπολογιστικού φύλλου προς λήψη, για χρήση σε τυπικά προγράμματα υπολογιστικών φύλλων.


6

Διαχείριση CareLift
Ενότητα CLM – διαδικτυακή
 Παρέχει άμεση επισκόπηση και καταγράφει πότε και με ποια συχνότητα χρησιμοποιείται κάθε ανυψωτικό οροφής. Τα δεδομένα CLM από τις μονάδες ανύψωσης εμφανίζονται στο CLM Viewer.

7

Ενότητα συντήρησης
 Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία της επόμενης προγραμματισμένης επιθεώρησης ασφάλειας/συντήρησης. Η ενότητα αυτή λειτουργεί επίσης σε συνδυασμό με την ενότητα CLM μέσω διαδικτύου.





8

Μονάδα ζύγισης

Ενσωματωμένη μονάδα ζύγισης που χρησιμοποιείται για τη ζύγιση ενός ατόμου όταν ανυψώνεται με σάκο.

Το βάρος του ανυψωμένου ατόμου εμφανίζεται στην οθόνη του χειριστηρίου.

9

Μονάδα ζυγού Κατηγορίας III


Ο ενσωματωμένος ζυγός Κατηγορίας III χρησιμοποιείται για τη ζύγιση ασθενών, π.χ. στο πλαίσιο νοσηλείας, όπου απαιτείται ακριβής παρακολούθηση του βάρους του ασθενούς. Το βάρος εμφανίζεται στη χειροκίνητη μονάδα ελέγχου.

Πρόκειται για τον πρώτο ζυγό Κατηγορίας III στην αγορά που έχει εγκριθεί και είναι ενσωματωμένος σε ανυψωτικό μηχανισμό οροφής, πληρώντας τις προϋποθέσεις για μη αυτόματο όργανο ζύγισης σύμφωνα με την Οδηγία 2014/31/ΕΕ της ΕΕ.

10

Μονάδα Trainer

Παρέχει δυνατότητα αποκατάστασης με δυναμική ελάφρυνση βάρους έως 100 kg, σε βήματα του 1 kg. Τυπικές ασκήσεις αποκατάστασης με δυναμική ελάφρυνση βάρους στη μονάδα Trainer μπορεί να είναι: εξάσκηση βάδισης, ισορροπία, άνοδος από καθιστή σε όρθια θέση, ασκήσεις κατακόρυφης κάμψης, βήματα πάνω ή πάνω από εμπόδια κ.λπ.



Υποσύστημα Γερανίου GH1



Υποσύστημα Γερανίου GH1



11

GH1

Μονάδα ανύψωσης. Εύχρηστη, ισχυρή και γρήγορη μονάδα ανύψωσης για μόνιμη εγκατάσταση και για τοποθέτηση σε αυτόνομο σύστημα ραγών. Ικανότητα ανύψωσης 175, 205 ή 255 kg. Βλ. πίνακα στη σελίδα 16

12



GH1+

Ισχυρή και γρήγορη μονάδα ανύψωσης με δυνατότητα WiFi και online σύνδεση στην ψηφιακή πλατφόρμα MyGuldmann.

- Δυνατότητα WiFi και online σύνδεση
 - Διπλή ταχύτητα ανύψωσης
- Ικανότητα ανύψωσης: 175, 205 ή 255 kg
 Βλ. πίνακα στη σελίδα 16

13



GH1 Q + GH1+Q

Μονάδα ανύψωσης GH1 Q με σύστημα γρήγορης αποσύνδεσης, το οποίο διευκολύνει την τοποθέτηση και την αφαίρεση της μονάδας ανύψωσης από τις ράγες για μετακίνηση. Ικανότητα ανύψωσης 175, 205 ή 255 kg. Η GH1Q δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα με Combi-lock ή διακλαδωτή ράγα. Βλ. πίνακα στη σελίδα 16

14



Καλύμματα GH1

Η μονάδα ανύψωσης GH1 διατίθεται στάνταρ με δύο επιλογές.

15



Χειριστήριο GH1

Σταθμός σύνδεσης GH1

Υποσύστημα Γερανίου GH1 F



Υποσύστημα Γερανίου GH1 F

15

GH1 F

Ευέλικτη μονάδα ανύψωσης που μπορεί να μετακινηθεί από το ένα σιδηροδρομικό σύστημα στο άλλο. Εγκαθίσταται και αποσυνδέεται αυτόματα από το σιδηροδρομικό σύστημα. Ικανότητα ανύψωσης 175, 205 ή 255 kg. Βλ. πίνακα στη σελίδα 16.



16



Τροχήλατο μεταφοράς για GH1 F
.....551165

17



Τροχήλατο μεταφοράς για GH1 F
Τροχήλατο μεταφοράς και αποθήκευσης GH1 F
.....554273

18



Χειριστήριο GH1 F

Σταθμός σύνδεσης GH1 F

Υποσύστημα Γερανίου GHZ



Υποσύστημα Γερανίου GHZ



19



GHZ

Ένα διακριτικό και σχεδόν αόρατο σύστημα ανύψωσης οροφής. Η μονάδα ανύψωσης GHZ κινείται μέσα στη διαμήκη ράγα. Αυτό ελαχιστοποιεί τις διαστάσεις εγκατάστασης και αυξάνει το ύψος ανύψωσης, το οποίο συχνά αποτελεί κρίσιμο παράγοντα σε χώρους με χαμηλά ύψη οροφής. Τοποθετείται στον τοίχο

Ράγες: η εύκαμπτη ράγα GHZ αντισταθμίζει αυτόματα την απόκλιση (λοξότητα) των τοίχων έως και 80 mm.

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 255 kg
 Βλ. πίνακα στη σελίδα 14

.....556342

20



Χειριστήριο GHZ




Σταθμός σύνδεσης GHZ

Σύστημα ανύψωσης οροφής Τεχνικές προδιαγραφές

Μονάδες ανύψωσης GH, διαμορφώσεις						Επιλογές											
Τύπος ανυψωτικού μηχανισμού Guldmann	Σειρά προϊόντων	Φορτίο σε kg	Αριθμός μάντιων ανύψωσης	Αριθμός κινητήρων ανύψωσης	Αριθμός οριζόντιων κινητήρων κίνησης ¹⁾	Τηλεχειριστήριο υπερύθρων ²⁾	Μονάδα υπηρεσιών	Μονάδα CLM	Μονάδα ζύγισης	Μονάδα WiFi	Ζυγαριά Κλάσης III	Μονάδα εκπαίδευσης ³⁾	Επικάλυψη	Χωρίς Turbospeed	UL	Φόρτιση HC ³⁾	
GH ₃	(x)	xxx	x	x	x	Κωδικός διαμόρφωσης (xxxxx)											
GH ₃		200	1	1	0 - 1 - 2	•										•	
		250	1	1	0 - 1 - 2	•										•	
	+	200	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		250	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		275	1	1	0 - 1 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		300	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		350	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		375	1	2	0 - 2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		400	1	2	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Twin	250	2	2	0	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
		375	2	2	0	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
		500	2	2	0	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	
GH ₁		175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
	F	175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
	Q	175	1	1	0									•		•	
		205	1	1	0									•		•	
		255	1	1	0									•		•	
GHZ		255	1	1	0								•		•		

- 1) Οι κινητήρες δεν είναι συμβατοί με το πρότυπο UL
 2) Δεν είναι συμβατοί με το πρότυπο UL



Σύστημα ανύψωσης οροφής

Ράγες



1

Ράγες A/B/C								
Ράγα A	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
με θήκη φόρτισης	550351	550352	550353	550354	550355	550356		
Ανοίγμα για καροτσάκι	552535	552536	552537	552538	552539	552540		
χωρίς εσωτερική επένδυση φόρτισης	550670	550671	550672	550673	550674	550675		
Εσοχή για τρόλεϊ	557882	557883	557884	557885	557886	557887		
Ράγα B	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
με επένδυση φόρτισης			550359	550360	550361	550362	550363	550364
Εσοχή για Combi-lock – κοντή			555620	555621	555622	555623	555624	555625
Εσοχή για Combi-lock – μακριά			555614	555615	555616	555617	555618	555619
Εσοχή για τρόλεϊ			552541	552542	552543	552544	552545	552546
χωρίς επένδυση φόρτισης			550677	550678	550679	550680	550681	550682
Εσοχή για τρόλεϊ			557888	557889	557890	557891	557892	557893
Ράγα C	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
με επένδυση φόρτισης					550365	550366	550367	550368
Εσοχή για Combi-lock – κοντή					555630	555631	555632	555633
Εσοχή για Combi-lock – μακριά					555626	555627	555628	555629
Εσοχή για Combi-lock – μακριά					552547	552548	552549	552550
χωρίς επένδυση φόρτισης					550683	550684	550685	550686
Εσοχή για τρόλεϊ					557894	557895	557896	557897

Οι ράγες ABC διατίθενται επίσης σε λευκό χρώμα (RAL 9016).

Εάν επιθυμείτε το λευκό χρώμα, προσθέστε το πρόθεμα –WH στον κωδικό προϊόντος (xxxxx-WH).

Ειδικές εγκοπές για ράγες.

Εγκοπή για κλειδαριά Combi-lock

Βλ. πίνακα παραπάνω



Ανοίγμα για καρότσι

Βλ. πίνακα παραπάνω



Σύστημα ανύψωσης οροφής

Ράγες



2

Ράγα Α+/Β+/C+								
Ράγα Α+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
με επένδυση φόρτισης.	562361	562362	562363	562364	562365	562366		
Εσοχή για τρόλεϊ	562377	562378	562379	562380	562381	562382		
χωρίς επένδυση φόρτισης.	562601	562602	562603	562604	562605	562606		
Εσοχή για τρόλεϊ	562617	562618	562619	562620	562621	562622		
Ράγα Β+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
με επένδυση φόρτισης.			562367	562368	562369	562370	562371	562372
Εσοχή για τρόλεϊ			562383	562384	562385	562386	562387	562388
χωρίς επένδυση φόρτισης.			562607	562608	562609	562610	562611	562612
Εσοχή για τρόλεϊ			562623	562624	562625	562626	562627	562628
Ράγα C+	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
με επένδυση φόρτισης.					562373	562374	562375	562376
Εσοχή για τρόλεϊ					562389	562390	562391	562392
χωρίς επένδυση φόρτισης.					562613	562614	562615	562616
Εσοχή για τρόλεϊ					562629	562630	562631	562632

Οι ράγες ABC διατίθενται επίσης σε λευκό χρώμα (RAL 9016).

Εάν επιθυμείτε το λευκό χρώμα, προσθέστε το πρόθεμα -WH στον κωδικό προϊόντος (xxxxxx-WH).

3

Εσοχή για τρόλεϊ 250 mm

Ράγα Α	558926 -GREY	558926 -WHITE
Ράγα Β	558927 -GREY	558927 -WHITE
Ράγα Α+	562337 -GREY	562337 -WHITE
Ράγα Β+	562338 -GREY	562338 -WHITE



4

Εσοχή για τρόλεϊ 620 mm

Ράγα Α	558928 -GREY	558928 -WHITE
Ράγα Β	558929 -GREY	558929 -WHITE
Ράγα Α+	562339 -GREY	562339 -WHITE
Ράγα Β+	562340 -GREY	562340 -WHITE



Σύστημα ανύψωσης οροφής Ράγες



5

Στροφές σιδηροτροχιάς (σιδηροτροχιά Α)

	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
30°	550015	550015 -WH
45°	550016	550016 -WH
60°	550017	550017 -WH
90°	550018	550018 -WH
90° Large	550025	550025 -WH



6

Στροφές σιδηροτροχιάς (σιδηροτροχιά Α+)

	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
30°	562409	562409 -WH
45°	562410	562410 -WH
60°	562411	562411 -WH
90°	562412	562412 -WH
90° Large	562413	562413 -WH

Σύστημα ανύψωσης οροφής Ράγες



7

8



Ράγα τοίχου με βάση φόρτισης

	Ράγα	Λευκό εξώφυλλο
3m	560803	560803
4m	560804	560804
5m	560805	560805
7m	560807	560807

Ράγα τοίχου

	Ράγα	Λευκό εξώφυλλο
3m	556013	556013
4m	556014	556014
5m	556015	556015
7m	556017	556017



9



Ράγα διαδρομής GHZ

ΑΣΠΡΟ

3m	557703
4m	557704
5m	557705

Σύστημα ανύψωσης οροφής Εξαρτήματα για συστήματα σιδηροτροχιών



10

Κλειδαριά συνδυασμού, 375 kg (διπλός ανυψωτήρας 500 Kg)
555237

11



Ηλεκτρική περιστρεφόμενη βάση

	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
255Kg	550663	550663 -WH
-με επίστρωση	551430	551430 -WH
375Kg	552882	552882 -WH
-με επίστρωση	552984	552984 -WH

12



Ηλεκτρική ράγα αλλαγής κατεύθυνσης, 250 kg

	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
60° Δεξιά	553991	553991 -WH
-με επίστρωση	551058	551058 -WH
60° Αριστερά	553995	553995 -WH
-με επίστρωση	551059	551059 -WH
90° Δεξιά	553925	553925 -WH
-με επίστρωση	554027	554027 -WH
90° Αριστερά	553926	553926 -WH
-με επίστρωση	554028	554028 -WH

13



Μονάδα σιδηροδρομικής διάβασης

Ευέλικτο διαχωριστικό για διαμορφώσεις με κινητούς τοίχους
 και πτυσσόμενες πόρτες554528

Σύστημα ανύψωσης οροφής Εξαρτήματα για συστήματα σιδηροτροχιών

14



Τερματικό εξάρτημα στήριξης τοίχου
Ράγα με τερματικό εξάρτημα
 Γκρι550451
 Λευκό550471

15



Άκρο βραχίονα τοίχου
ράγα πλευρικής τοποθέτησης
 Γκρι550451
 Λευκό550471

16



Πλευρά βάσης τοίχου
ράγα με άκρο
 Γκρι550450
 Λευκό550472

17



Πλευρά βάσης τοίχου
ράγα πλευρικής τοποθέτησης
 Γκρι550450
 Λευκό550472

18



Βάση σύνδεσης σιδηροτροχιών
12448

19



Βάση οροφής, τυπική
για ευθεία και καμπύλη ράγα
 Γκρι550402
 Λευκό550433

20



Βάση οροφής, τυπική
για ευθεία και καμπύλη ράγα
 Γκρι550402
 Λευκό550433

21



Βάση συναρμολόγησης
12336

22



Ρυθμιζόμενη βάση οροφής 5 mm
για Combi-lock
 Γκρι555330
 Λευκό555567

23



Βάση στήριξης οροφής χαμηλού
ύψους, τυποποιημένη για ευθεία και
καμπύλη ράγα
 Γκρι550403
 Λευκό550434

24



Βάση στήριξης για γυψοσανίδες
μέγ. 255 kg
 Λευκό550452

Σύστημα ανύψωσης οροφής Εξαρτήματα για συστήματα σιδηροτροχιών

25



Βάση οροφής, ευθεία χαμηλωμένη
Για ευθεία ράγα και καμπύλη

ΜΗΚΟΣ	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
250-450mm	562015	562015 -WH
451-650mm	562016	562016 -WH
651-850mm	562017	562017 -WH
851-1000mm	562018	562018 -WH
1001-1200mm	562019	562019 -WH
1201-1400mm	562020	562020 -WH
1401-1600mm	562021	562021 -WH
1601-1800mm	562022	562022 -WH
1801-2000mm	562023	562023 -WH

26



Βάση οροφής, ευθεία, χαμηλωμένη
για Combi-lock

ΜΗΚΟΣ	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
316-520 mm	562060	562060 -WH
521-720 mm	562061	562061 -WH
721-920 mm	562062	562062 -WH
921-1125 mm	562063	562063 -WH
1071-1270 mm	562064	562064 -WH
1271-1470 mm	562065	562065 -WH
1471-1670 mm	562066	562066 -WH
1671-1870 mm	562067	562067 -WH
1871-2070 mm	562068	562068 -WH

27



Βραχίονες στήριξης κατακόρυφου ορθοστάτη

- Λευκό ως στάνταρ, RAL 9016
- Χωρίς πέλμα — 124841
 - Με χαμηλό πέλμα (150 mm) — 124801
 - Με ψηλό πέλμα (250 mm) — 124811
 - Οδηγός για κατακόρυφο ορθοστάτη — 1248031

- Γκρι ως επιλογή, RAL 9006
- Χωρίς πέλμα — 124844
 - Με χαμηλό πέλμα (150 mm) — 124804
 - Με ψηλό πέλμα (250 mm) — 124814
 - Οδηγός για κατακόρυφο ορθοστάτη — 1248034

28



Βάση οροφής με χαμηλωμένη ράβδο
για ευθεία ράγα και καμπύλη

ΜΗΚΟΣ	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
250mm	550498	550499
500mm	550436	550410
1000mm	550437	550408
2000mm	550438	550409

29



Βραχίονας σταθεροποίησης

ΜΗΚΟΣ	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
500mm	550417	550440
1000mm	550418	550441
2000mm	550419	550442

30



Βάση οροφής με χαμηλωμένη ράβδο υπό κλίση

ΜΗΚΟΣ	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
250mm	550412	550476
500mm	550413	550477
1000mm	550414	550474
2000mm	550415	550475

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών

31



Τροχήλατο μετακίνησης

Για συστήματα κάλυψης χώρων που τοποθετούνται κάτω από την οροφή.
 Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 375 kg.
 Γκρι550076
 Λευκό550491

32



Τροχήλατο μετακίνησης

Χαμηλωμένο κατά 25 mm
 Για συστήματα κάλυψης χώρων όπου οι παράλληλες ράγες είναι ενσωματωμένες/εσοχές στην οροφή. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 375 kg.
 Γκρι554189
 Λευκό551327

33



Διασταυρωτής τροχαλίας Combi-lock

Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα κάλυψης χώρων, στην παράλληλη ράγα που βρίσκεται πλησιέστερα στο Combi-lock ή σε συστήματα με προεξοχή της ράγας μετακίνησης. Μέγ. SWL 375 kg.
 Γκρι550779
 Λευκό555205

34



Διασταυρωτής τροχαλίας

Combi-lock, χαμηλωμένο κατά 25 mm
 Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα κάλυψης χώρων στην παράλληλη ράγα που είναι ενσωματωμένη/εσοχή στην οροφή και βρίσκεται πλησιέστερα στο Combi-lock ή σε συστήματα με προεξοχή της εγκάρσιας ράγας. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 375 kg.
 Γκρι554526
 Λευκό558664

35



Τροχήλατο μετακίνησης

Για συστήματα κάλυψης χώρων που τοποθετούνται κάτω από την οροφή. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 500 kg.
 Γκρι550078
 Λευκό550493

36



Φορείο εγκάρσιας κίνησης

Βαρέως τύπου, επιμήκυνση 25 mm
 Για συστήματα κάλυψης χώρων όπου οι παράλληλες ράγες είναι ενσωματωμένες/εσοχές στην οροφή. Μέγ. SWL 500 kg.
 Γκρι554546
 Λευκό554548

37



Διασταυρωτής τροχαλίας

Combi-lock, χαμηλωμένο κατά 25 mm
 Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα κάλυψης χώρων στην παράλληλη ράγα που είναι ενσωματωμένη/εσοχή στην οροφή και βρίσκεται πλησιέστερα στο Combi-lock ή σε συστήματα με προεξοχή της εγκάρσιας ράγας. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 375 kg.
 Γκρι554526
 Λευκό558664

38



Τροχήλατο μετακίνησης, μακρύ

Για συστήματα κάλυψης χώρων όπου η ράγα μετακίνησης έχει μήκος μεγαλύτερο από 5 μέτρα. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 400 kg.
 Γκρι556106
 Λευκό555802

39



Τροχήλατο μετακίνησης μακρύ, χαμηλωμένο κατά 25 mm

Για συστήματα κάλυψης χώρων όπου οι παράλληλες ράγες είναι ενσωματωμένες/εσοχές στην οροφή. Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 400 kg.
 Γκρι558102
 Λευκό560080

40



Τροχαλία μετακίνησης για ράγες τοίχου

Ράγα μετακίνησης τύπου B
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με ράγα τοίχου και ράγα τύπου B (μετακίνησης).
 Λευκό560790 Σετ για ράγα μετακίνησης τύπου C560720

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών

41



Τροχήλατο μεταφοράς GHZ

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνδυασμό με ράγες τοίχου και ράγα μεταφοράς GHZ.

Λευκό556290

42



Ρυθμιζόμενο φορείο εγκάρσιας κίνησης

χαμηλωμένο κατά 25 mm

Μέγιστο φορτίο ασφαλούς χρήσης (SWL) 375 kg

Γκρι561091

Λευκό561091-WH

43



Κοντό φορείο εγκάρσιας κίνησης,

χαμηλωμένο κατά 25 mm

Για χρήση όταν το ανυψωτικό πρέπει να τοποθετείται ή να αποθηκεύεται σε ντουλάπι.

Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (SWL) 375 kg

Σετ δύο τεμαχίων (αριστερό και δεξί)

Γκρι561960

Λευκό561960-WH

44



Κινητήρας κίνησης για ράγα οριζόντιας μετακίνησης

για ράγες οριζόντιας μετακίνησης B και C

.....562425

45



Σύστημα τροχιών GH2 F και GH1 F

– για κουρτίνες

Τροχή που μπορεί να περάσει μέσα από κενό στη ράγα (ράγα κουρτίνας για προστασία της ιδιωτικότητας).

.....12776-8

46



Τροχήλατο GH3

– για κουρτίνα

Τροχήλατο που μπορεί να περάσει μέσα από ένα κενό στη ράγα (ράγα κουρτίνας για προστασία της ιδιωτικότητας).

.....550581

47



Τροχήλατο GH3+ με αισθητήρα φορτίου για κουρτίνα

Τροχήλατο που μπορεί να περάσει μέσα από κενό στη ράγα (ράγα κουρτίνας για προστασία της ιδιωτικότητας).

.....550582

48



Σύνολο τροχαλίας, έκταση 25 mm GH3

.....554081

49



Σύνολο τροχαλίας, έκταση 50 mm GH3

.....552503

50



Τροχήλατο μετακίνησης συγκροτήματος παραλαβής

Για ράγες A, B, C και A+, B+, C+

.....550094

51



Σύστημα ανάρτησης για ράγα τοίχου

.....560770

52



Σετ για ράγα τύπου C – Ράγα τοίχου

.....560720

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών

53



Σύστημα τροχιών, προέκταση 25 mm για GH1
.....554082

54



Σύνολο μηχανισμού κίνησης τρόλεϊ,
προεξοχή 25 mm
1 μηχανισμός κίνησης
.....554263

55



Τροχήλατο μεταφοράς για GH1 Q
.....552730

56



Εργαλείο σύνδεσης σιδηροτροχιών
.....561164

57



Πλάκα σύνδεσης – ράγα τοίχου
.....561446

58



Τερματικό προφίλ οροφής
.....559229

59

Διαχωριστικό για τη μείωση του ύψους της
εγκάρσιας ράγας



	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
15mm	551077	551077 -WH
20mm	551078	551078 -WH
30mm	551079	551079 -WH
35mm	551096	551096 -WH
40mm	551080	551080 -WH
50mm	551081	551081 -WH
60mm	551082	551082 -WH
70mm	551083	551083 -WH
80mm	551084	551084 -WH
90mm	551085	551085 -WH
100mm	551086	551086 -WH

Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει
μπουλόνια και αποστάτες

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών



60

Πλαϊνό κάλυμμα		1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	100 m
Πλαϊνό κάλυμμα ράγας Α	ΓΚΡΙ	550230	550231	550232	550233	550234	550235			550763
	ΑΣΠΡΟ	550238	550239	550240	550241	550242	550243			550766
Πλαϊνό κάλυμμα ράγας Β	ΓΚΡΙ			550246	550247	550248	550249	550250	550251	550764
	ΑΣΠΡΟ			550252	550253	550254	550255	550256	550257	550767
Πλαϊνό κάλυμμα ράγας C	ΓΚΡΙ					550258	550259	550260	550261	550765
	ΑΣΠΡΟ					550262	550263	550264	550265	550768

61



Κάλυμμα για ράγα τοίχου

	ΑΣΠΡΟ
3m	556013
4m	556014
5m	556015
7m	556017
100m	556078

62



Τερματικό κάλυμμα

	ΓΚΡΙ	ΑΣΠΡΟ
Ράγα Α	550447	550463
Ράγα Β	550448	550464
Ράγα C	550449	550465

63



Λευκό τερματικό κάλυμμα για ράγα τοίχου
560776

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών

64



Τερματικό κάλυμμα – ράγα τοίχου

..... 560773

65



Επάνω κάλυμμα

50mm 561411
100mm 561410


66



Κάλυμμα για τρόλεϊ

Γκρι 550570
Λευκό 550584

67



Σετ στεγανοποίησης

1 σετ 559720

68



Σετ εξαρτημάτων – Επιτοίχια ράγα

2 σετ 560780

69



Σύνδεσμος ράγας φόρτισης

..... 551432

70



Ράγα φόρτισης

Ράγα 6 m 550425
Ράγα 10 m 550427

71

Ράγα φόρτισης – επιτοίχια ράγα

4 m 561447
10 m 561448

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών

72



Χειριστήριο για καλώδιο προέκτασης

GH3+ 552300
 GH3+ drive 552307
 GH3 552302
 GH3 drive 552301
 GH1 552619
 GH1 F 555903

73



Καλώδιο προέκτασης για χειριστήριο

GH3+ 552303
 GH3 552304
 GH1 552620
 GH1 F 555902

74



Τηλεχειριστήριο IR

για διακόπτη ράγας/περιστρεφόμενη ράγα/GH3 935034
 για κλείδωμα θέσης 935039

Χειριστήριο με καλώδιο

για διακόπτη ράγας/περιστρεφόμενη ράγα 9350151

75



Επιτοίχιος διακόπτης – χωνευτής τοποθέτησης

για διακόπτη ράγας/περιστρεφόμενη ράγα 9350471

Επιτοίχιος διακόπτης – επιφανειακής τοποθέτησης

για διακόπτη ράγας/περιστρεφόμενη ράγα 935049

76



Τροφοδοτικό

Μετασχηματιστής AC, Κλάση I 550200
 Τροφοδοτικό, GH1 551244

77

EU	USA	UK	AU	CAN

Καλώδιο τροφοδοσίας AC – λευκό

EU 554250
 USA 554251
 UK 554252
 AU 554253
 CAN 555878

Σύστημα ανυψωτήρα οροφής Εξαρτήματα για συστήματα ραγών

78



Τερματικό στοπ

Γκρι 12330

Λευκό 123301

79



Σετ φρένων για ράγα δραστηριοτήτων

..... 121664

80



Κρίκος ανάρτησης για ράγα δραστηριοτήτων

..... 121662

81



Μονό κλείδωμα θέσης

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα με Combi-lock.

..... 562421

82



Κλείδωμα θέσης - κάλυψη χώρου

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε συστήματα με Combi-lock.

Κλείδωμα θέσης - κάλυψη χώρου 562423

Κλείδωμα θέσης - πλήρες σύστημα (κάλυψη χώρου και μονό) 562424

83



Καρότσι βαρών, ηλεκτρικό

Περιλαμβάνει βάρη, 550 kg 290880

84



Πλάκα βάρους, 16,7 kg

για χειροκίνητο καρότσι βαρών

..... 558468

85



Καρότσι βαρών, χειροκίνητο
Μέγ. 455 kg

περιλαμβάνει 2 πλάκες βάρους, 49,5 kg 290851
 περιλαμβάνει 17 πλάκες βάρους, 300 kg 290850

Σύστημα ανυψωτικού οροφής Αυτοφερόμενα συστήματα ράγας



86

Σύστημα ράγας κάλυψης χώρου, ελεύθερης τοποθέτησης

– ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος

Μέγιστη χωρητικότητα: 255 kg

Ύψος: ελάχ. 2040 mm / μέγ. 2840 mm

3 x 3 m (μήκος: ελάχ. 3200 mm / μέγ. 4200 mm x) 554729

4 x 4 m (μήκος: ελάχ. 4200 mm / μέγ. 5200 mm x) 557968

87



Ανυψωτικό Swing Lift II

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 205 kg

Μήκος: 2,5 m

..... 17200

88



Σύστημα μονής ράγας, ελεύθερης τοποθέτησης

– ρυθμιζόμενο σε ύψος και μήκος

Μέγιστη χωρητικότητα: 255 kg

Ύψος: ελάχ. 2020 mm / μέγ. 2820 mm x)

2,0 m (μήκος: ελάχ. 2220 mm / μέγ. 3390 mm x) 556000

2,5 m (μήκος: ελάχ. 2720 mm / μέγ. 3890 mm x) 553000

3,0 m (μήκος: ελάχ. 3220 mm / μέγ. 4390 mm x) 556297

x) Εξωτερικές διαστάσεις

Επιδαπέδιο ανυψωτικό GL5.2 – Κινητό ανυψωτικό



1



GL5.2

Κινητό ανυψωτικό με ηλεκτρική ρύθμιση πλάτους. Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 155 ή 205 kg.

Βλ. πίνακα στη σελίδα 32



Ενεργός ανυψωτήρας GLS5.2



2

3

4



GLS5.2

Ενεργό ανυψωτικό με ηλεκτρική ρύθμιση πλάτης. Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα 155 ή 205 kg.

Βλ. πίνακα στη σελίδα 32



GLS5.2 – Ιμάντας όρθιας στήριξης

Υποστηρίζει το άνω μέρος της πλάτης, από τους ώμους έως το κάτω μέρος της πλάτης.

Κατάλληλο για

- Άτομα που μπορούν να σηκωθούν όρθια, αλλά δεν μπορούν να ανυψωθούν μόνο τους.
- S/M 28336 (ζώνη M ... 281553)
 L 28337 (ζώνη XL .. 281573)
 XL 28339 (ζώνη 2XL . 281583)
 2XL 28340 (ζώνη 3XL . 281593)



GLS5.2 – Στήριγμα ισchiών

Υποστηρίζει την περιοχή των ισchiών.

Κατάλληλο για

- Άτομα που μπορούν να σηκωθούν όρθια, αλλά έχουν την τάση να γλιστρούν προς τα πίσω με τους γοφούς.

..... 28338

Κινητοί ανυψωτήρες Εκδόσεις – GL5.2 και GLS5.2

Κωδικός προϊόντος	Ονομασία προϊόντος	Τροχοί 100 mm	Τροχοί 80 mm	Χειροκίνητη κάθοδος
562308	GL5.2 205 480 0000 GL5.2	x		
562309	155 480 0000 GL5.2 205	x		
562310	380 0000 GL5.2 155 380		x	
562311	0000 GL5.2 205 460 0000		x	
562312	GL5.2 155 460 0000 GL5.2	x		x
562313	205 360 0000 GL5.2 155	x		x
562314	360 0000		x	x
562315			x	x
552200	GLS5.2 155 560 0000			x
556001	GLS5.2 205 560 0000			x

5

6



Μπαταρία
 Εύκολη αντικατάσταση και δυνατότητα
 εξωτερικής φόρτισης
 561553

Εξωτερικός φορτιστής
 561556

Κινητά ανυψωτικά GTP1 – Πλατφόρμα μεταφοράς



7

8



GTP1

Το GTP1 είναι ένα χειροκίνητο, κινητό βοήθημα εργασίας που διευκολύνει τη μετακίνηση ατόμων που μπορούν να στέκονται όρθια και είναι εν μέρει ανεξάρτητα.

Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα: 175 kg
 560700



GTP1 – Ιμάντας μεταφοράς

Υποστηρίζει το άνω μέρος του σώματος.

Κατάλληλο για

• Άτομα που μπορούν να σηκωθούν όρθια μόνα τους, αλλά χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη κατά τη μεταφορά.

S 284141

M 284151

L 284161

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες Guldmann – μια μεγάλη ποικιλία επιλογών


Η χρήση του κατάλληλου ιμάντα είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική φροντίδα και για τη διασφάλιση της άνεσης, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας του ασθενούς, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια του φροντιστή.

Στην εκτεταμένη γκάμα ιμάντων και εξαρτημάτων ανύψωσης θα βρείτε τον κατάλληλο ιμάντα σχεδόν για κάθε ανάγκη φροντίδας, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο με ανυψωτικά οροφής όσο και με κινητά ανυψωτικά

Μεταφορά



Τοποθέτηση



Ανύψωση



Θεραπεία



Κινητοποίηση και ενεργοποίηση



Εκπαίδευση



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες ABC – Ενεργοί

1



2



3



Ενεργός Ιμάντας Εκπαίδευσης

Παρέχει στήριξη γύρω από την περιοχή του θώρακα και των ώμων. Οι αποσπώμενοι ιμάντες ποδιών παρέχουν στήριξη στην περιοχή των ισχίων και αποτρέπουν την ολίσθηση του χρήστη έξω από τον ιμάντα.

Κατάλληλο για

- Άτομα με μειωμένη ισορροπία του σώματος, τα οποία όμως μπορούν να στηρίζουν το βάρος τους στα πόδια.
- Εκπαίδευση βάδισης
- Υποστηριζόμενη όρθια στάση και όρθια θέση του σώματος
- Πρώιμη κινητοποίηση

..... 2830xx

Ενεργός Micro

Υποστηρίζει το άνω μέρος του σώματος (από τη λεκάνη έως κάτω από τους ώμους), γύρω από τον θώρακα και το άνω μέρος των μηρών. Οι ιμάντες θώρακα σφίγγουν γύρω από τον θώρακα.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων που έχουν έλεγχο της κεφαλής, αλλά παρουσιάζουν μειωμένη μυϊκή δύναμη στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και στην περιοχή πάνω από την άρθρωση του ισχίου και στο μηρό.
- Για ορισμένα άτομα με σπασμούς έκτασης
- Σε περιπτώσεις όπου ο ιμάντας πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση
- Περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλο άνοιγμα στο κάτω μέρος, όπως για πρόσβαση κατά την τουαλέτα και την προσωπική υγιεινή

..... 2840xx

Active Micro Plus

Υποστηρίζει το άνω μέρος του σώματος (από τη λεκάνη έως κάτω από τους ώμους), γύρω από τον θώρακα και το άνω μέρος των μηρών. Οι ιμάντες θώρακα σφίγγουν γύρω από τον θώρακα.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων που έχουν έλεγχο της κεφαλής, αλλά παρουσιάζουν μειωμένη μυϊκή δύναμη στο άνω μέρος του σώματος, καθώς και στην περιοχή πάνω από την άρθρωση του ισχίου και στο μηρό.
- Για ορισμένα άτομα με σπασμούς έκτασης
- Σε περιπτώσεις όπου ο ιμάντας πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση
- Περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλο άνοιγμα στο κάτω μέρος, όπως για πρόσβαση κατά την τουαλέτα και την προσωπική υγιεινή.

..... 281xxx



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες ABC – Ενεργοί



4

Περιπατητήρας Εκπαίδευσης Βάδισης

Υποστηρίζει το άνω μέρος του σώματος και διαθέτει περικνημίδες για μεγαλύτερη ασφάλεια. Προσφέρει επιπλέον άνεση χάρη στο υλικό Spacer.

Κατάλληλο για

- Άτομα που έχουν επαρκή δύναμη στα πόδια για να στέκονται όρθια, αλλά χρειάζονται υποστήριξη λόγω μειωμένης ισορροπίας
- Εκπαίδευση βάδισης
- Υποστηριζόμενη όρθια στάση και σωστή ευθυγράμμιση του σώματος
- Εκπαίδευση ισορροπίας και πρώιμη κινητοποίηση

Ο ιμάντας ανύψωσης έχει σχεδιαστεί, μεταξύ άλλων, για χρήση σε συνδυασμό με το Guldmann Trainer Module.

.....2832xx



◀ Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Ιμάντες ABC – Basic

5



6



7



Basic Basic

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, εκτός από το κεφάλι.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων που έχουν έλεγχο του κεφαλιού, με ή χωρίς έλεγχο του σώματος
- Ανύψωση από και προς καθιστή ή ημικαθιστή θέση (κρεβάτι, αναπηρικό αμαξίδιο κ.λπ.)
- Ανύψωση και μεταφορά από όλες τις επιφάνειες επίπλων φροντίδας ασθενών

..... 270xxx

Basic Low

Υποστηρίζει το σώμα έως το ύψος των ώμων.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων με έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση (καρέκλα, κρεβάτι κ.λπ.)
- Ανύψωση και μεταφορά από όλες τις επιφάνειες επίπλων φροντίδας ασθενών

..... 271xxx

Basic High

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων με περιορισμένο έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση
- Ανύψωση και μεταφορά από όλες τις επιφάνειες επίπλων φροντίδας ασθενών και από το πάτωμα

..... 272xxx



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες ABC – Basic

8



9



Basic Shell

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα και το κεφάλι, αλλά επιτρέπει στα χέρια να βρίσκονται έξω από τον ιμάντα.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων με περιορισμένο έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση, με δυνατότητα παραμονής του ιμάντα στο αναπηρικό αμαξίδιο

.....2750xx

Basic Comfort High

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα και το κεφάλι. Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής μπορεί να αναδιπλωθεί όταν ο χρήστης παραμένει σε καθιστή θέση στον ιμάντα. Παρέχει επιπλέον υποστήριξη στην περιοχή των ισχίων και των μηρών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα πόδια χωριστά ή σε σταυρωτή θέση, προσφέροντας επίσης καλή υποστήριξη σε άτομα με ακρωτηριασμό.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων με περιορισμένο έλεγχο του σώματός τους
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση
- Άτομα που χρειάζονται επιπλέον υποστήριξη στην περιοχή των ισχίων και των μηρών, καθώς και σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό το μηριαίο οστό να διατηρείται σε ουδέτερη θέση.

.....2770xx



◀ Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες ABC – Εξατομικευμένοι

10



11



12



Sit-On II

Υποστηρίζει το μηριαίο οστό και την πλάτη. Ο χρήστης κάθεται πάνω στον ιμάντα. Ο σχεδιασμός του ιμάντα αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση.

Κατάλληλο για

- Άτομα που χρειάζεται να παραμένουν καθιστά στον ιμάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω αυξημένου σωματικού βάρους ή εξατομικευμένου αναπηρικού αμαξιδίου.

.....2970xx

Sit-On High II

Υποστηρίζει το μηριαίο οστό, την πλάτη και το κεφάλι.

Ο σχεδιασμός αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση. Το στήριγμα κεφαλής ρυθμίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες του χρήστη και μπορεί να αναδιπλωθεί όταν ο χρήστης κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Κατάλληλο για

- Άτομα που χρειάζεται να παραμένουν καθιστά στον ιμάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω αυξημένου σωματικού βάρους ή εξατομικευμένου αναπηρικού αμαξιδίου.

.....2980xx

Custom Amputee

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα έως το ύψος των ώμων και την περιοχή της λεκάνης.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων με μονό ή διπλό ακρωτηριασμό πάνω από την άρθρωση του γόνατος
- Ανύψωση ατόμων με διπλό ή υψηλό ακρωτηριασμό
- Ανύψωση από ξαπλωμένη θέση. Για την υποστήριξη του κεφαλιού θα πρέπει να χρησιμοποιείται στήριγμα κεφαλής.

.....2900xx



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Ιμάντες ABC – Εξατομικευμένοι

13



14



15



Sit-On Comfort

Υποστηρίζει το μηριαίο οστό και την πλάτη. Ο χρήστης κάθεται πάνω στον ιμάντα. Ο σχεδιασμός του ιμάντα αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση. Προσφέρει επιπλέον άνεση χάρη στο υλικό Spacer.

Κατάλληλο για

- Άτομα που παραμένουν στον ιμάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω αυξημένου σωματικού βάρους ή χρήσης εξατομικευμένου αναπηρικού αμαξιδίου.

Άλλα χαρακτηριστικά

- Το υλικό αποτρέπει τη δημιουργία θερμότητας μεταξύ του σώματος και του ιμάντα
- Ο ιμάντας τοποθετείται στο άτομο ενώ βρίσκεται σε ξαπλωμένη θέση, αλλά χρησιμοποιείται για την ανύψωση από και προς καθιστή θέση στο κρεβάτι ή στο αναπηρικό αμαξίδιο

.....2930xx

Sit-On Comfort High

Υποστηρίζει το μηριαίο οστό, την πλάτη και το κεφάλι. Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής μπορεί να αναδιπλωθεί όταν ο χρήστης παραμένει σε καθιστή θέση στον ιμάντα. Ο σχεδιασμός του ιμάντα αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση. Προσφέρει επιπλέον άνεση χάρη στο υλικό Spacer.

Κατάλληλο για

- Άτομα που παραμένουν στον ιμάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω αυξημένου σωματικού βάρους ή χρήσης εξατομικευμένου αναπηρικού αμαξιδίου.

Άλλα χαρακτηριστικά

- Το υλικό αποτρέπει τη δημιουργία θερμότητας μεταξύ του σώματος και του ιμάντα
- Ο ιμάντας τοποθετείται στο άτομο ενώ βρίσκεται σε ξαπλωμένη θέση και χρησιμοποιείται για την ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση.

.....2940xx

Sit-On Comfort High Hygiene

Σχεδιασμένος με άνοιγμα στο κάτω μέρος του ιμάντα. Υποστηρίζει το μηριαίο οστό, την πλάτη και το κεφάλι.

Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής μπορεί να αναδιπλωθεί.

Ο σχεδιασμός του ιμάντα αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση. Προσφέρει επιπλέον άνεση χάρη στο υλικό Spacer.

Κατάλληλο για

- Μεταφορά από το κρεβάτι στην τουαλέτα ή σε καρέκλα τουαλέτας.
- Δεν συνιστάται η χρήση του ιμάντα Sit-On Comfort High Hygiene ως συμβατικού ιμάντα Sit-On σε αναπηρικό αμαξίδιο ή παρόμοια συσκευή, λόγω του κινδύνου άσκησης πίεσης στο άνοιγμα του ιμάντα.

Άλλα χαρακτηριστικά (βλ. Sit-On Comfort High)

.....2941xx



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες ABC – Παιδικοί

16



17



18



Basic Basic – Παιδικός

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, εκτός από το κεφάλι.
Η εσωτερική ζώνη παρέχει επιπλέον στήριξη στο σώμα.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση παιδιών με έλεγχο του κεφαλιού, με ή χωρίς έλεγχο του σώματος
- Ανύψωση από και προς καθιστή ή ημικαθιστή θέση (κρεβάτι, αναπηρικό αμαξίδιο κ.λπ.)

..... 270xxx

Basic High – Παιδικός

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού.
Η εσωτερική ζώνη παρέχει επιπλέον στήριξη στο σώμα.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση παιδιών με περιορισμένο έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάγκο αλλαγής και πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση

..... 272xxx

Active Vest – Παιδικός

Υποστηρίζει το σώμα και τη λεκάνη.
Το πλάτος μπορεί να ρυθμιστεί.

Κατάλληλο για

- Παιδιά με μειωμένη ισορροπία του σώματος
- Εκπαίδευση βάδισης
- Υποστήριξη της όρθιας στάσης και της σωστής ευθυγράμμισης του σώματος
- Παιχνίδι

..... 2831xx



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες ABC – Παιδικοί

19



20



21



Sit-On Comfort – Παιδικός

Υποστηρίζει το μηριαίο οστό και την πλάτη. Ο χρήστης κάθεται πάνω στον ιμάντα. Ο σχεδιασμός του ιμάντα αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση. Προσφέρει επιπλέον άνεση χάρη στο υλικό Spacer.

Κατάλληλο για

- Παιδιά που παραμένουν στον ιμάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω εξατομικευμένου αναπηρικού αμαξιδίου ή χρειάζονται συχνή ανύψωση.

Άλλα χαρακτηριστικά

- Το υλικό αποτρέπει τη δημιουργία θερμότητας μεταξύ του σώματος και του ιμάντα
- Ο ιμάντας τοποθετείται στο παιδί ενώ βρίσκεται σε ξαπλωμένη θέση, αλλά χρησιμοποιείται για την ανύψωση από και προς καθιστή θέση στο κρεβάτι ή στο αναπηρικό αμαξίδιο.

.....2930xx

Sit-On Comfort High – Παιδικός

Υποστηρίζει το μηριαίο οστό, την πλάτη και το κεφάλι. Το ρυθμιζόμενο στήριγμα κεφαλής μπορεί να αναδιπλωθεί όταν ο χρήστης παραμένει σε καθιστή θέση στον ιμάντα.

Ο σχεδιασμός του ιμάντα αποτρέπει την έσω στροφή του μηριαίου οστού κατά την ανύψωση. Προσφέρει επιπλέον άνεση χάρη στο υλικό Spacer.

Κατάλληλο για

- Παιδιά που παραμένουν στον ιμάντα για μεγάλα χρονικά διαστήματα, λόγω αυξημένου σωματικού βάρους ή χρήσης εξατομικευμένου αναπηρικού αμαξιδίου

Άλλα χαρακτηριστικά

- Το υλικό αποτρέπει τη δημιουργία θερμότητας μεταξύ του σώματος και του ιμάντα
- Ο ιμάντας τοποθετείται στο παιδί ενώ βρίσκεται σε ξαπλωμένη θέση και χρησιμοποιείται για την ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση.

.....2940xx

Γιλέκο για Standing Shell – Παιδικό

Υποστηρίζει το κεφάλι και την πλάτη.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση του παιδιού από ξαπλωμένη σε όρθια θέση
- Χρήση σε συνδυασμό με Standing Shell για υποβοήθηση της τοποθέτησης σε πλαίσιο όρθιας στάσης ή σε τραπέζι όρθιας στάσης

.....2835xx

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Ιμάντες ανύψωσης βαριατρικών ασθενών



Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Βαριατρικοί ιμάντες ανύψωσης

22



**Βαριατρικός Περιπατητήρας
Εκπαίδευσης Βάδισης, 500 kg**
Υποστηρίζει την περιοχή της λεκάνης
και την κοιλιακή πτυχή (pannus).

Κατάλληλο για

- Υποστήριξη του ασθενούς σε όρθια θέση, εξασφαλίζοντας μέγιστη άνεση και υποστήριξη.

Ένα μέγεθος283100

23



Βασικό μοντέλο για βαριά βάρη, 500 kg
Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα,
συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων με περιορισμένο έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση
- Ανύψωση και μεταφορά από όλες τις επιφάνειες επίπλων φροντίδας ασθενών και από το πάτωμα.

3XL standard2720913


4XL standard2720914

5XL standard2720916



◀ Παρακολουθήστε το βίντεο οδηγιών

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Βαριατρικοί ιμάντες ανύψωσης



24



Ιμάντας ανύψωσης ποδιού

Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ανύψωση και υποστήριξη των ποδιών. Ενδείκνυται για δραστηριότητες όπως το ντύσιμο, η εφαρμογή θεραπευτικής κάλτσας/κάλτσας συμπίεσης, η πρόσβαση για την προσωπική υγιεινή και η υποστήριξη του ποδιού για την εφαρμογή συσκευών ROM.

Διατίθεται σε κουτί των 10 ιμάντων28650



25



Στήριγμα κοιλιακής πτυχής

Υποστηρίζει και ανυψώνει την κοιλιακή πτυχή σε θέση που διευκολύνει την προσωπική υγιεινή, αποφεύγοντας τη χειροκίνητη ανύψωσή της.

Κατάλληλο για

- Βαριατρικά άτομα με μεγάλη κοιλιακή πτυχή
- Εργασίες προσωπικής υγιεινής στο κρεβάτι.

.....28660



26



Twin Turner για παχύσαρκους

Επιτρέπει την περιστροφή του ασθενούς και προς τις δύο πλευρές χωρίς να αφαιρεθεί ο ιμάντας. Διευκολύνει την τοποθέτηση του ιμάντα κάτω από τον ασθενή χωρίς να χρειάζεται χειροκίνητη περιστροφή ή μετακίνησή του.

Η μικρότερη επιφάνεια υλικού του ιμάντα επιτρέπει την πρόσβαση στο δέρμα του ασθενούς για έλεγχο, θεραπεία και φροντίδα.

.....28760



27



Βαριατρικός ιμάντας επανατοποθέτησης, 500 kg

Ιμάντας που χρησιμοποιείται ως μέρος του εξοπλισμού του κρεβατιού του ασθενούς και παραμένει τοποθετημένος κάτω από τον ασθενή, έτοιμος για χρήση σε εργασίες φροντίδας.


Κατάλληλο για

- Περιστροφή του ασθενούς σε πλάγια θέση
- Επανατοποθέτηση του ασθενούς προς το πάνω μέρος του κρεβατιού
- Μετακίνηση του κεφαλιού και του κορμού προς τα εμπρός σε καθιστή θέση
- Πλάγιες μεταφορές του ασθενούς σε ύπτια θέση σε άλλη επιφάνεια, όπως κρεβάτι ή φορείο, πλήρης ανύψωση σε ύπτια θέση, ζύγιση του ασθενούς, αλλαγή κλινოსκεπασμάτων ή άλλες εργασίες φροντίδας.

Διατίθεται σε κουτί των 5 ιμάντων:284656

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες μίας χρήσης



Για αποτελεσματικές και υγιεινές διαδικασίες ανύψωσης

Οι ιμάντες μίας χρήσης Guldman είναι ιδανικοί για περιπτώσεις όπου απαιτείται ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο υγιεινής λόγω κινδύνου μόλυνσης. Οι ιμάντες μίας χρήσης προορίζονται αποκλειστικά για χρήση σε έναν ασθενή και πρέπει να απορρίπτονται μετά το εξιτήριο ή μετά τη χρήση, όταν έχουν εμποτιστεί ή λερωθεί.

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Ιμάντες μίας χρήσης

28



29



30



Μίας χρήσης, υψηλής ποιότητας, 205 kg
 Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού. Έχει τον ίδιο σχεδιασμό με τον ιμάντα Guldmann Basic High.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ατόμων χωρίς έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο

Διατίθεται σε κουτί των 10 ιμάντων2836xx

Μίας χρήσης, υψηλής ποιότητας- Παιδικός, 205 kg
 Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού. Έχει τον ίδιο σχεδιασμό με τον ιμάντα Guldmann Basic High – Kids.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση παιδιών χωρίς έλεγχο του κεφαλιού και του σώματος
- Ανύψωση από και προς ξαπλωμένη θέση (κρεβάτι, πάτωμα κ.λπ.)
- Ανύψωση από και προς καθιστή θέση.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο

Διατίθεται σε κουτί των 10 ιμάντων2836xx

Μίας χρήσης, για ασθενείς με υψηλό βάρος, 500 kg.
 Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα, συμπεριλαμβανομένου του κεφαλιού. Ίδιος σχεδιασμός με τον ιμάντα Guldmann Basic High.

Κατάλληλο για

- ανύψωση ατόμων που δεν έχουν έλεγχο του κεφαλιού και του σώματός τους
- ανύψωση από και προς θέση ξαπλωμένη (κρεβάτι, δάπεδο κ.λπ.)
- ανύψωση από και προς θέση καθιστή.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο

Διατίθεται σε κουτί των 10 ιμάντων2836xx

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης

Ιμάντες μίας χρήσης

31



32



33



Μίας χρήσης Comfort High, 255 kg.

Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα. Προσφέρει επιπλέον στήριξη στην περιοχή των γοφών και των μηρών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα πόδια χωριστά ή σε θέση «cross over», προσφέροντας επίσης καλή στήριξη στον ακρωτηριασμένο.

Ίδιος σχεδιασμός με τον ιμάντα Guldman Basic Comfort High (βλ. σελίδα 39).

Κατάλληλο για

- ανύψωση ατόμων με περιορισμένο έλεγχο του σώματός τους
- ανύψωση από και προς καθιστή θέση
- άτομα που χρειάζονται επιπλέον στήριξη στην περιοχή του ισχίου και των μηρών, καθώς και σε περιπτώσεις όπου είναι σημαντικό το μηριαίο οστό να παραμένει σε ουδέτερη θέση.

Υλικό

Πολυεστέρας

Διατίθεται σε κουτί των 5 ιμάντων2770xx

Disposable Micro Plus

Στηρίζει το άνω μέρος του σώματος (από τη λεκάνη μέχρι κάτω από τους ώμους) γύρω από το στήθος και το άνω μέρος των μηρών. Οι ιμάντες σφίγγουν γύρω από το στήθος.

Κατάλληλο για

- την ανύψωση ατόμων με έλεγχο της κεφαλής, αλλά με μειωμένη μυϊκή δύναμη στο άνω μέρος του σώματος και πάνω από την άρθρωση του ισχίου και το μηριαίο οστό
- για ορισμένα άτομα με σπασμούς έκτασης
- σε περιπτώσεις όπου ο ιμάντας πρέπει να τοποθετείται και να αφαιρείται εύκολα
- την ανύψωση προς και από καθιστή θέση – περιπτώσεις όπου απαιτείται μεγάλο άνοιγμα στο κάτω μέρος, όπως για την πρόσβαση στην τουαλέτα και την υγιεινή.

Υλικό

Πολυεστέρας

Διατίθεται σε κουτί των 5 ιμάντων2815xx

Βοηθητικό μέσο βάδισης μίας χρήσης

Παρέχει στήριξη στην περιοχή του θώρακα και των ώμων.

Οι ιμάντες για τα πόδια προσφέρουν στήριξη στην περιοχή του ισχίου και εμποδίζουν τον χρήστη να γλιστρήσει έξω από τον ιμάντα.

Κατάλληλο για

- άτομα με μειωμένη ισορροπία, τα οποία όμως μπορούν να στηρίζουν το βάρος τους στα πόδια τους
- εξάσκηση στο περπάτημα
- στάση με στήριξη και όρθια στάση
- έγκαιρη κινητοποίηση.

Υλικό

Πολυεστέρας

Διατίθεται σε κουτί των 5 ιμάντων2835xx

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Ιμάντες μίας χρήσης

34



Μίας χρήσης

Ιμάντας επανατοποθέτησης, 500 kg
 Ιμάντας που χρησιμοποιείται ως μέρος του
 σετ κλινοσκεπασμάτων του κρεβατιού του
 ασθενούς· τοποθετείται κάτω από τον
 ασθενή, έτοιμος για χρήση κατά τη διάρκεια
 των εργασιών φροντίδας. Ίδιος σχεδιασμός
 με τον ιμάντα επανατοποθέτησης Guldman.

Κατάλληλο για

- κύλιση σε πλάγια θέση, αλλαγή θέσης του ασθενούς στο κρεβάτι
- καθιστή θέση με το κεφάλι και τον κορμό κεκλιμένα προς τα εμπρός
- μετακινήσεις από πλάγια θέση σε ύπτια θέση σε άλλη επιφάνεια, όπως κρεβάτια και φορεία
- πλήρης ανύψωση σε ύπτια θέση από το κρεβάτι έως το επίπεδο του κρεβατιού
- αλλαγή σεντονιών ή άλλα.

Υλικό

Πολυεστέρας,
 τυπική ποιότητα (φωτογραφία)284555
 Παρέχεται σε κουτί των 10 ιμάντων.

35



Μίας χρήσης OR

Υποστηρίζει το άνω μέρος του σώματος κατά
 τη μεταφορά από και προς το χειρουργικό
 τραπέζι, σε οριζόντια θέση.

Κατάλληλο για

- Το μήκος και ο σχεδιασμός του ιμάντα τον καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο για χειρουργικές επεμβάσεις στις κατώτερες περιοχές του σώματος του ασθενούς, όπως γυναικολογικές ή ουρολογικές επεμβάσεις.

Υλικό

Πολυεστέρας

Medium284855

Large284865

Ιμάντες ανύψωσης με άγκιστρα ασφαλείας284801

Παρέχεται σε κουτί των 10 ιμάντων.

36



Μίας χρήσης

Οριζόντιος ιμάντας Standard, 350 kg
 Υποστηρίζει ολόκληρο το σώμα.

Κατάλληλο για

- Ανύψωση ασθενούς σε οριζόντια θέση.

Υλικό

Πολυεστέρας

.....284631

Παρέχεται σε κουτί των 10 ιμάντων.

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Ιμάντες μίας χρήσης



37

Μίας χρήσης Ιμάντας ποδιού II

Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ανύψωση και υποστήριξη των ποδιών. Ενδείκνυται για δραστηριότητες όπως το ντύσιμο, η εφαρμογή θεραπευτικής κάλτσας/κάλτσας συμπίεσης, η πρόσβαση για την προσωπική υγιεινή και η υποστήριξη του ποδιού κατά την εφαρμογή συσκευών ROM (παθητικής κινητοποίησης). Έχει τον ίδιο σχεδιασμό με τον Ιμάντα ποδιού Guldmann.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο
Παρέχεται σε κουτί των 10 ιμάντων.....286501



38

Μίας χρήσης Ιμάντας πολλαπλής υποστήριξης

Υποστηρίζει την ανύψωση επιμέρους τμημάτων του σώματος, όπως το άνω μέρος του σώματος, τη λεκάνη, τα πόδια ή τα χέρια.

Κατάλληλο για

- Περιπτώσεις όπου απαιτείται ανύψωση ή υποστήριξη συγκεκριμένων τμημάτων του σώματος, π.χ. για την τοποθέτηση κασέτας ακτίνων Χ (X-RAY).

Υλικό

Πολυεστέρας
.....284223

39

Μίας χρήσης Twin Turner II

Χρησιμοποιείται για την περιστροφή του ασθενούς σε πλάγια θέση. Επιτρέπει την τοποθέτηση του ιμάντα κάτω από τον ασθενή χωρίς να χρειάζεται να τον κληθεί να τον κυλήσει ή να τον μετακινήσει. Η μικρότερη επιφάνεια υλικού του συγκεκριμένου ιμάντα επιτρέπει την πρόσβαση στο δέρμα του ασθενούς για έλεγχο, θεραπεία και φροντίδα. Έχει τον ίδιο σχεδιασμό με τον ιμάντα Guldmann Twin Turner.

Υλικό

Πολυπροπυλένιο
Regular287501
Large287511
Παρέχεται σε κουτί των 10 ιμάντων.



Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Μεγέθη και υφάσματα



Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Μεγέθη και υφάσματα

Ιμάντες ABC		Παιδικός 2 - 4	Παιδικός 4 - 6	Παιδικός 6 - 10	Παιδικός 10 - 14	Παιδικός 10 - 16	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
ACTIVE													
Active Micro Active	Πολυεστέρας						284031	284041	284051	284061	284071	284081	
Micro Plus Active	Πολυεστέρας		281001	281011	281021		281531	281541	281551	281561	281571	281581	
Trainer	Πολυεστέρας						283031	283041	283051	283061	283071	283081	
BASIC													
Basic Basic	Πολυεστέρας		270001	270011	270021		270031	270041	270051	270061	270071	270081	270091 ^{x)}
Basic Basic	Δίχτυ		270103	270113	270123		270133	270143	270153	270163	270173	270183	
Basic Low	Πολυεστέρας						271031	271041	271051	271061	271071	271081	
Basic Low	Δίχτυ						271133	271143	271153	271163	271173	271183	
Basic High	Πολυεστέρας		272001	272011	272021		272031	272041	272051	272061	272071	272081	
Basic High	Δίχτυ		272103	272113	272123		272133	272143	272153	272163	272173	272183	
Basic Shell	Δίχτυ						275032	275042	275052	275062	275072		
Basic Comfort High	Πολυεστέρας						277031	277041	277051	277061	277071		
Basic Comfort High	Δίχτυ						277032	277042	277052	277062	277072	277082	
CUSTOM													
Sit-On II	Δίχτυ						297031	297041	297051	297061	297071		
Sit-On High II	Δίχτυ						298031	298041	298051	298061	298071	298081	298091
Sit-On Comfort Sit-On	3D ύφασμα		293001	293011			293031	293041	293051	293061	293071		
Comfort High Sit-On	3D ύφασμα		294001	294011			294031	294041	294051	294061	294071	294081	294091
Comfort High Hygiene	3D ύφασμα						294131	294141	294151	294161	294171		
Custom Amputee	Πολυεστέρας						290031	290041	290051	290061	290071		
Active Vest Kids ^{xx)}	Πολυεστέρας	2831000	283101	283111		283121							
Vest for Standing Shell ^{xx)}	Πολυεστέρας			283511		283521	283531						


Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα για όλους τους ιμάντες Guldman ABC: 255 kg


x) Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα για το Basic 3XL: 500 kg

xx) Μέγιστη ανυψωτική ικανότητα για το Active Vest Kids / Vest for standing Shell: 100 kg

Ιμάντας μίας χρήσης		Παιδικό 6 - 10	XS	S	M	L	L/XL	XL	XL/2XL	2XL	2XL/3XL	3XL
Ιμάντας Micro Plus μίας χρήσης	Πολυεστέρας											
Κουτί των 5 ιμάντων			281535	281545	281555	281565		281575		281585		
Ιμάντας βάρδισης μίας χρήσης	Πολυεστέρας											
Κουτί των 5 ιμάντων				283545	283555	283565		283575		283585		
Ιμάντας High μίας χρήσης	Πολυπροπυλένιο											
Κουτί των 10 ιμάντων		283615	283635	283645	283655	283665		283675		283685		
Comfort High Bariatric μίας χρήσης	Πολυεστέρας / βαμβάκι											
Κουτί των 10 ιμάντων							283672		283682		283692	
Comfort High μίας χρήσης	Πολυεστέρας											
Κουτί των 10 ιμάντων			277035	277045	277055	277065		277075		277085		

Για τη μέγιστη ανυψωτική ικανότητα, ανατρέξτε στη συγκεκριμένη περιγραφή του ιμάντα μίας χρήσης στις σελίδες 50.





① **Σήμανση στο κέντρο του ιμάντα**

② **Ετικέτα πληροφοριών**
Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ο φροντιστής.



③ **Ετικέτα με ένδειξη μεγέθους**
Διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη επιλογή του σωστού μεγέθους ιμάντα.

④ **Επένδυση στην πλάτη**
Για μεγαλύτερη άνεση στα μοντέλα με μικρή επιφάνεια πλάτης.

⑤ **Τσέπη τοποθέτησης**
Όλοι οι ιμάντες Basic διαθέτουν τσέπη για τη διευκόλυνση της σωστής τοποθέτησης του ιμάντα.

⑥ **Χρωματιστές θηλιές**
Οι χρωματιστές θηλιές εξασφαλίζουν συμμετρία κατά την ανύψωση.

⑦ **Υλικό**
Αδιάβροχος πολυεστέρας, που χαρακτηρίζεται από την ανθεκτικότητα και την ελαστικότητά του.


⑧ **Βοηθητικοί ιμάντες**
Υπάρχει δυνατότητα χρήσης βοηθητικών ιμάντων.

⑨ **Επένδυση στα πόδια**
Όλοι οι ιμάντες με διαιρούμενα στηρίγματα ποδιών διαθέτουν ενσωματωμένα αφρώδη μαξιλαράκια στα πόδια. Διευκολύνουν την εφαρμογή και είναι πιο απαλά για το δέρμα.

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Μεγέθη και υλικά

Οδηγίες για την επιλογή του μεγέθους του ιμάντα

Όλες οι διαστάσεις σε cm



Size / cm	H	W ₁	W ₂ ^{x)}	W ₂ ^{xx)}
Παιδικό 2-4				46 - 54
Παιδικό 4-6	45 - 60	25 - 30		50 - 65
Παιδικό 6-10	55 - 70	28 - 35		51 - 72
Παιδικό 10-14	55 - 70	28 - 35		
Παιδικό 10-16				56 - 75
XS	75 - 82	33 - 37	70 - 105	
S	80 - 87	36 - 40	75 - 110	
M	85 - 92	39 - 43	80 - 120	
L	90 - 97	42 - 45	90 - 130	
XL	95 - 102	45 - 49	100 - 140	
2XL	95 - 102	48 - 52	110 - 150	
3XL	95 - 102	54 - 58		
4XL	95 - 102	57 - 63		
5XL	95 - 102	62 - 73		

W₂ = Περίμετρος θώρακα

x) Οδηγίες για την επιλογή Active Trainer

xx) Οδηγίες για την επιλογή Active Vest Kids

Υφάσματα



Πολυεστέρας



Μαύρος
πολυεστέρας
Δίχτυ



Γκρι
πολυεστέρας
Δίχτυ



Πολυεστέρας (Comfort)
3D ύφασμα (Spacer)



(Μίας χρήσης)
Πολυεστέρας



(Μίας χρήσης)
Πολυπροπυλένιο



(Μίας χρήσης - Bariatric)
Πολυεστέρας / βαμβάκι



TENCEL®
(Αντιβακτηριακό)

Οδηγίες φροντίδας

Ιμάντες ABC



Κανονικό πλύσιμο στη
θερμοκρασία που υποδεικνύεται



Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό.



Στέγνωμα σε στεγνωτήριο σε
χαμηλή θερμοκρασία



Μην σιδερώνετε.


Ιμάντας μίας χρήσης

ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ




Όλοι οι ιμάντες φέρουν ετικέτα με την ένδειξη «ΜΗΝ ΠΛΕΝΕΤΕ», η οποία μετατρέπεται σε προειδοποίηση «ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ» όταν έρχεται σε επαφή με υγρό, ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας. Οι ιμάντες μίας χρήσης χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου η υγιεινή είναι σημαντική και για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασταυρούμενης μόλυνσης.

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Επιλογές περιστροφής και χειρισμού



40



Ιμάντας τοποθέτησης

Το σύστημα ιμάντων τοποθέτησης επιτρέπει την εύκολη στροφή του ασθενούς προς τη μία πλευρά ή σε πρηνή θέση, π.χ. στο χειρουργικό τραπέζι. Η χρήση του ιμάντα σε συνδυασμό με τον ανυψωτήρα αποτρέπει τη δράση διατμητικών δυνάμεων και την τριβή στο δέρμα του ασθενούς και βελτιώνει το εργασιακό περιβάλλον για το νοσηλευτικό προσωπικό.

Ιμάντας πλευρικής τοποθέτησης284226

Σετ τοποθέτησης σε πρηνή θέση:

2 x ιμάντες
 2 x ιμάντες πολλαπλής στήριξης
 1 x ιμάντας ασφαλείας

.....284225

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Επιλογές περιστροφής και χειρισμού



41

Ιμάντας επανατοποθέτησης, 500 kg
Ιμάντας που χρησιμοποιείται ως μέρος του εξοπλισμού κλινοσκεπασμάτων του κρεβατιού του ασθενούς· αφήνεται τοποθετημένος κάτω από τον ασθενή, έτοιμος για χρήση κατά τη διάρκεια των εργασιών φροντίδας.

Κατάλληλο για

- μετακίνηση σε πλάγια θέση
- αλλαγή θέσης του ασθενούς στο κρεβάτι
- καθιστή θέση με το κεφάλι και τον κορμό κεκλιμένα προς τα εμπρός
- μετακινήσεις από πλάγια θέση σε ύπτια θέση σε άλλη επιφάνεια, όπως κρεβάτια και φορεία
- πλήρης ανύψωση σε ύπτια θέση για αλλαγή σεντονιών ή άλλα.



Υλικό

Τυπικός πολυεστέρας (φωτογραφία)

1830 mm28465

Τυπικό δίχτυ, 1830 mm284658

Κοντό πολυεστέρα, 1350 mm284653

Μακρύ, 2130 mm284651

Παραδίδεται σε κουτί των 10 ιμάντων



42

Ιμάντας επανατοποθέτησης, 255 kg

Ιμάντας που χρησιμοποιείται ως μέρος του σετ κλινοσκεπασμάτων του κρεβατιού του ασθενούς· αφήνεται τοποθετημένος κάτω από τον ασθενή, έτοιμος για χρήση κατά τη διάρκεια των εργασιών φροντίδας.

Κατάλληλο για

- μετακίνηση σε πλάγια θέση
- αλλαγή θέσης του ασθενούς στο κρεβάτι
- καθιστή θέση με το κεφάλι και τον κορμό κεκλιμένα προς τα εμπρός
- μετακινήσεις από πλάγια θέση σε ύπτια θέση σε άλλη επιφάνεια, όπως κρεβάτια και φορεία
- πλήρης ανύψωση σε ύπτια θέση για αλλαγή σεντονιών ή άλλα.

Υλικό

Διαχωριστικό, 1990 mm284659

Διατίθεται σε συσκευασία των 5 ιμάντων



43

Ιμάντας επανατοποθέτησης, TENCEL®, 375 kg

Ιμάντας που χρησιμοποιείται ως μέρος του εξοπλισμού του κρεβατιού του ασθενούς· τοποθετείται κάτω από τον ασθενή, έτοιμος για χρήση κατά τη διάρκεια των εργασιών φροντίδας.

Κατάλληλος για

- περιστροφή σε πλάγια θέση, αλλαγή θέσης του ασθενούς προς τα πάνω στο κρεβάτι
- καθιστή θέση με το κεφάλι και τον κορμό προς τα εμπρός
- μεταφορές από πλάγια θέση σε ύπτια θέση σε άλλη επιφάνεια, όπως κρεβάτια και φορεία
- πλήρης ανύψωση σε ύπτια θέση για αλλαγή κλινοσκεπασμάτων ή άλλα.

Υλικό

Το TENCEL® είναι ένα οργανικό υλικό με αντιβακτηριακές ιδιότητες και ιδιότητες ρύθμισης της θερμοκρασίας.

Οι ειδικές ίνες TENCEL® είναι εξαιρετικά απαλές και φιλικές προς το ευαίσθητο δέρμα.

2130 mm284657



Διατίθεται σε συσκευασία των 10 ιμάντων

Ιμάντες και εξαρτήματα ανύψωσης Επιλογές περιστροφής και χειρισμού

44



Ιμάντας OR – Άνω μέρος του σώματος

Στηρίζει το άνω μέρος του σώματος κατά τη μετακίνηση προς και από το χειρουργικό τραπέζι σε οριζόντια θέση.

Κατάλληλο για

- το μήκος και ο σχεδιασμός του ιμάντα τον καθιστούν ιδιαίτερα χρήσιμο για χειρουργικές επεμβάσεις στις κάτω περιοχές του σώματος του ασθενούς, όπως γυναικολογικές ή ουρολογικές επεμβάσεις.

Υλικό

Πολυεστέρας

Μεσαίο284851

Μεγάλο284861

Ιμάντες ανύψωσης με καραμπίνερ284801

45

Ιμάντας πολλαπλών χρήσεων

Υποστηρίζει την ανύψωση τμημάτων του σώματος, όπως το άνω μέρος του σώματος, τη λεκάνη, τα πόδια ή τα χέρια.

Κατάλληλο για

- περιπτώσεις όπου μέρος του σώματος πρέπει να ανυψωθούν ή να στηριχθούν – π.χ. για την τοποθέτηση κασέτας ακτινογραφίας.

.....28467



46



Turner

Επιτρέπει την τοποθέτηση του ιμάντα κάτω από τον ασθενή χωρίς να χρειάζεται να τον γυρίσετε ή να τον μετακινήσετε.

Η μικρότερη επιφάνεια υλικού του συγκεκριμένου ιμάντα επιτρέπει την πρόσβαση στο δέρμα του ασθενούς για έλεγχο, θεραπεία και φροντίδα.

..... 28700

47



Twin Turner

Επιτρέπει την περιστροφή του ασθενούς και προς τις δύο πλευρές χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί ο ιμάντας. Διευκολύνει την τοποθέτηση του ιμάντα κάτω από τον ασθενή χωρίς να χρειάζεται να τον γυρίσετε ή να τον μετακινήσετε. Η μικρότερη επιφάνεια υλικού του συγκεκριμένου ιμάντα επιτρέπει την πρόσβαση στο δέρμα του ασθενούς για έλεγχο, θεραπεία και φροντίδα.

Κανονικό μέγεθος.....28750

Μεγάλο μέγεθος28751

48



Ιμάντας ποδιού

Χρησιμοποιείται όταν απαιτείται ανύψωση και υποστήριξη των ποδιών. Ενδείκνυται για δραστηριότητες όπως το ντύσιμο, η εφαρμογή θεραπευτικής κάλτσας/κάλτσας συμπίεσης, η πρόσβαση για την προσωπική υγιεινή και η υποστήριξη του ποδιού κατά την εφαρμογή συσκευών ROM.

.....28650

Παρέχεται σε κουτί των 10 ιμάντων.

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Επιλογές ανάρτησης ανυψωτικού



49



Ανυψωτική μπάρα, μεσαία, 375 kg

Κατάλληλη για άτομα που χρησιμοποιούν
 ιμάντα ανύψωσης σε μεγέθη M-3XL.

Λειτουργία

Χρησιμοποιείται σε απλές ανυψώσεις και σε
 συνδυασμό με τυπικούς ιμάντες ανύψωσης.

.....556890

Με ρυθμιζόμενη αντίσταση περιστροφής.....556930

50



Ανυψωτική μπάρα, μικρή, 375 kg

Κατάλληλη για άτομα που χρησιμοποιούν
 ιμάντα ανύψωσης σε μεγέθη XS και S.

Λειτουργία

Χρησιμοποιείται σε απλές ανυψώσεις και σε
 συνδυασμό με τυπικούς ιμάντες ανύψωσης.

Η ανυψωτική μπάρα συνιστάται για χρήση με
 ιμάντες ανύψωσης μεγέθους S και μικρότερου.

.....556880

Με ρυθμιζόμενη αντίσταση περιστροφής.....556920

51



Ανυψωτική μπάρα, πολύ μικρή (XS), 375 kg

Κατάλληλη για άτομα που χρησιμοποιούν
 ιμάντα ανύψωσης σε μεγέθη XS και Kids.

Λειτουργία

Χρησιμοποιείται σε απλές ανυψώσεις και σε
 συνδυασμό με τυπικούς ιμάντες ανύψωσης.

Η ανυψωτική μπάρα συνιστάται για χρήση με τους
 παιδικούς ιμάντες ανύψωσης (Kids).

.....556870

Με ρυθμιζόμενη αντίσταση περιστροφής.....556910

52



Ανυψωτική μπάρα Cross, 500 kg

Κατάλληλη όταν απαιτείται μεγαλύτερη
 απόσταση μεταξύ των ιμάντων πλάτης και
 ποδιών του ιμάντα ανύψωσης.

Χρησιμοποιείται με τα ανυψωτικά οροφής
 GH3+ και GH3 Twin.

Η επάνω σύνδεση διατίθεται σε δύο
 διαφορετικές εκδόσεις:

GH3+ 1 ιμάντα.....550444

GH3 Twin 2 ιμάντες.....550800

53



Ανυψωτική μπάρα Cross, 400 kg

Κατάλληλη όταν απαιτείται μεγαλύτερη
 απόσταση μεταξύ των ιμάντων πλάτης και
 ποδιών του ιμάντα ανύψωσης.

Χρησιμοποιείται με τα ανυψωτικά οροφής
 GH1, GH3, GH3+, GH3 Twin και το κινητό
 ανυψωτικό GL5.

.....561610

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Επιλογές ανυψωτικών μπαρών



54

Ανυψωτική μπάρα H, 375 kg

Κατάλληλη για την ανύψωση ατόμων όταν απαιτείται μεγάλη απόσταση μεταξύ των ιμάντων πλάτης και ποδιών του ιμάντα ανύψωσης, π.χ. κατά την ανύψωση ατόμων με μεγάλη κοιλιά.

Η ανυψωτική μπάρα H διατίθεται με πλευρικές αναρτήσεις σε 3 διαφορετικά μεγέθη.

Ανυψωτική μπάρα H – κεντρική ανάρτηση 556950

Σημείωση: Επιπλέον, απαιτείται η παραγγελία 2 ανυψωτικών μπαρών, είτε πολύ μικρών (556870), μικρών (556880) είτε κανονικών (556890).



55

Κιτ αιώρησης

.....554903



56

Συνδετική μπάρα

Προαιρετική για το GH3 Twin, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ανυψωτικές μπάρες.


.....550544



57

Άγκιστρο ασφαλείας

.....561628



Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Οριζόντιοι ανυψωτές



Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Οριζόντιοι ανυψωτές



58

Οριζόντιος ανυψωτής, αναδιπλούμενος, 255 kg
 Κατάλληλος όταν απαιτείται οριζόντια και σταθερή ανύψωση, με δυνατότητα ρύθμισης του βάρους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με πλήρες σεντόνι ανύψωσης είτε με ιμάντες.
 Οριζόντιος ανυψωτής
 με ένα σεντόνι ανύψωσης 28445
 Σεντόνι ανύψωσης 284485
 Σετ ιμάντων ανύψωσης με ενισχυτικό 28448
 Επιπλέον σφιγκτήρας 2844529



59

Οριζόντιος ανυψωτής, αναδιπλούμενος, 255 kg
 Έκδοση 2 ιμάντων
 Κατάλληλος όταν απαιτείται οριζόντια και σταθερή ανύψωση, με δυνατότητα ρύθμισης του βάρους. Χρησιμοποιείται με το GH3 Twin. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με πλήρες σεντόνι ανύψωσης είτε με ιμάντες.
 Οριζόντιος ανυψωτής
 με ένα σεντόνι ανύψωσης 28444
 Σεντόνι ανύψωσης 284485
 Σετ ιμάντων ανύψωσης με ενισχυτικό 28448



60

Τρόλεϊ για οριζόντιο ανυψωτή
 28443



Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Οριζόντιοι ανυψωτές

61

Οριζόντια βάση ανύψωσης, 375 kg
 με περιστρεφόμενο σύνδεσμο
 Οριζόντια βάση ανύψωσης με απεριόριστα
 ρυθμιζόμενη κατανομή βάρους. Μπορεί να
 χρησιμοποιηθεί με τα ανυψωτικά οροφής
 GH3 ή με το κινητό ανυψωτικό Guldman.
28456
 Οριζόντιος ιμάντας, Standard28463



62



Οριζόντια βάση ανύψωσης, 375 kg
 Οριζόντια βάση ανύψωσης με 10 διαφορετικές θέσεις ανύψωσης.
 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα ανυψωτικά οροφής GH3 ή με το
 κινητό ανυψωτικό Guldman.
 28466
 Οριζόντιος ιμάντας, Standard28463

63



Ιμάντες ανύψωσης για νεκροτομείο
 Διευκολύνουν την ανύψωση στη διαδικασία μεταφοράς νεκρών.
 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για μεγαλύτερα σώματα.
 Οι μεμονωμένοι ιμάντες επιτρέπουν εύκολη πρόσβαση.
 Κανονικό μέγεθος, με ενισχυτικό284640

64



Καρέκλα μπάνιου – ανοξείδωτη, 150 kg
 Κατάλληλη όταν απαιτείται σταθερή ανύψωση σε πισίνα.
 14600

65



Φορέιο μπάνιου – ανοξείδωτο, 150 kg
 Κατάλληλο όταν απαιτείται σταθερή και οριζόντια ανύψωση σε
 πισίνα..14610

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Αξεσουάρ



66

Στήριγμα κεφαλής

Υποστηρίζει το κεφάλι χωρίς να προκαλεί αντανάκλαστικά του αυχένα. Κατάλληλο για άτομα που δεν έχουν έλεγχο της κεφαλής.

.....28325

67



Ενθέματα από δέρμα προβάτου

Κατάλληλα για άτομα που χρειάζονται πιο ήπια στήριξη του μηριαίου οστού.

.....28315

68



Κάλυμμα για ανυψωτική μπάρα

XS28316

S28317

M28318

69



Κλιπ σήμανσης, 4 τεμ.

Κόκκινο 28477

Μπλε 28478

Πράσινο 28479

70



Βοηθητικοί ιμάντες

Διευκολύνουν τη σωστή τοποθέτηση του χρήστη στο αναπηρικό αμαξίδιο. Χρησιμοποιούνται για τη στερέωση και τον χειρισμό του χρήστη.

.....28355

71



Προεκτάσεις ιμάντων ανύψωσης

Χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η επίτευξη διαφορετικών θέσεων καθίσματος ή διαφορετικών υψών ανύψωσης. Σετ 2 τεμαχίων.

20 cm 28470

30 cm 28472

72



Προέκταση ιμάντα ανύψωσης

0,5 m 550459-500

1,0 m 550459-1000

1,5 m 550459-1500

2,0 m 550459-2000

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Αξεσουάρ



73



Smart Glide – ρολά των 100 m

Σεντόνι ολίσθησης που χρησιμοποιείται για τη μείωση της τριβής μεταξύ του χρήστη και της επιφάνειας. Μέγιστο βάρος χρήστη 255 kg.


Υλικό

Νάilon με επικάλυψη σιλικόνης.

Πλάτος M 100 cm 284472

Πλάτος L 140 cm 284473

74



Κόφτης Smart Glide

..... 284479

75



Smart Glide Dispenser

Διανομέας Smart Glide για επιτοίχια τοποθέτηση, είτε σε κατακόρυφη είτε σε οριζόντια θέση. Προσαρμόζεται σε διαφορετικά πλάτη ρολών.

..... 561470

76

Smart Glide Precut

Κάθε τεμάχιο του Smart Glide Precut βρίσκεται σε ξεχωριστή σακούλα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποθήκευσή του. Το κουτί είναι σχεδιασμένο για επιτοίχια τοποθέτηση. Μέγιστο βάρος χρήστη 255 kg.

100cm x125cm

5 κουτιά των 20 τεμ. 561500

1 κουτί των 20 τεμ. 561500-1

100cm x145cm

5 κουτιά των 20 τεμ. 561501

1 κουτί των 20 τεμ. 561501-1



Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Αξεσουάρ

77

Ψηφιακή ζυγαριά για ανυψωτικό οροφής
 ή κινητό ανυψωτικό
 Ψηφιακή ζυγαριά με λειτουργία μπαταρίας.
 Ψηφιακή ζυγαριά, 300 kg
 Standard μοντέλο RS 560602
 Μοντέλο RS, Κλάση III, με δυνατότητα επαλήθευσης 560604
 Ταχεία σύνδεση 560648



78



Κιτ προσαρμογέα – οριζόντιες συσκευές ανύψωσης
 560633

79



Περιστρεφόμενος σύνδεσμος
 Για οριζόντιους ανυψωτές και οριζόντιες
 βάσεις ανύψωσης.
 284520

80



Βάση στήριξης για οριζόντια βάση ανύψωσης
 556968

81



Θήκη ιμάντα HC
 Τοποθετείται στον ιμάντα ανύψωσης του
 ανυψωτικού.
 1 τεμ. 559516
 10 τεμ. 559943

82



Βάση στήριξης για ανυψωτική μπάρα
 556940

Ιμάντες και αξεσουάρ ανύψωσης Αξεσουάρ



83



Κιτ εκπαίδευσης για το Positioning Lock

Για το Guldman Positioning Lock διατίθεται ένα πλήρες κιτ εκπαίδευσης, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα αξεσουάρ εκπαίδευσης.

..... 293560

Το κιτ περιλαμβάνει:

- A) Κουτί με σωλήνα εκπαίδευσης 30 m: Πορτοκαλί (μαλακός) 558136
- B) Κουτί με σωλήνα εκπαίδευσης 30 m: Λαχανί (μεσαίας σκληρότητας) 558137
- C) Κουτί με σωλήνα εκπαίδευσης 30 m: Δαμασκηνί (σκληρός) 558138
- D) 2 λαβές χειρός για σωλήνα εκπαίδευσης 558139
- E) Άγκιστρο ασφαλείας 561628
- F) 2 συνδετικοί ιμάντες 29356
- G) 2 ελαστικά κορδόνια: Μπλε (μαλακό) και μαύρο (σκληρό) 561629
- H) Ιμάντας πολλαπλής στήριξης 28467

Τα Α-Η μπορούν να παραγγελθούν ξεχωριστά.