



«Επίσημος Προμηθευτής  
της Ελληνικής  
Παραολυμπιακής Ομάδας»



## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΩΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ

Το αναπηρικό αμαξίδιο είναι σιγουρά πολλά περισσότερο από ένα απλό βοήθημα κινητικότητας, είναι πραγματικά προέκταση του σώματος, βοηθώντας τους ανθρώπους να ανακτήσουν την ανεξαρτησία τους και να μετακινηθούν στον κόσμο. Τα αναπηρικά αμαξίδια διατίθενται σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών για να καλύψουν τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε χρήστη.

Παρακάτω θα δείτε κάποια βασικά κριτήρια , με σκοπό να κάνετε την καλύτερη επιλογή αγοράς αμαξιδίου για την κάλυψη συγκεκριμένων απαιτήσεων.

- **Πάθηση** – η πάθηση, η κλινική εικόνα, η στάση σώματος, η σταθερότητα κορμού και κεφαλής, η δυνατότητα αυτόνομης ώθησης αποτελούν σημαντικοί παράμετροι στην σωστή επιλογή του αμαξιδίου.
- Επιλογή **μεγάλων/μεσαίων ή μικρών τροχών** : καθορίζεται από το αν το αμαξίδιο προορίζεται για χρήση σε χώρους εξωτερικούς ή εσωτερικούς καθώς και από την δυνατότητα χειρισμού του αμαξιδίου από τον ίδιο τον χρήστη (αυτονομία κίνησης) ή την μετακίνηση του με βοήθεια συνοδού.
- Επιλογή **πλάτους αμαξιδίου** : κάνουμε μέτρηση πλάτους στενών περασμάτων στους χώρους που κινείται το αμαξίδιο.
- Επιλογή αμαξιδίου **με ή χωρίς προσθαιρούμενο δοχείο τουαλέτας** : καθορίζεται από την δυσκολία μετακίνησης του χρήστη προς το μπάνιο.

*Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια*

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα  
Ιατρεία – Φυσικοθεραπευτήριο – Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα

Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα

ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: [info@kifidis-orthopedics.gr](mailto:info@kifidis-orthopedics.gr)

Προϊόντα φροντίδας: [www.kifidis-orthopedics.gr](http://www.kifidis-orthopedics.gr)

Νοσηλεία κατ'οίκον: [www.kifidis-care.gr](http://www.kifidis-care.gr)



«Επίσημος Προμηθευτής  
της Ελληνικής  
Παρολυμπιακής Ομάδας»



- **Επιλογή πτυσσόμενου αμαξιδίου** : υπάρχουν πολλοί τύποι αμαξιδίων που είτε χρειάζονται αποσυναρμολόγηση λόγω των ανατομικών αφρώδη καθισμάτων είτε αναδιπλώνουν πολύ ευκολά με 2 διαφορετικούς τρόπους .Για παράδειγμα η επιλογή εξαρτάται εάν ο χρήστης είναι οδηγός αυτοκινήτου και θέλει να βάζει το αμαξίδιο του μόνος του στο αυτοκίνητο κ.ο.κ
- **Σωματομετρήσεις** για βέλτιστη στάση σώματος : Η ιδανική θέση καθίσματος αναπηρικού αμαξιδίου ακολουθεί τον κανόνα 90-90-90, ο οποίος δημιουργεί κάμψη 90 μοιρών στους γοφούς, κάμψη 90 μοιρών στα γόνατα και κάμψη 90 μοιρών στους αστραγάλους. Για να πέτυχουμε αυτό θα πρέπει να γίνουν μετρήσεις ως προς το πλάτος καθίσματος, βάθος καθίσματος , ύψος πλάτης , εμπρόσθιο και οπίσθιο ύψος καθίσματος ,τύπος και μήκος υποποδίων.
- **Τύπος και βάρος αμαξιδίου**: Τέλος , ένα σημαντικό κριτήριο είναι ο τύπος και το βάρος του αμαξιδίου (αθλητικό , ελαφρού τύπου , απλού ή ειδικού τύπου ή και εξατομικευμένης κατασκευής)

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην εξειδικευμένη ομάδα του Κυφίδης Ορθοπδικά για να σας βοηθήσει στην σωστή επιλογή αμαξιδίου βάσει των δικών σας αναγκών και τρόπου ζωής!

*Ορθοπεδικός σας για πάνω από 100 χρόνια*

Κατάστημα - Εργαστήριο : Λεωφ. Συγγρού 29, 117 43 Αθήνα  
Ιατρεία – Φυσικοθεραπευτήριο – Ποδολογική φροντίδα : Λεωφ. Συγγρού 40-42, 117 42 Αθήνα  
Αποθήκη - Service αμαξιδίων: Δοντά 8, 117 43 Αθήνα  
ΤΗΛ: 210-9236333/ FAX: 210-9236808 /e-mail: [info@kifidis-orthopedics.gr](mailto:info@kifidis-orthopedics.gr)  
Προϊόντα φροντίδας: [www.kifidis-orthopedics.gr](http://www.kifidis-orthopedics.gr)  
Νοσηλεία κατ'οίκον: [www.kifidis-care.gr](http://www.kifidis-care.gr)