

# iCHAIR MEYLIFE

## Το νέο ευφυές & ισχυρό αναπηρικό αμαξίδιο.

Το υψηλής ποιότητας iCHAIR MEYLIFE είναι ιδανικό για απλές και περίπλοκες καταστάσεις για ολόημερη χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Στα μεγάλα του ατού συμπεριλαμβάνετε η **ηλεκτρική ανύψωση & κλίση του καθίσματος.**

Η μοντέρνα του εμφάνιση παίζει βασικό ρόλο στην καλή αίσθηση του χρήστη ενώ η δυνατότητα που παρέχει για ακριβή προσαρμογή το κάνουν το πλέον κατάλληλο για τις μεμονωμένες ανάγκες του κάθε χρήστη.



### 1. ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 3D ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΟ

Ακριβή οριζόντια, κάθετη και γωνιακή ρύθμιση, προσκέφαλο με διαμορφώσιμο μαξιλάρι και λειτουργία μνήμης για εύκολη αφαίρεση.

### 2. ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Εμβιομηχανική ρύθμιση πλάτης κατά 80° με αντιστάθμιση μήκους 15 cm. Εμβιομηχανικά υποβραχιόνια που χαμηλώνουν έως και 45° σύμφωνα με τη γωνία της πλάτης.

### 3. ΥΠΟΠΟΔΙΑ

Ιδιαίτερα σταθερός και συμπαγής σχεδιασμός με ευέλικτη ρύθμιση σε πλάτος και βάθος για εξαιρετική εργονομία.

### 4. ΠΛΑΪΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Πρόσθετη στήριξη του μαξιλαριού καθίσματος.

### 5. ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΑΓΚΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ

Αυλάκια εξωτερικά και εσωτερικά για εύκολη στερέωση και τοποθέτηση αξεσουάρ όπως συστήματα ιμάντων.

### 6. ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Συνδέσεις καλωδίων για γρήγορη και εύκολη προσθήκη ηλεκτρικών εξαρτημάτων με αλυσίδα καλωδίων που φωλιάζει διακριτικά και προστατεύει τα καλώδια από εξωτερικές ζημιές.

### 7. ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Εξοικονόμηση ενέργειας με φώτα led και εντυπωσιακά δυναμικά φλας.

### 8. ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΕΛΥΦΟΣ

Καλαίσθητο οπτικά και προστασία από τη διάβρωση για συνδέσμους και καλώδια.

### 9. ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ

Κάθε τροχός μπορεί να αντιδράσει ξεχωριστά στην ανομοιομορφία για βελτιστοποιημένη μείωση των κραδασμών.

### 10. ΦΤΕΡΟ

Αποτρέπει τη βρωμιά του αμαξιδίου και των ρούχων.

ΠΛΑΤΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	380-530 mm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΜΠΟΔΙΟΥ	70 mm
ΒΑΘΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	400-550 mm	ΑΚΤΙΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	940 mm
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ Ε-	400-500 mm	ΒΑΡΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	133 Kg
ΥΨΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΠΙΣΩ	500-600 mm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΗ	120/160 Kg
ΜΗΚΟΣ ΥΠΟΠΟΔΙΟΥ	340-480 mm	ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΒΑΡΟΣ	10 Kg
ΥΨΟΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΩΝ	220-380 mm	ΤΕΛΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ	6 / 10 Km/h
ΠΛΑΤΟΣ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ	600-820 mm	ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ	2x350 W
ΜΗΚΟΣ(με υποπόδια)	1120-1220 mm	ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (Σε ιδανικές)	35/30 Km
ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ	9", 10"	ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΑΝΑΒΑΣΗΣ	8,5° / 15%
ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ	12.5", 14"	ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΓΩΝΙΑΣ	0° έως 30°
		ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΚΛΙΣΗ ΠΛΑΤΗΣ	0° έως 80°