

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ASPEN ΟΑ KNEE WRAP

Κωδικός προϊόντος: 141358
Εμπορικός κωδικός: 0045.06-2-154

Νάρθηκες γόνατος



- Ελαφρύς νάρθηκας οστεοαρθρίτιδας.
- Εργονομικά σχεδιασμένος ώστε να εφαρμόζει με ακρίβεια στον μηρό και στην κνήμη. Κατασκευή από αεριζόμενο ελαστικό υλικό που προσδίδει απαραίτητη συμπίεση για την μείωση του οιδήματος λόγω της οστεοαρθρίτιδας. Η περίδεση του νάρθηκα επιτυγχάνεται με 4 αυτοκόλλητα velcro, δύο μηριαία και δύο κνημιαία (με σειρά αρίθμησης). Φέρει δύο επιπλέον αυτοκόλλητες δέστρες ακινητοποίησης (μηριαία - κνημιαία). Διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης στο μηριαίο και κνημιαίο τμήμα. Αποφορτίζει το μεσάρθριο διάστημα του γόνατος (έσω - έξω) έως 180 παθολογικής γωνίωσης με ειδικό κλειδί allen.
- Φέρει αφρώδες μαξιλάρι προστασίας του κονδύλου. Αφαιρώντας το μαξιλάρι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του εύρους κίνησης (κάμψη-έκταση) ανά διαστήματα.
- Κάμψη: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°
- Κάμψη: 0°, 5°, 10°, 20°, 25°
- Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Χρώμα: Μαύρο

Ενδείξεις:

- Διόρθωση βλαισότητας ή ραιβότητας της άρθρωσης του γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση

• ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ:

SMALL , MEDIUM , LARGE , XLARGE , XXLARGE

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Size: Small , Medium , Large , X-Large XX-Large

Περίμετρος μηρού (cm): S-> 39-47 , M-> 47-53 , L-> 53-57,
XL-> 57-67 , XXL-> 67-75

Περίμετρος γάμπας (cm): S-> 30-35 , M-> 35-41 , L-> 41-46,
XL- 46-51, XXL-> 51-56

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ASPEN «ΟΑ KNEE+»

Κωδικός προϊόντος: 141363
Εμπορικός κωδικός: 0045.06-2-164

Νάρθηκες γόνατος



- Εξαιρετικής ποιότητας ελαφρύς νάρθηκας διόρθωσης της βλαισότητας - ραιβότητας του γόνατος.
- Τα τμήματα μηρού - κνήμης είναι επενδυμένα εξωτερικά από πολυπροπυλένιο. Οι εσωτερικές αφρώδεις αυτοκόλλητες επενδύσεις είναι προσαφαιρούμενες και σταθερές. Οι τέσσερις μη ελαστικοί ιμάντες (δύο μηριαίοι και δύο κνημιαίοι) σταθεροποιούν τον νάρθηκα με αυτοκόλλητα velcro. Εφόσον ρυθμιστούν σωστά οι ιμάντες περίδεσης ο νάρθηκας έχει τη δυνατότητα να ανοίγει και να κλείνει με τα ειδικά clips. Διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης στο μηριαίο και κνημιαίο τμήμα. Αποφορτίζει το μεσάρθριο διάστημα της άρθρωσης του γόνατος (έσω-έξω) έως 18 παθολογικής γωνίωσης με ειδικό κλειδί allen (εύκολο στη χρήση). Φέρει αφρώδες μαξιλάρι προστασίας του κονδύλου. Αφαιρώντας το μαξιλάρι υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης του εύρους κίνησης (κάμψη-έκταση) ανά διαστήματα.

- Κάμψη: 0°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 180°
- Κάμψη: 0°, 5°, 10°, 20°, 25°
- Διατίθεται σε αριστερό και δεξιό. Χρώμα: Γκρι

Ενδείξεις:

- Διόρθωση βλαισότητας ή ραιβότητας της άρθρωσης του γόνατος
- Συντηρητική αποκατάσταση σε οστεοαρθρίτιδα γόνατος
- Κατάλληλος για μακροχρόνια χρήση
- Μέγεθος: One size
- Περίμετρος Μηρού: Έως 65cm, Περίμετρος Κνήμης: Έως 57cm

ΤΥΠΟΣ:

- ΔΕΞΙΟΣ
- ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ