


identification of width for orthotic shoes, support shoes and multi-support shoes

shoe size	orthotic shoes															
	TN5				TN 8				TN 9				TN 12			
	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)	ball circumference (cm)	length	heel circumference (cm)	ball width (cm)
18	15,0	20,0	12	5,5	16,7	20,8	11,9	5,9	17,6	21,0	11,9	5,9	17,9	11,9	21,8	5,9
19	15,5	20,8	12,6	5,6	17,2	21,5	12,5	6,0	18,0	21,8	12,5	6,0	18,4	12,5	22,5	6,0
20	16,0	21,4	13,2	5,8	17,6	22,3	13,2	6,2	18,4	22,6	13,2	6,2	18,8	13,2	23,3	6,2
21	16,5	22,0	13,8	6,0	18,0	23,0	13,8	6,4	18,8	23,3	13,8	6,4	19,2	13,8	24,0	6,4
22	16,9	22,6	14,4	6,2	18,3	23,6	14,4	6,6	19,2	24,0	14,4	6,6	19,5	14,4	24,6	6,6
23	17,3	23,4	15	6,3	18,7	24,3	15	6,7	19,5	24,7	15	6,7	19,9	15	25,3	6,7
24	17,7	24,1	15,7	6,4	19,0	25,0	15,7	6,9	19,8	25,4	15,7	6,9	20,2	15,7	26,0	6,9
25	18,1	24,9	16,4	6,6	19,4	25,7	16,4	7,1	20,2	26,1	16,4	7,1	20,6	16,4	26,7	7,1
26	18,5	25,7	17	6,7	19,8	26,4	17	7,2	20,6	26,8	17	7,2	21,0	17	27,4	7,2
27	18,9	26,4	17,7	6,9	20,2	27,2	17,7	7,4	20,9	27,6	17,7	7,4	21,4	17,7	28,2	7,4
28	19,3	27,1	18,6	7,1	20,7	28,1	18,6	7,6	21,2	28,4	18,6	7,6	21,9	18,6	29,1	7,6
29	19,7	27,9	19,3	7,3	21,1	28,9	19,3	7,8	21,6	29,2	19,3	7,8	22,3	19,3	29,9	7,8
30	20,1	28,6	20	7,4	21,6	29,7	20	7,9	22,1	30,0	20	7,9	22,8	20	30,7	7,9
31	20,6	29,2	20,5	7,6	22,1	30,6	20,5	8,1	22,6	30,8	20,5	8,1	23,3	20,5	31,6	8,1
32	21,2	29,8	21,2	7,8	22,6	31,6	21,2	8,3	23,1	31,7	21,2	8,3	23,8	21,2	32,6	8,3
33	21,8	30,6	21,8	7,9	23,2	32,5	21,8	8,4	23,6	32,6	21,8	8,4	24,4	21,8	33,5	8,4
34	22,4	31,4	22,6	8,1	23,6	33,4	22,6	8,6	24,1	33,5	22,6	8,6	24,8	22,6	34,4	8,6
35	23,0	32,2	23,3	8,3	24,0	34,1	23,3	8,8	24,6	34,4	23,3	8,8	25,2	23,3	35,1	8,8
36	23,5	33,0	23,9	8,5	24,5	34,9	23,9	9,0	25,1	35,2	23,9	9,0	25,7	23,9	35,9	9,0
37	24,0	34,0	24,5	8,7	25,0	35,7	24,5	9,2	25,4	36,0	24,5	9,2	26,2	24,5	36,7	9,2
38	24,5	34,9	25,2	8,9	25,5	36,5	25,2	9,4	25,9	36,8	25,2	9,4	26,7	25,2	37,5	9,4
39	24,9	35,8	25,9	9,1	26,0	37,2	25,9	9,6	26,3	37,5	25,9	9,6	27,2	25,9	38,2	9,6
40	25,3	36,6	26,5	9,3	26,5	38,0	26,5	9,7	26,8	38,3	26,5	9,7	27,7	26,5	39,0	9,7
41	25,7	37,4	27,2	9,5	27,0	38,7	27,2	9,9	27,2	39,0	27,2	9,9	28,2	27,2	39,7	9,9
42	26,2	38,2	27,9	9,7	27,4	39,5	27,9	10,1	27,6	39,7	27,9	10,1	28,6	27,9	40,5	10,1
43	26,7	38,9	28,4	9,9	27,8	40,0	28,4	10,3	28,2	40,4	28,4	10,3	29,0	28,4	41,0	10,3
44	27,1	39,6	28,9	10,1	28,3	40,5	28,9	10,5	28,7	41,0	28,9	10,5	29,5	28,9	41,5	10,5
45	27,5	40,3	29,6	10,3	28,7	41,0	29,6	10,6	29,5	41,5	29,6	10,6	29,9	29,6	42,0	10,6
46	27,9	41,0	30,2	10,5	29,1	41,5	30,3	10,8	30,2	42,1	30,3	10,8	30,3	30,3	42,5	10,8
47	28,3	41,7	30,8	10,7	29,5	42,0	31	11,0	30,6	42,7	31	11,0	30,7	31	43,0	11,0
48	28,7	42,2	31,4	10,9	29,9	42,5	31,7	11,1	31,0	43,1	31,7	11,1	31,1	31,7	43,5	11,1
49	29,1	42,7	32	11,1	30,3	43,0	32,4	11,3	31,3	43,7	32,4	11,3	31,5	32,4	44,0	11,3
50	29,5	43,2	32,6	11,3	30,7	43,5	33,1	11,4	31,6	44,2	33,1	11,4	31,9	33,1	44,5	11,4



support shoes													mult-support shoes			
shoe size	TN 2				TN 4				TN 6				ST3			
	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)	ball circumference (cm)	heel circumference (cm)	length	ball width (cm)
18																
19																
20																
21																
22																
23	16,9	22,0	15	6,2	17,7	22,6	15	6,4	18,5	23,0	15	6,4				
24	17,3	22,7	15,7	6,3	18,1	23,3	15,7	6,5	18,9	23,6	15,7	6,5				
25	17,6	23,3	16,4	6,5	18,4	23,9	16,4	6,7	19,2	24,1	16,4	6,7				
26	17,9	23,9	17	6,6	18,7	24,5	17	6,8	19,5	24,7	17	6,8				
27	18,2	24,5	17,7	6,8	19,0	25,1	17,7	7,0	19,9	25,3	17,7	7,0				
28	18,5	25,2	18,6	7,0	19,5	25,8	18,6	7,2	20,3	26,0	18,6	7,2				
29	19,0	25,8	19,3	7,2	20,0	26,4	19,3	7,4	20,7	26,8	19,3	7,4				
30	19,4	26,4	20	7,3	20,4	27,0	20	7,5	21,2	27,4	20	7,5				
31	19,9	27,1	20,5	7,5	20,9	27,6	20,5	7,7	21,7	28,0	20,5	7,7				
32	20,4	27,9	21,2	7,7	21,4	28,4	21,2	7,9	22,1	28,8	21,2	7,9				
33	21,2	28,5	21,8	7,8	22,2	29,2	21,8	8,0	22,7	29,6	21,8	8,0				
34	21,6	29,3	22,6	8,0	22,6	30,0	22,6	8,2	23,2	30,4	22,6	8,2				
35	22,0	30,0	23,3	8,2	23,0	30,8	23,3	8,4	23,6	31,2	23,3	8,4				
36	22,5	30,8	23,9	8,4	23,5	31,6	23,9	8,6	24,1	32,0	23,9	8,6	24,0	31,3	23,9	8,6
37	23,0	31,6	24,5	8,6	24,0	32,4	24,5	8,8	24,6	32,9	24,5	8,8	24,4	32,0	24,5	8,8
38	23,7	32,4	25,2	8,8	24,7	33,2	25,2	9,0	25,1	33,7	25,2	9,0	24,8	32,7	25,2	9,0
39	24,2	33,2	25,9	9,0	25,2	34,0	25,9	9,2	25,7	34,5	25,9	9,2	25,2	33,5	25,9	9,2
40	24,8	34,0	26,5	9,2	25,8	34,8	26,5	9,4	26,3	35,3	26,5	9,4	25,7	34,2	26,5	9,4
41	25,3	34,8	27,2	9,4	26,3	35,6	27,2	9,6	26,7	36,1	27,2	9,6	26,2	35,0	27,2	9,6
42	25,8	35,6	27,9	9,6	26,8	36,4	27,8	9,8	27,2	37,0	27,8	9,8	26,6	35,7	27,8	9,8
43	26,5	36,5	28,4	9,8	27,3	37,2	28,4	10,1					27,1	36,4	28,4	10,1
44	27,1	37,4	28,9	10,0	27,8	38,0	29	10,3					27,6	37,2	29	10,3
45	27,5	38,3	29,6	10,2	28,3	38,8	29,6	10,5					28,2	37,9	29,6	10,5
46	27,9	39,2	30,2	10,4	28,8	39,6	30,3	10,7					28,8	38,7	30,3	10,7
47	28,3	40,1	30,8	10,6	29,3	40,4	31	10,9					29,4	39,4	31	10,9

