

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 24V, 75Ah:

Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου 24V, 75Ah είναι εγκατεστημένη στη θέση της τυπικής μπαταρίας. Το αναπηρικό αμαξίδιο Caterwil GTS με αυτή την επιλογή έχει αυτονομία 40 km ή 1500 βήματα. Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση. Μπορεί να εγκατασταθεί ανεξάρτητα.



Διαχωριστικό μαξιλάρι

Τοποθετείται μεταξύ των ποδιών και βοηθά στη διατήρηση της λεκάνης στη σωστή θέση. Είναι ρυθμιζόμενο από μπροστά προς τα πίσω. Κατάλληλο για άτομα με εγκεφαλική παράλυση. Αυτή η επιλογή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή



Ζώνη 4 σημείων

Η ζώνη ασφαλείας 4 σημείων είναι μια καλή επιλογή για πλήρη συγκράτηση του σώματος.

Είναι απαραίτητη για χρήστες που έχουν δυσκολία να στηρίξουν το βάρος του σώματός τους. Η ζώνη ασφαλείας κρατά επίσης τον οδηγό στη θέση του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Αυτή η επιλογή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή.



Διπλό σύστημα τηλεχειρισμού από συνοδό

Όταν επιλεγεί αυτή η επιλογή, το αναπηρικό αμαξίδιο είναι εξοπλισμένο με μια επιπλέον θύρα για τη σύνδεση ενός δεύτερου τηλεχειριστηρίου. Ο ελεγκτής, με ένα χειριστήριο, είναι τοποθετημένος σε ένα ειδικό βραχίονα στο τιμόνι του συνοδού. Η προτεραιότητα ελέγχου καθορίζεται πατώντας ένα κουμπί μετά την ενεργοποίηση, ενώ το δεύτερο τηλεχειριστήριο παραμένει ανενεργό. Όταν επιλεγεί αυτή η επιλογή, ο βασικός ελεγκτής μπορεί να είναι είτε τυπικός είτε με οθόνη LCD. Ο προαιρετικός ελεγκτής συνοδού διατίθεται μόνο με τον τυπικό σχεδιασμό. Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από τον κατασκευαστή.



Φορτιστής αυτοκινήτου

Ο φορτιστής αυτοκινήτου σου επιτρέπει να φορτίζεις το αναπηρικό σου καροτσάκι χρησιμοποιώντας την πρίζα του αυτοκινήτου. Με αυτή την επιλογή, δεν χρειάζεται να ανησυχείς ότι θα μείνεις από μπαταρία όταν είσαι έξω. Μπορείς πάντα να το φορτίζεις από το αυτοκίνητο και να φτάνεις στον προορισμό σου. Για να το φορτίσεις, απλά σύνδεσε το ένα άκρο του φορτιστή στην πρίζα του αναπηρικού καροτσιού και το άλλο στην πρίζα του αναπτήρα του αυτοκινήτου σου. Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση



Τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD Φορτιστής αυτοκινήτου

Το τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD μοιάζει με το ταμπλό ενός αυτοκινήτου πολυτελείας. Η κονσόλα εμφανίζει πληροφορίες όπως την τρέχουσα ταχύτητα, το επίπεδο φόρτισης κάθε κινητήρα, το ποσοστό της υπολειπόμενης φόρτισης, την απόσταση που έχει διανυθεί, τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει η αναπηρική καρέκλα, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, την ατμοσφαιρική πίεση, την κλίση και την περιστροφή της αναπηρικής καρέκλας, το ρολόι και πολλά άλλα. Η κονσόλα υποστηρίζει πολλές γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, γαλλικά και ρωσικά). Με το τηλεχειριστήριο, μπορείτε να χειρίζεστε όλες τις λειτουργίες του αναπηρικού αμαξιδίου, να ρυθμίζετε την ευαισθησία του χειριστηρίου, να αλλάζετε τις λειτουργίες των φώτων, να ρυθμίζετε τους ήχους των σημάτων και να ορίζετε την ώρα. Αυτή η ρύθμιση δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση.



Καθρέπτης οπισθοπορείας

Ο καθρέπτης οπισθοπορείας είναι χρήσιμος κατά την οδήγηση στο δρόμο. Βοηθά επίσης στον προσανατολισμό κατά την ανάβαση σκαλοπατιών. Αυτή η επιλογή δεν απαιτεί ειδική εγκατάσταση.



Ζώνη ασφαλείας

Η ζώνη ασφαλείας θα συγκρατεί με ασφάλεια τον οδηγό στο κάθισμα. Αυτή η επιλογή μπορεί να διαμορφωθεί μόνο από τον κατασκευαστή.



Μαξιλάρια στήριξης

Η στήριξη του σώματος είναι σημαντική για τους οδηγούς που έχουν δυσκολία να στηρίξουν το βάρος του σώματός τους. Με τη ρύθμιση της στήριξης, ο οδηγός στερεώνεται με ασφάλεια στο κάθισμα και διαθέτει ένα επιπλέον πλαϊνό υποπόδιο. Αυτή η επιλογή μπορεί να εγκατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή.



Σύστημα προγραμματισμού για αναβάθμιση

Όταν επιλέγετε αυτήν την επιλογή, το αναπηρικό αμαξίδιο περιλαμβάνει μια ειδική θύρα για τη σύνδεση του προγραμματιστή. Η εγκατάσταση του ενημερωμένου λογισμικού θα βελτιώσει τις υπάρχουσες λειτουργίες και θα ξεκλειδώσει νέες.



