

Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου με Οξυμετρία CONTEC

Κωδ. 0803871

Διαστάσεις: 130 mm(Μ) X 110 mm(Π) X 80 mm(Υ)
Βάρος: περίπου 300gr (χωρίς μπαταρίες)

Χαρακτηριστικά:

- Έγχρωμη οθόνη LCD 2.8"
- Εύρος πίεσης περιχειρίδας: 0-297 mmHg
- Εύρος μέτρησης αρτηριακής πίεσης:
 - Ενήλικες: SYS:30-270 mmHg, DIA:10-220 mmHg
 - Παιδιατρική: SYS:30-235 mmHg, DIA:10-195 mmHg
 - Νεογνική: SYS:30-135 mmHg, DIA:10-100 mmHg
- Εύρος μέτρησης σφυγμού: 40-240bpm
- Όριο πίεσης ασφαλείας:
 - Ενήλικες: 295±5 mmHg
 - Παιδιατρική: 240±5 mmHg
 - Νεογνική: 145±5 mmHg
- Ανάλυση μέτρησης: Πίεση: 1 mmHg,
Σφυγμού: 1bpm
- Ακρίβεια μέτρησης: Πίεση: ±3 mmHg,
Σφυγμού: ±5bpm
- Θερμοκρασία λειτουργίας: 5-40°C
- Δυνατότητα αλλαγής ορίων αρτηριακής πίεσης και οξυμετρίας
- Δυνατότητα ενεργοποίησης ηχητικού συναγερμού υπέρβασης ορίων
- Ατμοσφαιρική πίεση λειτουργίας: 700hPa - 1060Hpa
- Περιβάλλον αποθήκευσης: Θερμοκρασία: -20 έως +55°C, Υγρασία ≤ 95%
- Τροφοδοσία: 4 αλκαλικές μπαταρίες AA, (τροφοδοτικό 110-240V προαιρετικός)
- Κατανάλωση ρεύματος: ≤ 600mA
- Στεγανοποίηση: IP22
- Αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης



Το πιεσόμετρο εφαρμόζεται για τη μέτρηση της μη επεμβατικής αρτηριακής πίεσης και της οξυμετρίας SpO2 του ανθρώπου (ενήλικες, παιδιά, νεογνά). Κάθε μέτρηση περιλαμβάνει λεπτομερή χρόνο μέτρησης, συστολική πίεση, διαστολική πίεση, μέση πίεση και ρυθμό σφυγμών.





Περιεχόμενα Συσκευασίας:

- Περιχειρίδα ενηλίκων
- 4 x Αλκαλικές Μπαταρίες AA
- Καλώδιο USB για μεταφορά δεδομένων
- Θήκη μεταφοράς
- Εγχειρίδιο χρήσης
- 0803872 Αισθητήρας SpO₂ ενηλίκων



Αξεσουάρ

- 0803872 Αισθητήρας SpO₂ ενηλίκων
- 0803873 Αισθητήρας SpO₂ παιδικός
- 0803874 Αισθητήρας SpO₂ νεογνών
- 0803875 Περιχειρίδα ενηλίκων (22-43 cm)
- 0803876 Περιχειρίδα νεογνού (6-11 cm)
- 0803877 Περιχειρίδα βρέφους (10-19 cm)
- 0803878 Περιχειρίδα παιδική (18-26 cm)
- 0803879 Τροφοδοτικό

2έτη
εγγύηση

