

Το καλύτερο έγινε κορυφαίο.

Το μέλλον είναι εδώ με ένα τεράστιο άλμα στο σχεδιασμό. Το Elite X είναι ο τέλειος συνδυασμός τεχνολογίας και υλικών. Ο πρωτοποριακός άξονας του αμαξιδίου στο κέντρο είναι κατασκευασμένος από ανθρακονήματα καθιστώντας το αμαξίδιο πιο άκαμπτο και ελαφρύτερο. Ο σχεδιασμός του πλαισίου τύπου TRI-FRAME κατανέμει ορθά την ενέργεια κατά την διάρκεια του παιχνιδιού.

Με την τελειότητα στην απόδοση και στην απόκριση που έχει το Elite X, σίγουρα δεν θα σας προδώσει ποτέ !

- Κεντρικός άξονας από Carbon
- Σκελετός Tri-Frame
- Εργονομικό κάθισμα και πλάτη
- Επιλογές σκελετού
- Δεσίματα που σας κρατούν ασφαλείς
- Τεχνολογία "Airtech Sport"
- Επιλογές εξατομίκευσης



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευάζετε στις διαστάσεις του σώματος σου.
- Για παίχτες όλων των κατατάξεων.
- Ενδείκνυται για επαγγελματίες αλλά και για ημιεπαγγελματίες παίχτες.
- Σκελετός από αλουμίνιο αεροναυπηγικής 7020.
- Στιβαρός ίσιος κεντρικός άξονας με διάμετρο 45mm.
- Βάρος αμαξιδίου από 8,7 Kg.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 125 Kg.



Επιδόσεις

- Άξονας από ανθρακονήματα.
- Πλαϊνά από ανθρακονήματα (upgrade option).
- Σχεδιασμός σκελετού TRI -FRAME.
- Κεραμικά ρουλεμάν (upgrade option).
- Πόρπες και συνδέσμοι από Τιτάνιο.
- Βελτιστοποιημένη βιομηχανική για μέγιστη ισχύ και αποτελεσματικότητα.
- Θέση καθίσματος κατάλληλη ανάλογα με την θέση παιχνιδιού.

