

# EMPULSE F55

## Εξερευνήστε τον κόσμο.

Το Empulse F55 εκμηδενίζει τις αποστάσεις και σάς επιτρέπει να εξερευνήσετε κόσμους που παλιά ήταν απρόσιτοι.

Η έκδοση τροχού 14" αυξάνει την άνεση της οδήγησης σας, ειδικά σε πιο δύσκολα εδάφη. Μεγαλύτερο, πιο σταθερό και προσανατολισμένο και στο offroad.

- Ισχυρός ηλεκτροκινητήρας χωρίς ψήκτρες.
- Ταιριάζει εύκολα σε όλα τα γνωστά χειροκίνητα αναπηρικά αμαξίδια.
- Έξυπνα σχεδιασμένο για να σας προσφέρει επιπλέον ανεξαρτησία και ανεμελιά.
- Μεταφέρετε εύκολα χάρη στο αναδιπλούμενο πλαίσιο του.



- Ρυθμιζόμενο. Η γωνία και το ύψος του Empulse F55 μπορούν να ρυθμιστούν.
- Η ευανάγνωστη οθόνη εμφανίζει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.
- Το Empulse F55 διαθέτει μπαταρία Li-Ion χωρητικότητας 8,1 Ah για αυτονομία έως και 25 χλμ.
- Κουμπώνει πανεύκολα. Το Empulse F55 είναι εξαιρετικά συμπαγές και εύκολο στη σύνδεση, ώστε να μπορείτε να αναβαθμίσετε το αναπηρικό σας καροτσάκι με αυτή την επιπλέον ισχύ όποτε χρειάζεται.



Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Εμπρός πλάτος σκελετού αμαξιδίου	260-480 mm
Μέγεθος τροχού	14"
Χρώματα	Μαύρο, Κόκκινο, Μπλε, Πορτοκαλί
Αυτονομία	25 Km
Ταχύτητα	15 Km/h
Μπαταρία	Λιθίου 36V 8.1Ah
Μέγιστη κλίση ανάβασης	11%
Βάρος με μπαταρίες	13Kg
Μέγιστο βάρος χρήστη	110 Kg