

# NITRUM

**Το ελαφρύτερο Quickie στην κατηγορία του με καινοτόμα χαρακτηριστικά.**

Σχεδιασμένο με ακρίβεια ώστε να μετατρέπει την ενέργειά σας σε κίνηση. Προχωρήσετε πιο μακριά, πιο γρήγορα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προορίζεται για χρήστες που αναζητούν απαράμιλλη οδηγική απόδοση, καινοτόμες λεπτομέρειες και μεγάλη ποικιλία επιλογών για την τέλεια εφαρμογή.

**Εξαιρετική απόκριση για κίνηση χωρίς απώλειες ενέργειας.**

- Μοναδικός πατενταρισμένος οβάλ σωλήνας σκελετού.
- Κατασκευασμένο από υψηλής αντοχής αλουμίνιο 7020.
- Συγκολλημένο στο χέρι.
- Εξαιρετικά άκαμπτο στήριγμα πλάτης από σφυρήλατο αλουμίνιο.

**Τέλεια εφαρμογή για ΚΑΘΕ σώμα.**

Η θέση καθίσματος του σώματος είναι ζωτικής σημασίας για την αποτελεσματικότητα της κίνησης. Όταν το βάρος σας δεν ισορροπεί σωστά, ο χειρισμός του αμαξιδίου σας δυσκολεύει. Γι' αυτό το NITRUM διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα μεγεθών και προσαρμογών στην κατηγορία του, ώστε να μπορείτε να επιτύχετε την τέλεια εφαρμογή.



Τεχνικά χαρακτηριστικά	
Πλάτος Καθίσματος	320-500 mm
Βάθος καθίσματος	340-500 mm
Εμπρός ύψος	430-570 mm
Πίσω ύψος	370-500 mm
Υψος πλάτης	250-450 mm
Κλίση πλάτης	-17,5° - 10°
Χρώματα	32
Μέγιστο βάρος χρήστη	125 Kg
Βάρος αμαξιδίου	7,5 Kg