

QUICKIE F35R2



Το πιο φιλικό πτυσσόμενο ηλεκτρικό αναπηρικό αμαξίδιο.

Το QUICKIE F35 R2 με τα φιλικά προς τον χρήστη χαρακτηριστικά, είναι εξαιρετική επιλογή για εκείνους που απαιτούν βασική ηλεκτρική κινητικότητα και φορητότητα.

Έχει σχεδιαστεί ώστε να προσφέρει άνεση, ασφάλεια και προσβασιμότητα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.



Περιστρεφόμενα και προσθαιρούμενα υποπόδια.



Συμπαγής αναδίπλωση. Αφαιρούμενες μπαταρίες και πλάτη για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση.

Τεχνικά χαρακτηριστικά			
Πλάτος	60 cm	Αυτονομία	25 km
Μήκος	105 cm	Ταχύτητα	6 Km/h
Μήκος χωρίς υποπόδια	86 cm	Μπαταρίες	50 Amp
Πλάτος καθίσματος	43 cm έως 52 cm	Κλίση ανάβασης	10°
Βάθος καθίσματος	43 cm	Ηλεκτρονικά	VR2
Υψος καθίσματος	50 cm	Ελάχιστο βάρος	67,1 Kg
Κλίση καθίσματος	0° - 6°	Μέγιστο Βάρος Χρήστη	120 Kg
Υψος πλάτης	42,5 cm		
Κλίση πλάτης	8°		
Υψος υποβραχιονίων	18 έως 30 cm		



Ρυθμιζόμενα υποβραχιόνια.