

Absender

Fax: 07261-7351-10

Versandadresse

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH
 Jahnstraße 16
 74889 Sinsheim
Telefon: 07261-7351-0
 info@berollka.de
 www.berollka.de



Com.:

☐ Bestellung☐ Kostenvoranschlag

*Όλες οι αναγραφόμενες τιμές δεν
 περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα και Φ.Π.Α

Preise gültig ab 01.01.2020

Racer

Sitzschalenfahrgestell mit kurzem Rahmen

Grundausstattung:

- kurzer Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
- Lenkräder
- Schiebebogen, winkelverstellbar, höhenverstellbar und abklappbar
- Antriebsräder mit Trommelbremse (und Sturz)

Belastbarkeit bis 90kg

Benutzergewicht + Sitzschale: _____ kg

Hilfsmittelnummern:

Racer mit 12"-Räder	26.99.01.1026
Racer mit Antriebsräder und Greifring	26.99.01.1058 NEU
Racer mit Antriebsräder und Greifring	26.99.01.3018 ALT

Grundmaße

maximale
Schalenbreite

Rahmen	Rahmenrohr	Sitzrahmenbreite B	Rahmenbreite vorne A	Rahmenbreite hinten C	Breite zwischen Räder D	Gesamtbreite E
Rahmen Gr. 0 ☐ Code U5000	30mm	26 cm	44 cm	34 cm	37,5 cm 40,5cm*	55,5 cm 52cm*
Rahmen Gr. 1 ☐ Code U5001	30mm	32 cm	50 cm	40 cm	43,5 cm 46,5cm*	61,5 cm 58cm*
Rahmen * Gr. 2 ☐ Code U5002	30mm	38 cm	56 cm	46 cm	49,5 cm 52,5cm*	67,5 cm 64cm*

* Hinweis: für Größe 2 empfehlen wir den Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für die Sitzkantung zu wählen (siehe CODE U5008) !!!

* ohne Radabdeckung und ohne Sturz

* Breite mit 12" Rad

Rahmenfarben

- ☐ 06 dormantrot
- ☐ 16 RAL 5002 ultramarinblau
- ☐ 17 dormantblau
- ☐ 19 silber metallic
- ☐ 20 anthrazit metallic
- ☐ 22 RAL 9011 graphitschwarz
- ☐ 23 RAL 9005 tiefschwarz
- ☐ 24 RAL 1028 melonengelb
- ☐ 25 RAL 9010 reinweiß
- ☐ 27 mandarin met. glanz
- ☐ 40 rotmetallic
- ☐ 45 RAL 6018 gelbgrün met.
- ☐ 46 RAL 9023 peridunkelgrau
- ☐ 53 dormant cassis glanz
- ☐ 58 satin schwarz
- ☐ 59 atlantic blau
- ☐ 60 mojito grün

met. = metallisiert

Materialbedingt
sind
Farbabweichungen
möglich

Edition "Duo-Color"

Farbe 1: _____
 - Sitzrahmen
 - Fußbretthalter
 - Fußbrett

Farbe 2: _____
 - Rahmen
 - Gasfederquerstange
 - Rücken unten
 - Handbogen oben

Code U5005

☐ MP 60,- €

Kippwinkel Sitz
-10 bis 30°

Neigung Rücken
mit Gasdruckfeder
90 bis 120°

Gewicht:
 ab 11 kg (ohne Antriebsräder)
 ab 14 kg (mit Antriebsräder 24")


min. Sitzhöhe
mit Antriebsrad
 12" u. 20" **42 cm**
 22" **43 cm**
 24" **44 cm**

bzgl. Sitzrahmen
(Trapezadapter +2cm)


Sitz um 9cm
höhenverstellbar

Technische Daten






H Gesamthöhe: 95 - 117cm*
 L Gesamtlänge: 70 - 80cm
 T Sitztiefe: Größe 0 = 32cm
 Größe 1 / 2 = 35cm








* je nach Handbogen-/Rückenwinkel und Radgröße





Rahmenzubehör

Ankippbügel mit Adapter  ☐ rechts ☐ links Code U5011 ☐ Stück 70,- €	Kippsicherung mit Adapter  ☐ rechts ☐ links Code U5012 ☐ Stück 122,- €	Armlehnenhalter mit Armpolster am Rückenrohr befestigt  (Armpolster hochschwenkbar) Code U5046 ☐ Paar 240,- €	Armlehnen höhenverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale  ☐ Armp. lang ☐ Armp. kurz Code U5048 (Selbstmontage an Sitzschale) ☐ Paar 176,- €	Armlehnen kurz höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale  Code U5047 (Selbstmontage an Sitzschale) ☐ Paar 220,- €
--	---	---	--	--



Fußbrett

Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel verstellbar  Code U5022 ☐ Stück 244,- €	Fußbrett durchgehend Kniewinkel mit Zahnsegmente, verstellbar  Code U5023 ☐ Stück 302,- €	FB winkeleinst. zusätzliches Gelenk für Fußwinkel winkel-einstellbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U5022 u. U5023)  Code U5028 ☐ St. MP 85,- €	FB hochklappbar Fußwinkel für FB hochklappbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U5022 u. U5023)  Code U725 (nicht in Kombination mit CODE U5028) ☐ St. MP 145,- €	Fußbrett Alu-Profil durchgehend, mit Fußbretthalter am Sitzrohr winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar  Code U5026 * Hinweis: nur bei höhere Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder) ☐ Stück 312,- €	Fußbretthalter hochschwenkbar, nur in Kombination mit CODE U5026 oder U5027 zusätzliches Zahnsegment  Code U5029 ☐ Paar MP 160,- €
--	--	---	---	--	--

Fußbrett





Spastikerverriegelung für Fußbrett hochklappbar für CODE U725 ☐ Code U725S durchgehend für CODE U5026 ☐ Code U5024 geteilt für CODE U5027 ☐ Code U723 MP 60,- € MP 70,- € MP 120,- €	Fußbrett geteilt mit Fußbretthalter am Sitzrohr Winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar  USL von Oberkante Sitzrahmen bis Fußbrett ☐ USL 15 - 32cm (FB-Halter standard im Rahmen montiert) ☐ USL 30 - 40cm* (FB-Halter lang mit FB-Bügel) * Hinweis: nur bei höhere Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder) Code U5027 ☐ Paar 332,- €	Fußbrett durchgehend Flach-Profil Zahnsegment-Kniewinkel  Code U7025 ☐ Stück 308,- €	Fußbrett geteilt Flach-Profil Zahnsegment-Kniewinkel  Code U7026 ☐ Paar 390,- €	Fersenkante für Fußbrett geteilt für CODE U7026 ☐ Paar Code U7028 für Fußbrett durchgehend für CODE U7025, U5022, U5023 ☐ Stück Code U7027 je 112,- €	Wadenplatten (Polster) für Fußbrett geteilt für CODE U7026 ☐ Paar Code U7023 für Fußbrett durchgehend für CODE U7025, U5022, U5023 ☐ Stück Code U7022 je 120,- €
--	--	---	--	---	--

Rücken

Rücken mit Handbogen höhenverstellbar und abklappbar ohne Einhandbremsgriff (2 einzelne Bremsgriffe) ☐ Handbogen U-Form bei Größe 2 = standard ☐ Handbogen Trapezform bei Größe 0 u. 1 = standard Code U5044 Standard	Rücken mit einzelnen Schiebegriffen, höhenverstellbar (2 einzelne Bremsgriffe)  ☐ Code U5040	Rückenrohre 10cm höher ☐ Code U5045 MP 88,- €	Rückenführung mittig mit Gabelkopf für Sitzschale  Code U5042 St. 228,- €	Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschale  ☐ Code U742R mit Code U5040 nicht möglich!! ☐ Code U742RW mit Code U5040 nicht möglich!! St. 232,- € St. 252,- €	Rückenneigung fest einstellbar, ohne Gasdruckfederverstellung ☐ Code U5043 ohne MP	Rücken mit 2 Gasdruckfedern für Rückenwinkelverstellung # Sonderoption # für Größe 2 ☐ Code U5041 Set MP 394,- €
--	--	--	---	--	---	---


Adapter

Sitz

Trapezadapter für Sitzschale 2-teilig  Code U5031 ☐ Satz 270,- €	Trapezadapter-oberteil Kunststoff (an Sitzschale)  Code U5032 ☐ Stück 110,- €	Trapezadapter-unterteil Alu (am Untergestell)  Code U5033 ☐ Stück 160,- €	HC-Trapezadapter für Sitzschale, 2-teilig Ober- und Unterteil aus Alu  Code U5039 ☐ Satz 354,- €	Sitz 10cm länger Sitzrahmen lang (nach vorne)  Code U5034 ☐ Satz MP 158,- €	Sitzverlängerung 7cm (nach hinten) Nicht bei Scalarmobil  Code U5035 ☐ Satz MP 148,- €	Sitz-Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für Sitzkantelung ## Sonderoption ## für Größe 2 Code U5008 ☐ Satz MP 484,- €
---	--	--	---	--	--	---

Summe

Fußbrett abschwenkbar vom Rollstuhl SPRINT im Sonderbau möglich !!

Antriebsrad					
Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und luftbereift (mit Bedienung für Begleitperson) ☐ 12 Zoll Code U5061 ohne Greifringe / mit Schraubachse ☐ 20 Zoll Code U5062 nur mit 140mm Lenkrad möglich ☐ 22 Zoll Code U5063 ☐ 24 Zoll Code U5064	Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und pannensicherer Bereifung (mit Bedienung für Begleitperson) ☐ 20 Zoll Code U5067 ☐ 22 Zoll Code U5068 ☐ 24 Zoll Code U5069	Radsturz für Antriebsrad 20", 22" u. 24" ☐ 0° standard ☐ 4° * ☐ 7° * * nicht bei: - Halterung für Scalamobil - Radstandsverlängerung	Radabdeckung aus Kunststoff (mit Halterung und Verstärkungsplatten)  (für Antriebsrad 20", 22" oder 24") Code U5079	Radabdeckung Alu Kleiderschutz rund farbig beschichtet (mit Halterung)  Code U5076	Radabdeckung aus PC-Carbon (Kleiderschutz mit Halterung) (für Antriebsrad OFF-ROAD 24")  Code U776PC
Standard			☐ Paar 228,- €	☐ Paar 320,- €	☐ Paar 248,- €

Antriebsrad					
SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring ☐ 22 Zoll Code U7602 ☐ 24 Zoll Code U7604 nur in Kombination mit Antriebsrad CODE U5063, U5064, U5068 oder U5069	"Black Edition" Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und schwarzer Bereifung Marathon Plus Evolution ☐ 22"x1 Luft Code U763S ☐ 24"x1 Luft Code U764S	Speichenschutz transparent  ☐ 20 Zoll Code U5070 ☐ 22 Zoll Code U5071 ☐ 24 Zoll Code U5072	Greifringüberzug schwarz  ☐ 20" Code U5094 ☐ 22" Code U5095 ☐ 24" Code U5096	Radstandsverlängerung um 9cm (in Kombination mit Scalamobil nicht möglich) Code U5077	Informationen und Preise zu weiteren Speicherschutzmotiven entnehmen Sie bitte dem Zusatzblatt Speicherschutz
☐ Paar MP 60,- €	☐ Paar MP 95,- €	☐ Paar 156,- €	☐ Paar 108,- €	☐ Paar 140,- €	

Antriebsrad	Zubehör
Antriebsrad 24" mit OFF-ROAD-Bereifung (mit Sonderfelgengröße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz anstatt die normalen Antriebsräder -> nur in Kombination mit U5064 II!!! ☐ OFF ROAD 24" x 1,75 (47-507) Mountainbike Profil ☐ BIG BEN 24" x 2,35 (55-507) feines Profil (Ballon-Reifen) Code U759 Hinweis: nur mit 0° Radsturz möglich II	Antriebsrad OFF-ROAD 24" zusätzlich (Sonderfelgengröße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz und mit Steckachse zusätzlich zu den normalen Antriebsrädern 24" (als Wechselräder) ☐ Code U759BA OFF ROAD 24" x 1,75 (47-507) Mountainbike Profil ☐ Code U759BB BIG BEN 24" x 2,35 (55-507) feines Profil (Ballon-Reifen) Hinweis: nur mit 0° Radsturz möglich II
☐ Paar MP 288,- €	☐ Paar 688,- €

Zubehör	
Kraftknotensystem zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Untergestell und Montage an das Untergestell  CRASH TESTED Code U5097 Hinweis: nicht in Kombination mit E-Fix	☐ Satz Nettopreis 430,- €

Lenkrad	Zubehör	Bremse
Lenkrad mit Schraubachse ☐ 140mm schwarz soft (Vg.) Code U5081S ☐ 140mm soft (Vollgummi) Code U5081 ☐ 6 Zoll Vollgummi * Code U5084 ☐ 6 Zoll luftbereift * Code U5083 ☐ 7 Zoll luftbereift * Code U5082 ☐ 7 Zoll Vollgummi * Code U5088 *6 Zoll oder 7 Zoll nicht bei 20" und 22" Antriebsrad	Halterung für Scalamobil nur bei 24"-Antriebsrädern # ab Größe 1 Code U5009 (Kombination mit Ankippbügel, Kippsicherung und Sitzverlängerung 7cm nach hinten nicht möglich II)	Feststellbremse für Antriebsrad  ☐ 20 Zoll Code U5091 ☐ 22 Zoll Code U5092 ☐ 24 Zoll Code U5093
Standard	☐ Satz 260,- €	Bremshebel verlängerung, abklappbar  Code U5078 ☐ Paar 60,- €
	☐ Paar MP 140,- €	

Racer Fahrgestell für Sitzschalen		Grundpreis	€ 2170,-
Für alle Bestellungen gelten die umseitig abgedruckten AGB.		Summe Mehrpreise	€
		Verpackung/Frachtkostenanteil	€ siehe KV oder AB
		Summe	€
		Ges. MwSt.	€
		Gesamtsumme	€
Besteller / Ansprechpartner	Telefon		

Achtung: Scalamobil-Anbau: Radstandsverlängerung, Ankippbügel, Kippsicherung und Sitzverlängerung 7cm nach hinten nicht möglich III

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expresssendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und -nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschuß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.