

Absender

Fax: 07261-7351-10

Versandadresse

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH
 Jahnstraße 16
 74889 Sinsheim
Telefon: 07261-7351-0
 info@berollka.de
 www.berollka.de



Com.:

- ☐ Bestellung
☐ Kostenvoranschlag

Grundpreis 1780,- €

Preise gültig ab 01.01.2020

Cruiser

Sitzschalenfahrgestell
 für den Außen- und Innenbereich



Όλες οι αναγραφόμενες τιμές δεν
 περιλαμβάνουν μεταφορικά έξοδα και Φ.Π.Α

Hilfsmittelnummer 26.99.01.1048

Grundausrüstung:

- Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
- Schiebebogen, winkelverstellbar, höhenverstellbar und abklappbar
- 140mm / 7" Lenkräder
- 12" Räder mit Trommelbremse

Belastbarkeit bis 90kg

Benutzergewicht + Sitzschale: _____ kg

Grundmaße

Cruiser Fahrgestell für Sitzschalen	Rahmen	Rahmenrohr	Sitzrahmenbreite A	Rahmenbreite vorne B	Gesamtbreite C
	Rahmen Gr. 1 ☐ Code U2401	25mm	38 cm	51 cm	53 cm
	Rahmen Gr. 2 ☐ Code U2402	25mm	44 cm	57 cm	59 cm

Rahmenfarben

Technische Daten

- ☐ 06 dormantrot
☐ 16 RAL 5002 ultramarinblau
☐ 17 dormantblau
☐ 19 silber metallic
☐ 20 anthrazit metallic
☐ 22 RAL 9011 graphitschwarz
☐ 23 RAL 9005 tiefschwarz
☐ 24 RAL 1028 melonengelb
☐ 25 RAL 9010 reinweiß
☐ 27 mandarin met. glanz
☐ 43 telemagenta met.
☐ 44 himmelblau met.
☐ 45 gelbgrün met.

met. = metallisiert

Materialbedingt sind
 Farbabweichungen möglich

Kippwinkel Sitz

-5 bis 30°

Gewicht

ab 12 kg



Neigung Rücken

90 bis 120°






min. Sitzhöhe

44 cm
 bzgl. Sitzrahmen
 (Trapezadapter +2cm)




- H** Gesamthöhe 95 - 114cm
L1 Gesamtlänge Räder max. 91,5cm
L2 Gesamtlänge mit Trapezbügel 101cm
L2 Gesamtlänge mit U-Bügel 95cm
T Sitztiefe 33 - 40cm







Rahmenzubehör

Ankippbügel ☐ rechts ☐ links  Code U2411 ☐ Stück 70,- €	Kippsicherung mit Adapter max. 2 Anbauteile möglich! ☐ rechts ☐ links  Code U2412 ☐ Stück 122,- €	Armlehnenhalter mit Armpolster am Rückenrohr befestigt  (Armpolster hochschwenkbar) Code U2446 ☐ Paar 240,- €	Armlehnen höhenverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale  ☐ Armp. lang ☐ Armp. kurz Code U2448 (Selbstmontage an Sitzschale) ☐ Paar 176,- €	Armlehnen kurz höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale  Code U2447 (Selbstmontage an Sitzschale) ☐ Paar 220,- €
--	---	---	--	--




Fußbrett

Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel (Lamellen) verstellbar  Fußbrett mit Fersenkante Code U2420 ☐ Stück 244,- €	Fußbrett durchgehend Kniewinkel mit Zahnsegmente, verstellbar  Fußbrett mit Fersenkante Code U2421 ☐ Stück 302,- €	Fußbrett winkleinstellbar zusätzliches Gelenk für Fußwinkel einstellbar (für Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel CODE U2420 u. U2421)  Code U2428 ☐ Stück MP 85,- €	Fußbrett hochklappbar Fußwinkel für Fußbrett hochklappbar (für Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel CODE U2420 und U2421)  Fußbrett ohne Fersenkante Code U2429 nicht in Kombination mit CODE U2428 ☐ Stück MP 145,- €	Spastikerverriegelung für Fußbrett U2429 hochklappbar (nur in Kombination mit CODE U2429 möglich) Code U2429S ☐ Satz MP 60,- €
---	--	--	--	---

Fußbrett




Fußbrett durchgehend Flach-Profil schwarz mit Zahnsegment-Kniewinkel Fußbrett ohne Fersenkante  Code U2422 ☐ Stück 308,- €	Fersenkante für Fußbrett durchgehend (schwarz)  Code U2422F ☐ Stück 112,- €	Fußbrett geteilt Flach-Profil schwarz mit Zahnsegment-Kniewinkel Fußbrett ohne Fersenkante  Code U2423 ☐ Paar 346,- €	Fußbrett farbig: für Fußbrett Flach-Profil für CODE U2422, U2423, U2425 oder CODE U2426 Farbe: _____ Code U2424 (Siehe Farben von Seite 1) ☐ MP 68,- €	Fußbrett geteilt mit FB-Halter abnehmbar, Flach-Profil schwarz ab Größe 1  Code U2425 ☐ Paar 346,- €	Fußbrett geteilt mit FB-Halter abnehmbar und hochschwenkbar, Flach-Profil schwarz ab Größe 1  Code U2426 ☐ Paar 572,- €
---	--	--	---	--	--

Rücken

Rücken mit Handbogen höhenverstellbar, winkelverstellbar und abklappbar (mit 2 einzelnen Bremsgriffen) ☐ Handbogen U-Form bei Größe 2 = standard ☐ Handbogen Trapezform bei Größe 1 = standard  Rückenwinkel: Rückenneigung stufenlos fest einstellbar 90° - 120° (ohne Gasdruckfeder) ☒ Code U2440 Standard ☐ St. MP 108,- €	Rückenwinkel mit Gasdruckfeder stufenlos von 90°-120° einstellbar Code U2441 ☐ Stück 232,- €	Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschalenrücken  Code U2442 ☐ Stück 252,- €	Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschalenrücken und winkelverstellbarem Halter  Code U2443 ☐ Stück 294,- €	Rückenführung PD mittig mit Führung für Sitzschalen mit einem physiologischem Drehpunkt  Code U2444 ☐ St. 60,- €	Kopfstützenaufnahme für Rückenführung PD mittig Code U2444KH ☐ St. 60,- €
---	---	---	---	---	--

Sitz


Adapter

Sitzplatte Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfeder Sitztiefe von 33 bis 40cm einstellbar  Code U2430 Standard ☐ St. MP 168,- €	Sitzplatte lang (+10) Sitzwinkelverstellung mit Gasdruckfeder Sitztiefe +10cm von 43 bis 50cm einstellbar  Code U2435 ☐ Satz 270,- €	Trapezadapter für Sitzschale 2-teilig  Code U2431 ☐ Stück 110,- €	Trapezadapteroberteil Kunststoff (an Sitzschale)  Code U2432 ☐ Stück 160,- €	Trapezadapterunterteil Alu (am Untergestell)  Code U2433 ☐ Satz 354,- €	HC-Trapezadapter für Sitzschale, 2-teilig Ober- und Unterteil aus Alu  Code U2439 ☐ Satz 354,- €
--	--	--	---	---	---

Summe

Antriebsrad			
Antriebsrad 12" mit Trommelbremse, Schraubachse und luftbereift (mit Bedienung für Begleitperson) 7-Speichen-Felge schwarz (graue Bereifung) Radsturz 0°		Antriebsrad 12" mit Trommelbremse Schraubachse und luftbereift mit schwarzer Decke (mit Bedienung für Begleitperson) 7-Speichen-Felge schwarz	
☐ 12 Zoll	Code U2460	☐ 12 Zoll schwarze Decke	Code U2461
ohne Greifringe / mit Schraubachse		ohne Greifringe / mit Schraubachse	
Standard		☐ Paar	MP 50,- €
		☐ 16 Zoll schwarze Decke	Code U2466
		Kombination mit CODE Lenkrad 7" ist nicht möglich!	
		☐ Paar	MP 238,- €

Lenkrad			
Lenkrad mit Design-Alu-Gabel und Schraubachse ☐ 140mm schwarz soft (Vg.) Code U2481S ☐ 140mm soft (Vollgummi) Code U2481 ☐ 6" Vollgummi Code U2484 ☐ 6" luftbereift Code U2483 ☐ 7" Vollgummi schmal Code U2485		Lenkrad mit Design-Alu-Gabel und Schraubachse 7" Vollgummi schmal schwarze Bereifung schwarz Kunststofffelge ☐ Code U2486	
		Soft-Lenkrad mit Design-Alu-Gabel und Schraubachse 6" Soft-Lenkrad schwarze Soft-Bereifung schwarz Kunststofffelge ☐ Code U2488	
		Design-Alu-Gabeln farbig pulverbeschichtet Farbe: _____ _____ Code U2498 (Siehe Farben von Seite 1)	
Standard		☐ Paar	MP 50,- €
		☐ Paar	MP 60,- €
		☐ Paar	MP 84,- €

Zubehör		Rückhaltesystem für Transport KFZ		
Zubehörbox (Behälter aus Alu, schwarz pulverbeschichtet)  Code U2490		Rückhaltesystem mit Ösen zum Transport des Untergestells im Auto nach ISO 7176-19 (Montagesatz für Untergestell) (ohne Beckengurt und ohne Schlossungen) Die Ösen eignen sich zum Schlaufen der Retraktorgurte oder zum Verwenden eines Hakensystems Code U4499  Zusätzlich benötigen Sie einen verlängerten Beckengurt und die passenden Retraktoren vom Fachhandel.		
Befestigungsbügel für in Zubehörbox  Code U2491		Beckengurt für Rückhaltesystem U4499 für den Anbau an die Retraktorgurte Beckengurt zur Verbindung der Person mit den Retraktorgurten Code U4498		
☐ Stück 564,- €		☐ Satz Nettopreis 230,- €		
☐ Stück 84,- €		Kraftknotensystem zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Untergestell und Montage an das Untergestell mit integriertem Beckengurt  Code U4497		
		☐ Stück Netto 70,- €		
		☐ Satz Netto 430,- €		

Bremse		Zubehör	
Feststellbremse für Antriebsrad 12" oder 16"			
Code U2493			
Hinweis: Kombination mit Intarsien Code U2495 nicht möglich!!			
☐ Paar	MP 144,- €		

	Intarsien aus Metall farbig pulverbeschichtet (in den Rahmen geclipst) Farbe: _____ _____ (Siehe Farben von Seite 1) Code U2495 Kombination mit Feststellbremse Code U2493 nicht möglich
☐ Set	288,- €

Cruiser Fahrgestell für Sitzschalen		Grundpreis	€ 1780,-
Für alle Bestellungen gelten die umseitig abgedruckten AGB.		Summe Mehrpreise	€
		Verpackung/Frachtkostenanteil	€ siehe KV oder AB
		Summe	€
		Ges. MwSt.	€
		Gesamtsumme	€
Besteller / Ansprechpartner	Telefon		

Bemerkung:

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluß

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und -nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nähteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschuß weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen – unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.