

EASY WAY PLUS



Είναι ελαφρύ και διπλώνει !

Το EASY WAY PLUS είναι ένα ελαφρύ ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο αλουμινίου ιδανικό για να το μεταφέρετε παντού.

Το ελάχιστο βάρος του και δύο ηλεκτροκινητήρες των 180W συμβάλλουν στην άνετη οδήγηση του. Παρόλο το μικρό του μέγεθος οι μεγάλοι του τροχοί εγγυούνται να μην κολλάτε πουθενά.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μήκος αμαξιδίου	105 cm	Εμπρός τροχοί	8" συμπαγής
Πλάτος αμαξιδίου	67 cm	Πίσω τροχοί	12" με αέρα
Ύψος αμαξιδίου	94 cm	Μπαταρία	20Ah
Πλάτος διπλωμένο	39 cm	Φορτιστής	24V
Μέγιστη ταχύτητα	7 Km/h	Κινητήρες	180W * 2
Αυτονομία	15 Km	Χειριστήριο	PG
Μέγιστο βάρος χρήστη	135 Kg	Βάρος αμαξιδίου	38Kgr / 31Kgr

