

Absender

Fax: 07261-7351-10

Versandadresse

Berollka-aktiv Rollstuhltechnik GmbH
 Jahnstraße 16
 74889 Sinsheim
Telefon: 07261-7351-0
 info@berollka.de
 www.berollka.de



Com.:

- Bestellung
 Kostenvoranschlag

Grundpreis 2170,- €

Preise gültig ab 01.01.2020

Racer

Sitzschalenfahrgestell mit kurzem Rahmen

Grundausrüstung:

- kurzer Starrer Aluminiumrahmen mit Abduktion
- Schiebepoden, winkelverstellbar, höhenverstellbar und abklappbar
- Lenkräder
- Antriebsräder mit Trommelbremse (und Sturz)

Hilfsmittelnummern:

Racer mit 12"-Räder	26.99.01.1026
Racer mit Antriebsräder und Greifring	26.99.01.1058 NEU
Racer mit Antriebsräder und Greifring	26.99.01.3018 ALT

Belastbarkeit bis 90kg

Benutzergewicht + Sitzschale: _____ kg

Grundmaße

maximale Schalenbreite

Rahmen	Rahmenrohr	Sitzrahmenbreite B	Rahmenbreite vorne A	Rahmenbreite hinten C	Breite zwischen Räder D	Gesamtbreite E
Rahmen Gr. 0 <input type="checkbox"/> Code U5000	30mm	26 cm	44 cm	34 cm	37,5 cm 40,5cm*	55,5 cm 52cm*
Rahmen Gr. 1 <input type="checkbox"/> Code U5001	30mm	32 cm	50 cm	40 cm	43,5 cm 46,5cm*	61,5 cm 58cm*
Rahmen * Gr. 2 <input type="checkbox"/> Code U5002	30mm	38 cm	56 cm	46 cm	49,5 cm 52,5cm*	67,5 cm 64cm*

* Hinweis: für Größe 2 empfehlen wir den Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für die Sitzkantung zu wählen (siehe CODE U5008) !!!

* ohne Radabdeckung und ohne Sturz

* Breite mit 12" Rad

Rahmenfarben

- 06 dormantrot
 - 16 RAL 5002 ultramarinblau
 - 17 dormantblau
 - 19 silber metallic
 - 20 anthrazit metallic
 - 22 RAL 9011 graphitschwarz
 - 23 RAL 9005 tiefschwarz
 - 24 RAL 1028 melonengelb
 - 25 RAL 9010 reinweiß
 - 27 mandarin met. glanz
 - 40 rotmetallic
 - 45 RAL 6018 gelbgrün met.
 - 46 RAL 9023 perldunkelgrau
 - 53 dormant cassis glanz
 - 58 satin schwarz
 - 59 atlantic blau
 - 60 mojito grün
- met. = metallisiert

Materialbedingt sind Farbabweichungen möglich

Edition "Duo-Color"

Farbe 1: _____
 - Sitzrahmen
 - Fußbretthalter
 - Fußbrett

Farbe 2: _____
 - Rahmen
 - Gasfederquerstange
 - Rücken unten
 - Handbogen oben

Code U5005

MP 60,- €

Technische Daten

Kippwinkel Sitz
-10 bis 30°

Neigung Rücken mit Gasdruckfeder
90 bis 120°



Gewicht:
 ab 11 kg (ohne Antriebsräder)
 ab 14 kg (mit Antriebsräder 24")

min. Sitzhöhe mit Antriebsrad
 12" u. 20" **42 cm**
 22" **43 cm**
 24" **44 cm**

bzgl. Sitzrahmen (Trapezadapter +2cm)

Sitz um 9cm höhenverstellbar

H Gesamthöhe: 95 - 117cm*
 L Gesamtlänge: 70 - 80cm
 T Sitztiefe: Größe 0 = 32cm
 Größe 1 / 2 = 35cm



* je nach Handbogen-/Rückenwinkel und Radgröße

Rahmenzubehör

Armlehnen

<p>Ankippbügel mit Adapter</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Code U5011</p>	<p>Kippsicherung mit Adapter</p> <p><input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> links</p> <p>Code U5012</p>	<p>Armlehnenhalter mit Armpolster am Rückenrohr befestigt</p> <p>(Armpolster hochschwenkbar)</p> <p>Code U5046</p>	<p>Armlehnen höhenverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale</p> <p><input type="checkbox"/> Armp. lang <input type="checkbox"/> Armp. kurz</p> <p>Code U5048 (Selbstmontage an Sitzschale)</p>	<p>Armlehnen kurz höhenverstellbar und winkelverstellbar mit Rasterung für Anbau an Sitzschale</p> <p>Code U5047 (Selbstmontage an Sitzschale)</p>
<input type="checkbox"/> Stück 70,- €	<input type="checkbox"/> Stück 122,- €	<input type="checkbox"/> Paar 240,- €	<input type="checkbox"/> Paar 176,- €	<input type="checkbox"/> Paar 220,- €

Fußbrett

<p>Fußbrett durchgehend mit Kniewinkel verstellbar</p> <p>Fußbrett mit Fersenkante</p> <p>Code U5022</p>	<p>Fußbrett durchgehend Kniewinkel mit Zahnsegmente, verstellbar</p> <p>Fußbrett mit Fersenkante</p> <p>Code U5023</p>	<p>FB winkeleinst. zusätzliches Gelenk für Fußwinkel winkel-einstellbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U5022 u. U5023)</p> <p>Code U5028</p>	<p>FB hochklappbar Fußwinkel für FB hochklappbar (für Fußbrett durchgehend, mit Kniewinkel CODE U5022 u. U5023)</p> <p>ab Größe 1</p> <p>Code U725 (nicht in Kombination mit CODE U5028)</p>	<p>Fußbrett Alu-Profil durchgehend, mit Fußbretthalter am Sitzrohr</p> <p>winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar</p> <p>USL von Oberkante Sitzrahmen bis Fußbrett</p> <p><input type="checkbox"/> USL 15 - 32cm (FB-Halter standard im Rahmen montiert)</p> <p><input type="checkbox"/> USL 30 - 40cm* (FB-Halter lang mit FB-Bügelrohr)</p> <p>ab Größe 1</p> <p>Code U5026 * Hinweis: nur bei höhere Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder)</p>	<p>Fußbretthalter hochschwenkbar, nur in Kombination mit CODE U5026 oder U5027</p> <p>zusätzliches Zahnsegment</p> <p>Code U5029</p>
<input type="checkbox"/> Stück 244,- €	<input type="checkbox"/> Stück 302,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 85,- €	<input type="checkbox"/> St. MP 145,- €	<input type="checkbox"/> Stück 312,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 160,- €

Fußbrett

<p>Spastikverriegelung für Fußbrett</p> <p>hochklappbar für CODE U725 <input type="checkbox"/> Code U725S</p> <p>durchgehend für CODE U5028 <input type="checkbox"/> Code U5024</p> <p>geteilt für CODE U5027 <input type="checkbox"/> Code U723</p>	<p>Fußbrett geteilt mit Fußbretthalter am Sitzrohr Winkelverstellbar, hochklappbar und USL über Laschen einstellbar</p> <p>USL von Oberkante Sitzrahmen bis Fußbrett</p> <p><input type="checkbox"/> USL 15 - 32cm (FB-Halter standard im Rahmen montiert)</p> <p><input type="checkbox"/> USL 30 - 40cm* (FB-Halter lang mit FB-Bügel)</p> <p>ab Größe 1</p> <p>Code U5027 * Hinweis: nur bei höhere Sitzhöhe möglich (wegen Lenkräder)</p>	<p>Fußbrett durchgehend Flach-Profil Zahnsegment-Kniewinkel</p> <p>Code U7025</p>	<p>Fußbrett geteilt Flach-Profil Zahnsegment-Kniewinkel</p> <p>Code U7026</p>	<p>Fersenkante</p> <p>für Fußbrett geteilt für CODE U7028 <input type="checkbox"/> Paar Code U7028</p> <p>für Fußbrett durchgehend für CODE U7025, U5022, U5023 <input type="checkbox"/> Stück Code U7027</p>	<p>Wadenplatten (Polster)</p> <p>für Fußbrett geteilt für CODE U7028 <input type="checkbox"/> Paar Code U7023</p> <p>für Fußbrett durchgehend für CODE U7025, U5022, U5023 <input type="checkbox"/> Stück Code U7022</p>		
MP 60,- €	MP 70,- €	MP 120,- €	<input type="checkbox"/> Paar 332,- €	<input type="checkbox"/> Stück 308,- €	<input type="checkbox"/> Paar 390,- €	je 112,- €	je 120,- €

Rücken

<p>Rücken mit Handbogen höhenverstellbar und abklappbar ohne Einhandbremsgriff (2 einzelne Bremsgriffe)</p> <p><input type="checkbox"/> Handbogen U-Form bei Größe 2 = standard</p> <p><input type="checkbox"/> Handbogen Trapezform bei Größe 0 u. 1 = standard</p> <p>Code U5044</p>	<p>Rücken mit einzelnen Schiebegriffen, höhenverstellbar (2 einzelne Bremsgriffe)</p> <p>Code U5040</p>	<p>Rückenrohre 10cm höher</p> <p>Code U5045</p>	<p>Rückenführung mittig mit Gabelkopf für Sitzschale</p> <p>Code U5042</p>	<p>Rückenführung am Rückenrohr mit Gleitbuchsen für Sitzschale</p> <p>verstellbarem Halter</p> <p><input type="checkbox"/> Code U742R mit Code U5040 nicht möglich!!!</p> <p><input type="checkbox"/> Code U742RW mit Code U5040 nicht möglich!!!</p>	<p>Rückenneigung fest einstellbar, ohne Gasdruckfederverstellung</p> <p>Code U5043</p>	<p>Rücken mit 2 Gasdruckfedern für Rückenwinkelverstellung</p> <p># Sonderoption # für Größe 2 <input type="checkbox"/> Code U5041</p>	
Standard		MP 88,- €	<input type="checkbox"/> St. 228,- €	St. 232,- €	St. 252,- €	ohne MP	Set MP 394,- €

Adapter




Sitz



<p>Trapezadapter für Sitzschale 2-teilig</p> <p>Code U5031</p>	<p>Trapezadapter-oberteil Kunststoff (an Sitzschale)</p> <p>Code U5032</p>	<p>Trapezadapter-unterteil Alu (am Untergestell)</p> <p>Code U5033</p>	<p>HC-Trapezadapter für Sitzschale, 2-teilig Ober- und Unterteil aus Alu</p> <p>Code U5039</p>	<p>Sitz 10cm länger Sitzrahmen lang (nach vorne)</p> <p>45cm</p> <p>Code U5034</p>	<p>Sitzverlängerung 7cm (nach hinten) Nicht bei Scalamobil</p> <p>42cm</p> <p>Code U5035</p>	<p>Sitz-Rahmen mit 2 Gasdruckfedern für Sitzkantelung</p> <p>## Sonderoption ##</p> <p>für Größe 2</p> <p>Code U5008</p>
<input type="checkbox"/> Satz 270,- €	<input type="checkbox"/> Stück 110,- €	<input type="checkbox"/> Stück 160,- €	<input type="checkbox"/> Satz 354,- €	<input type="checkbox"/> Satz MP 158,- €	<input type="checkbox"/> Satz MP 148,- €	<input type="checkbox"/> Satz MP 484,- €

Summe

Fußbrett abschwenkbar vom Rollstuhl SPRINT im Sonderbau möglich !!



VD425-26

Antriebsrad					
Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und Luftbereifung (mit Bedienung für Begleitperson) <input type="checkbox"/> 12 Zoll Code U5061 ohne Greifringe / mit Schraubachse <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5062 nur mit 140mm Lenkrad möglich <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5063 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5064	Antriebsrad mit Trommelbremse, Greifring Alu, Steckachse und pannensicherer Bereifung (mit Bedienung für Begleitperson) <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5067 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5068 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5069	Radsturz für Antriebsrad 20", 22" u. 24" <input type="checkbox"/> 0° standard <input type="checkbox"/> 4° * <input type="checkbox"/> 7° * * nicht bei: - Halterung für Scalamobil - Radstandsverlängerung	Radabdeckung aus Kunststoff (mit Halterung und Verstärkungsplatten)  (für Antriebsrad 20", 22" oder 24") Code U5079	Radabdeckung Alu Kleiderschutz rund farbig beschichtet (mit Halterung)  Code U5076	Radabdeckung aus PC-Carbon (Kleiderschutz mit Halterung) (für Antriebsrad OFF-ROAD 24")  Code U776PC
Standard			<input type="checkbox"/> Paar 228,- €	<input type="checkbox"/> Paar 320,- €	<input type="checkbox"/> Paar 248,- €

Antriebsrad				
SAFETY-GRIP-Antriebsrad Felge mit integriertem Greifring <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U7602 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U7604 nur in Kombination mit Antriebsrad CODE U5063, U5064, U5068 oder U5069	"Black Edition" Antriebsräder mit schwarzer Nabe, schwarzer Felge und Steckachse mit schwarzer Kappe und schwarzer Bereifung Marathon Plus Evolution <input type="checkbox"/> 22"x1 Luft Code U763S <input type="checkbox"/> 24"x1 Luft Code U764S	Speichenschutz transparent  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5070 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5071 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5072	Greifringüberzug schwarz  <input type="checkbox"/> 20" Code U5094 <input type="checkbox"/> 22" Code U5095 <input type="checkbox"/> 24" Code U5096	Radstandsverlängerung um 9cm (In Kombination mit Scalamobil nicht möglich) Code U5077
<input type="checkbox"/> Paar MP 60,- €	<input type="checkbox"/> Paar MP 95,- €	<input type="checkbox"/> Paar 156,- €	<input type="checkbox"/> Paar 108,- €	<input type="checkbox"/> Paar 140,- €

Informationen und Preise zu weiteren Speicherschutzmotiven entnehmen Sie bitte dem Zusatzblatt Speicherschutz

Antriebsrad		Zubehör	
Antriebsrad 24" mit OFF-ROAD-Bereifung (mit Sonderfelgengröße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz anstatt die normalen Antriebsräder -> nur in Kombination mit U5064 IIIII <input type="checkbox"/> OFF ROAD 24" x 1,75 (47-507) Mountainbike Profil <input type="checkbox"/> BIG BEN 24" x 2,35 (55-507) feines Profil (Ballon-Reifen) Code U759 Hinweis: nur mit 0° Radsturz möglich !!	Antriebsrad OFF-ROAD 24" zusätzlich (Sonderfelgengröße 507) mit Aluminiumgreifring schwarz und mit Steckachse zusätzlich zu den normalen Antriebsräder 24" (als Wechselräder) <input type="checkbox"/> Code U759BA OFF ROAD 24" x 1,75 (47-507) Mountainbike Profil <input type="checkbox"/> Code U759BB BIG BEN 24" x 2,35 (55-507) feines Profil (Ballon-Reifen) Hinweis: nur mit 0° Radsturz möglich !!	Kraftknotensystem zum Transport des Untergestells im Auto (nach ISO 7176-19) Montagesatz für Untergestell und Montage an das Untergestell  Code U5097 Hinweis: nicht in Kombination mit E-Fix	<input type="checkbox"/> Satz Nettopreis 430,- €
<input type="checkbox"/> Paar MP 288,- €	<input type="checkbox"/> Paar 688,- €		

Lenkrad		Zubehör		Bremsen	
Lenkrad mit Schraubachse <input type="checkbox"/> 140mm schwarz soft (Vg.) Code U5081S <input type="checkbox"/> 140mm soft (Vollgummi) Code U5081 <input type="checkbox"/> 6 Zoll Vollgummi * Code U5084 <input type="checkbox"/> 6 Zoll luftbereift * Code U5083 <input type="checkbox"/> 7 Zoll luftbereift * Code U5082 <input type="checkbox"/> 7 Zoll Vollgummi * Code U5088 *6 Zoll oder 7 Zoll nicht bei 20" und 22" Antriebsrad	Halterung für Scalamobil nur bei 24"-Antriebsräder # ab Größe 1 Code U5009 (Kombination mit Ankippbügel, Kippsicherung und Sitzverlängerung 7cm nach hinten nicht möglich !!)	Feststellbremse für Antriebsrad  <input type="checkbox"/> 20 Zoll Code U5091 <input type="checkbox"/> 22 Zoll Code U5092 <input type="checkbox"/> 24 Zoll Code U5093	Bremshebelverlängerung, abklappbar  Code U5078	<input type="checkbox"/> Paar MP 140,- €	<input type="checkbox"/> Paar 60,- €
Standard		<input type="checkbox"/> Satz 260,- €			

Racer Fahrgestell für Sitzschalen		Grundpreis	€ 2170,-
Für alle Bestellungen gelten die umseitig abgedruckten AGB.		Summe Mehrpreise	€
		Verpackung/Frachtkostenanteil	€ siehe KV oder AB
		Summe	€
		Ges. MwSt.	€
		Gesamtsumme	€
Besteller / Ansprechpartner	Telefon		

Achtung: Scalamobil-Anbau: Radstandsverlängerung, Ankippbügel, Kippsicherung und Sitzverlängerung 7cm nach hinten nicht möglich !!

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Gültigkeit

Für sämtliche Verkäufe gelten ausnahmslos unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen. Aufträge und sonstige Vereinbarungen werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung gültig. Den Einkaufsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich widersprochen.

Angebot und Vertragsabschluss

Angebote sind stets freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich befristet sind. Aufträge bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Bei bestätigten Aufträgen sind die Preise fest, wir behalten uns jedoch vor, bei Preissteigerungen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Steuererhöhungen, Lohnerhöhungen, Preisänderungen seitens unserer Vorlieferanten), den Preis entsprechend anzupassen. Kostenvorschläge für Sonderanfertigungen und Reparaturarbeiten sind stets unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten. Der Vertrag kommt erst mit der Auftragsbestätigung zustande.

Versand

Soweit vom Besteller keine Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versandweg in der üblichen Verpackung. Versicherungen erfolgen nur auf Wunsch und auf Kosten des Bestellers. Lieferungen erfolgen unfrei. Der Versandweg steht uns frei. Bei Sonderwünschen, z.B. Expreßsendungen, Eilgut usw. gehen auch die Mehrkosten zu Lasten des Empfängers. Die Ware wird stets auf Gefahr des Abnehmers zum Versand gebracht. Bei Transportschaden muß der Empfänger eine Tatbestandsaufnahme bei dem jeweiligen Transportführer beantragen.

Preise

Alle Preise von BEROLLKA verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer, öffentlichen Lasten und Abgaben, wie etwaiger Zölle sowie die Versicherungs- und Verpackungskosten, die gesondert berechnet werden.

Mindermengenzuschlag

Bei Kleinaufträgen wird pro Auftrag ein Mindermengenzuschlag pauschal von 15,00 Euro bei einem Netto-Warenwert unter 20,00 Euro für Verwaltungskosten zusätzlich berechnet.

Lieferfristen

Die angegebenen Liefertermine und Lieferfristen sind unverbindlich. Ihre Überschreitung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt des Vertrages. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen ist ausgeschlossen. BEROLLKA kann aus begründetem Anlass Teillieferungen vornehmen.

Fehlbestellungen / Warenrücksendungen

Fehlbestellungen werden nur zurückgenommen, wenn wir sie verschuldet haben und die Ware sich in einwandfreiem Zustand befindet. Sofern im Einzelfall Fehlbestellungen oder Warenrücksendungen aus Kulanz angenommen werden, so ist folgendes zu beachten:

1. Artikelnummer, Artikelbezeichnung, Lieferscheindatum- und nummer, sowie Rechnungsnummer sind anzugeben.
2. Die Rücksendung hat frei zu erfolgen.
3. Die Ware muß der im Lieferschein aufgeführten Artikelnummer(n) entsprechen. Keinesfalls werden von einem Artikel entfernte Einzelteile zurückgenommen.
4. Die zurückgesandte Ware hat sich in einwandfreiem Zustand zu befinden.
5. Für die Zurücknahme werden Bearbeitungsgebühren in Höhe von 10% des Nettowarenwertes, zumindest jedoch € 35,- berechnet.

Lieferungen, die länger als 3 Monate zurückliegen, sowie Nachteile und Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen. Als Nachweis dient eine Kopie des Lieferscheins oder der Rechnung.

Gewährleistung und Mängelrügen

Der Verkäufer haftet unter Ausschluss weiterer Ansprüche für Mängel der Ware in der Weise, daß er alle diejenigen Teile unentgeltlich auszubessern oder nach seiner Wahl neu zu liefern hat, die innerhalb von 6 Monaten, bei nachweisbaren Material- oder Arbeitsfehler schadhaft oder unbrauchbar geworden sind und als solche dem Verkäufer sofort nach Bekanntwerden des Mangels schriftlich gemeldet worden sind. Soweit längere gesetzliche Fristen einschlägig sind, wird eine Gewährleistung von 12 Monaten vereinbart.

Zur Vornahme der Ersatzteillieferung hat der Besteller dem Verkäufer die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers. Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach der Ablieferung durch den Verkäufer zu untersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu machen. Unterläßt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

Bei jeder Beanstandung steht BEROLLKA das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Besteller BEROLLKA die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. BEROLLKA kann von dem Besteller auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an BEROLLKA auf Kosten von BEROLLKA zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Bestellers als vorsätzlich oder grob fahrlässig unberechtigt, so ist er BEROLLKA zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen verpflichtet. BEROLLKA ist berechtigt, gewährleistungspflichtige Mängel nach eigener Wahl durch für den Besteller kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung des fehlerhaften Teiles oder des ganzen Liefergegenstandes zu beseitigen. Übernimmt der Besteller bei einer Beanstandung eine Reparatur selbst oder versucht die Mängel selbst zu beheben ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers, werden vom Verkäufer keine Aufwandsansprüche (wie Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten) und auch keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Von der Ersatzpflicht sind ausgeschlossen:

Beschädigungen, welche durch natürlichen Verschleiß, fahrlässige bzw. unsachgemäße Behandlung oder gewaltsamer Beschädigung entstehen. Wandlung des Kaufvertrages, Minderung des Kaufpreises oder Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Die Gewährspflicht erlischt, wenn Reparaturen bzw. Veränderungen oder Ersatz einzelner Teile von anderer Seite als der Verkäuferin oder liefernden Firma vorgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt

Für Wiederverkäufer: Die jeweils angelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Rechnungen – auch aus anderen Lieferungen - unser Eigentum. Unsere hiernach noch in unserem Eigentum verbliebene Ware darf nur im ordentlichen Geschäftsgang weiterveräußert werden. Forderungen aus dem Weiterverkauf werden an uns abgetreten. Eine Verfügung außerhalb des ordentlichen Geschäftsganges, z.B. durch Verpfändung unseres Eigentums oder uns abgetretener Forderungen sind uns unaufgefordert und unverzüglich mitzuteilen.

Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Bei Zahlungseingang binnen 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, wenn sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Leistungen erfüllt sind. Wird die 30-tägige Zahlungsfrist überschritten, sind wir berechtigt, Verzugszinsen zu berechnen. Der Zinssatz liegt bei marktüblichen Zinsen der Großbanken. Lieferung gegen Nachnahme behalten wir uns ausdrücklich vor.

Datenschutz

Berollka und der Kunde sind für die Einhaltung der jeweils für sie geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen selbst verantwortlich. Der Kunde darf Berollka keine personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, für welche die Rechtmäßigkeit nicht gegeben ist und für welche der Kunde keine gesetzliche Legitimation zur Verarbeitung hat.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Ort der Rechnungsstellung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist Heidelberg. BEROLLKA ist jedoch berechtigt, den Besteller an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Eine aktuelle Preisliste kann jederzeit angefordert werden.