



Σου παρέχει όλες τις ανέσεις!

Το SPACE είναι ένα ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο ενισχυμένου τύπου για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

Σου παρέχει όλες τις ανέσεις καθώς έχει **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κλίση καθίσματος** αλλά και **ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης**.

Χαρακτηριστικά του SPACE :

- Ανθεκτικό σκελετό από μεταλοκράματα.
- Χειριστήριο με ρυθμιζόμενη βάση.
- Πλαϊνά με φαρδύ υποβραχιόνιο ρυθμιζόμενο κατά ύψος.
- Διαιρούμενο και περιστρεφόμενο υποπόδιο με ρύθμιση μήκους και κλίσης.
- Ιμάντες γάμπας στο υποπόδιο.
- Αφαιρούμενο μαξιλάρι καθίσματος.
- Πλάτη που ρυθμίζεται με ιμάντες.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 9" εμπρός.
- Ζάντες αλουμινίου με τροχό 14" πίσω.
- Αξιόπιστα ηλεκτρονικά PG Drives Technology (χειριστήριο και πλακέτα).

Τεχνικά χαρακτηριστικά:

Χειριστήριο	PG VSI-50A	Μήκος αμαξιδίου	1143 mm
Μοτέρ	340W*2	Πλάτος αμαξιδίου	625 mm
Μπαταρίες	Lead-acid 24V 50Ah	Ύψος αμαξιδίου	995 mm
Φορτιστής	HP 24V, 6A	Πλάτος καθίσματος	430-500 mm
Μέγιστη ταχύτητα	7-10 km/h	Βάθος καθίσματος	330-500 mm
Αυτονομία (σε ιδανικές συνθήκες)	25-30 Km	Ύψος καθίσματος	500 mm
Μεγ. κλίση ανάβασης	10 ° / 17,5%	Ύψος πλάτης	495 mm
Τροχοί εμπρός	9" φουσκωτός τροχός με ζάντα αλουμινίου	Ακτίνα περιστροφής	900 mm
Τροχοί πίσω	14" φουσκωτός τροχός με ζάντα αλουμινίου	Απόσταση από το έδαφος	112 mm
Πλαϊνά	Ρυθμιζόμενα καθ' ύψος	Μέγιστο βάρος επιβάτη	140 Kg
Ηλεκτρική κλίση καθίσματος	6° ~ 30°	Βάρος αμαξιδίου με μπαταρίες	100 Kg
Ηλεκτρική κλίση πλάτης	6° ~ 30°	Βάρος μπαταριών 50Ah	35 Kg

