

Start^{M1} Intro

Ελαφρύ αναπηρικό αμαξίδιο



Βασικός εξοπλισμός

- Σωληνωτό πλαίσιο αλουμινίου
- Βοήθημα ανασήκωσης ενσωματωμένο στο πλαίσιο
- Διαιρούμενο υποπόδιο, με ρυθμιζόμενη κλίση, πλαστικό υποστήριγμα ποδιών
- Αναδιπλούμενες βάσεις υποστηριγμάτων ποδιών
- Πλευρικό εξάρτημα ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με μπράτσο
- Κάλυμμα καθίσματος και πλάτης νάιλον, μαύρο
- Τροχοί διεύθυνσης 8" (200 x 50 mm) ή 6" (150 x 27 mm) εξ ολοκλήρου από καουτσούκ
- Κινητήριои τροχοί 24" με ελαστικά PU
- Φρένο μοχλού γόνατος
- Πλαίσιο ασημί μεταλλικό

Εργαστασιακές ρυθμίσεις:

- Βάθος καθίσματος 43 cm
- Ύψος πλάτης 42,5 cm (εκδοχή 1, 2, 6, 7)
- Ύψος πλάτης 47,5 cm (εκδοχή 3, 5)
- Ύψος καθίσματος μπροστά 45 cm (εκδοχή 5, 6, 7)
- Ύψος καθίσματος μπροστά 49 cm (εκδοχή 1, 2, 3)

πτυσσόμενο, μέγ. βάρος χρήστη 125 kg

Βασική τιμή: X.XXX € (με πλευρικά εξαρτήματα και υποστηρίγματα ποδιών) Όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και ισχύουν από 1.1.2014 – 31.12.2014	Αρ. εντολής: -----
---	---------------------------

☐ Προσφορά	☐ Παραγγελία
Στοιχεία τιμολόγησης/ αριθμός πελάτη	
Στοιχεία παράδοσης	
Προμήθεια 	Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Υπογραφή

Εκδοχή	
Εκδοχή 1: στάνταρ πλάτη, στάνταρ κινητήριος τροχός, τροχοί διεύθυνσης 8" με ελαστικά εξ ολοκλήρου από καουτσούκ	
Πλάτος καθίσματος: ☐ 40,5 cm / αρ. είδους 480F53=10101 ☐ 43 cm / αρ. είδους 480F53=10102 ☐ 45,5 cm / αρ. είδους 480F53=10103 ☐ 48 cm / αρ. είδους 480F53=10104 ☐ 50,5 cm / αρ. είδους 480F53=10105	

Εκδοχή 2: στάνταρ πλάτη, κινητήριος τροχός με ταμπούρο, τροχοί διεύθυνσης 8" με ελαστικά εξ ολοκλήρου από καουτσούκ	
Πλάτος καθίσματος: ☐ 40,5 cm / αρ. είδους 480F53=10201 ☐ 43 cm / αρ. είδους 480F53=10202 ☐ 45,5 cm / αρ. είδους 480F53=10203 ☐ 48 cm / αρ. είδους 480F53=10204 ☐ 50,5 cm / αρ. είδους 480F53=10205	

Εκδοχή 3: πλάτη ρυθμιζόμενης κλίσης 30°, στάνταρ κινητήριος τροχός, τροχοί διεύθυνσης 6" με ελαστικά εξ ολοκλήρου από καουτσούκ	
Πλάτος καθίσματος: ☐ 40,5 cm / αρ. είδους 480F53=10301 ☐ 43 cm / αρ. είδους 480F53=10302 ☐ 45,5 cm / αρ. είδους 480F53=10303 ☐ 48 cm / αρ. είδους 480F53=10304 ☐ 50,5 cm / αρ. είδους 480F53=10305	

Εκδοχή 5: στάνταρ πλάτη, στάνταρ κινητήριος τροχός, τροχοί διεύθυνσης 6" με ελαστικά εξ ολοκλήρου από καουτσούκ	
Πλάτος καθίσματος: ☐ 40,5 cm / αρ. είδους 480F53=10501 ☐ 43 cm / αρ. είδους 480F53=10502 ☐ 45,5 cm / αρ. είδους 480F53=10503 ☐ 48 cm / αρ. είδους 480F53=10504 ☐ 50,5 cm / αρ. είδους 480F53=10505	

Εκδοχή	
Εκδοχή 6: στάνταρ πλάτη, στάνταρ κινητήριος τροχός 12", τροχοί διεύθυνσης 6" με ελαστικά εξ ολοκλήρου από καουτσούκ	
Πλάτος καθίσματος: ☐ 40,5 cm / αρ. είδους 480F53=10601 ☐ 43 cm / αρ. είδους 480F53=10602 ☐ 45,5 cm / αρ. είδους 480F53=10603 ☐ 48 cm / αρ. είδους 480F53=10604 ☐ 50,5 cm / αρ. είδους 480F53=10605	

Εκδοχή 7: αναδιπλούμενη πλάτη, στάνταρ κινητήριος τροχός 12", τροχοί διεύθυνσης 6" με ελαστικά εξ ολοκλήρου από καουτσούκ	
Πλάτος καθίσματος: ☐ 40,5 cm / αρ. είδους 480F53=10701 ☐ 43 cm / αρ. είδους 480F53=10702 ☐ 45,5 cm / αρ. είδους 480F53=10703 ☐ 48 cm / αρ. είδους 480F53=10704 ☐ 50,5 cm / αρ. είδους 480F53=10705	

Πρόσθετος εξοπλισμός		Ποσότητα ανά αμαξίδιο	Αξία
481A53=SK013	☐ Ροδάκια μεταφοράς	2 τεμάχια	
481A53=SK170	☐ Ασφάλεια ανατροπής, κουμπωτή	1 τεμάχιο	
481A53=SK170	☐ Ασφάλεια ανατροπής, κουμπωτή (ζευγάρι)	2 τεμάχια	
481A53=SK065	☐ Θέση πατερίτσας	1 τεμάχιο	
481F53=PK014	☐ Τροχοί διεύθυνσης 6" PU (150 x 27 mm, μεγάλη περόνη)	1 ζευγάρι	
481F53=PK019	☐ Τροχοί διεύθυνσης 8" PU (200 x 30 mm, μεγάλη περόνη)	1 ζευγάρι	
481H53=SK012	☐ Προέκταση μοχλού φρένου	2 τεμάχια	
481E53=PK003	☐ Πλευρικά εξαρτήματα, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με μπράτσο	1 ζευγάρι	

481E53=PK100	☐	Πλευρικό εξάρτημα Desk, ρυθμιζόμενο καθ' ύψος με μπράτσο	1 ζευγάρι
481E53=ST051	☐	Βοηθητικό τραπεζάκι, πλάτος καθίσματος 40,5 cm	1 τεμάχιο
481E53=ST052	☐	Βοηθητικό τραπεζάκι, πλάτος καθίσματος 43 cm	1 τεμάχιο
481E53=ST053	☐	Βοηθητικό τραπεζάκι, πλάτος καθίσματος 45,5 cm	1 τεμάχιο
481E53=ST054	☐	Βοηθητικό τραπεζάκι, πλάτος καθίσματος 48 cm	1 τεμάχιο
481E53=ST055	☐	Βοηθητικό τραπεζάκι, πλάτος καθίσματος 50,5 cm	1 τεμάχιο
481C53=SM155	☐	Στάνταρ μαξιλάρι καθίσματος, πάχος 4,5 cm, 40,5 x 43 cm	1 τεμάχιο
481C53=SM160	☐	Στάνταρ μαξιλάρι καθίσματος, πάχος 4,5 cm, 43 x 43 cm	1 τεμάχιο
481C53=SM165	☐	Στάνταρ μαξιλάρι καθίσματος, πάχος 4,5 cm, 45,5 x 43 cm	1 τεμάχιο
481C53=SM175	☐	Στάνταρ μαξιλάρι καθίσματος, πάχος 4,5 cm, 48 x 43 cm	1 τεμάχιο
481C53=SM180	☐	Στάνταρ μαξιλάρι καθίσματος, πάχος 4,5 cm, 50,5 x 43 cm	1 τεμάχιο
481B53=PK135	☐	Ανυψούμενο υποπόδιο SB 40,5 cm	1 ζευγάρι
481B53=PK140	☐	Ανυψούμενο υποπόδιο SB 43 – 45,5 cm	1 ζευγάρι
481B53=PK145	☐	Ανυψούμενο υποπόδιο SB 48 – 50,5 cm	1 ζευγάρι
446B1=2-7	☐	Ζώνη λεκάνης SB 40,5/43 cm	1 τεμάχιο
481C08=SK079	☐	Ζώνη λεκάνης SB 45,5 – 50,5 cm	1 τεμάχιο
481G00=SK702	☐	Διαφανές προστατευτικό ακτινών (στάνταρ ζάντα)	2 τεμάχια
481G53=SK116	☐	Διαφανές προστατευτικό ακτινών (φρένο με ταμπούρο)	2 τεμάχια
481S00=SK030	☐	Σετ μεταφοράς με αυτοκίνητο	1 τεμάχιο

Υπόδειξη: Ο πρόσθετος εξοπλισμός συμπεριλαμβάνεται, αλλά δεν είναι συναρμολογημένος. Οι επιστροφές στάνταρ εξαρτημάτων δεν είναι εφικτές. Χρησιμοποιήστε επίσης τα δελτία παραγγελίας για πρόσθετο εξοπλισμό αναπηρικών αμαξιδίων 647F312 και 647F346.