

VARISAN

ΧΡΩΜΑ:

- Ccl 1 (18-21 mm Hg)
- Ccl 2 (23-32 mm Hg)
- Ccl 3 (34-46 mm Hg)

- Ανοιχτά δάκτυλα
- Κλειστά δάκτυλα

- ΜΑΥΡΟ**
- ΜΠΕΖ**

- T* περίμετρος μέσης
- H* περίμετρος γλουτών
- G* 5 cm κάτω από την βουβωνική περιοχή
- F* 14 cm πάνω από το γόνατο
- K1T* κάβαλος, κλείδωση μέσης μπροστινή πλευρά

- D* περίμετρος κάτω από το γόνατο
- C* περίμετρος γάμπας στο πιο παχύ σημείο της
- B* Περίμετρος αστράγαλο πάνω στο κόκαλο
- A* περίμετρος πέλματος
- K2T* κάβαλος, κλείδωση μέσης πίσω πλευρά

- ** Μόνο για καλσόν
- * Για καλσόν και κάλτσες

<input type="text"/>	AT	**
<input type="text"/>	AH	
<input type="text"/>	K1T	
<input type="text"/>	K2T	

- ΚΑΤΩ ΓΟΝΑΤΟΣ
- ΓΟΝΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΛΕΒΙΚΑ ΕΛΚΗ


- ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ

- ΡΙΖΟΜΗΡΙΟΥ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

- MONOCOLLANT
- DX SX

- COLLANT
- ΑΝΔΡΙΚΟ
- ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

- ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ



		Υψη	
		Αριστερό	Δεξί
AG	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
AF	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
AD	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
AC	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
AB	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
Νούμερο παπουτσιού Περίμετροι			
		Αριστερό	Δεξί
t		<input type="text"/>	h <input type="text"/>
g	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
f	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
d	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
c	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
b	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>
a	sx	<input type="text"/>	dx <input type="text"/>

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: _____

ΑΦΜ: _____

ΤΗΛ: _____

Σας ενημερώνουμε πως οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση σε παραγγελίες ειδικής κατασκευής (su misura) γίνονται δεκτές μόνο αν υποβληθούν γραπτώς και μόνο σε διάστημα έως και 1 εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή της παραγγελίας στην εταιρεία μας.

Αλλαγές ή ακυρώσεις εκπρόθεσμες θα χρεώνουν τον πελάτη με την αξία της κάλτσας.