



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Κατάλληλο για άμεση μεταφορά ασθενών με περιορισμένη προσβασιμότητα.
- Διαθέτει δυο μπροστινές και δυο λαβές στην πλάτη για εύκολη μετακίνηση του καθίσματος.
- Διαθέτει σκελετό απο αλουμίνιο.
- Αναδιπλώνεται και αποθηκεύεται εύκολα.
- Έχει δυο υποβραχιόνια πτυσσόμενα
- Διαθέτει 4 τροχούς .
- Διαθέτει υποπόδιο.
- Μέγιστο βάρος χρήστη 159 kgr.
- Διαθέτει 2 ιμάντες
- Βάρος 12 kgr