Νοσοκομειακό Κρεβάτι

Κωδ. 0805905

3έτη εγγυηση



Βασικά χαρακτηριστικά

- Ηλεκτρικό Νοσοκομειακό Κρεβάτι.
- Ιδανικό για μονάδες εντατικής Θεραπείας.
- Βοηθά τον ασθενή να ωφεληθεί και να έχει καλύτερη φροντίδα κατά την ανάρρωση από καρδιοχειρουργικές, αναπνευστικές, και άλλες επεμβάσεις.
- Με ένα κουμπί δίνει τη δυνατότητα στους φροντιστές να μετατρέψουν το νοσοκομειακό κρεβάτι σε καρέκλα.
- Ενσωματωμένος ελεγκτής κρεβατιού και στις δύο πλευρικά κάγκελα, βολικός για μακροχρόνια λειτουργία τόσο για τον ασθενή όσο και για τον φροντιστή.
- Τόσο η ηλεκτρική όσο και η χειροκίνητη ΚΑΡΠΑ, παρέχουν γρήγορη απελευθέρωση σε επίπεδη θέση για επείγουσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
- Ηλεκτρική επέκταση τμήματος ποδιού.
- Ένδειξη γωνίας, τόσο για πλάτη, Trendelenburg & Anti-Trendelenburg.
- Πέμπτος τροχός για κατεύθυνση, αντικραδασμικός για καλύτερη μεταφορά.
- Κεντρικό κλείδωμα και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού.
- Με εφεδρική μπαταρία για έκτακτη ανάγκη.
- Με νυχτερινό φως, στη μονάδα ελέγχου.
- Με λαβή ώθησης από ανοξείδωτο χάλυβα
- Με τέσσερις προφυλακτήρες στις τέσσερις γωνίες.
- Ηλεκτρικός έλεγχος ανύψωσης της πλάτης
- Ηλεκτρικός έλεγχος Ανύψωσης των ποδιών
- Ηλεκτρικός έλεγχος ρύθμισης ύψους
- Ηλεκτρικός έλεγχος trendelenburg
- Ηλεκτρικός έλεγχος anti- Trendelenburg
- Κάγκελα με μηχανισμό εύκολης αναδίπλωσης καθ' ύψος, για άμεση πρόσβαση στον ασθενή
- Με 2τμχ μπαταρίες μολύβδου οξεός 1,3Ah, με αυτονομία περίπου 5–7 πλήρων κύκλων λειτουργίας των κινήσεων
- Ο χρόνος που χρειάζεται για να φορτιστεί πλήρως η μπαταρία είναι περίπου 12 ώρες.
- Η πλήρης επαναφόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται κάθε 3 μήνες, προκειμένου να διατηρηθεί η χωρητικότητα της
- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μπαταρία θα τροφοδοτήσει αυτόματα το σύστημα. Έπειτα ακολουθείται η τυπική διαδικασία ενεργοποίησης της λειτουργίας.
- Λειτουργία ανάκλησης πλάτης με χαμηλούς κραδασμούς για μείωση των δυνάμεων όπου ασκούνται στην κοιλιακή χώρα.
- Λειτουργία αυτομάτου περιγράμματος σώματος (auto contour) για έλεγχο της σωστής θέσης του ασθενούς
- Αποσπώμενη μετόπη κεφαλής και ποδιών με προφυλακτήρες για την αποφυγή πρόσκρουσης και προφύλαξης από χτυπήματα -τέσσερις προφυλακτήρες στις τέσσερις γωνίες.
- Τροχοί με κεντρικό φρένο,περιστρεφόμενοι
- Με πέμπτο τροχό ,αντικραδασμικό για κατεύθυνση και καλύτερη μεταφορά.
- Μεγάλο εύρος ρύθμισης ύψους από 56cm έως 98cm
- Ενσύρματο χειριστήριο λειτουργιών
- Ενσωματωμένο Χειριστήριο λειτουργιών εξωτερικά των κάγκελων, για χρήση από υγειονομικό προσωπικό
- Ενσωματωμένο Χειριστήριο λειτουργιών ασθενή (εσωτερικά των καγκέλων) (υπάρχει η δυνατότητα κλειδώματος των λειτουργιών του χειριστηρίου μέσω του ενσωματωμένου χειριστηρίου για χρήση από υγειονομικό προσωπικό εξωτερικά των καγκέλων)
- Χειροκίνητη απελευθέρωση για CPR και στις δύο πλευρές
- Κουμπί CPR στο χειριστήριο
- Βάση σεντονιών-κλινοσκεπασμάτων (βρίσκεται στο κάτω μέρος-βάση του κρεβατιού και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το νοσηλευτικό προσωπικό κατά την αλλαγή σεντονιών)
- Βάση φιάλης οξυγόνου κατάλληλη για 2,3 λίτρων φιάλες
- Ενσωματωμένες υποδοχές για τοποθέτηση ασκών παροχέτευσης, ουροσυλλεκτών.
- Νυχτερινό φως για την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασθενούς κατά τη διάρκεια της νύχτας
- Τόσο η ηλεκτρική όσο και η χειροκίνητη ΚΑΡΠΑ, παρέχουν γρήγορη απελευθέρωση σε επίπεδη θέση για επείγουσα καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση.
- Κεντρικό κλείδωμα και από τις δύο πλευρές του κρεβατιού.
- Με 2 υποδοχές για τοποθέτηση στατώ ορού
- Το κρεβάτι διαθέτει στατώ ορού τηλεσκοπικό, με 4 αναδιπλούμενους γάντζους

Επιλογή Στρώματος

Πρέπει να προμηθευτείτε το στρώμα ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε στρώματα ή αεροστρώματα σύμφωνα με την γνωμάτευση του Θεράποντος Ιατρού. Το μέγεθος του στρώματος να μην είναι μεγαλύτερο από αυτό του σκελετού το κρεβατιού. Το στρώμα 0805941 ΣΤΡΩΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ "PRO I" με διαστάσεις 191 x 82 x14cm είναι κατάλληλο για το μέγεθος του κρεβατιού.



Πίνακας Χαρακτηριστικών

Κωδικός Μοντέλου	0805905
Περιγραφή	ΚΡΕΒΑΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ
Λειτουργίες	Ηλεκτρικές & χειροκίνητες
Σκελετός	Ατσάλινος σκελετός
Πλατφόρμα κρεβατιού	Ατσάλινη
Συνολικό Μήκος (χωρίς επέκταση τμήματος ποδιών)	202cm
Συνολικό Μήκος (με επέκταση τμήματος ποδιών)	222cm
Συνολικό πλάτος (με τα κάγκελα πάνω)	100cm
Συνολικό πλάτος (με τα κάγκελα κάτω)	98cm
Επιφάνεια στρώματος	196 × 90cm
Ελάχιστο ύψος	56 cm
Μέγιστο ύψος	98 cm
Εύρος Κλίσης Πλάτης	0–75°
Εύρος Κλίσης Ποδιών	0–45°
Trendelenburg	0–15°
Reverse Trendelenburg	0–15°
Τροχοί	4 τεμ , 15cm , με φρένο
Πέμπτος τροχός	1 τεμ, 10cm
Μέγιστο Φορτίο	250 Kg
Τάση	100–240V
Συχνότητα	50/60 Hz
Αδιάβροχο καλώδιο και βύσμα νοσοκομειακού τύπου	IPX4
Βάρος προϊόντος	250kg
Βαφή σκελετού	Ηλεκτροστατική
Μοτέρ	5