via A. de Curtis 4/A - 80040 Cercola (NA) - Italia
Tel. 081 5551946 - Fax 081 5552507
www.neatech.it - info@neatech.it



Codice Repertorio DM: 152178

Rivenditore _____

Assistito _____

Numero Ordine _____ Data _____


Indirizzo spedizione _____

I prezzi di ciascuna riga si intendono unitari, al pubblico ed IVA esclusa.
Salvo diversamente indicato nella compilazione della scheda, il prodotto verrà configurato nella versione standard. Alcune combinazioni di opzioni potrebbero risultare incompatibili. Per richieste di personalizzazioni rispetto a quanto indicato nella scheda contattare il produttore.

INFORMAZIONI TECNICHE

Massimo peso utente: **125 kg**
Peso carrozzina: telaio **7 kg - ruota 3 kg**
Talaio in alluminio
Ruote pneumatiche Ø400 mm con giunti sigillati

misure in mm



A - Larghezza seduta	465
B - Larghezza totale	900
C - Altezza schienale	710
D - Altezza seduta	360
E - profondità seduta	420
F - Lunghezza totale	795
G - Lunghezza totale con pedane	1250

TELAIO

Carrozzina JOB	☑	JOB

ALTRI ACCESSORI

	Coppia di braccioli	❑	JBRA
	Cintura di sicurezza	❑	JCIN

	Cuscino poggiatesta	❑	JCUS
	Borsa di trasporto	❑	JBOR
	Collarino gonfiabile	❑	JCOL
	Pettorina per il tronco	❑	JPET
	Tendalino parasole	❑	JSUN
	Poggiagambe gonfiabile	❑	JPPG
	Kit terza ruota	❑	JOB3